


EzRay Air™ Portable

م دختسم ل ل د

ل د م ل م ق ر : VEX-P300
راد ص إ ل : 1.45

• ة ب ع ل



vatech


EzRay Air™ Portable User manual

EzRay Air™ Portable

User Manual

Model : VEX-P300
Version : 1.45

- English
- Français
- Deutsch
- Español
- Português
- Italiano
- Русская
- TÜRKÇE
- 繁體中文



vatech

Notice

The **VEX-P300** is a portable dental X-ray system.

This manual contains descriptions, operational instructions, imaging procedures for the **VEX-P300** dental X-ray system. It is recommended that thoroughly familiarize yourself with this manual to make the most effective use of this device. Observe all cautions, safety messages and warnings that appear in this manual.

Always keep this manual with the device and review the operating procedures and safety instructions if needed.

The illustrations/photos of the device in this manual are only for illustration purposes. The actual device may differ.

Due to continuous technological improvements, the manual may not contain the most updated information. For further information not covered in this manual, please contact us at:

VATECH Co., Ltd.

Phone: (+82) 1588 9510

E-mail: gcs@vatech.co.kr

This document is originally written in English.

The **VEX-P300** is referred to as a **device** in this manual.

Manual Name: EzRay Air Portable (Model: VEX-P300) User Manual

Document number: VDH-UM-067

Version: 1.45

Publication Date: 2020-03



The EzRay Air Portable unit is intended to be used by a **certified professional**, exclusively for dental radiography.

This page intentionally left blank.

Table of Contents

Notice	v
Table of Contents	vii
1. General and Regulatory Information	1
1.1 Manufacturer's Liability.....	1
1.2 Owner and Operator's Obligations	1
1.3 Conventions Used in this Manual.....	2
1.4 Marks and Symbols.....	3
1.5 Standards and Regulations.....	6
2. Safety Instructions	7
2.1 General Safety Guidelines	7
2.2 Warnings and Safety Instructions	8
3. System Overview	11
3.1 Indications for Use	11
3.2 Principles of Operation	11
3.3 Intended User Profile	11
3.4 Components.....	12
3.5 Features.....	13
3.6 General View of the Device.....	14
4. Operation	18
4.1 Power On/Off	18
4.2 Enter Password.....	19
4.3 Operation Mode.....	20
4.4 Positioning.....	22
4.5 Exposure.....	31
4.6 Using the Battery.....	33
5. Service Mode	41
5.1 Overview	41
5.2 Changing System Parameters	42

5.3	Service Mode Menu	44
6.	Troubleshooting	55
7.	Cleaning and Maintenance	57
7.1	Cleaning	57
7.2	Maintenance.....	58
8.	Disposing of the Unit	61
9.	Device Specifications	63
9.1	Mechanical Specifications	63
9.2	Technical Specifications	64
9.3	Electrical Specifications	68
9.4	Environmental Specifications	68
10.	Appendix	69
10.1	Combining the Holder and the devices using a tripod.....	69
10.2	Using the Rotating Rectangular Cover	71
10.3	Tables of Exposure Times (Default)	73
10.4	X-ray Dose Data	75
10.5	Electromagnetic Compatibility (EMC) Information	84
10.6	Abbreviations	87

1. General and Regulatory Information

1.1 Manufacturer's Liability

The manufacturers and retailers of this device assume responsibility for the safe and normal operation of this device only when:

- Always use genuine VATECH approved devices and parts.
- Perform all maintenance and repairs at a VATECH authorized distributor.
- Using this device properly according to the user manual.
- The device damage or malfunction is not the result of an error on the part of the owner or operator.



Disclaimer:

EzRay Air Portable is sold with the understanding that the user assumes sole responsibility for radiation safety (as well as any state, provincial, or local regulatory compliance) and that **VATECH**, its agents or representatives, do not accept responsibility for:

- 1) any injury or danger to personnel from X-ray exposure,
- 2) image over/underexposure due to poor operating techniques or procedures,
- 3) device which has been damaged, modified, or tampered with in any way.

1.2 Owner and Operator's Obligations

- The owner of this device must perform constancy tests at regular intervals to ensure patient and operator safety. These tests must be performed by local X-ray safety regulations.
- The owner of this device must perform regular inspection and maintenance of the mechanical and electrical components in this device to ensure safe and consistent operation (IEC 60601-1).
- The owner of this device must ensure inspection and cleaning work is performed by the maintenance schedule outlined in **Chapter 7 Cleaning and Maintenance**.



DO NOT operate this device until reading this manual and reviewed the related materials.

1.3 Conventions Used in this Manual

The following symbols are used throughout this manual. Make sure that fully understand each symbol and follow the instructions which accompany it.

To prevent personal injury and damage to the device, please observe all warnings and safety information included in this document.

	Indicates a potentially hazardous situation and improper handling may result in: • Serious bodily injury (User or veterinary patient) • Substantial property damage
	Indicates a potentially hazardous situation and improper handling may result in: • Light injury • Property damage
	Indicates a potentially harmful situation, and improper handling may result in: • Property damage
	Indicates a usage and other valuable information.
	Indicates a possible danger from exposure to radiation.

1.4 Marks and Symbols


The following table describes the purpose and location of safety symbols and other valuable information provided on the device.

Mark/Symbol	Description	Location
	Alternate current	Battery Charger Label
	Direct current	Main Label
	Attention: Consult accompanying documents	Main Label
	Dangerous voltage	Power board, X-ray Generator, Generator Label
OFF	Off (power: disconnect from the main switch)	Battery bay access door (outside)
ON	On (power: connect to the main switch)	Battery bay access door (outside)
	IEC60601-1 Degree of Protection from Electric Shock TYPE B Equipment	Main Label
	Radiation hazard	Generator Label
	Authorized European Representative address	Main Label
	The CE symbol indicates that this device complies with the European Directive for Medical Devices 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC as a class IIb device.	Main Label
	CSA mark No.266436	Main Label


1. General and Regulatory Information

	Caution: Federal law restricts this device to sale by or about a licensed healthcare practitioner.	Main Label
	Manufacturer's name and address	Main Label, Generator Label
	Date of manufacture	Main Label, Generator Label
	This symbol indicates that electrical and electronic devices must not be disposed of as unsorted municipal waste and must be collected separately.	Main Label
	ESD susceptibility symbols indicate that an item is susceptible to damage from electrostatic discharges.	Board package
	Refer to the User Manual.	Main Label
	Using a Torx wrench, unscrew the battery bay access door.	Main Label
	Lift the door after the removal of the screw.	Main Label
	Battery replacement procedure	Battery bay access door (inside)
	This symbol indicates the direction of cover attachment/detachment.	Cone's upper part


1.4.1 Label Locations




1. Generator Label



2. Main Label



3. UDI Label



NOTICE

The labels in this manual are only for illustration purposes. Actual labels may differ.

1.5 Standards and Regulations

Standards:

The device is designed and manufactured to meet the following standards:

- IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-3, IEC 60601-2-65
- X-RAY EQUIPMENT for DENTAL INTRA-ORAL RADIOGRAPHY VEX-P300
IEC 60601-2-65:2017
- CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-3:09 (R2014)
+ AMD1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11 + AMD1, CAN/CSA-C22.2 No.
60601-2-65:15, CAN/CSA-IEC 62366:14
- ANSI/AAMI ES60601-1:2005 / (R)2012, AND A1:2012, C1:2009 / (R)2012 AND
A2:2010 / (R)2012 (Consolidated text - edition 3.1)
- ISO 13485
- 21 CFR 1020.30 & 1020.31



The CE symbol grants this device complies with the European Directive for Medical Devices 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC as a class IIb device.

Classifications (IEC60601-1 6.1):

Protection against the ingress of water: Ordinary Equipment (IPX0)

Protection against electric shock: Class II equipment,

Type B Applied Parts: Backscatter Shield, Round Cover, Rectangular Cover, Rotating Rectangular Cover



2. Safety Instructions

2.1 General Safety Guidelines

 WARNING	• This device is designed and manufactured to ensure the most significant safety of operation. Operate and maintain it in strict compliance with the safety precautions and operating instructions contained in this manual. • Only a legally qualified person, i.e., a radiographer, diagnostic radiographers, medical radiation technologists or healthcare professionals who specialize in the imaging of human anatomy for the diagnosis and treatment of pathology is allowed to operate this equipment in a controlled environment. • Observe all local fire regulations. Always keep a fire extinguisher near the device. • The device must be installed, maintained, and serviced by qualified service personnel according to the procedures and preventive maintenance schedules. Users can perform only battery replacement. • Ensure that the on/off switch is set to off when the device is not in use. • Always disconnect the power supply before cleaning the device. • DO NOT keep the device or its parts in a humid place or a liquid substance. • Avoid placing the device near chemical storage and gas-filled storage facilities. • The backscatter shield protects users from backscatter radiation that they might be exposed during X-ray exposure. Operating the device with the backscatter shield allows the users to be exposed to less radiation compared to when operating without. For details on the scattering data of the device configured both with and without the backscatter shield, please review '10.3.4 Scattered Dose'. • Wireless communication equipment is used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the VEX-P300, including cables specified by VATECH.
IMPORTANT	This device is shipped with the backscatter shield attached (firmly fixed), so users can not replace the backscatter shield. If it is damaged or defective, contact your Service Representative for replacement.
NOTICE	Mode of operation: Non-continuous operation with cyclic loading—This device needs a rest time of at least 60 times the exposure time before starting the next exposure.

2.2 Warnings and Safety Instructions

 WARNING	• This X-ray unit may be dangerous to patient and operator unless safe exposure factors, operating instructions, and maintenance schedules are observed. It is essential to read this user manual carefully and strictly abide by all warnings and cautions stated within it. • To avoid the risk of electric shock, this device must only be connected to the supply main with protective earth. • Since rules and regulations concerning radiation safety differ between countries, it is the responsibility of the owner and operator of this device to comply with all applicable rules and regulations concerning radiation safety and protection in their area. • DO NOT open or remove the cover panels on this device. • Never expose this device to liquids, mists or sprays. Exposing this device to liquids may cause an electrical shock or otherwise damage the system. • DO NOT use spray cleaners on this device, as this could cause a fire. • Never use this device in an environment that is susceptible to explosion. • DO NOT place flammable materials near this device. • Never touch the patient while also touching the SIP/SOP connectors. Medical electrical device is subject to special EMC preventive measures. For more details, refer to '10.4 Electromagnetic Compatibility (EMC) Information'.
 RADIATION HAZARD	• Patients and operators are encouraged to wear leaded protective lead-lined aprons unless other Radiation Protection Protocols are applied locally. • Children and pregnant women must consult with a doctor before X-ray exposure.
IMPORTANT	• Never try to modify this device, including the wires or cables. Modifying this device may damage it beyond repair. • Serious dangers may occur from electromagnetic interference (i.e., noise) between other devices in the area during specific examinations or medical treatment.
NOTICE	Battery chargers must be in an accessible area where they can be easily unplugged from the power source.

Battery Use

- Make sure to charge the battery in the external environment from the patient.
- Make sure to use the battery only provided or approved by VATECH. If non-standard or damaged batteries are used, there is a risk of fire and explosion.
- Make sure to use the battery charger only provided or approved by VATECH. Using an unauthorized charger may result in battery damage.
- DO NOT expose batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- DO NOT short-circuit, crush, puncture, mutilate, or disassemble the battery.
- DO NOT store batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- Observe the plus (+) and minus (-) marks on the battery and device and ensure correct use.
- DO NOT subject batteries to mechanical shock.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to meet the skin or eyes. If the contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Keep the battery away from children and pets.
- DO NOT make the battery wet or let it be in the water. Keep batteries clean and dry.
- Seek medical advice immediately if a battery has been swallowed.
- Make sure to turn off the device before replacing the battery.



- DO NOT remove a battery from its original packaging until required for use.
- DO NOT dispose of batteries with ordinary trash. Turn in discharged batteries to local supply or discard or recycle batteries according to your local government regulations.

IMPORTANT

- DO NOT leave a battery on a prolonged charge when not in use.
- If the device has not been used for long periods of time, it is recommended to charge the battery before use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.

IMPORTANT	If the device not in use has been turned on for long periods of time, the battery may be fully discharged. - Depending upon the battery discharge status, it takes about 1 day for charging the battery. If the device is not turned on after charging the battery for about 1 day, it indicates that the battery has been fully discharged. Contact your Service Representative for battery replacement. - DO NOT charge a fully discharged battery, as this may cause fire or explosion. Be sure to replace the battery (provided by VATECH).
NOTICE	• Users can replace batteries. • When charging the battery, the exposure function is locked. • Be sure to turn off the device when not in use. This helps to ensure the life of the battery. • Be sure to charge the battery frequently. This helps to ensure the life of the battery.

Radiation Safety

 WARNING	• When using the device, it is recommended that all users comply with the following radiation safety guidelines for the safety of the users and the patients.
 RADIATION HAZARD	• All users and patients should wear a protective device, such as a lead apron, thyroid collar, etc. • This device should be operated in the area that is more than 6 feet away from other personnel, such as assistants or other patients. If they should stay closer than 6 feet, it is recommended that they wear a lead apron, thyroid collar, or stay behind a lead shield. • Pregnant women should not be exposed to X-rays unless it is strictly necessary. • All users should comply with the Radiation Protection Policies established by the government. • When selecting a Position Indicating Device, it should be considered if the PID can be used with the backscatter shield attached at the outer end of the cone for most operator protection.

3. System Overview

The device, a portable dental X-ray system, operates on 21.6 V_{dc} supplied by a rechargeable Li-ion polymer battery pack. The portable X-ray system is an X-ray generating device that is mainly designed for dental examination (teeth and jaw). The portable X-ray system is composed of an X-ray generating part with an X-ray tube including a device controller, a power controller, a user interface, a beam limiting part, a backscatter shield, and an optional Remote Exposure Switch. The device is designed to diagnose teeth and jaw through X-ray exposure using intra-oral image receptors.

3.1 Indications for Use

EzRay Air Portable (Model: VEX-P300) is an extraoral diagnostic dental X-ray source to produce X-ray images using intraoral image receptors. It is indicated for use by a dentist or a dental technician for both adult and pediatric patients.


3.2 Principles of Operation

X-rays are emitted when a high voltage is supplied to the X-ray tube assembly which frees electrons from the cathode. They hit anode to produce X-rays. The device acquires images by emitting X-rays continuously on the human tooth.

3.3 Intended User Profile

Considerations	Requirement Description
Education	A licensed dentist or dental hygiene, radiologist and graduates of relevant bachelor's degree (national qualifications)
Knowledge	The operator must have understood: • treatment and diagnosis of dental disease • terms and guidance of diagnostic medical radiation devices • device connection, installation and operating conditions.
Language understanding	The operator must have understood: • the English or Korean manuals (or other languages provided).
Experience	The operator must have understood: • objectives and effects of treatment and diagnosis of dental disease using diagnostic medical radiation devices • normal operation of diagnostic medical radiation devices • the contents of the user manual.

3.4 Components



No.	Item	Standard	Option	Qty.
1	Main Body (included the Backscatter Shield and the Round Cover)	•		1
2	Hand/Neck Strap	•		1
3	Rectangular Cover (4x3)	•		1
4	power cord	•		1
5	Battery Charger	•		1
6	User Manual	•		1
7	Cradle		•	1
8	Rectangular Cover (2x3)		•	1
9	Rotating Rectangular Cover (4x3)		•	1

10	Rotating Rectangular Cover (2x3)		•	1
11	Remote Exposure Switch		•	1
12	Base Holder		•	1


3.5 Features

The device is an intra-oral portable X-ray system that offers safety, reliability, and greater functionality:


- Lightweight and ergonomic design
- The convenience of cordless design by using battery-pack
- Micro-computer and a specialized circuit that monitors and precisely regulates the exposure technique factors (kV, mA, and exposure time)
- Pre-programmed exposure time makes the operation fast and easy.
- A selection of phosphor plates or digital sensors

3.6 General View of the Device

Main Body




No.	Item	Description
1	Backscatter Shield	Shields from the backscattering radiation.
2	X-ray Beam Limiting Device	Limits the X-ray exposure area. Default type: Round Cone + Round Cover (FOV: Ø 6 cm)
3	X-ray Exposure Button	Press the button for X-ray exposure.
4	Handle	Grip the handle securely when using the system.
5	Power Button	Power On/Off button
6	Battery	Rechargeable Lithium-ion battery
7	Adaptor Connector	Connect the charging adaptor.
8	Remote X-ray Exposure Switch Port	Connect the X-ray exposure cable switch. Alternatively, can be used as a service port
9	Strap Loop	Connect the strap.
10	Control Panel	Display for the X-ray exposure settings and operation conditions
11	X-ray Generator	Includes the X-ray tube and the high-voltage generator.

Control Panel

No.	Item		Description
1		Tube Voltage/Current Indicator	Indicates the tube voltage and tube current of the system.
2		Angle/Time Display	Displays the X-ray exposure time, error code, cooling time and exposure angle.
3		Adult/Child Selection	Indicates a patient type (adult or child).
4		Remaining Battery Indicator	Indicates remaining battery level.
		Battery Charging Indicator	
5		SET Button	Resets the X-ray exposure angle.
6		Speaker	Sound alarm for the X-ray exposure
7		Tooth Type Selection	Selects the tooth type.

8		X-ray Exposure Indicator	Indicates the X-ray exposure status. (Green: Ready / Yellow: X-ray On)
9		Jog Dial	Turn the jog dial left (-) or right (+) to select an X-ray exposure setting, press the jog dial to confirm the operating setting.
10		AUTO Button	Available only in countries allowing auto mode use. This button is not available in the United Kingdom. When this button is pressed, only "NA" is displayed on the display.

Available Option Items

No.	Figure	Option name
1		Rectangular Cover 2x3 (3x2) FOV: 2x3 cm, 3x2 cm (This cover can be used as both 2x3 and 3x2.)
2		Remote Exposure Switch
3		Rotating Rectangular Cover 4x3 (3x4) FOV: 4x3cm, 3x4cm (This adaptor can be used as both 4x3 and 3x4.)
4		Rotating Rectangular Cover 2x3 (3x2) FOV: 2x3cm, 3x2cm (This adaptor can be used as both 2x3 and 3x2.)
5		Base Holder*
6		Cradle

*** In case a tripod is used with the Base Holder, refer to the specifications below.**

- Fixing bolt size: 3/8 inch
 - Maximum supportable weight: about 5 kg
 - Minimum height: > 130 cm
 - More than 3 columns are required.
 - When using a tripod with 3 columns, make sure to have space of at least 1 min-width on the bottom.
-


NOTICE

Refer to **Appendix 10.2 Using the Rotating Rectangular Cover** for instructions for use.

4. Operation

4.1 Power On/Off

1. Turn on the system referring to the following figure.



2. The following displays and indicators light up:
 - Current Angle/Time display
 - Tooth type selection display
 - Adult/Child selection display
 - Remaining battery indicator
 - X-ray exposure indicator
3. Make sure that at least one battery indicator light comes on.



Battery level 1

NOTICE

When the battery indicator has one flickering light, charge the battery immediately by using the battery charger.



For more information, refer to the '4.5 Remote Exposure Switch.

4.2 Enter Password

NOTICE

To on/off the password mode, refer to **5.3.4. Password mode On/Off**.

To change the password, refer to **5.3.11. Password Setting**.

1. Enter the 3 digits numeric password using the jog dial. (default password: 000)



2. Press the jog dial to enter the next digit then press and hold the jog dial.



4.3 Operation Mode

This system can be operated in Manual Mode.

Manual Mode

1. When the tooth type selection area flickers, turn the jog dial to select the tooth type. To see the Control Panel before and after selection, refer to the figures below.

Before tooth type selection



After tooth type selection




Tooth Type

Symbol	Type
	Incisor
	Canine
	Molar/Premolar
	Bitewing

2. After tooth type selection, a patient type should be selected. When the Adult/Child selection area flickers, turn the jog dial to select the patient type. To see the Control Panel after selection, refer to the figure below.

After patient type selection



Patient Type

Symbol	Type
	Adult
	Child

NOTICE

After the tooth type and patient type are selected, the exposure time is automatically displayed.

3. When changing the exposure time, turn the jog dial to adjust the exposure time from 0.05 to 1.0 s. (increments: 0.01 s)

NOTICE

When pressing the jog dial after adjusting the exposure time in Manual Mode, the exposure time is returned to the default setting.


To save the exposure time as default in Manual Mode, press and hold the jog dial for about 3 seconds.

4.4 Positioning


Positioning the Patient

To obtain high-quality intra-oral radiography with maximum details, take extra care in all steps of the radiography process: positioning the patient and the X-ray imaging system; exposing the phosphor plate or the intra-oral sensor.

1. Place a protective lead apron on the patient's chest.
2. Have the patient sit on the chair with the sagittal plane vertical.
 - For radiography of the upper maxillary, the Frankfort plane must be horizontal.




- For radiography of the lower maxillary, the Occlusal plane must be horizontal.



3. Place the tube head cone in the area want to take an image.

When holding the device, it is recommended to grip the handle by one hand and place the other on the underside of the Exposure Button and the cone as shown in the following figure.


**NOTICE**

Depending on the imaging angles, exposure times vary. Since it is necessary to keep the patient with low X-ray doses and the user in the protected area, have the patient's head slightly tilted, and raise or lower the chin if needed. Please refer to '2.2 Warnings and Safety Instructions'.


For further information about the patient positioning and beam angle for each mode, refer to the following **Positioning Instructions**.

Positioning Instructions

Paralleling technique: The phosphor plate or sensor is placed in a holder that is used to align the phosphor plate or sensor parallel to the long axis of the teeth.



Bisected angle technique: The patient holds the phosphor plate or sensor in place with his/her finger. The X-ray beam is directed perpendicularly towards an imaginary line, which bisects the angle between the phosphor plate or sensor plane and the long axis of the tooth.



Position the tube head to the patient using the accepted standard positioning procedures.


Here are the specific angulations and directions for the tube head to take the best images of a tooth (i.e., **Bisected angle technique**).



Position the receptor carefully not to damage the soft tissue of the patient's intra-oral area.

- **Maxillary Incisor**


The x-ray beam is directed downward at 45° .



Teeth		Angle of inclination
Incisor	Maxilla	$+45^\circ$

- **Mandibular Incisor**


The x-ray beam is directed upward at 25° .



Teeth		Angle of inclination
Incisor	Mandible	-25°

- **Maxillary Canine**


The x-ray beam is directed downward at 45°.



Teeth		Angle of inclination
Canine	Maxilla	+45°

- **Mandibular Canine**

The x-ray beam is directed upward at 20°.



Teeth		Angle of inclination
Canine	Mandible	-20°

- **Maxillary Molar and Premolar**


The x-ray beam is directed downward at 30°.



Teeth		Angle of inclination
Molar and Premolar	Maxilla	+30°

- **Mandibular Molar and Premolar**

The x-ray beam is directed upward at 5°.



Teeth		Angle of inclination
Molar and Premolar	Mandible	-5°

▪ Bitewing

For a bitewing exposure, the patient closes their teeth during exposure on the phosphor plate/sensor holder.

The x-ray beam is directed downward at $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$.



Teeth	Angle of inclination
Bitewing exposure	$+5^{\circ} \sim +8^{\circ}$

Positioning the Imaging Sensor

Using the VEX-P300 dental X-ray system, you may create an X-ray image on different types of imaging receptors:

- Digital sensors
- Phosphor plate


To ensure image quality, the digital imaging sensor must be appropriately positioned (for information about the proper placement of the imaging sensor, please refer to 'Positioning Instructions').

- Failure to position the imaging sensor correctly can result in errors on the radiograph, such as distorted teeth and roots, elongation, magnification, and overlapping contacts.


NOTICE

The paralleling technique generally reduces the risk of such errors, but if the position of the sensor improperly, angulation errors may occur (angulation of the sensor to the tooth itself).

- Failure to align the imaging sensor with the exit pattern of the X-ray beam can result in cone-cuts on the radiograph. The cone-cuts are bright areas that are shown on the radiograph when part of the radiograph is not exposed to radiation. Please refer to the following figure as an example of cone-cuts.




The following figure indicates how the cone-cut occurred by showing the position of the imaging sensor and the radiation area.




4. Operation

To ensure proper alignment between the imaging sensor and the X-ray beam, it is recommended to use a PID (Position Indicating Device) as shown in the following figure.



When using the PID, the exit pattern of the X-ray device should be aligned perpendicular to the target receptor as shown in the following figure.



NOTICE


Once the PID is appropriately aligned, instruct the patient not to move.

4.5 Exposure

IMPORTANT

The operator **MUST** instruct the patient to refrain from moving during the entire exposure.

- 1. Instruct the patient not to move.
- 2. Press the Exposure Button for exposure duration.



- 3. While X-ray is being exposed,
 - The X-ray Exposure Indicator lights up, and an audible sound is produced.
 - Keep pressing until the X-ray Exposure Indicator light goes out and the audible sound stops.

	
Green: Ready	Yellow: X-ray On

IMPORTANT


Hold the Exposure Button or switch if the acoustic signal can be heard. Otherwise, the exposure will be faulty, and there will be an error message on the Control Panel.

4.5.1 Remote Exposure Switch

The **Remote Exposure Switch** allows the operator to control image acquisition from outside of the X-ray room.

Press and hold the **Remote Exposure Switch** until the acquisition is completed. Premature release of the **Remote Exposure Switch** will abort image acquisition.

Pressing the **Remote Exposure Switch** activates the X-ray Exposure Indicator to turn yellow. This color indicates that the X-ray is being emitted.

**IMPORTANT**

The **Remote Exposure Switch** is detachable. Ensure that the **Remote Exposure Switch** cable is not detached out from the unit accidentally during the operation.

IMPORTANT

Keep vocal/visual contact with the patient during exposure. If any problem occurs during exposure, release the **Remote Exposure Switch** immediately.

4.6 Using the Battery

Battery level indicator with a residual quantity is shown on the left side of the Control Panel. When the battery indicator has one flickering light (level 1), charge the battery immediately. Refer to the battery levels as shown below.



Level 3



Level 2



Level 1



If the battery is not charged for about an hour, the battery voltage becomes low. At this level, all displays are turned off except for the error code **A.10** as shown in the following figure, so exposure cannot be performed. After the device is connected to the battery charger, and the battery level becomes 'Level 1', all functions are returned to normal operation.

IMPORTANT



System Status depending on Battery Levels

Item		System Status			
		Battery Level 3, 2	Battery Level 1		Low Battery
When turning on the system	Operation	Normal	Normal	Normal	Not operated
	Battery Level Indicator	Normal	Normal	Flickers	Not displayed
	Battery Charging Indicator	Not displayed	Not displayed	Flickers	Not displayed
	Control Panel Brightness	Normal	Normal	Dark	Normal (Error code A.10 is only displayed)
When operating the system	Operation	Normal	Normal	Normal	Not operated
	Battery Level Indicator	Normal	Normal	Flickers	Not displayed
	Battery Charging Indicator	Not displayed	Not displayed	Flickers	Not displayed
	Control Panel Brightness	Normal	Normal	Normal	Normal (Error code A.10 is only displayed)



Make sure to charge the battery if the Battery Charging Indicator flickers (or the error code A.10 is displayed). If the device has been turned on for long periods of time with the error code A.10, the battery may be discharged.




DO NOT charge a fully discharged battery, as this may cause fire or explosion. Be sure to replace the battery (provided by VATECH).




When the device is connected to the battery charger, the Battery Charging Indicator is always displayed except that the battery is fully discharged.

Charging the Battery

1. Connect the battery charger to the battery charger connector as shown in the following figure.



2. When the battery charger is connected, the battery charging LED indicator light comes on. Charge the battery until all the three LED indicators are filled up.



NOTICE

Usually, it takes about 3 hours to charge the battery after a complete discharge fully.

3. When the battery charge is completed, remove the battery charger from the device.

NOTICE

It is not able to perform an exposure while the battery charger is connected to the device.

Battery Use Cycle

The battery is a consumable part. It is expected to degrade gradually, so it should be recharged more frequently. When the battery duration decreases to half or less than half compared to when the battery was new, contact your Service Representative to get a new battery.

To check how to replace the battery, see 'Battery Replacement'.


Battery Replacement

NOTICE


Users can replace batteries.

To replace the battery, contact your Service Representative to get a battery kit (including a new battery and a Phillips screwdriver).


1. Workforce
One person, 3 minutes
2. Tools required
Phillips screwdriver (size: T20)
3. Removal Procedure
 - 1) Using a Phillips screwdriver, unscrew the battery bay access door.



- 2) Lift the door and remove the battery.



- 3) Disconnect the battery cable from the device by pressing the battery cable connector as shown in the following figure.



DO NOT pull excessively on the battery cable.

- 4) Install the new battery in the reverse order of removal.

Sleep Mode 1

To reduce battery consumption, Sleep Mode 1 is started when the system is not in use for one minute. (To see how to change the default waiting time for the Sleep Mode 1, see 'Waiting Time Setting for the Sleep Mode 1'.)

1. When Sleep Mode 1 is started, the Control Panel becomes Lightly dark as shown in the following figure (right).



Brightness: Normal

Brightness: Lightly dark

2. To return to normal operation, move the system or press any button (except for the X-ray Exposure Button).

NOTICE

When not using the system, turn off the system to reduce battery consumption.


Sleep Mode 2

If the system (not in use) has been turned on for 5 minutes since the Sleep Mode 1 was started, the Sleep Mode 2 is started. (To see how to change the default waiting time for the Sleep Mode 2, see 'Waiting Time Setting for the Sleep Mode 2'.)

IMPORTANT

If the battery charger is connected, Sleep Mode 1 is maintained.

1. When the Sleep Mode 2 is started, All displays are turned off on the Control Panel as shown in the following figure (right).



Brightness: Lightly dark

Brightness: Dark

2. To return to normal operation, move the system or press any button (except for the X-ray Exposure Button).

NOTICE

When not using the system, turn off the system to reduce battery consumption.

Power Down Mode

If the system (not in use) has been turned on for 5 hours since the Sleep Mode 2 was started, the Power Down Mode is started. (To see how to change the default waiting time for the Power Down Mode, see 'Waiting Time Setting for the Power Down Mode')


IMPORTANT

If the battery charger is connected, Sleep Mode 1 is maintained.

1. All displays are turned off on the Control Panel.



2. To return to normal operation in the Power Down Mode, **MUST** turn off the system and turn it back on.



NOTICE

Refer to 5.3.10 Power Down Mode On/Off to disable Power Down Mode.

5. Service Mode

5.1 Overview

In the Service Mode, the following settings can check and changed.

- Factory Default Settings (See '5.3.1 Factory Default Settings'.)
- Exposure Time Settings (for each patient and tooth type) (See '5.3.2 Exposure Time Settings (for each patient and tooth type)').)
- User Default Settings (for each patient and tooth type) (See '5.3.3 User Default Settings (for each patient and tooth type)').)
- Password Mode On/Off (See '5.3.4 Password Mode On/Off'.)
- Angle Increments Setting (See '5.3.5 '.)
- Waiting Time Setting for the Sleep Mode 1 (See '5.3.6 Waiting Time Setting for the Sleep Mode 1'.)
- Waiting Time Setting for the Sleep Mode 2 (See '5.3.7 Waiting Time Setting for the Sleep Mode 2'.)
- Waiting Time Setting for the Power Down Mode (See '5.3.8 Waiting Time Setting for the Power Down Mode'.)
- Buzzer On/Off (See '5.3.9 Buzzer On/Off'.)
- Power Down Mode On/Off (See '5.3.10 Power Down Mode On/Off'.)
- Password Setting (See '5.3.11 Password Setting'.)

5.2 Changing System Parameters

To change system parameters:

1. Press and hold the **SET button** and **jog dial** at the same time (for about 3 seconds).



2. Enter the 3 digits numeric password using the jog dial. (default password: 000)




3. Press the jog dial to enter the next digit then press and hold the jog dial.



4. After entering the password is completed, the Service Mode is started as shown in the following figure.



5. There are a total of 10 modes. To select the first mode, press the **AUTO** button as shown on the left, then the Service Mode number **n.01** is displayed on the Control Panel as shown on the right.



6. Turn the jog dial to select the Service Mode number that has information to change. To see the functions of each Service Mode menu, refer to '5.3 Service Mode Menu'.
7. To save the changes, press and hold the jog dial for about 3 seconds.
8. After saving the changes, press and hold the **SET button** and **jog dial** at the same time (for about 3 seconds) to return to radiography.

5.3 Service Mode Menu

Perform the Service Modes described in this section referring to '5.2 Changing System Parameters'.


5.3.1 Factory Default Settings

Perform this mode to restore the system to the factory default settings (it initializes all the parameters except for **n.24**).

Service Mode No.	Item
n.01	Factory default settings

To restore the system to the factory default settings,

1. Select **n.01** by pressing the jog dial, then “**YES**” is displayed on the Control Panel. It restores the system to the factory default.



2. Save the setting, and check if the system is restored to the factory default.

5.3.2 Exposure Time Settings (for each patient and tooth type)

Perform each mode to set the exposure time for each patient and tooth type referring to the table below.

Service Mode No.	Item
n.02	Adult Incisor
n.03	Adult Canine
n.04	Adult Molar/ Premolar
n.05	Adult Bitewing
n.06	Child Incisor
n.07	Child Canine
n.08	Child Molar/ Premolar
n.09	Child Bitewing

To set the exposure time for a specific patient and tooth type as described above,

1. Select the Service Mode number according to the patient and tooth type to take an image. (i.e., **n.06** for Child Incisor)



2. After entering the mode, turn the jog dial to adjust the exposure time.
3. Save the exposure time, and check if it has been correctly saved.

5.3.3 User Default Settings (for each patient and tooth type)

Perform each mode to set the default settings for a specific patient and a tooth type referring to the table below.

Service Mode No.	Item
n.10	Adult
n.11	Child
n.12	Incisor
n.13	Canine
n.14	Molar/Premolar
n.15	Bitewing

To set the default setting for a specific patient type and a tooth type,

1. Select the Service Mode number between **n.10** (Adult) and **n.11** (Child) for a specific patient type, and from **n.12** to **n.15** for a tooth type. For instance, when select **n.10** by pressing the jog dial to set the patient type 'adult' as default, then "YES" is displayed on the Control Panel.



2. Save the setting, and check if the patient type 'adult' has been saved as default.
3. When performing other settings, follow the same procedure.


5.3.4 Password Mode On/Off

Perform this mode to turn on/off the password mode.

Service Mode No.	Item
n.16	Password On
n.17	Password Off

To turn on the password mode,

1. Select **n.16** by pressing the jog dial, then “**YES**” is displayed on the Control Panel.



2. Save the setting, and check if the system requires a password when turning on the system.

To turn off the password mode, select **n.17** and follow the same procedure as described above.

5.3.5 Angle Increments Setting

Perform this mode to set the angle increments when using the **Auto Mode**.

Service Mode No.	Item
n.18	Angle increments setting

When using the Auto Mode, the angle value increases and decreases according to the increments setting (default: 1 degree).

The angle increments can be set **from 1 to 5 degrees**.

To change the angle increments setting,

1. Select **n.18** by pressing the jog dial, then the default angle increments “**001°**” is displayed on the Control Panel as shown in the following figure.



2. Turn the jog dial to adjust the angle increments you want, and save the setting.
3. Check if it has been correctly saved.


5.3.6 Waiting Time Setting for the Sleep Mode 1

Perform this mode to set up the waiting time that takes before Sleep Mode 1 is started.
(default: 1 minute)

Service Mode No.	Item
n.19	Waiting time setting for the Sleep Mode 1

To change the waiting time for Sleep Mode 1,

1. Select **n.19** by pressing the jog dial, then the default time “**001**” (1 minute) is displayed on the Control Panel as shown in the following figure (right).



2. The waiting time can be modified **from 1 to 999 minutes**.
Turn the jog dial to set the time, and save the setting.
3. Check if it has been correctly saved.

5.3.7 Waiting Time Setting for the Sleep Mode 2

Perform this mode to set up the waiting time for the Sleep Mode 2. (default: 5 minutes)

Service Mode No.	Item
n.20	Waiting time setting for the Sleep Mode 2

To change the waiting time for the Sleep Mode 2,

1. Select **n.20** by pressing the jog dial, then the default time “**005**” (5 minutes) is displayed on the Control Panel as shown in the following figure (right).



2. The waiting time can be modified **from 1 to 999 minutes**.
Turn the jog dial to set the time, and save the setting.
3. Check if it has been correctly saved.


5.3.8 Waiting Time Setting for the Power Down Mode

Perform this mode to set up the waiting time for the Power Down Mode. (default: 300 minutes)

Service Mode No.	Item
n.21	Waiting time setting for the Power Down Mode

To change the waiting time for the Power Down Mode,

1. Select **n.21** by pressing the jog dial, then the default time “**300**” (300 minutes) is displayed on the Control Panel as shown in the following figure (right).



2. The waiting time can be modified **from 1 to 999 minutes**.
Turn the jog dial to set the time, and save the setting.
3. Check if it has been correctly saved.


5.3.9 Buzzer On/Off

Perform this mode to turn On/Off the buzzer. In the case of 'buzzer On,' there are three options: battery level 1 (flickering) warning only, Sleep Mode 2 warning only, or both. (For details about battery levels, see '4.6 Using the Battery.'

Service Mode No.	Item
n.22	Buzzer On/Off

To change the buzzer On/Off setting,

1. Select **n.22** by pressing the jog dial, then the default setting “000” (buzzer Off) is displayed on the Control Panel as shown in the following figure (right).



2. Turn the jog dial to select an option out of the four options as described below.

- “000” = Buzzer Off (default)
- “001” = Buzzer On for battery level 1 (flickering) warning only
- “002” = Buzzer On for Sleep Mode 2 warning only
- “003” = Buzzer On for both

3. Save the setting, and check if it has been correctly saved.


5.3.10 Power Down Mode On/Off

Perform this mode to turn on/off the Power Down Mode.

Service Mode No.	Item
n.23	Power Down Mode On/Off

To change the Power Down Mode On/Off setting,

1. Select **n.23** by pressing the jog dial, then the default setting **"001"** is displayed on the Control Panel. (**"001"** = On, **"000"** = Off)



2. To turn off the Power Down Mode, change the setting from **"001"** to **"000"** by turning the jog dial.



3. Save the setting, and check if it has been correctly saved.
4. To turn on the Power Down Mode again, follow the same procedure as described above.

5.3.11 Password Setting

Perform this mode to change the password.

Service Mode No.	Item
n.24	Password setting

To change the password,

1. Select **n.24** by pressing the jog dial, then the default password “**000**” is displayed on the Control Panel as shown in the following figure (right).



2. When the first digit flashes, turn the jog dial to change the password and then save it by pressing the jog dial.
3. Follow the same procedure for the next two digits.
4. Check if the new password has been correctly saved.

6. Troubleshooting

In instances of abnormal operation, error messages will be displayed on the Control Panel. If a problem persists, please request assistance from the customer support information services.

Alarm/Error Messages

NOTICE

A.0X: A problem occurred, and the system performs the correction automatically. This alarm clears after the correction is completed.

E.0X: An error occurred. Turn the power off, and then turn it back on. If the error persists, contact your Service Representative.

Error Code	Check Parameter	Description
E.02	X-ray Generator	An error related to X-ray exposure is not possible to exposure X-ray in the state while "E.02", "E.03", "E.04", "E.05" where power is maintained. After an X-ray exposure-related error occurs, when the device is turned off and turned on, X-ray exposure is usually performed.
E.03		
E.04		
E.05		
A.06		Appears when the system needs cooling time due to continuous operation. This alarm clears when the system temperature goes down to normal.
A.07	System	Appears when the Remote Exposure Switch has been held down. Release the switch.
A.08	User	Appears when the exposure button has been pressed and released before the X-ray exposure finished with the default exposure time. Press and hold the exposure button for the duration of the exposure time.
A.09	Battery	Appears when the battery voltage is higher than the reference value. Check the battery.
A.10		Appears when the battery voltage is lower than the reference value during X-ray exposure. Charge the battery.
A.11		Appears when the battery is being charged. Operate the system after disconnecting the battery charger from the system.
E.12		Appears when the battery level is below the reference value during X-ray exposure.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The device is not turned on.	The power switch is not turned on properly.	Turn the device power switch off and turn it back on.
	Battery discharged	Recheck after charging the battery with a charger.
	Battery cable is not correctly connected.	Contact your Service Representative.
	Defective battery	Contact your Service Representative.
Control Panel is not turned on.	Defective mainboard	Contact your Service Representative.
	Internal cable disconnected	Contact your Service Representative.
No X-ray emission	The generator is cooling.	Wait for the cooling time (refer to 'Duty Cycle').
	Defective Remote Exposure Switch	Contact your Service Representative.
	Internal cable disconnected	Contact your Service Representative.
	Defective generator	Contact your Service Representative.
	Tube lifecycle termination	Contact your Service Representative.
X-ray emission works, but exposure is too light or completely white.	The device has been positioned incorrectly.	Adjust the position of the device.
	Exposure time is too long.	Decrease the exposure time.
	The receptor is facing the wrong way.	Reposition the receptor.
X-ray emission works, but exposure is too dark.	Exposure time is too short.	Increase the exposure time.

7. Cleaning and Maintenance

7.1 Cleaning



Before cleaning the device, make sure to turn off the device.

- The device surfaces can be cleaned with a soft cloth dampened in an alcohol-based, non-corrosive cleaning solution. If necessary, wipe off surfaces with disinfectant.
- If necessary, wipe off surfaces with disinfectant.
- Please observe the hygiene instructions of the phosphor plate scanner manufacturer.



When cleaning the surfaces, make sure that the device is not connected to the battery charger.



- DO NOT expose the device to any liquids.
- DO NOT use spray cleaner or disinfectant directly into the device as this could cause a fire.



The soft cloth should be damp, but not dripping wet.



The cloths or wipes cannot be re-used.

7.2 Maintenance

VATECH requires periodic constancy tests to ensure image quality and the safety of the patient and operator.

Only **VATECH** authorized technicians can perform the inspection and service of this device. For technical assistance, contact the **VATECH** service center or your local **VATECH** representative.

Please observe the maintenance instructions of the phosphor plate scanner manufacturer.

Cautions and Notes

 CAUTION	DO NOT keep the device or its parts in a humid place or near a liquid substance.
 CAUTION	Avoid placing the device near chemical storage and gas-filled storage facilities.
 NOTICE	When the device is not in use for a long time, fully charge the battery and remove it from the device before storage.

7.2.1 Maintenance Task Checklist



Always turn off the device before performing any maintenance.

Tasks	Period
Before the operation, ensure that the device is clean and ready for use.	Daily
After using the device, make sure that the device has been turned off.	Daily
Wipe the outer covers of the device with a dry cloth at the end of each day's operation.	Daily
 DO NOT use detergents or solvents to clean the outer covers of the device.	
Ensure that the signal is audible, and the X-ray emission light is visible when making an exposure.	Daily
Ensure that the yellow (exposure) indicator light turns on when the Exposure Button is pressed.	Daily
Ensure that the battery charging LED indicator comes on when charging the battery.	Daily
Ensure that the battery level indicator displays at least two levels (Battery Level 2). For more information on the battery levels, see '4.5 Using the Battery'.	Daily
Ensure that all visible labels are intact and legible.	Monthly



If any defects are found, do not operate the device since it has to be handled by a qualified person. Contact your Service Representative.

This page intentionally left blank.

8. Disposing of the Unit


To reduce environmental contamination, this device is designed to be as safe as possible to use and dispose of. Many components of this device are environment-friendly and can be recycled.

All parts and components that contain hazardous materials must be disposed of by disposal regulations. (IEC 60601-1 Clause 7.9.2.15)

Part	Material	Recyclable	Waste Disposal Site	Hazardous waste; Needs Separate Collection
Covers	Plastics	•		
Boards		•		
Cables and transformer	Copper	•		
Packing	Polystyrene	•		
	Cardboard	•		
	Paper	•		
X-ray tube				•
Battery				•
Other parts			•	

IMPORTANT

Observe all regulations relevant to the disposal of waste in your country.



This symbol on the device and accompanying documents means that used electrical and electronic devices (WEEE) should not be mixed with general household waste.

For professional users in the European Union:

When discarding electrical and electronic devices (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union:


This symbol is only valid in the European Union (EU). When discarding this device, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct disposal method.

This page intentionally left blank.

9. Device Specifications

9.1 Mechanical Specifications

Dimensions



Item			Description
Main Body	Dimension (mm)		280(L) x 296(H) x $\varnothing$ 165
	Weight (kg)		2.14 ($\pm$ 10 %)
X-ray Beam Limiting Device	X-ray Beam Area (mm)	Round Type	FOV: < $\varnothing$ 60
		Rectangular Type	FOV: 20 x 30, 40 x 30
	SSD(Source to Skin Distance) (mm)		200


9.2 Technical Specifications

X-ray Generator


	Item	Description
High Voltage Generator (Assembly)	Model	DG- S0101V1
	Rated output power	Max. 0.2 kW
	Duty Cycle	1:60 or more (Exposure time: Interval time)
	Cooling Protection	Thermistor $\geq 65^{\circ}\text{C}$
	Inherent Filtration	1.8 mm Al / 65 kV
	Total Filtration	Min. 1.5 mm Al
	Type	Inverter Type
	Tube Voltage	55-65 kV
	Tube Current	1.0-3.0 mA
X-ray Tube	Manufacturer	VATECH Co., Ltd.
	Model	V1-650304 (Stationary Anode type)
	Focal spot size	0.4 mm (IEC 60336)
	Anode heat contents	Max. 2.7 kJ
	Maximum Anode Heat Dissipation	200 W
	Target Material	Tungsten
	Target Angle	12.5°
	Inherent Filtration	Min. 1.5 mm Al
	X-ray Coverage	70 mm at SID 200 mm
	Tube Voltage	Max. 65 kV
	Tube Current	Max. 3.0 mA

X-ray Tube Characteristics


1) Maximum rating chart




2) Emission characteristics



3) Heating and cooling curves of X-ray tube housing assembly



4) Tube Dimensions [mm]



Battery

Item	Description	
Model	1MET-D801	VT0601-2500
Type	Lithium-Ion Rechargeable Battery	
Nominal Capacity	2500 mAh	
Nominal Voltage	21.6 V _{dc}	
Charging Voltage	25.2 V _{dc} (4.2 V _{dc} /Cell)	
Discharge Voltage	19.8 - 25.2 V _{dc}	

IMPORTANT

This equipment uses either 1MET-D801 battery or VT0601-2500 battery. The two battery specifications are identical.



Make sure to use the battery only provided or approved by **VATECH**. Using an unauthorized battery may result in severe injury and device damage. For details on using the battery, see 'Battery Use'.

Battery Charger

Item	Description
Model	XVE-2520200
Manufacturer	JIN XIN YU POWER(SHENZHEN)SUPPLY CO., LTD.
Rating	Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.5A
	Output: 25.2 V _{dc} , 2.0 A
Frequency	50/60 Hz
Standard	IEC 60950-1 (UL)
Power Cord	300 V, 2.5 A



Make sure to use the battery charger only provided or approved by **VATECH**. Using an unauthorized charger may result in severe injury and device damage. For details on using the battery charger, see 'Battery Use'.

NOTICE

- Power Supply is specified as a part of the ME EQUIPMENT.
- Power plugs may have various specifications for each country.

9.3 Electrical Specifications

Item	Description
Tube Voltage	Option 1: 60 kV fixed ($\pm 5\%$)
	Option 2: 65 kV fixed ($\pm 5\%$)
Tube Current	2.5 mA ($\pm 10\%$)
Exposure Time	0.05-1.0 s ($\pm 3\%$ or 10 ms)
Rated Voltage	21.6 V _{dc}

NOTICE

The system will be available with a fixed tube voltage specification based on the user selection.

NOTICE

Maximum exposures on a full charge: about 600 times at 65 kV, 2.5 mA, 0.2 s

9.4 Environmental Specifications

Item		Description
During operating	Temperature	10 ~ 35 °C
	Relative humidity	30 ~ 75 %
	Atmospheric pressure	860 ~ 1060 hPa
Transport and storage	Temperature	-10 ~ 60 °C
	Relative humidity	10 ~ 75 % non-condensing
	Atmospheric pressure	860 ~ 1060 hPa



Failure to follow the specifications above can result in severe injury and device damage.

10. Appendix

10.1 Combining the Holder and the devices using a tripod

NOTICE

Portable x-rays are not available in some countries. To be used in these countries, Vatech provides the holder with the exposure switch as an option.

The cradle is packed/shipped in a separate box as shown in the image below.



Remove all the components in the box and follow the procedure below to attach the cradle. (Note: Tripod not included)

NOTICE

To remove the holder, reverse the mounting procedure.


1. Using a Phillips screwdriver, connect the EzRay Air Portable and Gender cable with the supplied screws.




2. Attach the holder to a tripod. Refer to the Tripod manual for how to attach to a tripod.



3. Attach the EzRay Air Portable unit to the holder with the tripod as shown in the image below.



4. Connect one end of the Gender cable to the EzRay Air Portable device.




5. Connect the other end of the Gender cable connected to the holder to the supplied exposure cable.



10.2 Using the Rotating Rectangular Cover


Rotating Rectangular Cover rotates in 360 degrees.

Rotating Rectangular Cover consists of the Outer Ring and the Inner Ring.




The Outer Ring rotates in 90-degree increments.

IMPORTANT



The Inner Ring rotates in 10-degree increments.



1. Assemble the Rotating Rectangular Cover to the Cone of the Main body.

NOTICE

For assembling the Rotating Rectangular Cover to the Cone, turn the Rotating Rectangular Cover 45 degrees and check the Click sound to make sure the assembly is complete.

2. Turn the Outer Ring of the Rotating Rectangular Cover to adjust the angle roughly.
3. Turn the Inner Ring of the Rotating Rectangular Cover to fine-tune the angle.

NOTICE

The disassembly method of the Rotating Rectangular Cover is the same as the assembly method. Refer to the NOTE mentioned below stage 1.

10.3 Tables of Exposure Times (Default)

The following exposure timetables were established with a unit equipped with a cone that corresponds to a focus-to-skin distance of 200 mm (8 inches) respectively.

DIGITAL SENSOR : Option 2: 65 kV, 2.5 mA, 0.05~1.0 sec

Patient	Teeth	Angle of inclination	SSD: 200 mm (8 inch)		
			kV	mA	s
Adult 	Incisor 	Maxilla: +45° Mandible: -25°	65	2.5	0.12
	Canine 	Maxilla: +45° Mandible: -20°	65	2.5	0.14
	Molar/ Premolar 	Maxilla: +30° Mandible: -5°	65	2.5	0.16
	Bitewing 	+5° ~ +8°	65	2.5	0.18
Child 	Incisor 	Maxilla: +45° Mandible: -25°	65	2.5	0.10
	Canine 	Maxilla: +45° Mandible: -20°	65	2.5	0.12
	Molar/ Premolar 	Maxilla: +30° Mandible: -5°	65	2.5	0.14
	Bitewing 	+5° ~ +8°	65	2.5	0.16

PSP Scanner (VistaScan Nano Easy) : 65 kV, 2.5 mA, 0.05~1.0 sec

Patient	Teeth	Angle of inclination	SSD: 200 mm (8 inch)		
			kV	mA	s
Adult 	Incisor 	Maxilla: +45° Mandible: -25°	60	2.5	0.28
	Canine 	Maxilla: +45° Mandible: -20°	60	2.5	0.40
	Molar/ Premolar 	Maxilla: +30° Mandible: -5°	60	2.5	0.58
	Bitewing 	+5° ~ +8°	60	2.5	0.63
Child 	Incisor 	Maxilla: +45° Mandible: -25°	60	2.5	0.18
	Canine 	Maxilla: +45° Mandible: -20°	60	2.5	0.23
	Molar/ Premolar 	Maxilla: +30° Mandible: -5°	60	2.5	0.38
	Bitewing 	+5° ~ +8°	60	2.5	0.38

10.4 X-ray Dose Data

The X-ray dose data is extracted from the X-ray Dose Test Report for the device. The X-ray doses of the device in the test report were measured by the IEC collateral standards. The device was designed by Part 1. General Requirements for Safety, IEC 60601-1-3.

Test Condition	
Model Name	VEX-P300
Tube Model Name	V1-650304
Generator Model Name	DG-S0101V1 (Inverter type)
Loading Factor	Option 1: 60 kV, 2.5 mA Option 2: 65 kV, 2.5 mA

10.4.1 X-ray Dose Table

Test Equipment			
Instrument	Manufacturer	Model	S/N
Multi-Dose Meter	Raysafe	Unfors Xi mAs / Unfors Xi R/F & MAM	163288 / 161834

Digital Sensor

Dose Area Product (DAP) Table (60 kVp, 2.5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV : 3 x 4 cm	FOV : 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy.cm ²)		
0.14	6.5	2.8	1.4
0.16	7.5	3.2	1.6
0.18	8.5	3.6	1.8
0.20	9.8	4.2	2.1

Dose Area Product (DAP) Table (65 kVp, 2.5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV : 3 x 4 cm	FOV : 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy.cm ²)		
0.12	6.7	2.9	1.4
0.14	7.9	3.4	1.7
0.16	9.1	3.9	1.9
0.18	10.2	4.3	2.2

Phosphor Plate

Dose Area Product (DAP) Table (60 kVp, 2.5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV : 3 x 4 cm	FOV : 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy.cm ²)		
0.30	14.7	6.2	3.1
0.42	20.1	8.5	4.3
0.60	29.2	12.4	6.2
0.65	31.6	13.4	6.7

Dose Area Product (DAP) Table (65 kVp, 2.5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV : 3 x 4 cm	FOV : 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy.cm ²)		
0.28	15.3	6.5	3.2
0.40	23.1	9.8	4.9
0.58	32.9	14.0	7.0
0.63	36.4	15.4	7.7

10.4.2 Leakage Dose**Scope**

IEC 60601-2-65 203.12.4

Requirements

In the LOADING STATE, the AIR KERMA due to LEAKAGE RADIATION from X-RAY SOURCE ASSEMBLIES, 1 m from the FOCAL SPOT, average over an area of 100 cm² of which no principal linear dimension exceeds 20 cm when operated at the NOMINAL X-RAY TUBE VOLTAGE under condition of LOADING corresponding to the reference LOADING conditions, shall not exceed 0.25 mGy in one hour.


Leakage Dose	Permissive Range
65 kVp, 2.5 mA, 1.0 s (Max. Exposure Condition) At Focal Spot to Distance 1 m 1 : 60 Duty Cycle	< 0.25 mGy/h

Test Equipment			
Instrument	Manufacturer	Model	S/N
X / Gamma Survey Meter	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069

Results


The following exposure timetables were established with a unit equipped with a cone that corresponds to a focus-to-skin distance of 200 mm (8 inches) respectively. When the leakage doses have been measured with each cover type (default, rectangular 2x3, and rectangular 4x3), all the results have been ND (Not Detected). The raw data about the results are shown in the table below.

The result (Horizontal Plane)



Direction	Default type	Rectangular 2x3	Rectangular 4x3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

The result (Vertical Plane)



Direction	Default type [mGy/h]	Rectangular 2x3 [mGy/h]	Rectangular 4x3 [mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

- ND: Not Detected. The detection limit is 0.00001 mGy per exposure.

10.4.3 Scattered Dose

Scope

IEC 60601-2-65 203.13

Requirements

ME EQUIPMENT shall be provided with means to optionally allow actuation of the EXPOSURE from a PROTECTED AREA after installation.

Relevant instructions shall be given in the ACCOMPANYING DOCUMENTS.


Results

The following exposure timetables were established with a unit equipped with a cone that corresponds to a focus-to-skin distance of 200 mm (8 inches) respectively.


Test Equipment			
Instrument	Manufacturer	Model	S/N
X / Gamma Survey Meter	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069
Method			
PMMA Phantom aligned to 280 mm away from Focal Spot			
Max. Exposure Condition			
Measure point: 1000 mm from PMMA Phantom			

Option 1: 60 kV / 2.5 mA / 1.0 s

Direction [°]	Result (Horizontal Plane) [μR]	
	Without Shield	With Shield
0	63.4	68.14
20	17.8	11.99
45	18.5	13.01
65	19.8	14.76
90	27.1	20.65
110	41.6	32.08
135	63.4	46.18
155	68.1	11.14
180	3.29	2.893
200	51.5	7.557
225	47.5	48.63
245	33.7	33.27
270	23.4	33.25
290	19.8	18.06
315	17.2	15.23
335	19.2	14.71




Direction [°]	Result (Vertical Plane) [μR]	
	Without Shield	With Shield
0	25.8	29.8
20	27.3	26.8
45	18.5	22.5
65	15.9	18.5
90	74.1	72.1
110	15.9	18.5
135	17.2	13.5
155	19.9	17.9
180	19.2	17.9
200	27.8	31.4
225	13.9	10.6
245	38.4	8.6
270	7.9	4.3
290	48.4	11.9
315	60.2	52.3
335	41.7	45.7




Option 2: 65 kV / 2.5 mA / 1.0 s

Direction [°]	Result (Horizontal Plane) [μR]	
	Without Shield	With Shield
0	58.8	85.2
20	22.5	30.4
45	39.6	42.7
65	47.6	40.3
90	46.9	42.9
110	47.6	66.7
135	92.5	48.9
155	87.9	34.3
180	11.9	11.9
200	94.5	28.4
225	89.2	80.3
245	86.2	49.5
270	51.6	42.3
290	47.6	43.6
315	27.1	30.7
335	40.4	23.1



Direction [°]	Result (Vertical Plane) [μR]	
	Without Shield	With Shield
0	64.7	55.4
20	42.8	44.3
45	26.3	34.8
65	36.8	36.4
90	57.9	82.4
110	42.3	38.2
135	20.7	25.9
155	27.7	31.9
180	36.2	52.6
200	94.6	63.2
225	64.2	49.8
245	42.9	18.4
270	11.2	11.3
290	24.6	7.2
315	52.8	26.5
335	79.1	72.2



10.5 Electromagnetic Compatibility (EMC) Information

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

The VEX-P300 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the VEX-P300 should assure that it is used in such an environment.		
Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1 Class A	The EMISSIONS characteristics of the VEX-P300 make it suitable for use in industrial areas and hospitals (CISPR 11 class A,). If it is used in a residential environment (for which CISPR 11 class B is normally required) this equipment might not offer adequate protection to radiofrequency communication services. The user might need to take mitigation measures, such as relocating or re-orienting the equipment.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Applicable	The VEX- P300 is suitable for use in all establishments and may be used in domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	Applicable	

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

The VEX-P300 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the VEX-P300 should assure that it is used in such an environment.

Test of Electronic Interference Resistance	IEC 60601-1-2 test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	Discharge by ± 8 kV direct contact ± 15 kV of Air-gap discharge	Discharge by ± 8 kV direct contact ± 15 kV of Air-gap discharge	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Radiated RF Electromagnetic Field IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz-2.7 GHz 80% AM at 1 kHz	3 V/m 80 MHz-2.7 GHz 80% AM at 1 kHz	The VEX-P300 is suitable to use in a professional healthcare environment.
Immunity to Proximity Fields from RF wireless Communications Equipment according to Table 9 in IEC 60601-1-2	28 V/m Max. 385-5785 MHz in according to table 9	28 V/m Max. 385-5785 MHz in according to table 9	RF communication equipment is used on closer than 30 cm to any part of the VEX-P300, including cables specified by VATECH
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines 100 kHz repetition frequency	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines 100 kHz repetition frequency	The quality of supplied power should be suitable for the general business site or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth	± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth	The quality of supplied power should be suitable for the general business site or hospital environment.

Immunity to conducted disturbances induced IEC 61000-4-6	3 V 0.15-80 MHz 6 V in ISM bands between 0.15 and 80 MHz 80% AM at 1 kHz Power supply line & I/O lines	3 V 0.15-80 MHz 6 V in ISM bands between 0.15 and 80 MHz 80% AM at 1 kHz Power supply line & I/O lines	The strength of the RF field in the frequency range higher than 150 kHz ~ 80 MHz, the strength of the RF field is smaller than 3 V
The magnetic field of supply frequency (50/60 Hz) according to IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	The magnetic field of power frequency should coincide with the general level found in the business site or hospital environment
Voltage dips and short interruptions IEC 61000-4-11	0 % UT: 0.5 cycle At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 Cycles Single phase: at 0° 0 % UT; 250/300 cycle	0 % UT: 0.5 cycle At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 Cycles Single phase: at 0° 0 % UT; 250/300 cycle	The quality of supplied power should be suitable for the general business site or hospital environment. If the user of the VEX-P300 image intensifier requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the VEX-P300 image intensifier is powered from an uninterruptible power supply.

10.6 Abbreviations

Acronym	Name
AL	Aluminum
EMC	Electromagnetic Compatibility
ESD	Electrostatic Discharge
FOV	Field of View
IEC	International Electro technical Commission
ISO	International Standards Organization
LED	Light-Emitting Diode
ME	Medical Electrical
PMMA	Poly Methyl Meth Acrylate
RF	Radio Frequency
SID	Source to Image receptor Distance
SIP	Signal Input Part
SOP	Signal Output Part
SSD	Source to Skin Distance

Copyright by © 2017 VATECH Co., Ltd.

All rights reserved.

The documentation, brand name, and logo used in this manual are copyrighted.

No part of this manual may be reproduced, transmitted, or transcribed without the expressed written permission of the manufacturer.

VATECH and **EzRay** have registered trademarks in the United States and other countries, and **EzRay Air Portable** is a trademark of **VATECH Co., Ltd.** worldwide.

Reserved the right to make any alterations that may be required due to technical improvement.
For the most current information, contact your **VATECH** representative.

Manufactured by VATECH Co., Ltd.

Tel: (+82) 1588 9510

Email: gcs@vatech.co.kr

Website: www.vatech.co.kr

Head Quarters Address: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea

Factory Address: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea



The CE symbol grants this device compliance to the European Directive for Medical Devices 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC as a class IIb device.



Authorized EU Representative: Vatech Global France (SARL)

51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France

Tel: +33 1 64 11 43 30

Fax: +33 1 64 11 43 39

FRANÇAIS

Introduction	i
Icônes utilisées dans ce manuel	ii
1. Présentation du système	1
1.1 Indications d'utilisation	1
1.2 Principes de fonctionnement.....	1
1.3 Composants	1
1.4 Vue générale de l'équipement	4
2. Instructions de sécurité	7
2.1 Consignes générales de sécurité.....	7
2.2 Avertissements et instructions de sécurité.....	8
3. Fonctionnement.....	11
3.1 Mise sous/hors tension	11
3.2 Entrer le mot de passe	12
3.3 Mode de fonctionnement.....	13
3.4 Positionnement	15
3.5 Exposition.....	25
3.5.1 Interrupteur d'exposition à distance	26
3.6 Utilisation de la batterie.....	27
4. Nettoyage et maintenance	35
4.1 Nettoyage	35
4.2 Maintenance.....	36
4.2.1 Liste de contrôle des tâches de maintenance	37
Annexe	39
A.1 Assemblage du support et du dispositif pour une utilisation sur un trépied	39
A.2 Utilisation de l'tournant couverture rectangulaire	42
A.3 Tableaux des durées d'exposition (par défaut)	44
A.4 Données de dosage des rayons X.....	46
A.4.1 Tableau de dosage des rayons X.....	46
A.4.2 Dose de fuite	48
A.4.3 Dose diffuse	51
A.5 Informations relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM).....	56
A.6 Abréviations	59

Cette page reste volontairement vierge.

Introduction

Le **VEX-P300** est un système de radiographie dentaire portable.

Ce manuel contient des descriptions, des instructions de fonctionnement et des procédures d'imagerie pour le système de radiographie dentaire **VEX-P300**. Nous vous recommandons vivement d'étudier méticuleusement ce manuel, de façon à pouvoir tirer le meilleur parti de votre équipement. Veuillez respecter l'ensemble des précautions, messages de sécurité et avertissements apparaissant dans ce manuel.

Conservez toujours ce manuel avec l'équipement et vérifiez les procédures de fonctionnement ainsi que les instructions de sécurité si nécessaire.

Les illustrations/photos de l'équipement figurant dans ce manuel servent uniquement d'illustrations. L'équipement réel peut être différent.

En raison d'améliorations technologiques constantes, le manuel ne contient peut-être pas les informations les plus récentes. Pour plus d'informations ne figurant pas dans ce manuel, contactez-nous à :

VATECH Co., Ltd.

Téléphone : (+82) -1588-9510

E-mail : gcs@vatech.co.kr

À l'origine, ce document a été rédigé en anglais.

Le **VEX-P300** est appelé Équipement dans ce manuel.

Nom du manuel : EzRay Air Portable (Modèle : VEX-P300) Manuel d'utilisation

Numéro du document : VDH-UM-067

Version : 1.45

Date de publication : 02-2020

Icônes utilisées dans ce manuel

Les icônes suivantes sont utilisées tout au long de ce manuel. Assurez-vous d'avoir complètement compris chaque icône et veuillez suivre les instructions qui s'y rapportent.

Pour éviter tout risque de blessure physique et/ou de dommages sur l'appareil, veuillez respecter la totalité des avertissements et consignes de sécurité inclus dans le présent document.

	Indique l'existence d'un danger spécifique qui risque en cas de conditions ou d'actions inappropriées de provoquer : • De graves blessures (subies par l'opérateur et/ou le patient). • D'importants dommages matériels.
	Indique l'existence possible d'un danger qui risque en cas de conditions ou d'actions inappropriées de provoquer : • De légères blessures. • Des dommages matériels.
	Indique l'existence possible d'un problème qui risque en cas de conditions ou d'actions inappropriées de provoquer : • Des dommages matériels.
	Indique des précautions ou des recommandations à suivre lors de l'utilisation du système, en particulier : • L'utilisation de ce manuel. • Des notes servant à insister sur un point, ou à le clarifier.

1. Présentation du système

Le VEX-P300 est un système de radiographie dentaire portable fonctionnant sur 21,6 V CC et alimenté par un bloc-batterie polymère li-ion rechargeable. Le système de radiographie dentaire portable est un appareil générant des rayons X et servant principalement à effectuer des examens dentaires (dents et mâchoire). Le système de radiographie dentaire portable se compose d'une partie générant les rayons X avec un tube à rayons X, incluant un contrôleur du dispositif, un régulateur de puissance, une interface utilisateur, une partie limitant le faisceau, une protection contre la rétrodiffusion et un interrupteur d'exposition à distance optionnel. Le VEX-P300 est conçu pour examiner les dents et la mâchoire via une exposition aux rayons X au moyen de récepteurs d'images intra-oraux.

1.1 Indications d'utilisation

Le système EzRay Air Portable (Modèle : VEX-P300) est une source à rayons X dentaire de diagnostic extra-oral pour produire des radiographies à l'aide de récepteurs d'images intra-oraux. Il est indiqué pour une utilisation par un dentiste ou un technicien dentaire pour les patients adultes et pédiatriques.

1.2 Principes de fonctionnement


Les rayons X sont émis lorsqu'une forte tension est fournie au dispositif du tube à rayons X qui libère des électrons de la cathode. Ils touchent l'anode pour produire les rayons X. L'équipement obtient les images en émettant continuellement des rayons X sur la dent du patient.

1.3 Composants


N°	Élément	Standard	Option	Qté.
1	Boîtier principal (inclus le bouclier de rétrodiffusion et le couvercle rond)	●		1
2	Sangle de retenue pour le cou/la main	●		1
3	Couvercle rectangulaire (4x3)	●		1
4	cordon d'alimentation	●		1
5	Chargeur de batterie	●		1
6	Manuel d'utilisation	●		1
7	Support en forme de berceau		●	1
8	Couvercle rectangulaire (2x3)		●	1
9	Couvercle rectangulaire rotatif (4x3)		●	1

1. Présentation du système

N°	Élément	Standard	Option	Qté.
10	Couvercle rectangulaire rotatif (2x3)		●	1
11	Interrupteur d'exposition à distance		●	1
12	Support de base		●	1



Éléments disponibles en option

N°	Figure	Nom de l'option
1		Couvercle rectangulaire 2x3 (3x2) CDV : 2x3 cm, 3x2 cm (Ce couvercle peut être utilisé en 2x3 et 3x2.)
2		Interrupteur d'exposition à distance
3		Tournant couverture rectangulaire 4x3 (3x4) FOV : 4x3 cm, 3x4 cm (Cet adaptateur peut être utilisé en 4x3 et 3x4.)
4		Tournant couverture rectangulaire 2x3 (3x2) FOV : 2x3 cm, 3x2 cm (Cet adaptateur peut être utilisé en 2x3 et 3x2.)
5		Support de base*
6		Support en forme de berceau

* Si un trépied est utilisé avec le support de base, référez-vous aux spécifications ci-dessous.


- Taille du boulon de fixation : 3/8 pouces.
- Poids maximal autorisé : environ 5 kg.
- Hauteur minimale : > 130 cm.
- Plus de 3 colonnes sont requises.
- Lors de l'utilisation d'un trépied à 3 colonnes, assurez-vous de conserver un espace d'au moins 1 m de largeur en bas.

NOTICE


Reportez-vous à « l'Annexe A.2 » « **Utilisation de l'tournant couverture rectangulaire** » pour la notice d'utilisation.

1.4 Vue générale de l'équipement

Corps principal



N°	Objet	Description
1	Protection contre la rétrodiffusion	Protège contre la rétrodiffusion des rayons.
2	Dispositif de limitation du faisceau de rayons X	Limite la zone d'exposition aux rayons X. Type par défaut : Forme conique + couvercle rond (CDV : Ø 6 cm)
3	Bouton d'exposition aux rayons X	Appuyez sur le bouton pour lancer l'exposition aux rayons X.
4	Poignée	Tenez bien la poignée lors de l'utilisation du système.
5	Bouton d'alimentation	Bouton de mise sous/hors tension.
6	Batterie	Batterie lithium-ion rechargeable.
7	Connecteur de l'adaptateur	Pour la connexion de l'adaptateur de charge.
8	Port d'interrupteur d'exposition aux rayons X à distance	Pour la connexion du câble de l'interrupteur d'exposition aux rayons X. Peut aussi servir de port de service.
9	Boucle de sangle	Pour fixer la sangle.
10	Panneau de commande	Affichage des réglages de l'exposition aux rayons X et des conditions d'utilisation.
11	Générateur de rayons X	Inclut le tube à rayons X et le générateur haute tension.

Panneau de commande

N°	Objet	Description
1		Indicateur de tension/courant du tube Indique la tension et le courant du tube du système.
2		Écran d'angle/de durée Affiche le temps d'exposition aux rayons X, le code d'erreur, le temps de refroidissement et l'angle d'exposition.
3		Sélection adulte/enfant Indique le type de patient (adulte ou enfant).
4	  	Indicateur de batterie restante Indique le niveau restant de la batterie.
		Indicateur de charge de la batterie 1) Indique que le chargeur de la batterie est connecté à l'appareil. 2) Le clignotement indique que la batterie doit être rechargée.
5		Bouton SET Réinitialise l'angle d'exposition aux rayons X.

1. Présentation du système

N°	Objet	Description
6		Haut-parleur Émet l'alarme sonore d'exposition aux rayons X.
7		Sélection du type de dent Sélectionne le type de dent.
8		Indicateur d'exposition aux rayons X Indique le statut d'exposition aux rayons X. (Vert : prêt / Jaune : rayons X ON)
9		Molette Tournez la molette à gauche (-) ou à droite (+) pour sélectionner un réglage d'exposition aux rayons X et appuyez sur la molette pour confirmer le réglage de fonctionnement.
10		Bouton AUTO Sélectionne automatiquement une dent et la durée d'exposition en fonction de l'angle d'exposition aux rayons X.

2. Instructions de sécurité

2.1 Consignes générales de sécurité

- Mode de fonctionnement: Fonctionnement en continu avec chargement intermittent de 60 fois l'attente de la durée d'exposition avant que l'exposition suivante ne commence.
- Cet équipement est conçu et fabriqué pour garantir une sécurité de fonctionnement maximale. Utilisez et entretenez-le en respectant rigoureusement les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation figurant dans ce manuel.
- Seule une personne légalement qualifiée, c'est-à-dire un radiologue, des radiologues de diagnostic, des techniciens en radiation médicale ou des professionnels de la santé spécialisés dans l'imagerie de l'anatomie humaine pour le diagnostic et le traitement de la pathologie, est autorisée à utiliser cet équipement dans un environnement contrôlé.
- Respectez toutes les réglementations locales en matière d'incendie. Gardez toujours un extincteur près de l'équipement.
- L'équipement doit être installé, entretenu et révisé par un personnel de service qualifié, conformément aux procédures et aux programmes de maintenance préventifs. Seul le remplacement de la batterie peut être effectué par les utilisateurs.
- Assurez-vous que le commutateur de marche/d'arrêt est en position d'arrêt lorsque vous n'utilisez pas l'équipement.
- Débranchez toujours la source d'alimentation avant de nettoyer l'équipement.
- Ne conservez PAS l'équipement et ses pièces dans un endroit humide ou près d'une substance liquide.
- Évitez de placer l'équipement près d'installations de stockage chimique et de stockage de gaz.
- Cet équipement est expédié avec une protection contre la rétrodiffusion (fermeture) fixée, donc cette protection contre la rétrodiffusion ne peut pas être remplacée par les utilisateurs. Si elle est endommagée ou défectueuse, contactez votre représentant de service pour la remplacer.
- La protection contre la rétrodiffusion préserve les utilisateurs de la rétrodiffusion du rayonnement à laquelle ils pourraient être exposés pendant l'utilisation des rayons X. L'utilisation de l'équipement avec la protection contre la rétrodiffusion permet aux utilisateurs d'être moins exposés au rayonnement.

2.2 Avertissements et instructions de sécurité



L'unité à rayons X peut constituer un danger pour le patient et l'utilisateur si les facteurs d'exposition sécurisée, les instructions d'utilisation et les programmes de maintenance ne sont pas respectés.

Il est nécessaire de bien lire ce manuel d'utilisation et de respecter rigoureusement l'ensemble des avertissements et des précautions y figurant.



Afin d'éviter tout risque de choc électrique, cet équipement doit uniquement être branché à une source d'alimentation secteur pourvue d'une mise à la terre de protection.



Étant donné que les lois et réglementations concernant la radioprotection varient selon les pays, il en va de la responsabilité du propriétaire et/ou de l'opérateur de cet équipement de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans leur zone géographique pour ce qui est de la radioprotection.

- N'ouvrez et ne retirez PAS les panneaux protecteurs de cet équipement.
- N'exposez jamais cet équipement à des liquides, une brumisation ou des sprays. L'exposition de cet équipement à des liquides risque de provoquer un choc électrique ou d'endommager le système.
- N'utilisez PAS de nettoyants en spray sur cet équipement, car cela risque de provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais cet équipement dans un environnement comportant un risque d'explosion.
- Ne placez PAS de matériaux inflammables près de cet équipement.
- Ne touchez jamais le patient tout en touchant les connecteurs de la partie d'entrée/de sortie du signal.
- N'essayez jamais de modifier cet équipement, y compris les fils ou les câbles. La modification de cet équipement risque de causer des dommages irréparables.
- Nous conseillons au patient et à l'opérateur de porter des tabliers de plomb pour leur protection, à moins que d'autres protocoles de radioprotection soient appliqués localement.
- Les enfants et les femmes enceintes doivent consulter un médecin avant toute exposition aux rayons X.
- L'interférence électromagnétique (c'est-à-dire le bruit) avec d'autres équipements présents dans la zone pendant des examens spécifiques ou un traitement médical risque de causer de graves dangers.

- Les chargeurs de batterie doivent se trouver à un endroit facile d'accès où ils peuvent être aisément débranchés de la source d'alimentation.

Utilisation de la batterie

- Rechargez la batterie dans un environnement externe au patient.
- Utilisez impérativement une batterie fournie ou approuvée par VATECH. Si des batteries non conformes ou endommagées sont utilisées, il y a un risque d'incendie et d'explosion.
- Utilisez impérativement un chargeur de batterie fourni ou approuvé par VATECH. L'utilisation d'un chargeur non autorisé risque d'endommager la batterie.
- N'exposez PAS les batteries à la chaleur ou aux flammes. Évitez le stockage avec une exposition aux rayons solaires directs.
- Ne court-circuitez PAS, n'écrasez pas, ne percez pas, ne modifiez pas et ne démontez pas la batterie.
- Ne stockez PAS les batteries de façon désordonnée dans une boîte ou un tiroir où elles pourraient provoquer un court-circuit entre elles ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
- Observez les repères positifs (+) et négatifs (-) sur la batterie et l'équipement et assurez-vous de les utiliser correctement.
- Ne retirez PAS la batterie de son emballage original avant d'en avoir besoin.
- Ne soumettez pas les batteries à des chocs mécaniques.
- En cas de fuites de cellules, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les mains. En cas de contact, lavez la zone affectée avec de grandes quantités d'eau claire et demandez un avis médical.
- Ne mouillez PAS la batterie et ne la placez PAS dans l'eau. Maintenez les batteries propres et sèches.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants et des animaux.
- Demandez immédiatement un avis médical si une batterie a été avalée.
- Ne jetez PAS les batteries avec les déchets ordinaires. Remettez les batteries déchargées au fournisseur local, ou jetez ou recyclez les batteries conformément à la réglementation locale.
- Les batteries peuvent être remplacées par les utilisateurs.
- Veillez à éteindre l'appareil avant de remplacer la batterie.
- Lorsque la batterie est en cours de rechargement, la fonction d'exposition est verrouillée.

- Ne laissez pas de batterie en chargement prolongé si elle ne va pas être utilisée.
- Si l'équipement n'a pas servi pendant longtemps, il est conseillé de recharger la batterie avant l'utilisation.
- Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et décharger les cellules ou les batteries plusieurs fois afin de garantir des performances optimales.
- Veillez à mettre l'équipement hors tension quand vous ne l'utilisez pas. Ceci aide à maintenir la durée de vie de la batterie.
- Veillez à recharger fréquemment la batterie. Ceci aide à maintenir la durée de vie de la batterie.
- Si un équipement non utilisé a été allumé pendant de longues périodes, la batterie risque d'être complètement déchargée.
 - Selon l'état de déchargement de la batterie, il peut falloir environ 1 jour pour recharger la batterie. Si l'appareil ne s'allume pas après avoir rechargé la batterie pendant environ 1 jour, cela signifie que la batterie s'est complètement déchargée. Contactez votre représentant de service pour remplacer la batterie.
 - Ne rechargez PAS une batterie complètement déchargée, car cela risque de provoquer un incendie ou une explosion. Remplacez impérativement la batterie (fournie par VATECH).

Radioprotection




Lors de l'utilisation de cet équipement, il est conseillé à tous les utilisateurs de respecter les consignes de radioprotection suivantes pour la sécurité des utilisateurs et des patients.

- Tous les utilisateurs et les patients doivent porter un équipement de protection, comme un tablier de plomb, un col thyroïdien, etc.
- Cet équipement doit être utilisé dans une zone se trouvant à plus de 1,8 m des autres membres du personnel, par exemple les assistants, ou d'autres patients. S'ils se trouvent à moins de 1,8 m, il leur est conseillé de porter un tablier de plomb, un collier thyroïdien, ou de rester derrière un château de plomb.
- Les femmes enceintes ne doivent pas être exposées aux rayons X à moins que cela ne soit absolument nécessaire.
- Tous les utilisateurs doivent respecter les règles de radioprotection gouvernementales.
- Lors de la sélection d'un dispositif indicateur de position, il faut tenir compte du fait que le PID peut être utilisé avec le protecteur de rétrodiffusion fixé à l'extrémité extérieure du cône afin de garantir une protection optimale de l'opérateur.

3. Fonctionnement

3.1 Mise sous/hors tension

1. Mettez le système sous tension en vous référant à la figure suivante.



2. Les écrans et les indicateurs suivants s'allument :

- Écran d'angle/de durée actuels
- Écran de sélection du type de dent
- Écran de sélection adulte/enfant
- Indicateur de batterie restante
- Indicateur d'exposition aux rayons X


3. Veillez à ce qu'au moins un voyant d'indicateur de batterie s'allume.



Niveau de batterie 1

NOTICE

Lorsqu'un seul voyant de l'indicateur de batterie clignote, rechargez immédiatement celle-ci avec le chargeur de batterie.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **3.6 Utilisation de la batterie** ».

3.2 Entrer le mot de passe

1. Saisissez le mot de passe numérique à 3 chiffres à l'aide de la molette de sélection. (mot de passe par défaut : 000)



2. Appuyez sur la molette de sélection pour entrer le chiffre suivant, puis maintenez enfoncée la molette de sélection.



3.3 Mode de fonctionnement


Ce système peut être utilisé en mode manuel ou en mode automatique. Vous pouvez configurer le mode grâce au bouton **AUTO**.

Mode manuel

- 1. Lorsque la zone de sélection du type de dent clignote, tournez la molette pour sélectionner le type de dent. Pour voir le panneau de commande avant et après la sélection, reportez-vous aux figures ci-dessous.

Avant la sélection du type de dent


Après la sélection du type de dent



Type de dent	
Symbole	Type
	Incisive
	Canine
	Molaire/Prémolaire
	Interproximales

- Après avoir sélectionné le type de dent, il faut sélectionner le type de patient. Lorsque la zone de sélection Adulte/enfant clignote, tournez la molette pour sélectionner le type de patient. Pour voir le panneau de commande après la sélection, reportez-vous à la figure ci-dessous.

Après la sélection du type de patient



Type de patient

Symbole	Type
	Adulte
	Enfant

NOTICE

Après la sélection du type de dent et du type de patient, la durée d'exposition s'affiche automatiquement.

- Si vous désirez modifier la durée d'exposition, tournez la molette pour régler la durée d'exposition de 0,05 à 1.0 s. (incréments : 0,01 s)

NOTICE

Si vous appuyez sur la molette après le réglage de la durée d'exposition en mode manuel, la durée d'exposition revient à son réglage par défaut.


Pour sauvegarder la durée d'exposition comme valeur par défaut en mode manuel, appuyez sur la molette et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes.

3.4 Positionnement


Positionnement du patient

Afin d'obtenir une radiographie intra-orale de qualité incluant un maximum de détails, faites très attention à chaque étape du processus de radiographie : positionnement du patient et du système d'imagerie à rayons X ; exposition de la plaque au phosphore ou du capteur intra-oral.

1. Placez un tablier de plomb sur la poitrine du patient pour le protéger.
2. Faites s'asseoir le patient sur le fauteuil avec le plan sagittal à la verticale.
 - Pour une radiographie du maxillaire supérieur, le plan de Francfort doit être à l'horizontale.



- Pour une radiographie du maxillaire inférieur, le plan occlusal doit être à l'horizontale.



3. Placez le cône de la tête du tube sur la zone dont vous voulez une image.

Lorsque vous tenez l'appareil, il est conseillé de maintenir la poignée d'une main et de placer l'autre en dessous du tube, entre le bouton d'exposition et le cône, comme indiqué sur la figure suivante.




NOTICE

La durée d'exposition varie selon l'angle d'imagerie. Étant donné qu'il est nécessaire de n'exposer le patient qu'à de faibles quantités de rayons X et de maintenir l'utilisateur dans la zone protégée, inclinez légèrement la tête du patient et relevez ou abaissez son menton si nécessaire. Référez-vous à « **2.2 Avertissements et instructions de sécurité** ».


Pour plus d'informations sur le positionnement du patient et l'angle de faisceau de chaque mode, reportez-vous aux **Instructions de positionnement** suivantes.

Instructions de positionnement

Technique de mise en parallèle : La plaque au phosphore est placée dans un support servant à la placer parallèlement à l'axe longitudinal de la dent.



Technique d'angle coupé en deux : Le patient maintient la plaque au phosphore ou le capteur en place avec son doigt. Le faisceau de rayons X est dirigé en perpendiculaire vers une ligne imaginaire, ce qui divise l'angle entre la plaque au phosphore ou le plan du capteur et l'axe longitudinal de la dent.



Positionnez la tête du tube par rapport au patient en respectant les procédures de positionnement standard.


Ici figurent des inclinaisons et des directions spécifiques pour la tête du tube afin de pouvoir obtenir les meilleurs images d'une dent précise (c'est-à-dire la **Technique d'angle coupé en deux**).



Positionnez le capteur avec précaution afin de ne pas endommager le tissu mou de la zone intra-orale du patient.

- **Incisive maxillaire**


Le faisceau de rayons X est dirigé vers le bas à 45 °.



Dents		Angle d'inclinaison
Incisive	Maxillaire	+45 °

- **Incisive mandibulaire**


Le faisceau de rayons X est dirigé vers le haut à 25 °.



Dents		Angle d'inclinaison
Incisive	Mandibule	-25 °

- **Canine maxillaire**


Le faisceau de rayons X est dirigé vers le bas à 45° .



Dents		Angle d'inclinaison
Canine	Maxillaire	+45 °

- **Canine mandibulaire**


Le faisceau de rayons X est dirigé vers le haut à 20° .



Dents		Angle d'inclinaison
Canine	Mandibule	-20 °

- **Molaire et prémolaire maxillaires**


Le faisceau de rayons X est dirigé vers le bas à 30 °.



Dents		Angle d'inclinaison
Molaire et prémolaire	Maxillaire	+30 °

- **Molaire et prémolaire mandibulaires**

Le faisceau de rayons X est dirigé vers le haut à 5 °.



Dents		Angle d'inclinaison
Molaire et prémolaire	Mandibule	-5 °

- **Interproximales**

Pour une exposition interproximale, le patient ferme la mâchoire sur la plaque au phosphore/le support du capteur pendant l'exposition.

Le faisceau de rayons X est dirigé vers le bas à $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$.



Dents	Angle d'inclinaison
Exposition interproximale	$+5^{\circ} \sim +8^{\circ}$

Positionnement du capteur d'imagerie

À l'aide du système d'imagerie à rayons X intra-orale VEX-P300, vous pouvez créer une image radiographique sur l'un des trois différents types de récepteurs d'imagerie :

- Capteurs numériques
- Plaque au phosphore


Afin de garantir la qualité d'image, le capteur d'imagerie numérique doit être correctement positionné (pour plus d'informations sur le positionnement correct du capteur d'imagerie, reportez-vous aux « Instructions de positionnement »).

- Si vous ne placez pas correctement le capteur d'imagerie, cela risque de causer des erreurs de radiographie, par exemple des dents et des racines tordues, une elongation, un agrandissement et des contacts de chevauchement.

NOTICE


La technique de mise en parallèle réduit généralement le risque que de telles erreurs se produisent. Mais si vous positionnez mal le capteur, il risque d'y avoir des erreurs d'inclinaison (inclinaison du capteur par rapport à la dent elle-même).

- Si le capteur d'imagerie n'est pas aligné avec le motif de sortie du faisceau de rayons X, cela risque de causer des apparitions de cône. Les apparitions de cône sont des zones claires apparaissant sur la radiographie quand une partie de la radiographie n'est pas exposée au rayonnement. Référez-vous à la figure suivante pour un exemple d'apparition de cône.




Apparition de cône

La figure suivante indique comment se produit une apparition de cône en montrant la position du capteur d'imagerie et de la zone de rayonnement.




Pour assurer un bon alignement entre le capteur d'imagerie et le faisceau de rayons X, il est conseillé d'utiliser un DIP (dispositif indicateur de position), tel qu'indiqué dans la figure suivante.



3. Fonctionnement

Lors de l'utilisation du DIP, le motif de sortie sur le dispositif à rayons X doit être aligné perpendiculairement au récepteur cible, tel qu'indiqué dans la figure suivante.



NOTICE


Lorsque le DIP est correctement aligné, demandez au patient de ne pas bouger.

3.5 Exposition

IMPORTANT

L'opérateur **DOIT** dire au patient de rester immobile pendant toute la durée de l'exposition.

1. Dites au patient de ne pas bouger.
2. Appuyez sur le bouton d'exposition pour la durée d'exposition.



3. Tandis que les rayons X sont émis :
 - L'indicateur d'exposition aux rayons X s'allume et un son est émis.
 - Continuez à appuyer jusqu'à ce que l'indicateur d'exposition aux rayons X s'éteigne et que le son s'arrête.



Vert : prêt



Jaune : Rayons X ON

IMPORTANT


Appuyez sur le bouton d'exposition ou le commutateur tant que vous entendez le signal sonore. Sinon l'exposition sera incorrecte et un message d'erreur s'affichera sur le panneau de commande.

3.5.1 Interrupteur d'exposition à distance

L'**interrupteur d'exposition à distance** permet à l'opérateur de contrôler l'acquisition des images depuis l'extérieur de la salle de radiographie.

Appuyez sur l'**interrupteur d'exposition à distance** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'acquisition soit terminée. Relâcher prématurément l'**interrupteur d'exposition à distance** fera échouer l'acquisition des images.

Lorsque l'on appuie sur l'**interrupteur d'exposition à distance**, l'indicateur d'exposition aux rayons X devient jaune. Cette couleur signale que des rayons X sont en cours d'émission.



IMPORTANT

L'**interrupteur d'exposition à distance** est amovible. Assurez-vous que le câble de l'**interrupteur d'exposition à distance** ne se détache pas accidentellement de l'unité durant l'opération.

IMPORTANT

Durant l'exposition, gardez toujours un contact visuel ou vocal avec le patient. Si un problème, même mineur, survient pendant l'exposition, relâchez immédiatement l'**interrupteur d'exposition à distance**.

3.6 Utilisation de la batterie

Un indicateur du niveau de batterie où figure la quantité restante s'affiche sur le côté gauche du panneau de commande. Quand l'indicateur de batterie ne comporte plus qu'un seul voyant clignotant (niveau 1), rechargez immédiatement la batterie. Reportez-vous aux niveaux de batterie comme indiqué ci-dessous.



Niveau 3



Niveau 2



Niveau 1



Si la batterie n'est pas rechargée pendant environ une heure, sa tension est faible. À ce niveau, tous les écrans disparaissent à l'exception du code d'erreur **A.10**, tel qu'indiqué dans la figure suivante. Par conséquent, l'exposition ne peut pas être effectuée. Après la connexion de l'appareil au chargeur de batterie et après que le niveau de batterie passe à « Niveau 1 », toutes les fonctions reviennent au fonctionnement normal.

IMPORTANT



État du système selon les niveaux de batterie

Objet		État du système			
		Niveaux de batterie 3, 2	Niveau de batterie 1		Batterie faible
Au démarrage du système	Fonctionnement	Normal	Normal	Normal	Pas de fonctionnement
	Indicateur du niveau de batterie	Normal	Normal	Clignote	Non affiché
	Indicateur de charge de la batterie	Non affiché	Non affiché	Clignote	Non affiché
	Luminosité du panneau de commande	Normale	Normale	Sombre	Normale (seul le code d'erreur A.10 est affiché)
Lors de l'utilisation du système	Fonctionnement	Normal	Normal	Normal	Pas de fonctionnement
	Indicateur du niveau de batterie	Normal	Normal	Clignote	Non affiché
	Indicateur de charge de la batterie	Non affiché	Non affiché	Clignote	Non affiché
	Luminosité du panneau de commande	Normale	Normale	Normale	Normale (seul le code d'erreur A.10 est affiché)



Veillez à recharger la batterie si l'indicateur de charge de la batterie clignote (ou si le code d'erreur A.10 s'affiche). Si l'appareil a été longtemps allumé avec le code d'erreur A.10, la batterie est peut-être déchargée.




Ne rechargez PAS une batterie complètement déchargée, car cela risque de provoquer un incendie ou une explosion. Remplacez la batterie (fournie par VATECH).




Quand l'appareil est connecté au chargeur de batterie, l'indicateur de charge de la batterie s'affiche constamment, sauf lorsque la batterie est complètement déchargée.

Charge de la batterie

1. Connectez le chargeur de batterie au connecteur du chargeur de batterie, tel qu'indiqué dans la figure suivante.



2. Quand le chargeur de batterie est connecté, l'indicateur LED de charge de la batterie s'allume. Chargez la batterie jusqu'à ce que les trois indicateurs LED s'affichent.



NOTICE

Il faut généralement 3 heures pour recharger entièrement la batterie après qu'elle s'est complètement déchargée.

3. Quand la charge de la batterie est terminée, retirez le chargeur de batterie de l'appareil.

NOTICE

Vous ne pouvez pas effectuer une exposition lorsque le chargeur de batterie est connecté à l'appareil.



Veuillez utiliser uniquement le dernier chargeur fourni avec ce dispositif, car les spécifications de chargement diffèrent de celles de l'ancien chargeur. Si vous chargez ce dispositif avec un chargeur plus ancien, cela peut l'endommager.

Cycle d'utilisation de la batterie

La batterie est une pièce consommable. Il est normal qu'elle se dégrade progressivement et doit donc être rechargée plus souvent. Lorsque la durée de batterie diminue à la moitié ou moins par rapport à ce qu'elle était quand la batterie était neuve, contactez votre représentant de service pour obtenir une nouvelle batterie.

Pour savoir comment remplacer la batterie, consultez la section « **Remplacement de la batterie** ».


Remplacement de la batterie

NOTICE


Les batteries peuvent être remplacées par les utilisateurs.

Pour remplacer la batterie, contactez votre représentant de service client pour obtenir un kit de batterie (incluant une batterie neuve et un tournevis cruciforme).

1. Main-d'œuvre
Une personne, 3 minutes
2. Outils nécessaires
Tournevis cruciforme (taille : T20)
3. Procédure de retrait
 - 1) Au moyen du tournevis cruciforme, dévissez le couvercle d'accès au compartiment de la batterie.




- 2) Soulevez le couvercle et retirez la batterie.



- 3) Débranchez le câble de batterie de l'appareil en appuyant sur le connecteur du câble de batterie, tel qu'indiqué dans la figure suivante.

Connecteur du câble de batterie

Appuyez et déconnectez le connecteur du câble de batterie



Après la déconnexion du câble de batterie



Ne tirez PAS excessivement sur le câble de batterie.

- 4) Installez la batterie neuve en suivant les étapes de retrait en ordre inverse.

Mode veille 1

Pour réduire la consommation de batterie, le mode veille 1 démarre quand le système n'est pas utilisé pendant une minute.

1. Quand le mode veille 1 démarre, le panneau de commande s'assombrit, tel qu'indiqué dans la figure suivante (droite).



Luminosité : Normale

Luminosité : Légèrement sombre

2. Pour revenir au fonctionnement normal, déplacez le système ou appuyez sur n'importe quel bouton (à l'exception du bouton d'exposition aux rayons X).

NOTICE

Si vous n'utilisez pas le système, éteignez-le pour réduire la consommation de la batterie.


Mode veille 2

Si le système (non utilisé) a été allumé pendant 5 minutes depuis le démarrage du mode veille 1, le mode veille 2 est lancé.

IMPORTANT

Si le chargeur de batterie est connecté, le mode veille 1 est maintenu.

1. Lorsque le mode veille 2 est démarré, tous les écrans sont désactivés sur le panneau de commande, comme illustré dans la figure suivante (à droite).



Luminosité : Légèrement sombre :

Luminosité : Sombre

2. Pour revenir au fonctionnement normal, déplacez le système ou appuyez sur n'importe quel bouton (à l'exception du bouton d'exposition aux rayons X).

NOTICE

Lorsque vous n'utilisez pas le système, éteignez-le pour réduire la consommation de la batterie.

Mode de mise hors tension

Si le système (non utilisé) a été allumé pendant 5 heures depuis le démarrage du mode veille 2, le mode de mise hors tension est lancé.


IMPORTANT

Si le chargeur de batterie est connecté, le mode veille 1 est maintenu.

1. Tous les écrans s'éteignent sur le panneau de commande.



2. Pour revenir au fonctionnement normal en mode d'économie d'énergie, vous **DEVEZ** éteindre le système puis le rallumer.



4. Nettoyage et maintenance

4.1 Nettoyage



Avant de nettoyer l'équipement, veuillez à éteindre celui-ci.

- Les surfaces de l'équipement peuvent être nettoyées avec un chiffon doux humidifié d'une solution de nettoyage non corrosive à base d'alcool. Si nécessaire, essuyez les surfaces avec du désinfectant.
- Si nécessaire, essuyez les surfaces avec du désinfectant.
- Veuillez respecter les instructions d'hygiène du fabricant du scanner à plaques phosphorescentes.



Lorsque vous nettoyez les surfaces, veuillez à ce que l'équipement ne soit pas connecté au chargeur de batterie.



- N'exposez l'équipement à AUCUN liquide.
- N'utilisez PAS de spray nettoyant ou désinfectant directement dans l'équipement, car cela risque de provoquer un incendie.



Le chiffon doux doit être humide mais pas trempé.



Les chiffons et les lingettes ne peuvent pas être réutilisés.

4.2 Maintenance

VATECH demande des tests de constance réguliers afin de garantir la qualité d'image et la sécurité du patient et de l'opérateur.

Seuls des techniciens agréés de **VATECH** peuvent inspecter et réviser cet équipement. Pour l'assistance technique, contactez le centre de service **VATECH** ou votre représentant local **VATECH**.

Veuillez respecter les instructions d'hygiène du fabricant du scanner à plaques phosphorescentes.

Précautions et remarques



Ne conservez PAS l'équipement et ses pièces dans un endroit humide ou près d'une substance liquide.



Évitez de placer l'équipement près d'installations de stockage chimique et de stockage de gaz.



Lorsque vous n'utilisez pas l'équipement pendant longtemps, chargez complètement la batterie et retirez-la de l'appareil avant le stockage.

4.2.1 Liste de contrôle des tâches de maintenance



Éteignez toujours l'équipement avant d'effectuer une tâche de maintenance.

Tâches	Fréquence
Avant l'utilisation, vérifiez que l'équipement soit propre et prêt à l'usage.	Quotidienne
Après avoir utilisé l'équipement, veillez à ce qu'il soit éteint.	Quotidienne
Essuyez les couvercles extérieurs de l'équipement avec un chiffon sec à la fin de chaque journée d'utilisation.  N'utilisez PAS de détergents ni de solvants pour nettoyer les couvercles extérieurs de l'équipement.	Quotidienne
Vérifiez que le signal soit audible et que la lumière d'émission des rayons X soit visible lorsque vous effectuez une exposition.	Quotidienne
Vérifiez que l'indicateur (d'exposition) jaune s'allume quand vous appuyez sur le bouton d'exposition.	Quotidienne
Vérifiez que l'indicateur LED de charge de la batterie s'allume lorsque vous rechargez la batterie.	Quotidienne
Vérifiez que l'indicateur de niveau de la batterie affiche au moins deux niveaux (niveau de batterie 2). Pour plus d'informations sur les niveaux de batterie, consultez la section « 3.6 Utilisation de la batterie ».	Quotidienne
Vérifiez que toutes les étiquettes visibles soient intactes et lisibles.	Mensuelle



En cas de défauts n'utilisez pas l'équipement, car il doit être manipulé par une personne qualifiée. Contactez votre représentant de service.

Cette page reste volontairement vierge.

Annexe

A.1 Assemblage du support et du dispositif pour une utilisation sur un trépied

NOTICE

Les appareils de radiographie portables ne sont pas disponibles dans certains pays. Afin qu'ils puissent être utilisés dans ces pays, Vatech fournit un support, l'interrupteur d'exposition étant en option.

Le support est emballé / expédié dans un carton séparé, comme le montre l'image ci-dessous.



Sortez toutes les pièces du carton et suivez les instructions ci-dessous pour fixer le support. Remarque : le trépied n'est pas fourni)

NOTICE

Pour démonter le support, inversez la procédure de montage.


1. Au moyen d'un tournevis cruciforme, reliez l'EzRay Air Portable et le câble mâle/femelle en utilisant les vis fournies.




2. Fixez le support sur un trépied. Référez-vous pour cela au manuel 'Trépied'.



3. Fixez le dispositif EzRay Air Portable au support fixé sur le trépied, comme indiqué sur l'image ci-dessous.



4. Branchez l'une des extrémités du câble mâle/femelle au EzRay Air Portable.




5. Branchez l'autre extrémité du câble, qui est fixée sur le support, au câble d'alimentation fourni.



A.2 Utilisation de l'tournant couverture rectangulaire


L'tournant couverture rectangulaire tourne à 360 degrés.

L'tournant couverture rectangulaire est composé de la bague extérieure et de la bague intérieure.




La bague extérieure tourne par incréments de 90 degrés.

IMPORTANT



La bague intérieure tourne par incréments de 10 degrés.



1. Assemblez l'tournant couverture rectangulaire au cône du corps principal.

NOTICE

Pour assembler l'tournant couverture rectangulaire au cône, tournez l'tournant couverture rectangulaire à 45 degrés et vérifiez le déclic pour vous assurer que l'assemblage est terminé.

2. Tournez la bague extérieure de l'tournant couverture rectangulaire pour régler l'angle approximativement.
3. Tournez la bague intérieure de l'tournant couverture rectangulaire pour ajuster l'angle finement.

NOTICE

La méthode de démontage de l'tournant couverture rectangulaire est identique à la méthode d'assemblage. Reportez-vous à la REMARQUE mentionnée sous l'étape 1.

A.3 Tableaux des durées d'exposition (par défaut)

Les tableaux de durées d'exposition suivants ont été établis pour une unité dotée d'un cône, ce qui correspond respectivement à une distance foyer-peau de 200 mm (8 pouces).

CAPTEUR NUMÉRIQUE : Option 2 : 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 sec

Patient	Dents	Angle d'inclinaison	SSD : 200 mm (8 pouces)		
			kV	mA	s
Adulte 	Incisive 	Maxillaire : +45° Mandibule : - 25 °	65	2,5	0,12
	Canine 	Maxillaire : +45° Mandibule : - 20 °	65	2,5	0,14
	Molaire/ Prémolaire 	Maxillaire : +30° Mandibule : -5 °	65	2,5	0,16
	Interproximales 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,18
Enfant 	Incisive 	Maxillaire : +45° Mandibule : - 25 °	65	2,5	0,10
	Canine 	Maxillaire : +45° Mandibule : - 20 °	65	2,5	0,12
	Molaire/ Prémolaire 	Maxillaire : +30° Mandibule : -5 °	65	2,5	0,14
	Interproximales 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,16

Scanner PSP (VistaScan Nano Easy) : 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 sec

Patient	Dents	Angle d'inclinaison	SSD : 200 mm (8 pouces)		
			kV	mA	s
Adulte 	Incisive 	Maxillaire : +45° Mandibule : - 25 °	60	2,5	0,28
	Canine 	Maxillaire : +45° Mandibule : - 20 °	60	2,5	0,40
	Molaire/ Prémolaire 	Maxillaire : +30° Mandibule : -5 °	60	2,5	0,58
	Interproximales 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,63
Enfant 	Incisive 	Maxillaire : +45° Mandibule : - 25 °	60	2,5	0,18
	Canine 	Maxillaire : +45° Mandibule : - 20 °	60	2,5	0,23
	Molaire/ Prémolaire 	Maxillaire : +30° Mandibule : -5 °	60	2,5	0,38
	Interproximales 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,38

A.4 Données de dosage des rayons X

Les données de dosage des rayons X sont extraites du rapport du test de dosage des rayons X de l'appareil. Les dosages de rayons X de l'appareil figurant dans le rapport de test ont été mesurés conformément aux normes collatérales IEC. L'appareil a été conçu par la partie 1. Exigences générales pour la sécurité, IEC 60601-1-3.

Condition de test	
Nom du modèle	VEX-P300
Nom du modèle de tube	V1-650304
Nom du modèle de générateur	DG-S0101V1 (type onduleur)
Facteur de chargement	Option 1 : 60 kV, 2,5 mA Option 2 : 65 kV, 2,5 mA

A.4.1 Tableau de dosage des rayons X

Équipement de test			
Instrument	Fabricant	Modèle	N° de série
Dosimètre multiple	Raysafe	Unfors Xi mAs /Unfors Xi R/F & MAM	163288/161834

Capteur numérique

Tableau des produits dose-surface (PDS) (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy,cm ²)		
0,14	6,5	2,8	1,4
0,16	7,5	3,2	1,6
0,18	8,5	3,6	1,8
0,20	9,8	4,2	2,1

Tableau des produits dose-surface (PDS) (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy,cm ²)		
0,12	6,7	2,9	1,4
0,14	7,9	3,4	1,7
0,16	9,1	3,9	1,9
0,18	10,2	4,3	2,2

Plaque au phosphore

Tableau des produits dose-surface (PDS) (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy,cm ²)		
0,30	14,7	6,2	3,1
0,42	20,1	8,5	4,3
0,60	29,2	12,4	6,2
0,65	31,6	13,4	6,7

Tableau des produits dose-surface (PDS) (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy,cm ²)		
0,28	15,3	6,5	3,2
0,40	23,1	9,8	4,9
0,58	32,9	14,0	7,0
0,63	36,4	15,4	7,7

A.4.2 Dose de fuite

Portée

IEC 60601-2-65 203.12.4

Exigences

Dans L'ÉTAT DE CHARGEMENT, l'AIR KERMA dû au RAYONNEMENT DE FUITE DES ENSEMBLES SOURCE DE RAYONS X, à 1 m du POINT FOCAL, en moyenne sur une surface de 100 cm² dont aucune dimension linéaire principale ne dépasse 20 cm, lorsqu'il est utilisé sur le VOLTAGE NOMINAL DU TUBE À RAYON-X dans des conditions de CHARGEMENT correspondant aux conditions de CHARGEMENT de référence, ne doit pas dépasser 0,25 mGy en une heure.

Dose de fuite	Plage permissive
65 kVp, 2,5 mA, 1,0 s (condition d'exposition max.) Au point focal à la distance de 1 m 1 : Cycle d'utilisation 60	< 0,25 mGy/h


Équipement de test			
Instrument	Fabricant	Modèle	N° de série
Radiamètre/Gammamètre	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069

Résultats

Les tableaux de durées d'exposition suivants ont été établis pour une unité dotée d'un cône, ce qui correspond respectivement à une distance foyer-peau de 200 mm (8 pouces). Lorsque les doses de fuite ont été mesurées avec chaque type de couvercle (par défaut, rectangulaire 2x3 et rectangulaire 4x3), tous les résultats ont été ND (non détectés).


Les données brutes concernant les résultats sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Le résultat (plan horizontal)



Direction	Type par défaut	Rectangulaire 2x3	Rectangulaire 4x3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

Le résultat (plan vertical)



Direction	Type par défaut	Rectangulaire 2x3	Rectangulaire 4x3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

- ND : Non détecté. La limite de détection est de 0,00001 mGy par exposition.

A.4.3 Dose diffuse

Portée

IEC 60601-2-65 203.13

Exigences

L'ÉQUIPEMENT ME doit être pourvu de moyens permettant éventuellement d'actionner l'IRRADIATION à partir d'une ZONE PROTÉGÉE après l'installation.

Les instructions pertinentes doivent être fournies dans les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.


Résultats

Les tableaux de durées d'exposition suivants ont été établis pour une unité dotée d'un cône, ce qui correspond respectivement à une distance foyer-peau de 200 mm (8 pouces).


Équipement de test			
Instrument	Fabricant	Modèle	N° de série
Radiamètre/Gammamètre	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069
Méthode			
PMMA Phantom aligné à 280 mm du point focal			
Condition d'exposition max.			
Point de mesure : 1000 mm du PMMA Phantom			

Option 1 : 60 kV/2,5 mA/1,0 s

Direction [°]	Résultat (plan horizontal) [μR]	
	Sans bouclier	Avec bouclier
0	63,4	68,14
20	17,8	11,99
45	18,5	13,01
65	19,8	14,76
90	27,1	20,65
110	41,6	32,08
135	63,4	46,18
155	68,1	11,14
180	3,29	2,893
200	51,5	7,557
225	47,5	48,63
245	33,7	33,27
270	23,4	33,25
290	19,8	18,06
315	17,2	15,23
335	19,2	14,71




Direction [°]	Résultat (plan vertical) [μR]	
	Sans bouclier	Avec bouclier
0	25,8	29,8
20	27,3	26,8
45	18,5	22,5
65	15,9	18,5
90	74,1	72,1
110	15,9	18,5
135	17,2	13,5
155	19,9	17,9
180	19,2	17,9
200	27,8	31,4
225	13,9	10,6
245	38,4	8,6
270	7,9	4,3
290	48,4	11,9
315	60,2	52,3
335	41,7	45,7




Option 2 : 65 kV/2,5 mA/1,0 s

Direction [°]	Résultat (plan horizontal) [μR]	
	Sans bouclier	Avec bouclier
0	58,8	85,2
20	22,5	30,4
45	39,6	42,7
65	47,6	40,3
90	46,9	42,9
110	47,6	66,7
135	92,5	48,9
155	87,9	34,3
180	11,9	11,9
200	94,5	28,4
225	89,2	80,3
245	86,2	49,5
270	51,6	42,3
290	47,6	43,6
315	27,1	30,7
335	40,4	23,1



Direction [°]	Résultat (plan vertical) [μR]	
	Sans bouclier	Avec bouclier
0	64,7	55,4
20	42,8	44,3
45	26,3	34,8
65	36,8	36,4
90	57,9	82,4
110	42,3	38,2
135	20,7	25,9
155	27,7	31,9
180	36,2	52,6
200	94,6	63,2
225	64,2	49,8
245	42,9	18,4
270	11,2	11,3
290	24,6	7,2
315	52,8	26,5
335	79,1	72,2



A.5 Informations relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM)

Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques

Le système VEX-P300 a été conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du système VEX-P300 doit s'assurer qu'il est utilisé dans cet environnement.

Test d'émission	Conformité	Environnement électromagnétique - conseils
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1 Classe A	Les caractéristiques ÉMISSIONS du système VEX-P300 le rendent approprié pour une utilisation dans les zones industrielles et les hôpitaux (CISPR 11 classe A,). S'il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel la norme CISPR 11 classe B est normalement requise), cet équipement peut ne pas offrir une protection adéquate aux services de communication par radiofréquence. L'utilisateur peut avoir besoin de prendre des mesures d'atténuation, telles que déplacer ou réorienter l'équipement.
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	En vigueur	Lorsqu'il est installé dans ce type d'enceinte protégée, le système VEX-P300 peut être utilisé dans les établissements domestiques et ceux directement reliés au réseau d'alimentation électrique public à basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Variations de tension/émissions de scintillement IEC 61000-3-3	En vigueur	

Conseils et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le système VEX-P300 a été conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du système VEX-P300 doit s'assurer qu'il est utilisé dans cet environnement.

Test de résistance aux interférences électroniques	Niveau de test IEC 60601-1-2	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - conseils
Décharges électrostatiques (ESD) IEC 61000-4-2	Décharge par contact direct ± 8 kV ± 15 kV de décharge de l'entrefer	Décharge par contact direct ± 8 kV ± 15 kV de décharge de l'entrefer	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage. Si les planchers sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Champ électromagnétique RF rayonnées IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz	3 V/m 80 MHz à 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz	Le système VEX-P300 peut être utilisé dans un environnement de soins de santé professionnel.
Immunité à proximité Champs de l'équipement de communication sans fil RF selon le tableau 9 de l'IEC 60601-1-2	28 V/m max. 385-5785 MHz selon le tableau 9	28 V/m max. 385-5785 MHz selon le tableau 9	L'équipement de communication RF est utilisé à moins de 30 cm de n'importe quelle partie du système VEX-P300, y compris les câbles spécifiés par VATECH
Impulsions transitoires rapides en salves IEC 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie Fréquence de répétition de 100 kHz	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie Fréquence de répétition de 100 kHz	La qualité de l'alimentation fournie doit être adaptée au site de l'entreprise en général ou à l'environnement hospitalier.

Surtension IEC 61000-4-5	Ligne(s) de ± 1 kV à ligne(s) Ligne (s) de ± 2 kV à la terre	Ligne(s) de ± 1 kV à ligne(s) Ligne (s) de ± 2 kV à la terre	La qualité de l'alimentation fournie doit être adaptée au site de l'entreprise en général ou à l'environnement hospitalier.
Immunité aux perturbations conduites induites IEC 61000-4-6	3 V 0,15-80 MHz 6 V dans les bandes ISM entre 0,15 et 80 MHz 80 % AM à 1 kHz Ligne d'alimentation et lignes I/O	3 V 0,15-80 MHz 6 V dans les bandes ISM entre 0,15 et 80 MHz 80 % AM à 1 kHz Ligne d'alimentation et lignes I/O	La force du champ RF dans la gamme de fréquences supérieure à 150 kHz ~ 80 MHz, la force du champ RF est inférieure à 3 V
Le champ magnétique de la fréquence d'alimentation (50/60 Hz) selon la norme IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Le champ magnétique de la fréquence d'alimentation doit coïncider avec le niveau général trouvé dans le site de l'entreprise ou l'environnement hospitalier
Creux de tension et coupures brèves IEC 61000-4-11	0 % U_T : 0,5 cycles À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° 0 % U_T ; 1 cycle et 70 % U_T ; 25/30 Cycles monophasés : à 0° 0 % U_T ; Cycle 250/300	0 % U_T : 0,5 cycles À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° 0 % U_T ; 1 cycle et 70 % U_T ; 25/30 Cycles monophasés : à 0° 0 % U_T ; Cycle 250/300	La qualité de l'alimentation fournie doit être adaptée au site de l'entreprise en général ou à l'environnement hospitalier. Si l'utilisateur de l'intensificateur d'images du système VEX-P300 requiert un fonctionnement continu lors des coupures de courant, nous recommandons l'utilisation d'une source ininterrompue de courant.

A.6 Abréviations

Acronyme	Nom
AL	Aluminum (Aluminium)
EMC	Electromagnetic Compatibility (Compatibilité électromagnétique)
ESD	Electrostatic Discharge (Décharge électrostatique)
FOV	Field of View (Champ de vision)
IEC	International Electro technical Commission (Commission internationale en électrotechnique)
ISO	International Standards Organization (Organisation internationale de normalisation)
LED	Light-Emitting Diode (Diode électro-luminescente)
ME	Medical Electrical (Électrique médical)
PMMA	Poly Methyl Meth Acrylate (Polyméthacrylate de méthyle)
RF	Radio Frequency (Fréquence radio)
SID	Source to Image receptor Distance (Distance source-récepteur d'image)
SIP	Signal Input Part (Entrée servant à la transmission du signal)
SOP	Signal Output Part (Sortie servant à la transmission du signal)
SSD	Source to Skin Distance (Distance source-peau)

Cette page reste volontairement vierge.

Copyright © 2017 VATECH Co., Ltd.

Tous droits réservés.

La documentation, la dénomination commerciale et le logo utilisés dans ce manuel sont soumis au droit de la propriété intellectuelle.

Il est strictement interdit de reproduire, transmettre, ou transcrire, tout ou parti de ce manuel sans l'accord écrit du fabricant.

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification rendue nécessaire par toute amélioration technique portée à l'appareil. Pour obtenir les informations les plus récentes, contactez votre représentant VATECH.

Fabriqué par VATECH Co., Ltd.

Tél. : (+82)-1588-9510

E-mail : gcs@vatech.co.kr

Site web : www.vatech.co.kr

Adresse du siège social : 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Corée

Adresse de l'usine : 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Corée



Le symbole CE affirme la conformité de ce produit à la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE, en tant que dispositif de classe IIb.



Représentant UE agréé : Vatech Global France (SARL)
51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France
Tél. : +33 1 64 11 43 30
Fax : +33 1 64 11 43 39

DEUTSCH

Hinweis.....	i
In diesem Handbuch verwendete Konventionen.....	ii
1. Systemüberblick.....	1
1.1 Angaben zur Verwendung	1
1.2 Funktionsprinzipien	1
1.3 Komponenten	1
1.4 Darstellung der Ausrüstung	4
2. Sicherheitsanweisungen	7
2.1 Allgemeine Sicherheitsrichtlinien.....	7
2.2 Warnungen und Sicherheitsanweisungen	8
3. Betrieb.....	11
3.1 Ein-/Ausschalten	11
3.2 Passwort eingeben.....	12
3.3 Betriebsmodus	13
3.4 Positionierung.....	15
3.5 Bestrahlung	25
3.5.1 Belichtungsfernschalter	26
3.6 Verwendung des Akkus	27
4. Reinigung und Wartung.....	35
4.1 Reinigung	35
4.2 Wartung	36
4.2.1 Prüfliste der Wartungsaufgaben	37
Anhang.....	39
A.1 Den Halter mit einem Stativ an die Geräte anschließen.....	39
A.2 Verwendung des Rotierende rechteckige Abdeckung	42
A.3 Tabellen der Expositionszeiten (Standard)	44
A.4 Röntgendosisdaten	46
A.4.1 Röntgendosisstabelle	46
A.4.2 Leakage-Dosis.....	48
A.4.3 Verstreute Dosis	51
A.5 Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).....	56
A.6 Abkürzungen	59

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

Hinweis

Das **VEX-P300** ist ein tragbares Zahnröntgengerät.

Dieses Handbuch enthält Beschreibungen, Betriebsanweisungen und bildgebende Verfahren für das Zahnröntgengerät **VEX-P300**. Es wird empfohlen, dass Sie sich gründlich mit diesem Handbuch vertraut machen, um dieses Gerät so effektiv wie möglich anwenden zu können. Beachten Sie alle Vorsichts- und Sicherheitshinweise sowie Warnungen, die in diesem Handbuch vorkommen.

Bewahren Sie dieses Handbuch stets zusammen mit der Ausrüstung auf und lesen Sie sich bei Bedarf die Betriebsverfahren und Sicherheitsanweisungen durch.

Die Abbildungen/Fotos der Ausrüstung in diesem Handbuch dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Ausrüstung kann davon abweichen.

Aufgrund von kontinuierlichen technologischen Verbesserungen enthält das Handbuch möglicherweise nicht die aktuellsten Informationen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, die nicht in diesem Handbuch behandelt werden, unter :

VATECH Co., Ltd.

Telefon: (+82) 1588 9510

E-Mail: gcs@vatech.co.kr

Dieses Dokument ist im Original im Englischen verfasst.

Das **VEX-P300** wird in diesem Handbuch als Ausrüstung bezeichnet.

Name des Handbuches: EzRay Air Portable (Modell: VEX-P300) Handbuch

Dokumentnummer: VDH-UM-067

Version: 1.45

Erscheinungsdatum: 2020-02

In diesem Handbuch verwendete Konventionen

Die folgenden Symbole werden im Verlauf dieses Handbuches verwendet. Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Symbol im vollen Umfang verstehen und folgen Sie den dazu angegebenen Anweisungen.

Beachten Sie in diesem Dokument bitte alle enthaltenen Warnungen und Sicherheitshinweise, um Verletzungen und/ oder Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden.

	Zeigt an, dass eine spezifische Gefahr bekannt ist, die durch unangemessene Bedingungen oder Handlungen Folgendes verursachen kann: • Schwere Verletzungen (der Bedienperson und/oder des Patienten) • Erhebliche Sachschäden.
	Zeigt an, dass eine potenzielle Gefahr vorhanden sein kann, die durch unangemessene Bedingungen oder Handlungen Folgendes verursachen wird oder kann: • Leichte Verletzungen • Sachschäden.
	Zeigt an, dass ein potenzielles Problem vorhanden sein kann, das durch unangemessene Bedingungen oder Handlungen Folgendes verursachen kann: • Sachschäden.
	Zeigt Vorsichtsmaßnahmen oder Empfehlungen an, die für den Betrieb des Geräts angewendet werden sollten, insbesondere: • Verwendung dieses Handbuchs • Hinweise zum Hervorheben oder Verdeutlichen eines Aspekts.

1. Systemüberblick

Das **VEX-P300**, ein tragbares Zahnröntgengerät, arbeitet mit einer Spannung von 21,6 V DC, die über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku zugeführt wird. Bei dem tragbaren Röntgengerät handelt es sich um ein Röntgenstrahlen erzeugendes Gerät, das vor allem für zahnärztliche Untersuchungen (Zähne und Kiefer) entwickelt wurde. Das tragbare Röntgengerät besteht aus einem Röntgenstrahlen erzeugenden Teil mit einer Röntgenröhre und Gerätesteuerung, Leistungsregler, Bedienoberfläche, Strahlenbegrenzungsteil, Rückstreuungsschutz und optionalem Belichtungsfernswitch. Das **VEX-P300** ist zum Diagnostizieren von Zähnen und Kiefer mittels Röntgenbelichtung unter Verwendung von intraoralen Bildrezeptoren bestimmt.

1.1 Angaben zur Verwendung

EzRay Air Portable (Modell: **VEX-P300**) ist eine extraorale diagnostische zahnärztliche Röntgenquelle zur Erzeugung von Röntgenbildern unter Verwendung intraoraler Bildrezeptoren. Es ist für die Verwendung durch einen Zahnarzt oder einen Zahntechniker sowohl für erwachsene als auch für pädiatrische Patienten angezeigt.

1.2 Funktionsprinzipien


Röntgenstrahlen werden ausgestrahlt, wenn der Röntgenröhreneinheit Hochspannung zugeführt wird, wodurch Elektronen von der Kathode gelöst werden. Sie treffen auf die Anode, um Röntgenstrahlen zu erzeugen. Die Ausrüstung erfasst durch kontinuierliches Aussenden von Röntgenstrahlen auf einen menschlichen Zahn Bilder.

1.3 Komponenten

Nr.	Gegenstand	Standard	Option	Menge
1	Hauptkörper (einschließlich Backscatter Shield und Round Cover)	●		1
2	Hand-/Halsschlaufe	●		1
3	Rechteckige Abdeckung (4x3)	●		1
4	Netzkabel	●		1
5	Akkuladegerät	●		1
6	Handbuch	●		1
7	Basis		●	1
8	Rechteckige Abdeckung (2x3)		●	1

1. Systemüberblick

Nr.	Gegenstand	Standard	Option	Menge
9	Rotierende Rechteckige Abdeckung (4x3)		●	1
10	Rotierende Rechteckige Abdeckung (2x3)		●	1
11	Belichtungsfernschalter		●	1
12	Basishalterung		●	1



Erhältliche optionale Elemente

Nr.	Abbildung	Name der Option
1		Rechteckige Abdeckung 2x3 (3x2) Sichtfeld: 2x3 cm, 3x2 cm (Diese Abdeckung kann als 2x3 und als 3x2 verwendet werden.)
2		Belichtungsfernsteuerung
3		Rotierende rechteckige Abdeckung 4 x 3 (3 x 4) Sichtfeld: 4 x 3 cm, 3 x 4 cm (Dieser Adapter kann als 4 x 3 und als 3 x 4 verwendet werden.)
4		Rotierende rechteckige Abdeckung 2 x 3 (3 x 2) Sichtfeld: 2 x 3 cm, 3 x 2 cm (Dieser Adapter kann als 2 x 3 und als 3 x 2 verwendet werden.)
5		Basishalterung*
6		Basis

*** Falls ein Stativ zusammen mit der Basishalterung verwendet wird, siehe die nachfolgenden Spezifikationen.**


- Größe der Befestigungsschraube: 3/8 Zoll
- Maximal tragbares Gewicht: ca. 5 kg
- Minimale Größe: > 130 cm
- Es sind mindestens 3 Beine erforderlich.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Stativs mit 3 Beinen sicher, dass auf dem Boden Platz von mindestens 1 Meter Breite vorhanden ist.

NOTICE


Eine Bedienungsanleitung finden Sie im „Anhang A.2“ „Verwendung des Rotierende rechteckige AbdeckungVerwendung des “.

1.4 Darstellung der Ausrüstung

Hauptteil



Nr.	Gegenstand	Beschreibung
1	Rückstreuungsschutz	Schützt vor rückgestreuter Strahlung.
2	Röntgenstrahlenbegrenzungs-Vorrichtung	Begrenzt den Röntgenstrahlenbereich. Standardtyp: Runder Konus + runde Abdeckung (Sichtfeld: Ø 6 cm)
3	Röntgenbelichtungstaste	Drücken Sie zur Röntgenbelichtung auf die Taste.
4	Griff	Halten Sie den Griff sicher in der Hand, wenn Sie das Gerät verwenden.
5	Netztaste	Einschalt-/Ausschalttaste
6	Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
7	Adapterstecker	Zum Anschließen des Ladeadapters.
8	Anschluss des Röntgenbelichtungsfernchalters	Zum Anschließen des Röntgenbelichtungs-Kabelschalters. Kann auch als Service-Anschluss verwendet werden
9	Öse für die Schlaufe	Zum Anbringen der Schlaufe.
10	Bedienfeld	Anzeige für die Röntgenbelichtungseinstellungen und Betriebsbedingungen
11	Röntgengenerator	Umfasst die Röntgenröhre und den Hochspannungsgenerator.

Bedienfeld

Nr.	Gegenstand	Beschreibung
1		Röhrenspannungs-/stromanzeige Zeigt die Röhrenspannung und den Röhrenstrom des Geräts an.
2		Winkel-/Zeitanzeige Zeigt die Röntgenbelichtungszeit, Fehlercodes, die Abkühlzeit und den Belichtungswinkel an.
3		Auswahl von Erwachsenen/Kind Zeigt einen Patiententyp (Erwachsener oder Kind) an.
4		Akkustandanzeige Zeigt den verbleibenden Akkustand an.
		Akkuladesymbol 1) Zeigt an, dass das Ladegerät an das Gerät angeschlossen ist. 2) Zeigt an, dass der Akku geladen werden muss, wenn sie blinkt .
5		SET-Taste Zum Zurücksetzen des Röntgenbelichtungswinkels.

Nr.	Gegenstand	Beschreibung
6		Lautsprecher
7		Zahntypwahl
8		Röntgenbelichtungs- anzeige
9		Drehschalter
10		AUTO-Taste

2. Sicherheitsanweisungen

2.1 Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Betriebsmodus: Dauerbetrieb mit einem Intervall der 60-fachen Belichtungszeit, der abgewartet werden muss, bevor die nächste Belichtung beginnen kann.
- Diese Ausrüstung wurde zur Sicherstellung der maximalen Betriebssicherheit entwickelt und hergestellt. Bedienen und warten Sie sie exakt entsprechend den in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen und Betriebsanweisungen.
- Nur eine rechtlich qualifizierte Person, d. h. ein Radiologe, diagnostische Radiographen, medizinische Strahlentechnologen oder Mediziner, die sich auf die Bildgebung der menschlichen Anatomie zur Diagnose und Behandlung der Pathologie spezialisiert haben, darf dieses Gerät in einer kontrollierten Umgebung betreiben.
- Halten Sie alle lokalen Brandschutzbestimmungen ein. Halten Sie stets einen Feuerlöscher in der Nähe der Ausrüstung bereit.
- Die Ausrüstung muss durch qualifiziertes Servicepersonal entsprechend den Verfahren und Zeitplänen für die vorbeugende Wartung installiert, gewartet und instand gehalten werden. Von Benutzern kann nur der Austausch des Akkus durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Ein/Aus-Schalter auf Aus gestellt ist, wenn die Ausrüstung nicht verwendet wird.
- Schalten Sie stets die Stromversorgung aus, bevor Sie die Ausrüstung reinigen.
- Bewahren Sie die Ausrüstung oder ihre Teile NICHT an feuchten Orten oder in der Nähe einer flüssigen Substanz auf.
- Bewahren Sie die Ausrüstung möglichst nicht in der Nähe eines Chemikalienlagers und Gasspeichers auf.
- Diese Ausrüstung wird mit (fest) angebrachtem Rückstreuungsschutz geliefert, sodass der Rückstreuungsschutz nicht von Benutzern ausgetauscht werden kann. Wenn er beschädigt oder fehlerhaft ist, wenden Sie sich zum Austauschen an Ihren Servicevertreter.
- Der Rückstreuungsschutz schützt Benutzer vor Rückstreuungsstrahlung, der sie während der Röntgenbelichtung ausgesetzt sein könnten. Durch den Betrieb der Ausrüstung mit dem Rückstreuungsschutz werden die Benutzer im Vergleich zum Betrieb ohne ihn weniger Strahlung ausgesetzt.

2.2 Warnungen und Sicherheitsanweisungen

	Dieses Röntgengerät kann eine Gefahr für den Patienten und die Bedienperson darstellen, wenn Bestrahlungsfaktoren, Betriebsanweisungen und Wartungszeitpläne nicht beachtet werden. Es ist wichtig, dieses Handbuch sorgfältig durchzulesen und alle darin genannten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen streng zu befolgen.
	Zur Vermeidung von Stromschlägen darf diese Ausrüstung nur an eine Netzversorgung mit Schutzleiter angeschlossen werden.
	Da sich die Regelungen und Vorschriften in Bezug auf Strahlungssicherheit von Land zu Land unterscheiden, liegt es in der Verantwortung des Besitzers und/oder der Bedienperson dieser Ausrüstung, alle gelten Regelungen und Vorschriften in Bezug auf Strahlungssicherheit und -schutz in ihrem Bereich einzuhalten.

- Öffnen oder entfernen Sie die Abdeckungsplatten dieser Ausrüstung NICHT.
- Setzen Sie diese Ausrüstung nie Flüssigkeiten, Nebel oder Sprühmitteln aus. Wenn diese Ausrüstung mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, kann es zu einem Stromschlag kommen oder das Gerät anderweitig beschädigt werden.
- Verwenden Sie KEINE Sprühreiniger für diese Ausrüstung, da dies zu einem Feuer führen kann.
- Verwenden Sie diese Ausrüstung nie in einer explosionsanfälligen Umgebung.
- Bringen Sie KEINE brennbaren Materialien in die Nähe dieser Ausrüstung.
- Berühren Sie nie den Patienten, während Sie gerade die SIP-/SOP-Anschlüsse berühren.
- Versuchen Sie nie, diese Ausrüstung zu modifizieren, einschließlich Leitungen und Kabel. Das Modifizieren dieser Ausrüstung kann zu irreparablen Schäden führen.
- Wir empfehlen, dass der Patient und die Bedienperson schützende Bleischürzen tragen, sofern keine anderen lokalen Strahlenschutzprotokolle gelten.
- Kinder und Schwangere müssen vor der Röntgenstrahlung einen Arzt konsultieren.
- Durch elektromagnetische Interferenz (d. h. Rauschen) mit anderen Geräten in demselben Bereich während spezifischen Untersuchungen oder medizinischen Behandlungen können schwerwiegende Gefahren entstehen.

- Ladegeräte müssen sich in einem zugänglichen Bereich befinden, in dem sie leicht von der Stromversorgungsquelle getrennt werden können.

Verwendung des Akkus

- Achten Sie darauf, den Akku nicht in der Nähe des Patienten aufzuladen.
- Verwenden Sie unbedingt lediglich den von VATECH bereitgestellten oder genehmigten Akku. Wenn keine Standard- oder beschädigte Akkus verwendet werden, besteht das Risiko eines Feuers und einer Explosion.
- Verwenden Sie unbedingt lediglich das von VATECH bereitgestellte oder genehmigte Ladegerät. Die Verwendung eines nicht genehmigten Ladegeräts kann zu Schäden des Akkus führen.
- Akkus NICHT Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung unter direkter Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Den Akku nicht kurzschließen, zerquetschen, durchstechen, beschädigen oder zerlegen.
- Akkus NICHT willkürlich in einem Kasten oder einer Schublade lagern, wo sie einander kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden könnten.
- Die Markierungen für Plus (+) und Minus (-) auf dem Akku und dem Gerät beachten und eine korrekte Verwendung sicherstellen.
- Einen Akku NICHT aus seiner Originalverpackung nehmen, bis er für den Gebrauch benötigt wird.
- Akkus KEINEN mechanischen Stößen aussetzen.
- Beim Auslaufen von Speicherzellen, die Flüssigkeit nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen lassen. Falls es zum Kontakt gekommen ist, den betroffenen Bereich mit viel frischem Wasser waschen und einen Arzt konsultieren.
- Den Akku nicht nass werden lassen oder Wasser aussetzen. Akkus sauber und trocken halten.
- Halten Sie den Akku von Kindern und Haustieren fern.
- Sofort einen Arzt konsultieren, falls ein Akku verschluckt wurde.
- Entsorgen Sie Akkus NICHT mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie entladene Akkus zu örtlichen Abgabestellen oder entsorgen oder recyceln Sie Akkus gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.
- Akkus können von Benutzern ausgetauscht werden.
- Stellen Sie vor dem Austauschen des Akkus sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

- Beim Laden des Akkus ist die Belichtungsfunktion gesperrt.
- Einen Akku bei Nichtgebrauch nicht über längere Zeit aufladen.
- Wenn die Ausrüstung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde, wird empfohlen, vor der Verwendung den Akku zu laden.
- Nach längerer Lagerung kann es notwendig sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
- Schalten Sie die Ausrüstung unbedingt aus, wenn sie nicht verwendet wird. So kann die Lebensdauer des Akkus besser aufrechterhalten werden.
- Darauf achten, den Akku häufig aufzuladen. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.
- Wenn die nicht verwendete Ausrüstung über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war, ist der Akku möglicherweise vollständig entladen.
 - Je nach Entladezustand des Akkus dauert das Aufladen des Akkus ca. 1 Tag. Wenn das Gerät nach ca. 1-tägigem Aufladen des Akkus nicht eingeschaltet werden kann, deutet dies auf einen vollständig entladenen Akku hin. Wenden Sie sich zum Austauschen des Akkus an Ihren Servicevertreter.
 - Laden Sie einen vollständig entladenen Akku NICHT auf, da dies zu einem Feuer oder einer Explosion führen kann. Tauschen Sie den Akku (von VATECH bereitgestellt) unbedingt aus.

Strahlungssicherheit




Während der Verwendung der Ausrüstung wird empfohlen, dass sich alle Benutzer für die Sicherheit der Benutzer und Patienten an das folgende Strahlungssicherheitsleitsystem halten.

- Alle Benutzer und Patienten sollten Schutzausrüstung wie eine Bleischürze, einen Schilddrüsenschutz etc. tragen.
- Diese Ausrüstung sollte in einem Bereich betrieben werden, der mehr als 1,8 Meter von anderen Personen wie Assistenten oder Patienten entfernt ist. Wenn diese sich weniger als 1,8 Meter von diesem Bereich entfernt aufhalten müssen, wird ihnen empfohlen, eine Bleischürze oder einen Schilddrüsenschutz zu tragen oder sich hinter einer Bleiabschirmung aufzuhalten.
- Schwangere sollten keinen Röntgenstrahlen ausgesetzt werden, es sei denn, es ist unbedingt notwendig.
- Alle Benutzer sollten die von der Regierung bestimmten Strahlungsschutzrichtlinien einhalten.
- Bei der Auswahl einer Positionsanzeigergeräts sollte berücksichtigt werden, ob das PID für den maximalen Schutz des Bedieners mit einem am äußeren Ende des Konus angebrachtem Rückstreuungsschutz verwendet werden kann.

3. Betrieb

3.1 Ein-/Ausschalten

1. Schalten Sie das Gerät unter Bezugnahme auf die folgende Abbildung ein.




2. Die folgenden Anzeigen leuchten auf:
 - Anzeige des aktuellen Winkels/der aktuellen Zeit
 - Anzeige für die Zahntypwahl
 - Anzeige für die Auswahl von Erwachsenem/Kind
 - Akkustandanzeige
 - Röntgenbelichtungsanzeige
3. Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Balken der Akkuanzeige leuchtet.



Akkustufe 1

NOTICE

Wenn in der Akkuanzeige nur ein Balken blinkt, laden Sie den Akku umgehend mit dem Ladegerät auf.



Weitere Informationen finden Sie unter '**3.6 Verwendung des Akkus**'.

3.2 Passwort eingeben

1. Geben Sie das 3-stellige numerische Passwort mit dem Drehregler ein. (Standardpasswort: 000)



2. Drücken Sie den Drehregler, um die nächste Ziffer einzugeben, und halten Sie dann den Drehregler gedrückt.



3.3 Betriebsmodus

Dieses Gerät kann im manuellen Modus und automatischen Modus betrieben werden und Sie können den Modus mithilfe der **AUTO**-Taste einstellen.

Manueller Modus

1. Wenn der Zahntyp-Wahlbereich blinkt, drehen Sie den Drehschalter, um den Zahntyp zu wählen. Um das Bedienfeld vor und nach der Wahl zu sehen, beachten Sie die nachfolgenden Abbildungen.

Vor der Wahl des Zahntyps



Nach der Wahl des Zahntyps




Zahntyp

Symbol	Typ
	Schneidezahn
	Eckzahn
	Backenzahn/vorderer Backenzahn
	Bissflügel

- Nach der Wahl des Zahntyps sollte ein Patiententyp gewählt werden. Wenn der Bereich für die Auswahl von Erwachsenen/Kind blinkt, drehen Sie den Drehschalter, um den Patiententyp zu wählen. Um das Bedienfeld nach der Wahl zu sehen, beachten Sie die nachfolgende Abbildung.

Nach der Wahl des Patiententyps



Patiententyp

Symbol	Typ
	Erwachsene
	Kind

NOTICE

Nach der Wahl des Zahn- und Patiententyps wird die Belichtungszeit automatisch angezeigt.

- Wenn Sie die Belichtungszeit ändern möchten, drehen Sie den Drehschalter, um die Belichtungszeit um 0,05 bis 1.0 s anzupassen. (Schritte: 0,01 s)

NOTICE


Wenn Sie den Drehschalter drücken, nachdem Sie die Belichtungszeit im manuellen Modus angepasst haben, wird die Belichtungszeit auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Um die Belichtungszeit als Standard im manuellen Modus zu speichern, drücken und halten Sie den Drehschalter ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

3.4 Positionierung


Positionierung des Patienten

Um qualitativ hochwertige intraorale Röntgenaufnahmen mit maximaler Detailgenauigkeit zu erzielen, widmen Sie allen Schritten des Röntgenprozesses besondere Aufmerksamkeit: Positionierung des Patienten und des Röntgenbildgeräts; Belichten der Phosphorplatte oder des intraoralen Sensors.

1. Legen Sie eine schützende Bleischürze auf die Brust des Patienten.
2. Der Patient muss mit vertikaler Sagittalebene auf dem Stuhl sitzen.
 - Für Röntgenaufnahmen des Oberkiefers muss die Frankfurter Horizontale horizontal sein.



- Für Röntgenaufnahmen des Unterkiefers muss die Okklusionsebene horizontal sein.



3. Richten Sie den Röhrenkopfkonus auf den Bereich, von dem Sie ein Bild erstellen möchten.

Beim Halten des Geräts wird empfohlen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt mit einer Hand den Griff und mit der anderen die Unterseite zwischen Belichtungstaste und Konus zu halten.




NOTICE

Die Belichtungszeiten hängen von den Bildwinkeln ab. Da der Patient nur niedrigen Röntgenstrahlendosis ausgesetzt werden und der Benutzer im geschützten Bereich bleiben soll, muss der Kopf des Patienten leicht geneigt sein, und das Kinn kann bei Bedarf angehoben oder abgesenkt werden. Siehe „**2.2 Warnungen und Sicherheitsanweisungen**“.


Weitere Informationen zur Positionierung des Patienten und zum Strahlungswinkel für jeden Modus finden Sie in den nachfolgenden **Positionierungsanweisungen**.

Positionierungsanweisungen

Paralleltechnik: Die Phosphorplatte oder der Sensor wird in einer Halterung platziert, mit der die Phosphorplatte oder der Sensor parallel zur Längsachse der Zähne ausgerichtet wird.



Halbwinkeltechnik: Der Patient hält die Phosphorplatte oder den Sensor mit seinem Finger an der Position. Der Röntgenstrahl wird senkrecht auf eine imaginäre Linie gerichtet, die den Winkel zwischen der Phosphorplatten- oder Sensorebene und der Längsachse des Zahns halbiert.



Richten Sie den Röhrenkopf unter Anwendung der anerkannten Standard-Positionierungsverfahren auf den Patienten.


Nachfolgend werden die spezifischen Winkelbildungen und Richtungen für den Röhrenkopf zur Erstellung der besten Bilder eines bestimmten Zahns dargestellt (d. h. **Halbwinkeltechnik**).



Positionieren Sie den Rezeptor vorsichtig, damit das Weichgewebe im intraoralen Bereich des Patienten nicht verletzt wird.

▪ Oberkiefer-Schneidezahn


Der Röntgenstrahl wird mit einem Winkel von 45° nach unten gerichtet.



Zähne		Neigungswinkel
Schneidezahn	Oberkiefer	$+45^\circ$

▪ Unterkiefer-Schneidezahn


Der Röntgenstrahl wird mit einem Winkel von 25° nach oben gerichtet.



Zähne		Neigungswinkel
Schneidezahn	Unterkiefer	-25°

- **Oberkiefer-Eckzahn**


Der Röntgenstrahl wird mit einem Winkel von 45° nach unten gerichtet.



Zähne		Neigungswinkel
Eckzahn	Oberkiefer	$+45^\circ$

- **Unterkiefer-Eckzahn**


Der Röntgenstrahl wird mit einem Winkel von 20° nach oben gerichtet.



Zähne		Neigungswinkel
Eckzahn	Unterkiefer	-20°

- **Oberkiefer-Backenzahn und vorderer Oberkiefer-Backenzahn**


Der Röntgenstrahl wird mit einem Winkel von 30° nach unten gerichtet.



Zähne		Neigungswinkel
Backenzahn und vorderer Backenzahn	Oberkiefer	$+30^\circ$

- **Unterkiefer-Backenzahn und vorderer Unterkiefer-Backenzahn**

Der Röntgenstrahl wird mit einem Winkel von 5° nach oben gerichtet.



Zähne		Neigungswinkel
Backenzahn und vorderer Backenzahn	Unterkiefer	-5°

- **Bissflügel**

Für eine Aufnahme des Bissflügels beißt der Patient während der Belichtung mit der Phosphorplatten-/Sensorhalterung im Mund leicht die Zähne zusammen.

Der Röntgenstrahl wird mit einem Winkel von $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$ nach unten gerichtet.



Zähne	Neigungswinkel
Bissflügelaufnahme	$+5^{\circ} \sim +8^{\circ}$

Positionierung des Bildsensors

Mit dem zahnärztlichen Röntgensystem **VEX-P300** können Sie ein Röntgenbild auf verschiedenen Arten von Bildgebungsrezeptoren erstellen:

- Digitale Sensoren
- Phosphorplatte


Für optimale Bildqualität muss der Digitalbildsensor korrekt positioniert werden (Informationen zur korrekten Positionierung des Bildsensors finden Sie unter „Positionierungsanweisungen“).

- Die inkorrekte Positionierung des Bildsensors kann zu fehlerhaften Röntgenaufnahmen wie verzerrten Zähnen und Wurzeln, Streckungen, Vergrößerung und überlappenden Kontakten führen.

NOTICE


Die Paralleltechnik verringert im Allgemeinen das Risiko solcher Fehler, doch wenn Sie den Sensor nicht korrekt positionieren, können Winkelbildungsfehler (Winkelbildung des Sensors zur Wurzel selbst) auftreten.

- Wird der Bildsensor nicht korrekt auf das Austrittsmuster des Röntgenstrahls ausgerichtet, kann dies zu Konusschnitten auf der Röntgenaufnahme führen. Die Konusschnitte sind klare Bereiche, die auf der Röntgenaufnahme dargestellt werden, wenn Teile der Röntgenaufnahme nicht mit Röntgenstrahlung belichtet werden. Bitte beachten Sie die folgende Abbildung als Beispiel für Konusschnitte.




Konusschnitt


Die folgende Abbildung zeigt das Auftreten eines Konusschnitts durch Anzeigen der Position des Bildsensors und des Strahlungsbereichs.



Zur Sicherstellung der korrekten Ausrichtung von Bildsensor und Röntgenstrahl wird die Verwendung eines Positionsanzeigegeräts wie in der folgenden Abbildung gezeigt empfohlen.



Bei Verwendung des Positionsanzeigegeräts sollte das Austrittsmuster des Röntgengeräts wie in der folgenden Abbildung gezeigt senkrecht auf den Zielrezeptor ausgerichtet werden.



NOTICE


Sobald das Positionsanzeigegerät korrekt ausgerichtet ist, weisen Sie den Patienten an, sich nicht zu bewegen.

3.5 Bestrahlung

IMPORTANT

Die Bedienperson **MUSS** den Patienten dazu anweisen, sich während der gesamten Bestrahlung nicht zu bewegen.

1. Weisen Sie den Patienten an, sich nicht zu bewegen.
2. Drücken Sie für die Belichtungsdauer auf die Belichtungstaste.



3. Während Röntgenstrahlen ausgestrahlt werden,
 - Leuchtet die Röntgenbelichtungsanzeige auf und ein hörbarer Ton wird ausgegeben.
 - Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Röntgenbelichtungsanzeige erlischt und kein hörbarer Ton mehr ausgegeben wird.



Grün: Bereit



Gelb: Röntgen ein

IMPORTANT


Halten Sie die Belichtungstaste oder den Belichtungsschalter gedrückt, solange Sie den hörbaren Ton vernehmen. Anderenfalls wird die Belichtung fehlerhaft und eine Fehlermeldung wird auf dem Bedienfeld angezeigt.

3.5.1 Belichtungsfernswitcher

Der **Belichtungsfernswitcher** ermöglicht dem Bediener, die Bildaufnahme, außerhalb des Röntgenraums, zu steuern.

Drücken und halten Sie den **Belichtungsfernswitcher** gedrückt, bis die Aufnahme abgeschlossen ist. Ein vorzeitiges Loslassen des **Belichtungsfernswitchers** führt zum Abbruch der Bildaufnahme.

Durch das Drücken des **Belichtungsfernswitchers** leuchtet die Röntgenbelichtungsanzeige gelb. Die Farbe zeigt an, dass Röntgenstrahlung ausgesendet wird.



IMPORTANT

Der **Belichtungsfernswitcher** ist abnehmbar. Stellen Sie sicher, dass das Kabel des **Belichtungsfernswitchers** während des Betriebs nicht versehentlich abgetrennt wird.

IMPORTANT

Halten Sie sprachlich/visuellen Kontakt mit dem Patienten während der Aufnahme. Sollten während der Aufnahme Probleme auftreten, so lösen Sie sofort den **Belichtungsfernswitcher**.

3.6 Verwendung des Akkus

Die Akkustandanzeige mit der verbleibenden Ladung wird auf der linken Seite des Bedienfelds angezeigt. Wenn ein Balken (Stufe 1) der Akkuanzeige blinkt, laden Sie den Akku umgehend auf. Siehe die nachfolgend dargestellten Akkustände.



Stufe 3



Stufe 2



Stufe 1



Wenn der Akku eine Stunde lang nicht aufgeladen wird, sinkt die Akkuspannung auf eine niedrige Stufe. Auf dieser Stufe werden alle Anzeigen außer für Fehlercode **A.10** wie in der folgenden Abbildung gezeigt ausgeschaltet und die Bestrahlung kann nicht durchgeführt werden. Wenn das Gerät an das Ladegerät angeschlossen wird und der Akkustand auf „Stufe 1“ steigt, kehren alle Funktionen wieder zum normalen Betrieb zurück.

IMPORTANT



Gerätestatus entsprechend dem Akkustand

Gegenstand		Gerätestatus			
		Akkustufe 3, 2	Akkustufe 1		Niedriger Akkustand
Beim Einschalten des Geräts	Betrieb	Normal	Normal	Normal	Kein Betrieb
	Akkustandanzeige	Normal	Normal	Blinkt	Wird nicht angezeigt
	Akkuladesymbol	Wird nicht angezeigt	Wird nicht angezeigt	Blinkt	Wird nicht angezeigt
	Helligkeit des Bedienfelds	Normal	Normal	Dunkel	Normal (nur Fehlercode A.10 wird angezeigt)
Beim Betrieb des Geräts	Betrieb	Normal	Normal	Normal	Kein Betrieb
	Akkustandanzeige	Normal	Normal	Blinkt	Wird nicht angezeigt
	Akkuladesymbol	Wird nicht angezeigt	Wird nicht angezeigt	Blinkt	Wird nicht angezeigt
	Helligkeit des Bedienfelds	Normal	Normal	Normal	Normal (nur Fehlercode A.10 wird angezeigt)



Laden Sie den Akku unbedingt auf, wenn das Akkuladesymbol blinkt (oder wenn Fehlercode A.10 angezeigt wird). Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum eingeschaltet ist und Fehlercode A.10 auftritt, ist der Akku möglicherweise entladen.




Laden Sie einen vollständig entladenen Akku NICHT auf, da es sonst zu einem Feuer oder einer Explosion kommen kann. Tauschen Sie den Akku (von VATECH bereitgestellt) unbedingt aus.




Wenn das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist, wird das Akkuladesymbol, außer bei vollständig entladenelem Akku, durchgehend angezeigt.

Laden des Akkus

1. Schließen Sie das Ladegerät wie in der folgenden Abbildung gezeigt an den Akkuladeanschluss an.



2. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, leuchtet das LED-Akkuladesymbol auf. Laden Sie den Akku, bis alle drei LED-Anzeigebalken aufleuchten.



NOTICE

Gewöhnlich dauert es ca. 3 Stunden, bis der Akku nach kompletter Entladung vollständig aufgeladen ist.

3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät.

NOTICE

Sie können keine Belichtung durchführen, wenn das Ladegerät an das Gerät angeschlossen ist.



Verwenden Sie nur das neueste, mit diesem Gerät gelieferte Ladegerät, da die Ladespezifikationen vom alten Ladegerät abweichen. Das Aufladen dieses Geräts mit einem älteren Ladegerät kann das Gerät beschädigen.

Nutzungszyklus des Akkus

Beim Akku handelt es sich um ein Verschleißteil. Er verschlechtert sich schrittweise, sodass er öfter aufgeladen werden muss. Wenn die Nutzungsdauer des Akkus auf die Hälfte oder weniger im Vergleich zu seiner Nutzungsdauer im neuen Zustand sinkt, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter, um einen neuen Akku zu erhalten.

Informationen zum Austauschen des Akkus finden Sie unter „**Austauschen des Akkus**“.


Austauschen des Akkus

NOTICE


Akkus können von Benutzern ausgetauscht werden.

Wenden Sie sich zum Austauschen des Akkus an Ihren Servicevertreter, um einen Akkusatz (einschließlich eines neuen Akkus und eines Kreuzschraubenziehers) zu erhalten.


1. Benötigte Personenzahl
Eine Person, 3 Minuten
2. Erforderliche Werkzeuge
Kreuzschraubenzieher (Größe: T20)
3. Verfahren zum Entnehmen des Akkus
 - 1) Schrauben Sie den Zugangsdeckel des Akkuschachts mit einem Kreuzschraubenzieher ab.



- 2) Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie den Akku.



- 3) Trennen Sie das Akkukabel durch Drücken auf den Ladekabelanschluss wie in der folgenden Abbildung gezeigt vom Gerät.



Ziehen Sie NICHT mit übermäßigem Kraftaufwand am Akkukabel.

- 4) Befolgen Sie zum Einlegen eines neuen Akkus das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge.

Ruhemodus 1

Zur Verringerung des Akkuverbrauchs wird der Ruhemodus 1 aktiviert, wenn das Gerät eine Minute lang nicht verwendet wird.

1. Wenn der Ruhemodus 1 aktiviert wird, wird das Bedienfeld wie in der folgenden Abbildung (rechts) gezeigt ein wenig dunkel.



Helligkeit: Normale

Helligkeit: Leicht dunkel

2. Um in den normalen Betrieb zurückzukehren, bewegen Sie das Gerät oder drücken Sie eine beliebige Taste (außer die Röntgenbelichtungstaste).

NOTICE

Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, schalten Sie es aus, um den Akkuverbrauch zu senken.

Ruhemodus 2

Wenn das (nicht verwendete) Gerät 5 Minuten seit der Aktivierung des Ruhemodus 1 eingeschaltet bleibt, wird der Ruhemodus 2 aktiviert.

IMPORTANT

Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, bleibt der Ruhemodus 1 erhalten.

1. Wenn der Ruhemodus 2 gestartet wird, werden alle Anzeigen in der Systemsteuerung ausgeschaltet (siehe folgende Abbildung (rechts)).



Helligkeit: Ein wenig dunkel

Helligkeit: Dunkel

2. Um in den normalen Betrieb zurückzukehren, bewegen Sie das Gerät oder drücken Sie eine beliebige Taste (außer die Röntgenbelichtungstaste).

NOTICE

Wenn Sie das System nicht verwenden, schalten Sie das System aus, um den Batterieverbrauch zu senken.

Ausschaltmodus

Wenn das (nicht verwendete) Gerät 5 Stunden seit der Aktivierung des Ruhemodus 2 eingeschaltet bleibt, wird der Ausschaltmodus aktiviert.


IMPORTANT

Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, bleibt der Ruhemodus 1 erhalten.

1. Alle Anzeigen auf dem Bedienfeld werden ausgeschaltet.



2. Um vom Ausschaltmodus zum normalen Betrieb zurückzukehren, **MÜSSEN** Sie das Gerät aus- und dann wieder einschalten.



4. Reinigung und Wartung

4.1 Reinigung



Stellen Sie vor der Reinigung der Ausrüstung sicher, dass sie ausgeschaltet ist.

- Die Oberflächen der Ausrüstung können mit einem weichen, mit einer alkoholbasierten, nicht ätzenden Reinigungslösung befeuchteten Tuch gereinigt werden. Wischen Sie die Oberflächen bei Bedarf mit Desinfektionsmittel ab.
- Wischen Sie die Oberflächen bei Bedarf mit Desinfektionsmittel ab.
- Bitte beachten Sie die Hygieneanweisungen des Herstellers des Phosphorplattenscanners.



Stellen Sie beim Reinigen der Oberflächen sicher, dass die Ausrüstung nicht an das Ladegerät angeschlossen ist.



- Bringen Sie die Ausrüstung NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung.
- Wenden Sie KEINEN Sprühreiniger und KEIN Sprühdesinfektionsmittel direkt auf der Ausrüstung an, da dies zu einem Feuer führen kann.



Das weiche Tuch sollte feucht und nicht triefend nass sein.



Die Tücher können nicht wiederverwendet werden.

4.2 Wartung

VATECH verlangt regelmäßige Konstanzprüfungen zur Sicherstellung der Bildqualität und der Sicherheit für den Patienten und die Bedienperson.

Nur von **VATECH** autorisierte Techniker dürfen die Inspektion und Instandhaltung dieser Ausrüstung durchführen. Wenden Sie sich für technische Unterstützung an das **VATECH** Kundenzentrum oder Ihren örtlichen **VATECH** Vertreter.

Bitte beachten Sie die Hygieneanweisungen des Herstellers des Phosphorplattenscanners.

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise



Bewahren Sie die Ausrüstung oder ihre Teile NICHT an feuchten Orten oder in der Nähe einer flüssigen Substanz auf.



Bewahren Sie die Ausrüstung möglichst nicht in der Nähe eines Chemikalienlagers und Gasspeichers auf.



Wenn die Ausrüstung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie den Akku vollständig auf und entnehmen Sie ihn vor der Aufbewahrung des Geräts.

4.2.1 Prüfliste der Wartungsaufgaben



Schalten Sie die Ausrüstung stets vor Wartungsarbeiten aus.

Aufgaben	Intervall
Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Ausrüstung gereinigt und betriebsbereit ist.	Täglich
Stellen Sie nach der Verwendung der Ausrüstung sicher, dass die Ausrüstung ausgeschaltet ist.	Täglich
Wischen Sie die äußeren Abdeckungen der Ausrüstung jeden Tag nach dem Betrieb mit einem trockenen Tuch ab.	Täglich
 Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel oder Lösungsmittel zum Reinigen der äußeren Abdeckungen der Ausrüstung.	Täglich
Stellen Sie sicher, dass während der Bestrahlung das Signal zu hören ist und die Röntgenbelichtungsanzeige zu sehen ist.	Täglich
Stellen Sie sicher, dass die gelbe (Belichtungs-) Anzeige aufleuchtet, wenn die Belichtungstaste gedrückt wird.	Täglich
Stellen Sie sicher, dass das LED-Akkuladesymbol aufleuchtet, wenn der Akku geladen wird.	Täglich
Stellen Sie sicher, dass die Akkustandanzeige mindestens zwei Balken (Akkustufe 2) anzeigt. Weitere Informationen zu den Batterieständen finden Sie unter ' 3.6 Verwendung des Akkus '.	Täglich
Stellen Sie sicher, dass alle sichtbaren Etiketten intakt und lesbar sind.	Monatlich



Wenn Defekte festgestellt werden, bedienen Sie die Ausrüstung nicht, da sie von einer qualifizierten Person gehandhabt werden muss. Wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

Anhang

A.1 Den Halter mit einem Stativ an die Geräte anschließen

NOTICE

Tragbare Röntgengeräte sind nicht in jedem Land erhältlich. Um in diesen Ländern verwendet werden zu können, bietet Vatech den Halter an und einen Auslöseschalter als Option. Die Basisstation wird in einer separaten Schachtel verpackt / verschickt, wie das untere Bild zeigt.



Entfernen Sie alle Bestandteile aus der Schachtel und befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen zur Montage der Basisstation. (Hinweis: Stativ nicht mitgeliefert)

NOTICE

Um den Halter zu entfernen, in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.


1. Verbinden Sie das Adapterkabel mithilfe eines Kreuzschraubenziehers und den mitgelieferten Schrauben mit dem EzRay Air Portable.




2. Befestigen Sie den Halter an ein Stativ. Lesen Sie im Handbuch des Stativs nach, wie man es auf ein Stativ montiert.



3. Befestigen Sie die EzRay Air Portable-Einheit mit dem Stativ an den Halter, wie das untere Bild zeigt.



4. Verbinden Sie ein Ende des Adapterkabels mit dem EzRay Air Portable-Gerät.




5. Verbinden Sie das andere Ende des Adapterkabels mit dem Halter und dem mitgelieferten Auslösekabel.



A.2 Verwendung des Rotierende rechteckige Abdeckung


Der Rotierende rechteckige Abdeckung lässt sich um 360 Grad drehen.

Der Rotierende rechteckige Abdeckung besteht aus dem Außenring und dem Innenring.




Der Außenring dreht sich in Schritten von 90 Grad.

IMPORTANT



Der Innenring dreht sich in Schritten von 10 Grad.



1. Montieren Sie den Rotierende rechteckige Abdeckung am Konus des Hauptgehäuses.

NOTICE

Um den Rotierende rechteckige Abdeckung an den Konus zu montieren, drehen Sie den Rotierende rechteckige Abdeckung um 45 Grad und achten Sie auf das Einrasten, um sicherzustellen, dass die Montage komplett ist.

2. Drehen Sie den Außenring des Rotierende rechteckige Abdeckung, um den Winkel grob einzustellen.
3. Drehen Sie den Innenring des Rotierende rechteckige Abdeckung, um den Winkel fein einzustellen.

NOTICE

Die Demontagemethode des Rotierende rechteckige Abdeckung ist die gleiche wie die Montagemethode. Beachten Sie den HINWEIS, der unter Punkt 1 aufgeführt ist.

A.3 Tabellen der Expositionszeiten (Standard)

Die folgenden Expositionszeitpläne wurden mit einer Einheit erstellt, die mit einem Kegel ausgestattet ist, der einem Abstand von Fokus zu Haut von 200 mm (8 Zoll) entspricht.

DIGITALSENSOR: Option 2: 65 kV, 2,5 mA, 0,05 ~ 1,0 s

Patient	Zähne	Neigungswinkel	SSD: 200 mm (8 Zoll)		
			kV	mA	s
Erwachsene 	Schneidezahn 	Oberkiefer: +45° Unterkiefer: -25°	65	2,5	0,12
	Eckzahn 	Oberkiefer: +45° Unterkiefer: -20°	65	2,5	0,14
	Backenzahn/ vorderer Backenzahn 	Oberkiefer: +30° Unterkiefer: -5°	65	2,5	0,16
	Bissflügel 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,18
Kind 	Schneidezahn 	Oberkiefer: +45° Unterkiefer: -25°	65	2,5	0,10
	Eckzahn 	Oberkiefer: +45° Unterkiefer: -20°	65	2,5	0,12
	Backenzahn/ vorderer Backenzahn 	Oberkiefer: +30° Unterkiefer: -5°	65	2,5	0,14
	Bissflügel 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,16

PSP-Scanner (VistaScan Nano Easy): 65 kV, 2,5 mA, 0,05 ~ 1,0 s

Patient	Zähne	Neigungswinkel	SSD: 200 mm (8 Zoll)		
			kV	mA	s
Erwachsene 	Schneidezahn 	Oberkiefer: +45° Unterkiefer: -25°	60	2,5	0,28
	Eckzahn 	Oberkiefer: +45° Unterkiefer: -20°	60	2,5	0,40
	Backenzahn/ vorderer Backenzahn 	Oberkiefer: +30° Unterkiefer: -5°	60	2,5	0,58
	Bissflügel 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,63
Kind 	Schneidezahn 	Oberkiefer: +45° Unterkiefer: -25°	60	2,5	0,18
	Eckzahn 	Oberkiefer: +45° Unterkiefer: -20°	60	2,5	0,23
	Backenzahn/ vorderer Backenzahn 	Oberkiefer: +30° Unterkiefer: -5°	60	2,5	0,38
	Bissflügel 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,38

A.4 Röntgendosisdaten

Die Röntgendosisdaten werden aus dem Röntgendosistestbericht für das Gerät extrahiert. Die Röntgendosen des Geräts im Testbericht wurden anhand der IEC-Kollateralstandards gemessen. Das Gerät wurde von Teil 1 entworfen, Allgemeine Sicherheitsanforderungen, IEC 60601-1-3,

Testbedingung	
Modellname	VEX-P300
Rohrmodellname	V1-650304
Name des Generatormodells	DG-S0101V1 (Wechselrichtertyp)
Ladefaktor	Option 1: 60 kV, 2,5 mA Option 2: 65 kV, 2,5 mA

A.4.1 Röntgendosistabelle

Test-Ausrüstung			
Instrument	Hersteller	Modell	S/N
Mehrfachdosis-Messgerät	Raysafe	Unfors Xi mAs / Unfors Xi R/F & MAM	163288 / 161834

Digitalsensor

Dose Area Product (DAP)-Tabelle (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dosis (mGy,cm ²)		
0,14	6,5	2,8	1,4
0,16	7,5	3,2	1,6
0,18	8,5	3,6	1,8
0,20	9,8	4,2	2,1

Dose Area Product (DAP)-Tabelle (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dosis (mGy,cm ²)		
0,12	6,7	2,9	1,4
0,14	7,9	3,4	1,7
0,16	9,1	3,9	1,9
0,18	10,2	4,3	2,2

Phosphorplatte

Dose Area Product (DAP)-Tabelle (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dosis (mGy,cm ²)		
0,30	14,7	6,2	3,1
0,42	20,1	8,5	4,3
0,60	29,2	12,4	6,2
0,65	31,6	13,4	6,7

Dose Area Product (DAP)-Tabelle (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dosis (mGy,cm ²)		
0,28	15,3	6,5	3,2
0,40	23,1	9,8	4,9
0,58	32,9	14,0	7,0
0,63	36,4	15,4	7,7

A.4.2 Leckage-Dosis

Umfang

IEC 60601-2-65 203,12,4

Erfordernisse

Im LADEZUSTAND darf die LUFTKERMA aufgrund der LECKAGESTRAHLUNG von RÖNTGENANLAGEN, 1 m vom FOKALPUNKT entfernt, im Durchschnitt über eine Fläche von 100 cm², von der keine lineare Hauptabmessung mehr als 20 cm beträgt, wenn sie bei der NOMINALEN RÖNTGENSPANNUNG unter der Bedingung einer LADUNG, die den Bezugsbelastungsbedingungen entspricht, betrieben wird, 0,25 mGy in einer Stunde nicht überschreiten,

Leckage-Dosis	Zulässiger Bereich
65 kVp, 2,5 mA, 1,0 s (max, Expositionsbedingung) Am Fokuspunkt zur Entfernung 1 m 1: 60 Arbeitszyklus	< 0,25 mGy/h


Test-Ausrüstung			
Instrument	Hersteller	Modell	S/N
X / Gamma- Vermessungsmesser	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069

Ergebnisse

Die folgenden Expositionszeitpläne wurden mit einer Einheit erstellt, die mit einem Kegel ausgestattet ist, der einem Abstand von Fokus zu Haut von 200 mm (8 Zoll) entspricht. Wenn die Leckagedosen mit jedem Abdeckungstyp gemessen wurden (Standard, rechteckig 2x3 und rechteckig 4x3), wurden alle Ergebnisse nicht erkannt (ND - not detected),


Die Rohdaten zu den Ergebnissen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt,

Das Ergebnis (horizontale Ebene)



Richtung	Standardtyp	Rechteckig 2x3	Rechteckig 4x3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

Das Ergebnis (vertikale Ebene)



Richtung	Standardtyp	Rechteckig 2x3	Rechteckig 4x3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

- ND: Nicht erkannt, Die Nachweisgrenze liegt bei 0,00001 mGy pro Exposition,

A.4.3 Verstreute Dosis

Umfang

IEC 60601-2-65 203,13

Erfordernisse

ME EQUIPMENT muss mit Mitteln ausgestattet sein, um optional die Betätigung der EXPOSITION aus einem GESCHÜTZTEM BEREICH nach der Installation zu ermöglichen,

Relevante Anweisungen sind in den BEGLEITDOKUMENTEN zu finden,


Ergebnisse

Die folgenden Expositionszeitpläne wurden mit einer Einheit erstellt, die mit einem Kegel ausgestattet ist, der einem Abstand von Fokus zu Haut von 200 mm (8 Zoll) entspricht,


Test-Ausrüstung			
Instrument	Hersteller	Modell	S/N
X / Gamma-Vermessungsmesser	Radcal Co.	9015 / 10X5-180	91-1470/19069
Methode			
PMMA-Phantom auf 280 mm vom Brennpunkt entfernt ausgerichtet			
Max, Expositionsbedingung			
Messpunkt: 1000 mm vom PMMA Phantom entfernt			

Option 1: 60 kV / 2,5 mA / 1,0 s

Richtung [°]	Ergebnis (horizontale Ebene) [μR]	
	Ohne Schild	Mit Schild
0	63,4	68,14
20	17,8	11,99
45	18,5	13,01
65	19,8	14,76
90	27,1	20,65
110	41,6	32,08
135	63,4	46,18
155	68,1	11,14
180	3,29	2,893
200	51,5	7,557
225	47,5	48,63
245	33,7	33,27
270	23,4	33,25
290	19,8	18,06
315	17,2	15,23
335	19,2	14,71




Richtung [°]	Ergebnis (vertikale Ebene) [µR]	
	Ohne Schild	Mit Schild
0	25,8	29,8
20	27,3	26,8
45	18,5	22,5
65	15,9	18,5
90	74,1	72,1
110	15,9	18,5
135	17,2	13,5
155	19,9	17,9
180	19,2	17,9
200	27,8	31,4
225	13,9	10,6
245	38,4	8,6
270	7,9	4,3
290	48,4	11,9
315	60,2	52,3
335	41,7	45,7




Option 2: 65 kV / 2,5 mA / 1,0 s

Richtung [°]	Ergebnis (horizontale Ebene) [μR]	
	Ohne Schild	Mit Schild
0	58,8	85,2
20	22,5	30,4
45	39,6	42,7
65	47,6	40,3
90	46,9	42,9
110	47,6	66,7
135	92,5	48,9
155	87,9	34,3
180	11,9	11,9
200	94,5	28,4
225	89,2	80,3
245	86,2	49,5
270	51,6	42,3
290	47,6	43,6
315	27,1	30,7
335	40,4	23,1



Richtung [°]	Ergebnis (vertikale Ebene) [μR]	
	Ohne Schild	Mit Schild
0	64,7	55,4
20	42,8	44,3
45	26,3	34,8
65	36,8	36,4
90	57,9	82,4
110	42,3	38,2
135	20,7	25,9
155	27,7	31,9
180	36,2	52,6
200	94,6	63,2
225	64,2	49,8
245	42,9	18,4
270	11,2	11,3
290	24,6	7,2
315	52,8	26,5
335	79,1	72,2



A.5 Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Emissionen

Der VEX-P300 ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder der Benutzer des VEX-P300 sollte sicherstellen, dass er in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Emissionsprüfung	Beachtung	Elektromagnetische Umgebung – Anleitung
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1 Klasse A	Die EMISSIONS-Eigenschaften des VEX-P300 machen ihn für den Einsatz in Industriegebieten und Krankenhäusern (CISPR 11 Klasse A,) geeignet. Wenn es in einer Wohnumgebung verwendet wird (für die normalerweise CISPR 11 Klasse B erforderlich ist), bietet dieses Gerät möglicherweise keinen ausreichenden Schutz für Hochfrequenzkommunikationsdienste. Der Benutzer muss möglicherweise Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen, z. B. das Gerät umstellen oder neu ausrichten.
Oberschwingungsemissionen IEC 61000-3-2	Anwendbar	Das VEX-P300 ist für den Einsatz in allen Einrichtungen geeignet und kann in häuslichen Einrichtungen und solchen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das für häusliche Zwecke genutzte Gebäude versorgt, verwendet werden.
Spannungsschwankungen / Flimmeremissionen IEC 61000-3-3	Anwendbar	

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit

Der VEX-P300 ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder der Benutzer des VEX-P300 sollte sicherstellen, dass er in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Test des elektronischen Interferenzwiderstands	IEC 60601-1-2 Teststufe	Konformitätsstufe	Elektromagnetische Umgebung – Anleitung
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	Entladung durch ± 8 kV Direktkontakt ± 15 kV Luftspaltentladung	Entladung durch ± 8 kV Direktkontakt ± 15 kV Luftspaltentladung	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn Böden mit synthetischem Material bedeckt sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektromagnetisches HF-Strahlungsfeld IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz	Der VEX-P300 eignet sich für den Einsatz im professionellen Gesundheitswesen.
Immunität gegen Nähe Felder von drahtlosen HF-Kommunikationsgeräten gemäß Tabelle 9 in IEC 60601-1-2	28 V/m Max. 385-5785 MHz gemäß Tabelle 9	28 V/m Max. 385-5785 MHz gemäß Tabelle 9	RF-Kommunikationsausrüstung wird in einem Abstand von mehr als 30 cm zu jedem Teil des VEX-P300 verwendet, einschließlich der von VATECH spezifizierten Kabel
Elektrischer schneller Übergang/Stoß IEC 61000-4-4	± 2 kV für Stromversorgungsleitungen ± 1 kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen 100 kHz Wiederholungsfrequenz	± 2 kV für Stromversorgungsleitungen ± 1 kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen 100 kHz Wiederholungsfrequenz	Die Qualität der gelieferten Energie sollte für den allgemeinen Geschäftsstandort oder die Krankenhausumgebung geeignet sein.

Anstieg IEC 61000-4-5	± 1 kV Leitung(en) zu Leitung(en) ± 2 kV Leitung(en) zur Erde	± 1 kV Leitung(en) zu Leitung(en) ± 2 kV Leitung(en) zur Erde	Die Qualität der gelieferten Energie sollte für den allgemeinen Geschäftsstandort oder die Krankenhausumgebung geeignet sein.
Immunität gegen durchgeführte Störungen induzierte IEC 61000-4-6	3 V 0,15-80 MHz 6 V in ISM-Bändern zwischen 0,15 und 80 MHz 80 % AM bei 1 kHz Stromversorgungsleitung und E/A-Leitungen	3 V 0,15-80 MHz 6 V in ISM-Bändern zwischen 0,15 und 80 MHz 80 % AM bei 1 kHz Stromversorgungsleitung und E/A-Leitungen	Die Stärke des HF-Feldes im Frequenzbereich höher als 150 kHz ~ 80 MHz, die Stärke des HF-Feldes ist kleiner als 3 V
Das Magnetfeld der Versorgungsfrequenz (50/60 Hz) gemäß IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Das Magnetfeld der Netzfrequenz sollte mit dem allgemeinen Pegel auf dem Geschäftsgelände oder in der Krankenhausumgebung übereinstimmen
Spannungseinbrüche und kurze Unterbrechungen IEC 61000-4-11	0 % U_T : 0,5 Zyklus Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % U_T : 1 Zyklus und 70 % U_T : 25/30 Zyklen Einphasig: bei 0° 0 % U_T : 250/300 Zyklus	0 % U_T : 0,5 Zyklus Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % U_T : 1 Zyklus und 70 % U_T : 25/30 Zyklen Einphasig: bei 0° 0 % U_T : 250/300 Zyklus	Die Qualität der gelieferten Energie sollte für den allgemeinen Geschäftsstandort oder die Krankenhausumgebung geeignet sein. Wenn der Benutzer des Bildverstärkers VEX-P300 während Netzunterbrechungen einen weiteren Betrieb benötigt, wird empfohlen, den Bildverstärker VEX-P300 über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Strom zu versorgen.

A.6 Abkürzungen

Akronym	Name
AL	Aluminum (Aluminium)
EMC	Electromagnetic Compatibility (Elektromagnetische Verträglichkeit)
ESD	Electrostatic Discharge (Elektrostatische Entladung)
FOV	Field of View (Sichtfeld)
IEC	International Electro technical Commission (Internationale Elektrotechnische Kommission)
ISO	International Standards Organization (Organisation für internationale Standards)
LED	Light-Emitting Diode (Leuchtdiode)
ME	Medical Electrical (Medizinische Elektrik)
PMMA	Poly Methyl Meth Acrylate (Polymethylmethacrylat)
RF	Radio Frequency (Radiofrequenz)
SID	Source to Image receptor Distance (Quelle zum Bildempfänger-Abstand)
SIP	Signal Input Part (Signaleingangsteil)
SOP	Signal Output Part (Signalausgangsteil)
SSD	Source to Skin Distance (Quelle zu Hautabstand)

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

Copyright by © 2017 VATECH Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten.

Die Dokumentation, der Markenname und das Logo in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt.

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers darf dieses Handbuch oder Teile davon nicht vervielfältigt, übertragen oder vervielfältigt werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technischer Verbesserungen erforderlich sind. Für die aktuell geltenden Informationen wenden Sie sich an Ihren VATECH Vertreter.

Hergestellt von VATECH Co., Ltd.

Tel.: (+82) 1588 9510

E-Mail: gcs@vatech.co.kr

Website: www.vatech.co.kr

Adresse des Hauptsitzes: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea

Adresse des Werks: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea



Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die europäische Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte in der durch 2007/47/EG geänderten Fassung als Gerät der Klasse IIb erfüllt.



Bevollmächtigter EU-Vertreter: Vatech Global France (SARL)
51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France
Tel.: +33 1 64 11 43 30
Fax: +33 1 64 11 43 39

ESPAÑOL

Aviso	i
Convenciones utilizadas en este manual.....	ii
1. Descripción general del sistema.....	1
1.1 Indicaciones de uso	1
1.2 Principios de funcionamiento	1
1.3 Componentes	1
1.4 Descripción general del equipo	4
2. Instrucciones de seguridad	7
2.1 Directrices generales de seguridad.....	7
2.2 Advertencias e instrucciones de seguridad.....	8
3. Funcionamiento.....	11
3.1 Encender y apagar.....	11
3.2 Introducción de la contraseña	12
3.3 Modo de utilización	13
3.4 Colocación	15
3.5 Exposición.....	25
3.5.1 Interruptor de exposición remoto.....	26
3.6 Uso de la batería	27
4. Limpieza y mantenimiento.....	35
4.1 Limpieza.....	35
4.2 Mantenimiento	36
4.2.1 Lista de comprobación de las tareas de mantenimiento....	37
Apéndice.....	39
A.1 Combinación del soporte y los dispositivos con un trípode	39
A.2 Uso de la tapa rectangular giratoria	42
A.3 Tablas de tiempos de exposición (valores predeterminados).....	44
A.4 Datos de dosis de rayos X.....	46
A.4.1 Tabla de dosis de rayos X.....	46
A.4.2 Dosis de fuga.....	48
A.4.3 Dosis dispersa.....	51
A.5 Información sobre la compatibilidad electromagnética (CEM)....	56
A.6 Abreviaturas.....	59

**Esta página se ha dejado en blanco
intencionadamente.**

Aviso

El **VEX-P300** es un sistema de rayos X portátil.

En este manual se incluyen las descripciones, instrucciones de manejo y procedimientos de generación de imagen del sistema dental de rayos X **VEX-P300**. Le recomendamos que se familiarice a fondo con este manual para así utilizar este equipo con la mayor eficacia posible. Respete todas las precauciones, mensajes de seguridad y advertencias que aparezcan en este manual.

Guarde este manual junto al equipo en todo momento y revise los procedimientos de manejo y las instrucciones de seguridad en caso de necesidad.

Las imágenes y fotografías del equipo que aparecen en este manual solo deben utilizarse como referencia ilustrativa. Puede que el equipo real presente diferencias.

Debido a las continuas mejoras tecnológicas, es posible que el manual no disponga de la información más actualizada. Si desea obtener información adicional no incluida en este manual, póngase en contacto con nosotros:

VATECH Co., Ltd.

Teléfono: (+82) 1588 9510

Dirección de correo electrónico: gcs@vatech.co.kr

Este documento se redactó originalmente en inglés.

En este manual, el término "equipo" se refiere al sistema **VEX-P300**.

Nombre del manual: Manual de usuario EzRay Air (Modelo: VEX-P300)

Número de documento: VDH-UM-067

Versión: 1.45

Fecha de publicación: 2020-02

Convenciones utilizadas en este manual

En este manual se utilizan los símbolos que se indican a continuación. Asegúrese de que comprende totalmente cada uno de estos símbolos y siga las instrucciones que aparecen junto a ellos.

Para evitar lesiones personales o daños en el equipo, respete todas las advertencias e informaciones de seguridad que se incluyen en este documento.

 WARNING	Señala que se ha identificado un determinado riesgo que, en caso de determinadas circunstancias o medidas inadecuadas, podría causar: • lesiones personales graves (al operador o al paciente) • Daños materiales considerables
 CAUTION	Señala que podría haber un posible peligro que, en caso de determinadas circunstancias o medidas inadecuadas, podría causar: • Lesiones menores • Daños materiales.
IMPORTANT	Señala que podría haber un posible problema que, en caso de determinadas circunstancias o medidas inadecuadas, podría causar: • Daños materiales
NOTICE	Señala las precauciones o recomendaciones para que el sistema funcione correctamente, entre otras: • Uso de este manual • Notas para recalcar o aclarar un aspecto determinado.

1. Descripción general del sistema

El **VEX-P300** es un sistema dental portátil de rayos X que funciona a 21,6 V en corriente continua proporcionada por una batería recargable de polímero de litio. El sistema portátil de rayos X es un dispositivo que genera radiación y está diseñado para el examen odontológico (dientes y mandíbula). El sistema portátil de rayos X está compuesto por un generador con un tubo de radiación e incluye un controlador del dispositivo, un controlador de corriente, una interfaz de usuario, un limitador de haz, un escudo de retrodifusión y un interruptor de exposición remoto opcional. El **VEX-P300** está diseñado para diagnosticar dientes y mandíbula mediante la exposición a rayos X utilizando receptores de imagen intraorales.

1.1 Indicaciones de uso

EzRay Air Portable (Modelo: **VEX-P300**) es un sistema de generación de rayos X dental para diagnóstico extraoral con el fin de producir imágenes de rayos X mediante receptores de imagen intraorales. Se recomienda su uso por parte de un dentista o un técnico dental tanto para pacientes adultos como pediátricos.

1.2 Principios de funcionamiento


Los rayos X se emiten al aplicar un voltaje elevado al tubo de rayos X, desde donde el cátodo libera electrones. Los electrones chocan contra el ánodo para producir rayos X. El equipo obtiene imágenes al emitir rayos X de forma continua contra las estructuras dentales humanas.

1.3 Componentes

N.º	Componente	Standard (Estándar)	CEPH	Cant.
1	Cuerpo principal (incluido el escudo de retrodifusión y la tapa circular)	●		1
2	Correa de mano o cuello	●		1
3	Tapa rectangular (4 × 3)	●		1
4	Cable de alimentación	●		1
5	Cargador de la batería	●		1
6	Manual de usuario	●		1
7	Soporte		●	1
8	Tapa rectangular (2 × 3)		●	1
9	Tapa rectangular giratoria (4 × 3)		●	1

1. Descripción general del sistema

N.º	Componente	Standard (Estándar)	CEPH	Cant.
10	Tapa rectangular giratoria (2 × 3)		●	1
11	Interruptor de exposición remoto		●	1
12	Soporte de base		●	1



Componentes opcionales disponibles

N.º	Ilustración	Nombre de opción
1		Tapa rectangular 2x3 (3x2) Campo FOV: 2x3 cm, 3x2 cm (Esta tapa puede utilizarse tanto en 2x3 como en 3x2.)
2		Interruptor de exposición remoto
3		Giratorio cubierta rectangular 4x3 (3x4) Campo FOV: 4x3 cm, 3x4 cm (Este adaptador puede utilizarse tanto en 4x3 como en 3x4).
4		Giratorio cubierta rectangular 2x3 (3x2) Campo FOV: 2x3 cm, 3x2 cm (Este adaptador puede utilizarse tanto en 2x3 como en 3x2).
5		Soporte de la base*
6		Soporte

*** En caso de utilizar un trípode con el soporte de la base, consulte las especificaciones más abajo.**


- Tamaño del perno de sujeción: 3/8 pulgadas
- Peso máximo soportado: 5 kg, aprox.
- Altura mínima: > 130 cm
- Se necesitan más de tres pies.
- Cuando se utiliza un trípode de tres pies hay que asegurarse de tener al menos un espacio de 1 m de ancho en la zona inferior.

NOTICE


Consulte el "Apéndice A.2" "Uso de la tapa rectangular giratoria" para obtener instrucciones de uso.

1.4 Descripción general del equipo

Cuerpo principal



N.º	Componente	Descripción
1	Escudo de retrodifusión	Escudos contra la radiación por retrodifusión
2	Dispositivo de limitación del haz de rayos X	Limita el área de exposición a la radiación. Tipo predeterminado: Cono circular + tapa circular (campo de visión: Ø 6 cm)
3	Botón de exposición a los rayos X	Pulse el botón para generar exposición a los rayos X.
4	Mango	Agarre el mango con firmeza cuando utilice el aparato.
5	Botón de encendido	Botón para encendido y apagado
6	Batería	Batería recargable de polímero de litio
7	Conector del adaptador	Conecte el adaptador de carga.
8	Puerto de interruptor remoto de exposición a la radiación	Conecta el cable interruptor de exposición a la radiación. También puede utilizarse como puerto de servicio
9	Gancho de la correa	Para enganchar la correa
10	Panel de control	Monitor para las configuraciones de exposición a la radiación y las condiciones de funcionamiento
11	Generador de rayos X	Incluye el tubo de rayos X y el generador de alto voltaje.

Panel de control

N.º	Componente		Descripción
1		Indicador de corriente/voltaje del tubo	Indica el voltaje y la corriente del tubo del sistema.
2		Monitor de ángulo y tiempo	Muestra el tiempo de exposición a los rayos X, el código de error, el tiempo de enfriamiento y el ángulo de exposición.
3		Selección de adulto/niño	Señala un tipo de paciente (adulto o niño).
4		Indicador de batería restante	Informa acerca del nivel de batería restante.
		Indicador de carga de batería	1) Señala si el cargador de la batería está conectado al dispositivo. 2) Si parpadea , indica que hay que cargar la batería.
5		Botón SET (reiniciar)	Reinicia el ángulo de exposición a la radiación.
6		Altavoz	Reproduce la alarma para la exposición a los rayos X.

1. Descripción general del sistema

N.º	Componente	Descripción
7		Selección de tipo de pieza dental Selecciona el tipo de pieza dental.
8		Indicador de exposición a los rayos X Muestra el estado de la exposición a la radiación. (Verde: Listo/amarillo: rayos X activos)
9		Dial de selección Para seleccionar una configuración de exposición hay que girar el dial hacia la izquierda (-) o hacia la derecha (+); presionar el dial para confirmar.
10		Botón AUTO Selecciona una pieza dental y el tiempo de exposición de forma automática según el ángulo de exposición a los rayos X.

2. Instrucciones de seguridad

2.1 Directrices generales de seguridad

- Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo con carga intermitente después de un tiempo equivalente a las 60 veces el tiempo de disparo antes de que la siguiente exposición pueda comenzar.
- El equipo está diseñado y fabricado para asegurar la máxima seguridad durante su uso. Utilícelo y manténgalo de acuerdo con las precauciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento de este manual.
- Solo una persona cualificada legalmente, es decir, un técnico de rayos, técnicos de rayos de diagnóstico, técnicos de radiación médica o profesionales de la salud especializados en la obtención de imágenes de la anatomía humana para el diagnóstico y el tratamiento de una patología tienen permiso para usar este equipo en un entorno controlado.
- Respete todas las normas locales en materia de incendios. Mantenga siempre un extintor cerca del equipo.
- El equipo debe instalarse, mantenerse y repararse con personal cualificado de acuerdo con los procedimientos y el programa de mantenimiento preventivo. Los usuarios solo podrán cambiar la batería.
- Asegúrese de que el interruptor esté en posición de apagado cuando no se esté utilizando el equipo.
- Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de limpiar el equipo.
- No guarde el equipo o sus piezas en lugares húmedos o próximos a sustancias líquidas.
- Evite dejar el equipo cerca de almacenamientos de productos químicos o contenedores de gas.
- Este equipo se envía con el escudo de retrodifusión incorporado (firmemente unido), por lo que los usuarios no pueden reemplazar esta pieza. Si presenta daños o defectos, póngase en contacto con su representante de mantenimiento para conseguir una sustitución.
- El escudo de retrodifusión protege a los usuarios de la radiación retrodifundida a la que puedan exponerse durante la exposición a los rayos X. Utilizar el equipo con el escudo de retrodifusión permite que los usuarios se expongan a una dosis de radiación menor a la que recibirían si no usaran esa protección.

2.2 Advertencias e instrucciones de seguridad



Esta unidad de rayos X puede resultar peligrosa para el paciente y el operador a menos que se respeten los factores de exposición segura, las instrucciones de funcionamiento y el programa de mantenimiento.

Es importante leer este manual de usuario con atención y acatar estrictamente todas las advertencias y precauciones que contiene.



Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo debe conectarse únicamente a un suministro eléctrico con toma de tierra.



Puesto que las normas y reglamentos en materia de seguridad radiológica difieren entre unos países y otros, es responsabilidad del propietario o del operador de este equipo cumplir con todas las normas y reglamentos aplicables en materia de seguridad y protección radiológicas de su zona.

- No abra ni retire las cubiertas de este equipo.
- No exponga nunca este equipo a líquidos, vapores o aerosoles. La exposición de este equipo a líquidos podría provocar una descarga eléctrica o dañar de otro modo el sistema.
- NO utilice aerosoles para la limpieza de este equipo, ya que podrían provocar un incendio.
- No utilice nunca este equipo en un entorno que sea propenso a las explosiones.
- NO coloque materiales inflamables cerca de este equipo.
- No toque nunca al paciente mientras esté tocando también los conectores de entrada y salida de señal (SIP/SOP).
- No intente nunca modificar el equipo ni sus cables. Si lo hiciera, podrían producirse daños irreparables.
- Recomendamos que el paciente y el operador utilicen delantales protectores de plomo, a menos que otros protocolos de protección radiológica estén en vigor en el ámbito local.
- Los niños y las mujeres embarazadas deben consultar con un médico antes de la exposición a los rayos X.
- Las interferencias electromagnéticas (como el ruido) producidas entre otros equipos en el área durante exámenes específicos o un tratamiento médico pueden derivar en graves peligros.
- Los cargadores deben ubicarse en lugares accesibles donde puedan desconectarse fácilmente de la corriente.

Uso de la batería

- Asegúrese de cargar la batería en un entorno donde no se encuentre el paciente.
- Asegúrese de utilizar únicamente baterías autorizadas o proporcionadas por VATECH. Existe un riesgo de incendio o explosión si se utilizan baterías dañadas o que no cumplen con la normativa aplicable.
- Asegúrese de utilizar únicamente cargadores autorizados o proporcionados por VATECH. Utilizar un cargador no autorizado podría dañar la batería.
- NO exponga las baterías a fuentes de calor o al fuego. Evite la exposición directa a la luz solar.
- NO cortocircuite, aplaste, perforo, seccione ni desmonte la batería.
- NO guarde las baterías sueltas en una misma caja o cajón, pues podrían cortocircuitar entre ellas o en contacto con otros objetos metálicos.
- Respete las marcas de polaridad positiva (+) y negativa (-) de la batería para utilizarla correctamente.
- NO extraiga una batería de su paquete original hasta que se necesite.
- NO someta las baterías a golpes fuertes.
- En el caso de una fuga de células, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si eso ocurriera, lave la zona afectada con abundante agua y acuda al médico.
- NO humedezca o sumerja la batería en agua. Mantenga las baterías limpias y secas.
- Mantenga la batería fuera del alcance de niños y mascotas.
- En caso de ingerir una batería, acuda inmediatamente a un médico.
- NO deseche las baterías en la basura normal. Entregue las baterías descargadas a su proveedor local o bien deshágase de ellas o recíclelas conforme a la normativa del gobierno local.
- Los usuarios pueden reemplazar las baterías.
- Asegúrese de apagar el dispositivo antes de reemplazar la batería.
- Mientras la batería está cargando, la función de exposición quedará bloqueada.
- NO deje la batería cargando durante periodos prolongados de tiempo cuando no esté utilizándose.
- Si el equipo no se ha utilizado durante un periodo largo de tiempo, se recomienda que cargue la batería antes de utilizarlo.

2. Instrucciones de seguridad

- Después de largos períodos de almacenamiento, puede que las pilas o baterías tengan que cargarse y descargarse varias veces para alcanzar su máximo rendimiento.
- Asegúrese de apagar el equipo cuando no se utiliza. Esto contribuye a garantizar la vida útil de la batería.
- Asegúrese de cargar la batería con frecuencia. Esto contribuye a garantizar su vida útil.
- Si el equipo ha estado encendido y sin utilizar durante un largo periodo de tiempo, es posible que la batería esté completamente descargada.
 - Según el estado de descarga de la batería, esta puede tardar alrededor de 1 día en volver a cargarse. Si el dispositivo no se enciende tras haber cargado la batería durante 1 día, significará que se ha descargado completamente. Contacte con su representante de asistencia técnica para conseguir una batería de sustitución.
 - NO cargue una batería completamente descargada, pues podrían producirse explosiones o incendios. Asegúrese de reemplazar la batería (distribuida por VATECH).

Seguridad radiológica




Cuando utilice el equipo, se recomienda que todos los usuarios sigan las pautas de seguridad radiológica para los usuarios y pacientes.

- Todos los usuarios y pacientes deberán ponerse un equipo de protección, como un delantal de plomo, un protector tiroideo, etc.
- Este equipo debe utilizarse en una zona alejada a más de 6 pies de distancia de otros miembros del personal como auxiliares u otros pacientes. Si tuvieran que estar a menos de 6 pies, se recomienda que utilicen un delantal de plomo o un protector tiroideo o que permanezcan tras un escudo de plomo.
- Las mujeres embarazadas no deben estar expuestas a la radiación salvo que sea estrictamente necesario.
- Todos los usuarios deben cumplir con la legislación de protección radiológica establecida por el Gobierno.
- Al seleccionar un dispositivo indicador de posición, se debe considerar si este podría utilizarse con el escudo de retrodifusión que se incluye en el extremo exterior del cono de forma que el operario se beneficie de la mayor protección posible.

3. Funcionamiento

3.1 Encender y apagar

1. Encender el sistema conforme a la siguiente ilustración.




2. Los siguientes visores e indicadores se encenderán:
 - Monitor de ángulo y tiempo actuales.
 - Monitor de selección de tipo de pieza dental.
 - Monitor de selección de adulto/niño
 - Indicador de batería restante
 - Indicador de exposición a los rayos X
3. Hay que asegurarse de que se enciende al menos una de las luces del indicador de batería.



Nivel de batería 1

NOTICE

Cuando el indicador de batería tenga una luz parpadeante, cargue la batería inmediatamente con el cargador.



Para obtener más información, consulte la sección «3.6 Uso de la batería»

3.2 Introducción de la contraseña

1. Introduzca la contraseña numérica de 3 dígitos utilizando el dial (contraseña predeterminada: 000).



2. Pulse el dial para introducir el siguiente dígito y, a continuación, mantenga pulsado el dial.



3.3 Modo de utilización

Este sistema puede utilizarse en modo manual o automático.

Modo manual


- 1. Cuando el área de selección del tipo de pieza dental parpadee, gire el dial para seleccionar el tipo de pieza dental. Para ver el panel de control antes y después de la selección, consulte las ilustraciones que figuran a continuación.



Tipo de pieza dental	
Símbolo	Tipo
	Incisivo
	Canino
	Molar/Premolar
	Bitewing (Aleta de mordida)

- Tras la selección del tipo de pieza dental, deberá seleccionarse un tipo de paciente. Cuando el área de selección de adulto/niño parpadee, gire el dial para seleccionar el tipo de paciente. Para ver el panel de control tras la selección, consulte la ilustración inferior.

Después de seleccionar el tipo de paciente



Tipo de paciente

Símbolo	Tipo
	Adulto
	Niño

NOTICE

Tras seleccionar el tipo de pieza dental y paciente, el tiempo de exposición se mostrará automáticamente.

- Si desea cambiar el tiempo de exposición, gire el dial para ajustar el tiempo de exposición de 0,05 a 1.0 s. (incrementos: 0,01 s.)

NOTICE

Si pulsa el dial tras ajustar el tiempo de exposición en modo manual, el tiempo de exposición volverá a su valor predeterminado.


Para guardar el tiempo de exposición como valor predeterminado en el modo manual, mantenga pulsado el dial unos 3 segundos.

3.4 Colocación


Colocación del paciente

Para obtener una radiografía intraoral de gran calidad y extremada precisión, deberá seguir cuidadosamente todos los pasos del proceso de radiografía: colocación del paciente y del sistema de imagen por rayos X; exposición de la placa de fósforo o el sensor intraoral.

1. Coloque un delantal protector de plomo en el pecho del paciente.
2. Pídale al paciente se siente en la silla con el plano medio sagital orientado verticalmente.
 - Para radiografiar el maxilar superior, el plano frankfort deberá ser horizontal.



- Para radiografiar el maxilar inferior, el plano oclusal debe ser horizontal.



3. Coloque el cabezal del tubo en el área de la que quiere tomar la imagen.

Cuando sostenga el dispositivo, se recomienda sujetar el mango con una mano y colocar la otra en la parte inferior situada entre el botón de exposición y el tubo, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.




NOTICE

Dependiendo de los ángulos de imagen, los tiempos de exposición podrán variar. Como el paciente deberá seguir expuesto a la radiación en dosis bajas y el usuario tendrá que permanecer en el área protegida, mantenga la cabeza del paciente ligeramente inclinada y suba o baje su barbilla si fuese necesario. Consulte «**2.2 Advertencias e instrucciones de seguridad**».


Para obtener más información acerca de la colocación del paciente y del ángulo del haz para cada modo, consulte las siguientes **Instrucciones de colocación**.

Instrucciones de colocación

Técnica en paralelo: La placa de fósforo o el sensor se colocará en un soporte que se utiliza para alinear la placa de fósforo o el sensor en paralelo al eje longitudinal de los dientes.



Técnica del ángulo biseccionado: El paciente sujetará con el dedo la placa de fósforo o el sensor colocado. Los rayos X se orientan en perpendicular hacia una línea imaginaria, la cual bisecciona el ángulo entre el plano de la placa de fósforo o del sensor y el eje longitudinal del diente.



Coloque el cabezal orientado hacia el paciente utilizando los procedimientos de colocación estándar aceptados.


A continuación se indican los ángulos y direcciones específicas para el tubo del cabezal para poder tomar las mejores imágenes posibles de una pieza dental en particular (p.e. **Técnica del ángulo biseccionado**).



Coloque el receptor con cuidado de no dañar el tejido blando intraoral del paciente.

- **Incisivo maxilar**


El haz de rayos X se dirige hacia abajo en 45°.



Piezas dentales		Ángulo de inclinación
Incisivo	Maxilar superior	+45°

- **Incisivo mandibular**


El haz de rayos X se dirige hacia arriba en 25°.



Piezas dentales		Ángulo de inclinación
Incisivo	Mandíbula	-25°

- **Canino maxilar**


El haz de rayos X se dirige hacia abajo en 45° .



Piezas dentales		Ángulo de inclinación
Canino	Maxilar superior	$+45^\circ$

- **Canino mandibular**

El haz de rayos X se dirige hacia arriba en 20° .



Piezas dentales		Ángulo de inclinación
Canino	Mandíbula	-20°

- **Molar y premolar maxilar**


El haz de rayos X se dirige hacia abajo en 30° .



Piezas dentales		Ángulo de inclinación
Molar y premolar	Maxilar superior	$+30^\circ$

- **Molar y premolar mandibular**

El haz de rayos X se dirige hacia arriba en 5° .



Piezas dentales		Ángulo de inclinación
Molar y premolar	Mandíbula	-5°

- **Bitewing (Aleta de mordida)**

Para la exposición de la aleta de mordida, el paciente cerrará los dientes alrededor de la sujeción de la placa de fósforo/sensor durante la exposición.

El haz de rayos X se dirige hacia abajo a $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$.



Piezas dentales	Ángulo de inclinación
Exposición de aleta de mordida	$+5^{\circ} \sim +8^{\circ}$

Colocando el sensor de imagen

Mediante el sistema dental de rayos X **VEX-P300**, puede generar una imagen de rayos X en diferentes tipos de receptores de imagen:

- Sensores digitales
- Placa de fósforo


Para garantizar la calidad de las imágenes, el sensor digital de imagen deberá colocarse adecuadamente (para obtener más información sobre la colocación adecuada del sensor de imagen, consulte las «Instrucciones de colocación»).

- Si no se coloca el sensor de imagen correctamente podrían darse errores en la radiografía, como imágenes distorsionadas o magnificadas de piezas dentales y raíces, elongación o puntos de superposición.

NOTICE


La técnica en paralelo suele reducir el riesgo de que esto ocurra, pero si se coloca el sensor incorrectamente podrían producirse errores de inclinación del ángulo (angulación del sensor respecto a la propia pieza dental).

- Alinear incorrectamente el sensor de imagen con el patrón de salida del haz de rayos X podría producir cortes de cono en la radiografía. Los cortes de cono son áreas limpias que se muestran en la radiografía cuando parte de la misma no se expone a la radiación. Consulte la siguiente ilustración a modo de ejemplo de cortes de cono.




Corte de cono

La siguiente ilustración explica cómo se ha podido producir el corte de cono mostrando la posición del sensor de imagen y el área de radiación.




Para garantizar una alineación correcta entre el sensor de imagen y el haz de rayos X, se recomienda utilizar un PID (indicador de posición) tal y como se muestra en la siguiente ilustración.



3. Funcionamiento

Cuando se utiliza un indicador de posición, el patrón de salida del dispositivo de rayos X deberá estar alineado perpendicularmente al receptor objetivo tal y como se muestra en la siguiente ilustración.



NOTICE


Una vez que el indicador de posición esté correctamente alineado, pídale al paciente que no se mueva.

3.5 Exposición

IMPORTANT

El operador **DEBERÁ** pedirle al paciente que evite moverse durante toda la exposición.

1. Pídale al paciente que no se mueva.
2. Pulse el botón de exposición para revisar la duración de exposición.



3. Mientras se exponen los rayos X,
 - el indicador de exposición de radiación se enciende y se emite un sonido audible.
 - Mantenga pulsado el botón hasta que el indicador de exposición a los rayos X se apague y el sonido se detenga.



Verde: Listo



Amarillo: rayos X activos

IMPORTANT


Mantenga pulsado el botón de exposición mientras oiga la señal acústica. De otro modo, la exposición resultará fallida y se mostrará un mensaje de error en el panel de control.

3.5.1 Interruptor de exposición remoto

El **interruptor de exposición remoto** permite al operador controlar la obtención de imágenes desde fuera de la sala de rayos X.

Mantenga pulsado el **interruptor de exposición remoto** hasta que se complete la obtención de imágenes. Si suelta prematuramente el **interruptor de exposición remoto**, la obtención de imágenes se cancelará.

Al pulsar el **interruptor de exposición remoto**, el indicador LED se activará y cambiará a color amarillo. Este color indica que se están emitiendo rayos X.



IMPORTANT

El **interruptor de exposición remoto** es desmontable. Asegúrese de que el cable del **interruptor de exposición remoto** no se haya desconectado de la unidad por accidente durante el funcionamiento.

IMPORTANT

Mantenga contacto vocal o visual con el paciente durante la exposición. Si se produce algún problema durante la exposición, suelte inmediatamente el **interruptor de exposición remoto**.

3.6 Uso de la batería

El indicador del nivel de batería con cantidad residual se muestra en el área izquierda del panel de control. Cargue la batería inmediatamente si el indicador de batería muestra una luz parpadeante (nivel 1). Los niveles de batería se indican de la siguiente manera:



Nivel 3



Nivel 2



Nivel 1



El voltaje de la batería disminuirá si esta no se carga en una hora. En estas circunstancias, todos los monitores se apagarán excepto el de código de error **A.10**, tal y como se muestra en la siguiente ilustración, por lo que no se puede efectuar la exposición. Tras conectar el dispositivo al cargador y que la batería alcance el "nivel 1", todas las funciones volverán a funcionar con normalidad.

IMPORTANT




Estado del sistema en función de los niveles de batería

Componente		Estado del sistema			
		Nivel de batería 3, 2	Nivel de batería 1		Batería baja
Al encender el sistema	Funcionamiento	Normal	Normal	Normal	No se utiliza
	Indicador del nivel de batería	Normal	Normal	Parpadea	No se muestra
	Indicador de carga de batería	No se muestra	No se muestra	Parpadea	No se muestra
	Brillo del panel de control	Normal	Normal	Oscuro	Normal (solo se muestra el código de error A.10)
Al utilizar el sistema	Funcionamiento	Normal	Normal	Normal	No se utiliza
	Indicador del nivel de batería	Normal	Normal	Parpadea	No se muestra
	Indicador de carga de batería	No se muestra	No se muestra	Parpadea	No se muestra
	Brillo del panel de control	Normal	Normal	Normal	Normal (solo se muestra el código de error A.10)


	Asegúrese de cargar la batería si el indicador de carga de batería parpadea (o se muestra el código de error A.10). La batería deberá descargarse si el dispositivo ha permanecido encendido durante largos periodos de tiempo con el código de error A.10.
	NO cargue una batería completamente descargada, pues podrían producirse explosiones o incendios. Asegúrese de reemplazar la batería (distribuida por VATECH).
	Cuando el dispositivo esté conectado al cargador, el indicador de carga de batería se mostrará en todo momento, excepto si la batería está completamente descargada.

Cargar la batería

1. Conecte el cargador al conector de la batería tal y como se muestra en la siguiente ilustración.



2. Cuando el cargador esté conectado, se encenderá el LED del indicador de carga de batería. Cargue la batería hasta que los tres indicadores LED se iluminen.



NOTICE

Normalmente se tardan 3 horas en cargar completamente la batería tras una descarga completa.

3. Cuando la carga de batería termine desconecte el cargador del dispositivo.

NOTICE

No podrá llevar a cabo una exposición mientras el cargador está conectado al dispositivo.



Utilice únicamente el último cargador suministrado con este dispositivo, ya que las especificaciones de carga son distintas del cargador antiguo. Al cargar este dispositivo con un cargador más antiguo se puede dañar el dispositivo.

Ciclo de uso de la batería

La batería es un consumible. Se espera que se degrade gradualmente, por lo que tendrá que ser recargada con mayor frecuencia. Cuando la duración de la batería se reduce hasta la mitad o algo menos en comparación a cuando la batería era nueva, contacte con su representante para conseguir una batería nueva.

Para comprobar cómo reemplazar la batería, consulte «**Sustitución de la batería**».


Sustitución de la batería

NOTICE


Los usuarios pueden reemplazar las baterías.

Para reemplazar la batería, póngase en contacto con su representante de servicio técnico para obtener un kit de batería (que incluye una batería nueva y un destornillador Phillips).

1. Esfuerzo
Una persona, 3 minutos
2. Herramientas necesarias
Destornillador Phillips (tamaño: T20)
3. Procedimiento de extracción
 - 1) Use un destornillador Phillips para desatornillar la tapa de acceso al compartimiento de la batería.




- 2) Deslice la tapa y extraiga la batería.



- 3) Desconecte el cable de la batería del dispositivo presionando el conector del cable de la batería como se muestra en la siguiente imagen.

Conector del cable de la batería

Presione y desconecte el conector del cable de la batería



Tras desconectar el cable de la batería



NO tire demasiado del cable de la batería.

- 4) Instale la nueva batería en el orden contrario al de la extracción.

Modo suspensión 1

Para reducir el consumo de batería, el modo suspensión 1 se activa cuando pasa más de un minuto sin que el sistema se utilice.

1. Cuando el modo suspensión 1 se activa, el panel de control se oscurece, tal y como se muestra en la siguiente ilustración (derecha).



Brillo: normal

Brillo: ligeramente oscuro

2. Para volver al modo normal, mueva el sistema o pulse cualquier botón (excepto el botón de exposición a los rayos X).

NOTICE

Si no utiliza el sistema, apáguelo para reducir el consumo de batería.

Modo suspensión 2

Si el sistema (no en uso) ha estado encendido durante 5 minutos desde que se activó el modo suspensión 1, se activará entonces el modo suspensión 2.

IMPORTANT

Si el cargador de la batería está conectado, se mantendrá el modo suspensión 1.

1. Cuando se activa el modo suspensión 2, todos los visores del panel de control se apagarán, tal y como se muestra en la siguiente ilustración (derecha).



Brillo: ligeramente oscuro

Brillo: oscuro

2. Para volver al modo normal, mueva el sistema o pulse cualquier botón (excepto el botón de exposición a los rayos X).

NOTICE

Cuando no utilice el sistema, apáguelo para reducir el consumo de batería.

Modo de apagado

Si el sistema (no en uso) ha estado encendido durante 5 horas desde que se activó el modo suspensión 2, se activará entonces el modo de apagado.


IMPORTANT

Si el cargador de la batería está conectado, se mantendrá el modo suspensión 1.

1. Todos los visores del panel de control se apagarán.



2. Para volver al uso normal en el modo de apagado, **DEBERÁ** apagar y volver a encender el sistema.



4. Limpieza y mantenimiento

4.1 Limpieza



Antes de limpiar el equipo, asegúrese de que está apagado.

- La superficie del equipo puede limpiarse con un paño suave humedecido con una solución limpiadora no corrosiva con alcohol. Limpie la superficie con desinfectante si es necesario.
- Limpie la superficie con desinfectante si es necesario.
- Tenga en cuenta las instrucciones de higiene del fabricante del escáner de la placa de fósforo.



Cuando limpie la superficie, asegúrese de que el equipo no está conectado al cargador.



- NO exponga el equipo a ningún líquido.
- No utilice aerosoles para la limpieza o desinfección del equipo, pues podrían provocar un incendio.



El paño suave deberá estar humedecido, pero no empapado.



Los paños no podrán volver a utilizarse.

4.2 Mantenimiento

VATECH exige que se lleven a cabo pruebas periódicas de constancia para garantizar la calidad de las imágenes así como la seguridad del operario y de los pacientes.

Solo técnicos autorizados por **VATECH** podrán realizar las inspecciones y mantenimiento de este equipo. Para solicitar asistencia técnica, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de **VATECH** o con el representante local.

Tenga en cuenta las instrucciones de higiene del fabricante del escáner de la placa de fósforo.

Precauciones y notas

	No guarde el equipo o sus piezas en lugares húmedos o próximos a sustancias líquidas.
	Evite dejar el equipo cerca de almacenamientos de productos químicos o contenedores de gas.
	Cuando el equipo vaya a estar en desuso durante mucho tiempo, cargue la batería completamente y extráigala del dispositivo antes de guardarlo.

4.2.1 Lista de comprobación de las tareas de mantenimiento



Apague siempre el equipo antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Tareas	Frecuencia
Antes de poner el equipo en marcha, asegúrese de que esté limpio y listo para su uso.	A diario
Después de usar el equipo, asegúrese de haberlo apagado.	A diario
Pase un paño seco a la unidad al final de la jornada.	A diario
 No utilice detergentes o disolventes para limpiar las partes exteriores del equipo.	
Al realizar una exposición, asegúrese de que la señal es audible y que la luz de emisión de rayos X es visible.	A diario
Asegúrese de que la luz del indicador amarillo (exposición) se enciende cuando se pulsa el botón de exposición.	A diario
Asegúrese de que el indicador LED de carga de batería se enciende cuando la batería se está cargando.	A diario
Asegúrese de que el indicador del nivel de batería muestra al menos dos niveles (Nivel de batería 2). Para obtener más información sobre los niveles de batería, consulte la sección «3.6 Uso de la batería»	A diario
Asegúrese de que todas las etiquetas visibles estén intactas y se puedan leer.	Cada mes



Si se encuentra algún defecto, no utilice el equipo. Solo podrá manipularlo una persona debidamente cualificada. Póngase en contacto con su representante de mantenimiento.

**Esta página se ha dejado en blanco
intencionadamente.**

Apéndice

A.1 Combinación del soporte y los dispositivos con un trípode

NOTICE

En algunos países no están disponibles los rayos x portátiles. Para que puedan usarse en otros países, Vatech proporciona el soporte con un interruptor de exposición como opción.

La base se embala y envía en una caja por separado como se muestra en la siguiente imagen.



Retire todos los componentes de la caja y siga el procedimiento a continuación para colocar la base. (Nota: No se incluye el trípode)

NOTICE

Para quitar el soporte, siga el procedimiento de montaje a la inversa.


1. Use un destornillador Phillips para conectar EzRay Air Portable y el cable de género con los tornillos suministrados.



2. Acople el soporte a un trípode. Consulte el manual del trípode para saber cómo realizar el montaje.



3. Acople la unidad EzRay Air Portable al soporte con el trípode como se muestra en la siguiente imagen.



4. Conecte un extremo del cable de género al dispositivo EzRay Air Portable.




5. Conecte el otro extremo del cable de género conectado al soporte al cable de exposición suministrado.



A.2 Uso de la tapa rectangular giratoria


La tapa rectangular giratoria gira 360 grados.

La tapa rectangular giratoria está compuesta por el anillo exterior y el anillo interior.




El anillo exterior gira en incrementos de 90 grados.

IMPORTANT



El anillo interior gira en incrementos de 10 grados.



1. Monte la tapa rectangular giratoria en el cono del cuerpo principal.

NOTICE

Para montar la tapa rectangular giratoria en el cono, gire la tapa rectangular giratoria 45 grados y compruebe que se escucha un clic para confirmar que el montaje se ha completado.

2. Gire el anillo exterior de la tapa rectangular giratoria para ajustar el ángulo aproximadamente.
3. Gire el anillo interior de la tapa rectangular giratoria para ajustar el ángulo con precisión.

NOTICE

El método de desmontaje de la tapa rectangular giratoria es igual que el método de montaje. Consulte la NOTA mencionada bajo la fase 1.

A.3 Tablas de tiempos de exposición (valores predeterminados)

Los siguientes tiempos de exposición se establecieron con una unidad equipada con un cono que corresponde a una distancia foco-piel de 200 mm (8 pulgadas) respectivamente.

SENSOR DIGITAL: Opción 2: 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 s

Paciente	Piezas dentales	Ángulo de inclinación	SSD: 200 mm (8 pulgadas)		
			kV	mA	s
Adulto 	Incisivo 	Maxilar superior: +45° Mandíbula: -25°	65	2,5	0,12
	Canino 	Maxilar superior: +45° Mandíbula: -20°	65	2,5	0,14
	Molar/ premolar 	Maxilar superior: +30° Mandíbula: -5°	65	2,5	0,16
	Aleta de mordida 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,18
Niño 	Incisivo 	Maxilar superior: +45° Mandíbula: -25°	65	2,5	0,10
	Canino 	Maxilar superior: +45° Mandíbula: -20°	65	2,5	0,12
	Molar/ premolar 	Maxilar superior: +30° Mandíbula: -5°	65	2,5	0,14
	Aleta de mordida 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,16

Escáner de la PSP (VistaScan Nano Easy): 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 s

Paciente	Piezas dentales	Ángulo de inclinación	SSD: 200 mm (8 pulgadas)		
			kV	mA	s
Adulto 	Incisivo 	Maxilar superior: +45° Mandíbula: -25°	60	2,5	0,28
	Canino 	Maxilar superior: +45° Mandíbula: -20°	60	2,5	0,40
	Molar/ premolar 	Maxilar superior: +30° Mandíbula: -5°	60	2,5	0,58
	Aleta de mordida 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,63
Niño 	Incisivo 	Maxilar superior: +45° Mandíbula: -25°	60	2,5	0,18
	Canino 	Maxilar superior: +45° Mandíbula: -20°	60	2,5	0,23
	Molar/ premolar 	Maxilar superior: +30° Mandíbula: -5°	60	2,5	0,38
	Aleta de mordida 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,38

A.4 Datos de dosis de rayos X

Los datos de dosis de rayos X se extraen del informe de la prueba de dosis de rayos X para el dispositivo. Las dosis de rayos X del dispositivo en el informe de la prueba se midieron según las normas colaterales de la CEI. El dispositivo se ha diseñado según la parte 1. Requisitos generales para la seguridad, CEI 60601-1-3.

Condiciones de la prueba	
Nombre del modelo	VEX-P300
Nombre del modelo del tubo	V1-650304
Nombre del modelo del generador	DG-S0101V1 (de tipo inversor)
Factor de carga	Opción 1: 60 kV, 2,5 mA Opción 2: 65 kV, 2,5 mA

A.4.1 Tabla de dosis de rayos X

Equipo de la prueba			
Instrumento	Fabricante	Modelo	Número de serie
Medidor de multidosis	RaySafe	Unfors Xi mAs /Unfors Xi R/F & MAM	163288/161834

Sensor digital

Tabla del producto dosis-área (DAP) (60 kVp, 2,5 mA, SSD de 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 × 4 cm	FOV: 2 × 3 cm
t (s)	Dosis (mGy·cm ²)		
0,14	6,5	2,8	1,4
0,16	7,5	3,2	1,6
0,18	8,5	3,6	1,8
0,20	9,8	4,2	2,1

Tabla del producto dosis-área (DAP) (65 kVp, 2,5 mA, SSD de 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 × 4 cm	FOV: 2 × 3 cm
t (s)	Dosis (mGy·cm ²)		
0,12	6,7	2,9	1,4
0,14	7,9	3,4	1,7
0,16	9,1	3,9	1,9
0,18	10,2	4,3	2,2

Placa de fósforo

Tabla del producto dosis-área (DAP) (60 kVp, 2,5 mA, SSD de 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 × 4 cm	FOV: 2 × 3 cm
t (s)	Dosis (mGy·cm ²)		
0,30	14,7	6,2	3,1
0,42	20,1	8,5	4,3
0,60	29,2	12,4	6,2
0,65	31,6	13,4	6,7

Tabla del producto dosis-área (DAP) (65 kVp, 2,5 mA, SSD de 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 × 4 cm	FOV: 2 × 3 cm
t (s)	Dosis (mGy·cm ²)		
0,28	15,3	6,5	3,2
0,40	23,1	9,8	4,9
0,58	32,9	14,0	7,0
0,63	36,4	15,4	7,7

A.4.2 Dosis de fuga

Alcance

CEI 60601-2-65 203.12.4

Requisitos

En el ESTADO DE CARGA, el KERMA EN AIRE debido a la RADIACIÓN DE FUGA de los DISPOSITIVOS GENERADORES DE RAYOS X, 1 m desde el PUNTO FOCAL, la media de un área de 100 cm² de la cual ninguna dimensión lineal principal supera los 20 cm, cuando se utiliza con la TENSIÓN NOMINAL DEL TUBO DE RAYOS X en condiciones de CARGA correspondientes a las condiciones de CARGA de referencia, no debe superar los 0,25 mGy en una hora.

Dosis de fuga	Intervalo permitido
65 kVp, 2,5 mA, 1,0 s (condiciones de exposición máxima) a una distancia del punto focal de 1 m Ciclo de trabajo 1: 60	<0,25 mGy/h


Equipo de la prueba			
Instrumento	Fabricante	Modelo	Número de serie
Medidor de control de rayos X/gamma	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069

Resultados

Los siguientes tiempos de exposición se establecieron con una unidad equipada con un cono que corresponde a una distancia foco-piel de 200 mm (8 pulgadas) respectivamente. Cuando se han determinado las dosis de fuga con cada tipo de tapa (predeterminada, rectangular 2 × 3 y rectangular 4 × 3), todos los resultados han sido ND (no detectados).


Los datos no procesados sobre los resultados se muestran en la siguiente tabla.

El resultado (plano horizontal)



Dirección	Tipo predeterminado	Rectangular 2 × 3	Rectangular 4 × 3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

El resultado (plano vertical)



Dirección	Tipo predeterminado	Rectangular 2 × 3	Rectangular 4 × 3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

- ND: no detectado. El límite de detección es de 0,00001 mGy por exposición.

A.4.3 Dosis dispersa

Alcance

CEI 60601-2-65 203.13

Requisitos

Los equipos electromédicos deben proporcionarse con medios que permitan la activación opcional de la EXPOSICIÓN desde una ZONA PROTEGIDA después de la instalación.

Las instrucciones relevantes deben proporcionarse en los DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Resultados


Los siguientes tiempos de exposición se establecieron con una unidad equipada con un cono que corresponde a una distancia foco-piel de 200 mm (8 pulgadas) respectivamente.

Equipo de la prueba			
Instrumento	Fabricante	Modelo	Número de serie
Medidor de control de rayos X/gamma	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069


Método
Simulación PMMA alineada a 280 mm de distancia del punto focal
Condiciones de exposición máxima
Punto de medición: a 1000 mm de distancia de la simulación PMMA

Opción 1: 60 kV/2,5 mA/1,0 s

Dirección [°]	Resultado (plano horizontal) [μR]	
	Sin escudo	Con escudo
0	63,4	68,14
20	17,8	11,99
45	18,5	13,01
65	19,8	14,76
90	27,1	20,65
110	41,6	32,08
135	63,4	46,18
155	68,1	11,14
180	3,29	2,893
200	51,5	7,557
225	47,5	48,63
245	33,7	33,27
270	23,4	33,25
290	19,8	18,06
315	17,2	15,23
335	19,2	14,71




Dirección [°]	Resultado (plano vertical) [μR]	
	Sin escudo	Con escudo
0	25,8	29,8
20	27,3	26,8
45	18,5	22,5
65	15,9	18,5
90	74,1	72,1
110	15,9	18,5
135	17,2	13,5
155	19,9	17,9
180	19,2	17,9
200	27,8	31,4
225	13,9	10,6
245	38,4	8,6
270	7,9	4,3
290	48,4	11,9
315	60,2	52,3
335	41,7	45,7




Opción 2: 65 kV/2,5 mA/1,0 s

Dirección [°]	Resultado (plano horizontal) [μR]	
	Sin escudo	Con escudo
0	58,8	85,2
20	22,5	30,4
45	39,6	42,7
65	47,6	40,3
90	46,9	42,9
110	47,6	66,7
135	92,5	48,9
155	87,9	34,3
180	11,9	11,9
200	94,5	28,4
225	89,2	80,3
245	86,2	49,5
270	51,6	42,3
290	47,6	43,6
315	27,1	30,7
335	40,4	23,1



Dirección [°]	Resultado (plano vertical) [μR]	
	Sin escudo	Con escudo
0	64,7	55,4
20	42,8	44,3
45	26,3	34,8
65	36,8	36,4
90	57,9	82,4
110	42,3	38,2
135	20,7	25,9
155	27,7	31,9
180	36,2	52,6
200	94,6	63,2
225	64,2	49,8
245	42,9	18,4
270	11,2	11,3
290	24,6	7,2
315	52,8	26,5
335	79,1	72,2



A.5 Información sobre la compatibilidad electromagnética (CEM)

Directrices y declaración del fabricante sobre las emisiones electromagnéticas

El equipo VEX-P300 está diseñado para su uso en el siguiente entorno electromagnético. El paciente o el usuario del equipo VEX-P300 debe asegurarse de que este se utilice en dicho entorno.

Ensayo de emisiones	Conformidad	Entorno electromagnético: directrices
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Grupo 1 Clase A	Las características de las EMISIONES del equipo VEX-P300 hacen que se pueda utilizar en zonas industriales y hospitales (CISPR 11, clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el cual se requiere normalmente CISPR 11, clase B), es posible que este equipo no proporcione una protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia. Es posible que el usuario necesite adoptar medidas paliativas, como la reubicación o reorientación del equipo.
Emisiones armónicas CEI 61000-3-2	Aplicable	El equipo VEX-P300 puede utilizarse en todo tipo de instalaciones y puede usarse en entornos residenciales y aquellos directamente conectados a la red pública de baja tensión que suministre energía a los edificios de uso residencial.
Fluctuaciones de tensión y flicker CEI 61000-3-3	Aplicable	

Directrices y declaración del fabricante sobre la inmunidad electromagnética

El equipo VEX-P300 está diseñado para su uso en el siguiente entorno electromagnético. El paciente o el usuario del equipo VEX-P300 debe asegurarse de que este se utilice en dicho entorno.

Prueba de resistencia a interferencias electrónicas	Nivel del ensayo CEI 60601-1-2	Grado de conformidad	Entorno electromagnético: directrices
Descarga electrostática CEI 61000-4-2	Descarga por contacto directo de ± 8 kV ± 15 kV de descarga entrehierro	Descarga por contacto directo de ± 8 kV ± 15 kV de descarga entrehierro	Los suelos deben ser de madera, cemento o baldosas de cerámica. Si están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.
Campo electromagnético de radiofrecuencia radiada CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz AM del 80 % a 1 kHz	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz AM del 80 % a 1 kHz	El equipo VEX-P300 puede utilizarse en un entorno sanitario profesional.
Inmunidad a la proximidad Campos de equipos de comunicación inalámbrica por radiofrecuencia según la tabla 9 de CEI 60601-1-2	28 V/m máx. 385-5785 MHz, según la tabla 9	28 V/m máx. 385-5785 MHz, según la tabla 9	El equipo de comunicación por radiofrecuencia se utiliza a menos de 30 cm de cualquier pieza del equipo VEX-P300 , incluidos los cables especificados por VATECH
Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas CEI 61000-4-4	± 2 kV en las líneas del tendido eléctrico ± 1 kV en las líneas de entrada/salida Frecuencia de repetición de 100 kHz	± 2 kV en las líneas del tendido eléctrico ± 1 kV en las líneas de entrada/salida Frecuencia de repetición de 100 kHz	La calidad de la alimentación suministrada debe ser adecuada para el entorno empresarial u hospitalario general.

Ondas de choque CEI 61000-4-5	±1 kV de línea(s) a línea(s) ±2 kV de línea(s) a tierra	±1 kV de línea(s) a línea(s) ±2 kV de línea(s) a tierra	La calidad de la alimentación suministrada debe ser adecuada para el entorno empresarial u hospitalario general.
Inmunidad a las perturbaciones conducidas inducidas CEI 61000-4-6	3 V, 0,15-80 MHz 6 V en bandas ISM entre 0,15 y 80 MHz AM del 80 % a 1 kHz Línea del tendido eléctrico y líneas de entrada/salida	3 V, 0,15-80 MHz 6 V en bandas ISM entre 0,15 y 80 MHz AM del 80 % a 1 kHz Línea del tendido eléctrico y líneas de entrada/salida	La intensidad del campo de radiofrecuencia en el rango de frecuencia es superior a 150 kHz~80 MHz; la intensidad del campo de radiofrecuencia es inferior a 3 V.
El campo magnético de frecuencia del suministro (50/60 Hz) según CEI 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	El campo magnético de frecuencia del suministro debe coincidir con el nivel general hallado en el centro empresarial o el entorno hospitalario.
Bajadas de tensión y pequeñas interrupciones CEI 61000-4-11	0 % U_T : 0,5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315° 0 % U_T ; 1 ciclo y 70 % U_T ; 25/30 Ciclos monofásicos: a 0° 0 % U_T ; 250/300 ciclos	0 % U_T : 0,5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315° 0 % U_T ; 1 ciclo y 70 % U_T ; 25/30 Ciclos monofásicos: a 0° 0 % U_T ; 250/300 ciclos	La calidad de la alimentación suministrada debe ser adecuada para el entorno empresarial u hospitalario general. Si el usuario necesita que el intensificador de imágenes del equipo VEX-P300 funcione de manera continua durante las interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda conectar el intensificador de imágenes del equipo VEX-P300 a una fuente de alimentación ininterrumpida.

A.6 Abreviaturas

Acrónimo	Nombre
AL	Aluminum (Aluminio)
EMC	Electromagnetic Compatibility (Compatibilidad electromagnética)
ESD	Electrostatic Discharge (Descarga electrostática)
FOV	Field of View (Campo de visión)
IEC	International Electro technical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional)
ISO	International Standards Organization (Organización Internacional de Normalización)
LED	Light-Emitting Diode (Diodo electroluminiscente)
ME	Medical Electrical (Electromédico)
PMMA	PolyMethylMethAcrylate (Polimetilmetacrilato)
RF	Radio Frequency (Radiofrecuencia)
SID	Source to Image receptor Distance (Distancia de la fuente al receptor de imágenes)
SIP	Signal Input Part (Pieza de entrada de señal)
SOP	Signal Output Part (Pieza de salida de señal)
SSD	Source to Skin Distance (Distancia fuente-piel)

**Esta página se ha dejado en blanco
intencionadamente.**

Copyright © 2017 VATECH Co., Ltd.

Todos los derechos reservados.

La documentación, los nombres de marcas y los logotipos que se utilizan en este manual están protegidos por derechos de autor.

Queda prohibida la reproducción, transmisión o transcripción de este manual, tanto parcial como total, sin el permiso previo y por escrito del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar todas las modificaciones necesarias debido a mejoras técnicas. Si desea obtener las últimas actualizaciones, póngase en contacto con su representante de VATECH.

Fabricado por VATECH Co., Ltd.

Tel.: (+82) 1588 9510

Dirección de correo electrónico: gcs@vatech.co.kr

Sitio web: www.vatech.co.kr

Dirección de la sede principal: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Corea

Dirección de la fábrica: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Corea



El símbolo CE garantiza el cumplimiento de este producto con la directiva europea 93/42/CEE sobre productos sanitarios, en la redacción dada por la directiva 2007/47/CE como producto de la clase IIb.



Representante europeo autorizado: Vatech Global France (SARL)
51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux, Francia
Tel.: +33 1 64 11 43 30
Fax: +33 1 64 11 43 39

PORTUGUÊS

Comunicado	i
Convenções usadas neste manual.....	ii
1. Visão geral do sistema.....	1
1.1 Indicações de uso	1
1.2 Princípios de operação:	1
1.3 Componentes	1
1.4 Visão geral do equipamento	4
2. Instruções de segurança	7
2.1 Diretrizes gerais de segurança	7
2.2 Avisos e instruções de segurança.....	8
3. Operação.....	11
3.1 Botão liga/desliga	11
3.2 Inserir senha	12
3.3 Modo de operação	13
3.4 Posicionamento	15
3.5 Exposição	25
3.5.1 Interruptor de exposição remoto.....	26
3.6 Usando a bateria.....	27
4. Limpeza e manutenção	35
4.1 Limpeza	35
4.2 Manutenção.....	36
4.2.1 Lista de verificação de tarefas de manutenção.....	37
Apêndice.....	39
A.1 Uso conjunto de suporte e dispositivos por meio de tripé ..	39
A.2 Uso da cobertura retangular rotativa.....	42
A.3 Tabelas de tempos de exposição (predefinidos).....	44
A.4 Dados de dose de raios X.....	46
A.4.1 Tabela de dose de raios X.....	46
A.4.2 Dose de fuga	48
A.4.3 Dose dispersa.....	51
A.5 Informação de compatibilidade eletromagnética (EMC)	56
A.6 Abreviaturas.....	59

**Esta página foi intencionalmente deixada em
branco.**

Comunicado

O **VEX-P300** é um equipamento de raios X dental portátil.

Este manual contém descrições, instruções operacionais, procedimentos de obtenção de imagens para o sistema de raios X dental **VEX-P300**. É recomendável que você se familiarize completamente com este manual, de modo a tornar mais eficaz o uso deste equipamento. Observe todas as mensagens de atenção, de segurança e avisos que aparecem neste manual.

Mantenha este manual com o equipamento sempre e analise os procedimentos de operação e instruções de segurança caso necessário.

As ilustrações/fotos do equipamento neste manual são apenas para fins de demonstração. O equipamento real pode ser diferente.

Devido aos contínuos aprimoramentos tecnológicos, o manual pode não conter as informações mais atualizadas. Para mais informações que não estejam descritas neste manual, entre em contato conosco em:

VATECH Co., Ltd.

Telefone: (+82) 1588 9510

E-mail: gcs@vatech.co.kr

Este documento está originalmente escrito em inglês.

O **VEX-P300** é mencionado como Equipamento neste manual.

Nome do manual: EzRay Air Portable (Modelo: VEX-P300) Manual do usuário

Número do documento: VDH-UM-067

Versão: 1.45

Data de publicação: 2020-02

Convenções usadas neste manual

Os seguintes símbolos são usados neste manual. Certifique-se de compreender cada símbolo completamente e seguir as instruções que o acompanham.

Para evitar lesões pessoais ou danos ao equipamento, observe todas as advertências e informações de segurança incluídas neste documento.

	Indica um perigo específico conhecido que, por condições ou ações inadequadas, pode causar: • Ferimentos pessoais graves (ao operador e/ou paciente) • Sérios danos à propriedade
	Indica um perigo em potencial que, por condições ou ações inadequadas, pode causar: • Ferimentos leves • Danos à propriedade
	Indica um problema em potencial que, por condições ou ações inadequadas, pode causar: • Danos à propriedade
	Indica precauções ou recomendações que devem ser usadas na operação do sistema, especificamente: • Usando este manual • Notas para enfatizar ou esclarecer um ponto.

1. Visão geral do sistema

O VEX-P300, um sistema de raios X dental portátil, opera em 21,6 VCC fornecidos por uma bateria de polímeros de lítio recarregável. O sistema de raios X portátil é um dispositivo de geração de raios X principalmente projetado para exames dentais (dentes e mandíbula). O sistema de raios X portátil é composto de uma parte de geração de raios X com um tubo de raios X incluindo um controlador do dispositivo, um controlador de energia, uma interface de usuário, uma peça de limitação do feixe, uma proteção contra retrodifusão e um Interruptor de Exposição Remoto opcional. O VEX-P300 foi projetado para diagnosticar dentes e mandíbulas por meio da exposição de raios X usando receptores de imagem intraorais.

1.1 Indicações de uso

EzRay Air Portátil (Modelo: VEX-P300) é uma fonte de raios X odontológica para diagnósticos extraorais que gera imagens de raios X usando receptores de imagem intraorais. Ele é indicado para uso por dentistas ou técnicos odontológicos, tanto em pacientes adultos como pediátricos.

1.2 Princípios de operação:


Os raios X são emitidos quando a alta tensão é fornecida ao tubo de raios X que libera elétrons do catodo. Eles atingem o anodo para produzir raios X. O equipamento adquire as imagens emitindo raios X continuamente sobre o dente humano.

1.3 Componentes


Nº	Item	Padrão	Opcional	Qtd.
1	Estrutura principal (inclusive proteção contra retrodifusão e cobertura arredondada)	●		1
2	Alça de mão/pescoço	●		1
3	Cobertura retangular (4x3)	●		1
4	Cabo de alimentação	●		1
5	Carregador de bateria	●		1
6	Manual do usuário	●		1
7	Base		●	1
8	Cobertura retangular (2x3)		●	1
9	Cobertura retangular rotativa (4x3)		●	1

1. Visão geral do sistema

Nº	Item	Padrão	Opcional	Qtd.
10	Cobertura retangular rotativa (2x3)		●	1
11	Interruptor de exposição remota		●	1
12	Suporte da base		●	1



Itens opcionais disponíveis

Nº	Figura	Nome do opcional
1		Cobertura retangular 2x3 (3x2) FOV: 2x3 cm, 3x2 cm (Esta cobertura pode ser usada como 2x3 e 3x2.)
2		Interruptor de exposição remoto
3		Tampa retangular giratória 4x3 (3x4) FOV: 4x3 cm, 3x4 cm (Este adaptador pode ser utilizado tanto como 4x3 ou 3x4.)
4		Tampa retangular giratória 2x3 (3x2) FOV: 2x3 cm, 3x2 cm (Este adaptador pode ser utilizado tanto como 2x3 ou 3x2.)
5		Suporte da base*
6		Base

* Em caso de uso de um tripé com o Suporte da Base, consulte as especificações abaixo.


- Tamanho do parafuso de fixação: 3/8 pol.
- Peso máximo suportado: cerca de 5 kg
- Altura mínima: > 130 cm
- Mais de 3 colunas são necessárias.
- Ao usar um tripé com 3 colunas, verifique se há espaço de pelo menos 1 m de largura na base.

NOTICE


Consulte as instruções de utilização no “Apêndice A.2” “Uso da cobertura retangular rotativa”.

1.4 Visão geral do equipamento

Corpo principal



Nº	Item	Descrição
1	Proteção contra retrodifusão	Proteções contra radiação de retrodifusão
2	Dispositivo limitador de feixe de raios X	Limita a área de exposição aos raios X. Tipo padrão: Cone arredondado + cobertura arredondada (FOV: Ø 6 cm)
3	Botão de exposição aos raios X	Pressione o botão para exposição aos raios X.
4	Alça	Segure a alça firmemente ao usar o sistema
5	Botão de alimentação	Botão liga/desliga
6	Bateria	Bateria de íons de lítio recarregável
7	Conector do adaptador	Conecte o adaptador de carregamento.
8	Porta do interruptor de exposição remoto aos raios X	Conecte o interruptor do cabo de exposição aos raios X Ou pode ser usada como porta de serviço
9	Encaixe da alça	Conecte a alça.
10	Painel de controle	Tela para as configurações de exposição aos raios X e condições de operação
11	Gerador de raios X	Inclui o tubo de raios X e o gerador de alta tensão.

Painel de controle

Nº	Item	Descrição
1		Indica a tensão e a corrente do tubo do sistema.
2		Exibe o tempo de exposição aos raios X, o código de erro, o tempo de resfriamento e o ângulo de exposição.
3		Indica um tipo de paciente (adulto ou criança)
4	 	Indica o nível restante da bateria. 1) Indica se o carregador da bateria está conectado ao dispositivo. 2) Indica se a bateria precisa ser carregada ao piscar .
5		Redefine o ângulo de exposição aos raios X.

Nº	Item	Descrição
6		Alto-falante
7		Seleção de tipo de dente
8		Indicador de exposição aos raios X
9		Seletor giratório
10		Botão AUTO

2. Instruções de segurança

2.1 Diretrizes gerais de segurança

- Modo de operação: Operação contínua com carregamento intermitente, aguardar 60 vezes o tempo de exposição para começar a próxima exposição.
- Este equipamento foi projetado e fabricado para garantir a máxima segurança de operação. Opere e mantenha-o em estrita conformidade com as precauções de segurança e instruções de operação contidas neste manual.
- Apenas as pessoas qualificadas, ou seja, radiologistas, radiologistas de diagnóstico, técnicos de radiação médica ou profissionais de saúde especializados em imagiologia da anatomia humana para o diagnóstico e tratamento de patologias, estão autorizadas a operar este equipamento num ambiente controlado.
- Observe todas as regulamentações locais contra incêndio. Mantenha sempre um extintor de incêndio próximo ao equipamento.
- O equipamento deve ser instalado, mantido e reparado por pessoal qualificado de acordo com os procedimentos e programas de manutenção preventiva. Apenas a bateria pode ser substituída pelos usuários.
- Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja desligado quando o equipamento não estiver em uso.
- Sempre desconecte a fonte de alimentação antes de limpar o equipamento.
- NÃO guarde o equipamento ou suas peças em um lugar úmido ou próximo a substâncias líquidas.
- Evite colocar o lugar próximo a instalações de armazenagem de produtos químicos ou preenchidas com gás.
- Este equipamento é entregue com a proteção contra retrodifusão anexada (firmemente fixada); assim a proteção contra retrodifusão não pode ser substituída pelos usuários. Caso ela esteja danificada ou com defeito, entre em contato com o representante de serviços para substituição.
- A proteção contra retrodifusão protege os usuários da radiação retrodifundida a que podem ser expostos durante a exposição aos raios X. Operar o equipamento com a proteção contra retrodifusão permite que os usuários sejam expostos a menos radiação em comparação à operação sem o dispositivo.

2.2 Avisos e instruções de segurança



Esta unidade de raios X pode ser perigosa ao paciente e ao operador a menos que os fatores de exposição seguros, instruções de operação e cronogramas de manutenção sejam observados.

É importante ler este manual atentamente e seguir rigorosamente todos os avisos e precauções nele indicadas dele.



Para evitar risco de choque elétrico, este equipamento só deve ser conectado a uma tomada com aterramento.



Como as regras e regulamentos em relação à segurança de radiação diferem entre os países, é responsabilidade do proprietário e/ou operador deste equipamento cumprir todas as regras e regulamentos aplicáveis em relação à segurança de radiação e proteção em sua área.

- Não abra ou remova os painéis de cobertura neste equipamento.
- Nunca exponha este equipamento a líquidos, vapores ou sprays. Expor este equipamento a líquidos pode causar um choque elétrico ou danificar o sistema.
- Não utilize produtos de limpeza em spray sobre este equipamento, pois isso pode provocar incêndio.
- Nunca utilize este equipamento em um ambiente suscetível a explosão.
- NÃO coloque materiais inflamáveis perto do equipamento.
- Nunca toque o paciente enquanto toca também os conectores SIP/SOP.
- Nunca tente modificar este equipamento, incluindo os fios ou cabos. Modificar este equipamento pode danificá-lo, impedindo o reparo.
- Recomendamos que o paciente e o operador usem aventais protetores com chumbo, a menos que outros protocolos de proteção à radiação se apliquem localmente.
- Crianças e mulheres grávidas devem consultar um médico antes da exposição a raios X.
- Graves perigos podem resultar da interferência magnética (ou seja, ruído) entre outro equipamento na área durante os exames específicos ou tratamentos médicos.
- Os carregadores de bateria devem ficar em um local acessível em que possam ser facilmente desconectados da fonte de alimentação.

Uso da bateria

- Certifique-se de que a bateria esteja em um ambiente externo ao paciente.
- Certifique-se de usar somente uma bateria fornecida e aprovada pela VATECH. Se forem usadas baterias fora do padrão ou danificadas, há risco de incêndio e explosão.
- Certifique-se de usar somente um carregador de uma bateria fornecido e aprovado pela VATECH. Usar um carregador não autorizado por resultar em danos à bateria.
- NÃO exponha as baterias a calor ou fogo. Evite armazenar sob a luz direta solar.
- NÃO coloque em curto-circuito, fure, deforme ou desmonte a bateria.
- NÃO armazene as baterias ao acaso em uma caixa ou gaveta onde possam entrar em curto-circuito entre si ou com outros objetos metálicos.
- Observe as marcas mais (+) e menos (–) na bateria e equipamento e garanta o uso correto.
- NÃO remova uma bateria da embalagem original até que seja necessário utilizar.
- NÃO sujeite as baterias a choque mecânico
- No caso de vazamento da célula, não permita que o líquido entre em contato com a pele ou os olhos. Se houve contato, lave a área afetada com bastante água e procure assistência médica.
- NÃO molhe a bateria ou deixe-a mergulhada em água. Mantenha as baterias limpas e secas.
- Mantenha a bateria longe de crianças e animais.
- Procure assistência médica imediatamente se uma bateria for engolida.
- NÃO descarte a bateria no lixo comum. Leve as baterias descarregadas ao fornecedor local ou descarte ou recicle as baterias de acordo com as regulamentações governamentais locais.
- As baterias podem ser substituídas pelos usuários.
- Certifique-se de desligar o dispositivo antes de substituir a bateria.
- Ao carregar a bateria, a função de exposição fica bloqueada.
- NÃO deixe uma bateria em carga prolongada quando fora de uso.
- Se o equipamento não for usado por um longo período, recomendamos carregar a bateria antes do uso.
- Depois de períodos prolongados de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as células ou as baterias várias vezes para se obter o melhor desempenho.

- Certifique-se de desligar o equipamento quando não estiver em uso. Isso ajuda a ampliar a vida útil da bateria.
- Carregue a bateria com frequência. Isso ajuda a estender a vida da bateria.
- Se o equipamento fora de uso ficar ligado por um longo período, a bateria pode ser totalmente descarregada.
 - Dependendo do estado de descarga da bateria, pode levar cerca de 1 dia para carregá-la. Se o dispositivo não ligar após a carga da bateria de cerca de 1 dia, isso indica que a bateria foi totalmente descarregada. Entre em contato com o representante de serviços para substituição da bateria.
 - NÃO carregue uma bateria totalmente descarregada, pois isso pode causar incêndio ou explosão. Certifique-se de substituir a bateria (fornecida pela VATECH).

Segurança da radiação




Ao usar o equipamento, recomendamos que todos os usuários observem o guia de segurança de radiação a seguir para segurança dos usuários e dos pacientes.

- Todos os usuários e pacientes devem usar equipamento protetor, como avental de chumbo, protetor de tireoide etc.
- Este equipamento deve ser operado em uma área mais de 1,8m afastada de outras pessoas, como assistentes ou outros pacientes. Se eles estiverem mais próximos do que 1,8m, recomenda-se que usem um avental de chumbo, protetor de tireoide ou fiquem atrás de uma proteção de chumbo.
- Mulheres grávidas não devem ser expostas aos raios X a menos que estritamente necessário.
- Todos os usuários devem observar as políticas de proteção contra radiação definidas pelo governo.
- Ao selecionar um Dispositivo Indicador de Posição, deve-se considerar se o PID pode ser usado com a blindagem de dispersão posterior montada na extremidade exterior do cone, para a máxima proteção do operador.

3. Operação

3.1 Botão liga/desliga

1. Ligue o sistema consultando a figura a seguir.




2. As telas e indicadores a seguir se acendem:
 - Tela de ângulo/tempo atual
 - Tela de seleção de tipo de dente
 - Tela de seleção entre adulto/criança
 - Indicador de bateria restante
 - Indicador de exposição aos raios X
3. Verifique se pelo menos uma luz indicadora da bateria se acende.



Nível de bateria 1

NOTICE

Quando o indicador da bateria tiver uma luz piscante, carregue a bateria imediatamente usando o carregador.



Para obter mais informações, consulte '3.6 Usando a bateria'.

3.2 Inserir senha

1. Insira a senha numérica de 3 dígitos por meio do seletor giratório. (senha padrão: 000).



2. Pressione o seletor giratório para inserir o próximo dígito, em seguida pressione e mantenha pressionado o seletor giratório.



3.3 Modo de operação

Este sistema pode ser operado com o Modo Manual.

Modo manual

1. Quando área de seleção de dente piscar, gire o seletor para escolher o tipo de dente. Para ver o Painel de Controle antes e depois da seleção, consulte as figuras abaixo.

Antes da seleção do dente



Depois da seleção do dente



Tipo de dente

Símbolo	Tipo
	Incisivo
	Canino
	Molar/ Pré-molar
	Interproximais

- Depois da seleção do dente, o tipo de paciente pode ser escolhido. Quando área de seleção Adulto/Criança piscar, gire o seletor para escolher o tipo de paciente. Para ver o Painel de Controle depois da seleção, consulte as figuras abaixo.

Depois da seleção de tipo de paciente



Tipo de paciente

Símbolo	Tipo
	Adulto
	Criança

NOTICE

Depois que o tipo de dente e de paciente forem selecionados, o tempo de exposição será exibido automaticamente.

- Se você quiser mudar o tempo de exposição, gire o seletor para ajustar o tempo entre 0,05 e 1.0 s. (incrementos: 0,01 s)

NOTICE

Se você pressionar o seletor giratório após ajustar o tempo de exposição no Modo Manual, o tempo de exposição será restaurado à configuração padrão.


Para salvar o tempo de exposição como padrão no Modo Manual, mantenha o seletor pressionado por 3 segundos.

3.4 Posicionamento


Posicionando o paciente

Para obter uma radiografia intraoral de alta qualidade com o máximo de detalhes, tome cuidado extra em todas as etapas do processo de radiografia: posicionamento do paciente e sistema de aquisição de imagens de raios X, exposição da placa de fósforo ou do sensor intraoral.

1. Coloque um avental de chumbo no peito do paciente.
2. Coloque o paciente sentado na cadeira com o plano sagital vertical.
 - Para a radiografia do maxilar superior, o plano de Frankfurt deve ser horizontal.



- Para a radiografia do maxilar inferior, o plano Oclusal deve ser horizontal.



3. Coloque o cone de tubo na área da qual deseja obter uma imagem.

Ao segurar o dispositivo, é recomendado segurar a alça com uma mão e colocar a outra no lado de baixo entre o botão de exposição e o cone, conforme mostrado na figura a seguir.




NOTICE

Dependendo dos ângulos das imagens, os tempos de exposição podem variar. Como é necessário manter o paciente com doses baixas de raios X e o usuário na área protegida, coloque a cabeça do paciente ligeiramente inclinada e levante ou abaixe o queixo se necessário. Consulte '**2.2 Avisos e instruções de segurança**'.


Para obter informações adicionais sobre o posicionamento do paciente e o ângulo de feixe de cada modo, consulte as **Instruções de posicionamento** a seguir.

Instruções de posicionamento

Técnica de paralelismo: A placa de fósforo ou o sensor é colocado em um suporte usado para alinhar a placa de fósforo ou o sensor paralelamente ao eixo longo do dente.



Técnica de ângulo bipartido: O paciente segura a placa de fósforo ou o sensor no lugar com seu dedo. O feixe de raios X é direcionado perpendicularmente em direção a uma linha imaginária, que divide o ângulo entre o plano da placa de fósforo ou do sensor e o eixo longo do dente.



Posicione o tubo junto ao paciente usando os procedimentos de posicionamento padrão aceitos.


Eis os ângulos e direções específicos para o tubo para obter as melhores imagens de determinado dente (ou seja **técnica do ângulo bipartido**).



Posicione o receptor cuidadosamente para não danificar o tecido macio da área intraoral do paciente.

- **Incisivo maxilar**


O feixe de raios X é direcionado de maneira descendente a 45°.



Dente		Ângulo de inclinação
Incisivo	Maxilar	+45°

- **Incisivo mandibular**


O feixe de raios X é direcionado de maneira ascendente a 25°.



Dente		Ângulo de inclinação
Incisivo	Mandíbula	-25°

- **Canino maxilar**


O feixe de raios X é direcionado de maneira descendente a 45° .



Dente		Ângulo de inclinação
Canino	Maxilar	$+45^\circ$

- **Canino mandibular**


O feixe de raios X é direcionado de maneira ascendente a 20° .



Dente		Ângulo de inclinação
Canino	Mandíbula	-20°

- **Molar e pré-molar maxilar**


O feixe de raios X é direcionado de maneira descendente a 30° .



Dente		Ângulo de inclinação
Molar e pré-molar	Maxilar	$+30^\circ$

- **Molar e pré-molar mandibular**

O feixe de raios X é direcionado de maneira ascendente a 5° .



Dente		Ângulo de inclinação
Molar e pré-molar	Mandíbula	-5°

▪ Interproximais

Para uma exposição interproximal, o paciente fecha os dentes durante a exposição no suporte da placa de fósforo/do sensor.

O feixe de raios X é direcionado de maneira descendente a $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$.



Dente	Ângulo de inclinação
Exposição interproximal	$+5^{\circ} \sim +8^{\circ}$

Posicionando o sensor de imagem

Com o sistema de raios X odontológico VEX-P300, pode-se gerar uma imagem de raios X em diferentes tipos de receptores de imagem:

- Sensores digitais
- Placa de fósforo

Para garantir a qualidade da imagem, o sensor de imagem digital deve se posicionado adequadamente (para informações sobre o posicionamento correto do sensor de imagem, consulte as “Instruções de posicionamento”).

- O posicionamento incorreto do sensor de imagem resulta em erros na radiografia, como dentes e raízes distorcidos, alongamento, ampliação e contatos sobrepostos.

NOTICE


A técnica de paralelismo geralmente reduz o risco de tais erros, mas se você posicionar o sensor inapropriadamente, podem ocorrer erros de angulação (angulação do sensor com o dente em si).

- O mau alinhamento do sensor de imagem com o padrão de saída do feixe de raios X pode resultar em cortes de cone na radiografia. Os cortes de cone são áreas claras mostradas na radiografia quando parte dela não é exposta à radiação. Consulte as figuras a seguir como exemplo de cortes de cone.




Corte de cone

A figura a seguir indica como ocorreu o corte de cone mostrando a posição do sensor de imagem e a área de radiação.




Para assegurar o alinhamento adequado entre o sensor de imagem e o feixe de raios X, é recomendado usar o PID (dispositivo indicador de posição), conforme mostrado na figura a seguir.



3. Operação

Ao usar o PID, o padrão de saída do dispositivo de raios X deve ser alinhado perpendicularmente ao receptor de destino, conforme mostrado na figura a seguir.



NOTICE


Depois que o PID estiver alinhado corretamente, instrua o paciente a não se mover.

3.5 Exposição

IMPORTANT

O operador **DEVE** instruir o paciente a não se mover durante toda a exposição.

1. Instrua o paciente a não se mover.
2. Pressione o botão de exposição durante a duração da exposição.



3. Enquanto os raios X estiverem sendo expostos,
 - As luzes do indicador de Exposição aos Raios X se acenderão e um som audível será produzido.
 - Mantenha pressionado até que a luz do Indicador de Exposição aos Raios X se apague e o sinal sonoro cesse.



Verde: Pronto



Amarelo: Raio-X LIGADO

IMPORTANT


Mantenha o Botão de Exposição pressionado assim que o sinal acústico possa ser ouvido. Caso contrário, a exposição falhará e haverá uma mensagem de erro no Painel de Controle

3.5.1 Interruptor de exposição remoto

O **Interruptor de Exposição Remoto** permite que o operador controle a aquisição de imagem a partir do exterior da sala de raios X.

Mantenha o **Interruptor de Exposição Remoto** pressionado até que a aquisição seja concluída. A liberação antecipada do **Interruptor de Exposição Remoto** abortará a aquisição de imagem.

Pressionar o **Interruptor de Exposição Remoto** faz com que o indicador de LED fique amarelo. Esta cor indica que raios X estão sendo emitidos.



IMPORTANT

O **Interruptor de Exposição Remoto** é destacável. Certifique-se de que o cabo do **Interruptor de Exposição Remoto** não seja puxado para fora da unidade acidentalmente durante a operação.

IMPORTANT

Mantenha contato de voz/visual com o paciente durante a exposição. Se ocorrer algum problema durante a exposição, solte o **Interruptor de Exposição Remoto** imediatamente.

3.6 Usando a bateria

O indicador de nível da bateria com quantidade residual é mostrado no lado esquerdo do Painel de Controle. Quando o indicador da bateria tiver uma luz piscando (nível 1), carregue a bateria imediatamente. Consulte os níveis de bateria conforme mostrados abaixo.



Nível 3



Nível 2



Nível 1

Se a bateria não for carregada por cerca de uma hora, a tensão da bateria cairá. Nesse nível, todas as telas são desligadas, exceto para o código de erro **A.10** conforme mostrado na figura a seguir; assim, a exposição não poderá ser realizada. Após o dispositivo ser conectado ao carregador da bateria e o nível chegar a 'Nível 1', todas as funções voltarão à operação normal.

IMPORTANT



Status do sistema dependendo dos níveis da bateria

Item		Status do Sistema			
		Nível de bateria 3, 2	Nível de bateria 1		Bateria baixa
Ao ligar o sistema	Operação	Normal	Normal	Normal	Não operado
	Indicador de Nível da Bateria	Normal	Normal	Cintilações	Não exibido
	Indicador de carga da bateria	Não exibido	Não exibido	Cintilações	Não exibido
	Brilho do Painel de Controle	Normal	Normal	Escuro	Normal (Código de erro A.10 é apenas exibido)
Ao operar o sistema	Operação	Normal	Normal	Normal	Não operado
	Indicador de Nível da Bateria	Normal	Normal	Cintilações	Não exibido
	Indicador de carga da bateria	Não exibido	Não exibido	Cintilações	Não exibido
	Brilho do Painel de Controle	Normal	Normal	Normal	Normal (Código de erro A.10 é apenas exibido)



Certifique-se de carregar a bateria se o Indicador de Carga da Bateria piscar (ou o código de erro A.10 for exibido). Se o dispositivo tiver sido desligado por longos períodos com o código de erro A.10, a bateria pode ser descarregada.




NÃO carregue uma bateria totalmente descarregada, pois isso pode causar fogo ou explosão. Certifique-se de substituir a bateria (fornecida pela VATECH).




Quando o dispositivo for conectado ao carregador de bateria, o Indicador de Carga da Bateria será exibido todas as vezes, exceto se a bateria estiver totalmente descarregada.

Carregando a bateria

1. Conecte o carregador de bateria ao conector conforme mostrado na figura a seguir.



2. Quando o carregador estiver conectado, o LED do indicador de carga da bateria se acenderá. Carregue a bateria até que todos os três indicadores de LED se acendam.



NOTICE

Geralmente leva cerca de 3 horas para carregar a bateria depois de uma descarga completa.

3. Quando a carga da bateria for concluída, remova o carregador do dispositivo.

NOTICE

Você não poderá realizar uma exposição enquanto o carregador de bateria estiver conectado ao dispositivo.



Utilize apenas o carregador mais recente fornecido com este dispositivo, uma vez que as especificações de carregamento são diferentes das do carregador antigo.

O carregamento deste dispositivo com um carregador mais antigo pode danificar o dispositivo.

Ciclo de uso da bateria

A bateria é uma peça consumível. É esperado que se degrade gradualmente; assim, ela deve ser recarregada com mais frequência. Quando a duração da bateria for de metade ou menos em comparação com uma bateria nova, entre em contato com o representante de serviços para obter uma nova bateria.

Para saber como substituir a bateria, consulte '**Substituição da bateria**'.


Substituição da bateria

NOTICE


As baterias podem ser substituídas pelos usuários.

Para substituir a bateria, entre em contato com seu representante de serviços para obter um kit de bateria (incluindo uma bateria nova e uma chave Phillips).

1. Mão de obra
Uma pessoa, 3 minutos
2. Ferramentas necessárias
Chave Phillips (tamanho: T20)
3. Procedimento de remoção
 - 1) Usando a chave Phillips, desatarraxe a porta de acesso à baia da bateria.



- 2) Levante a porta e remova a bateria.



- 3) Desconecte o cabo da bateria do dispositivo pressionando o conector do cabo conforme mostrado na figura.



NÃO puxe excessivamente o cabo da bateria.

- 4) Instale a nova bateria em ordem inversa à remoção.

Modo Dormir 1

Para reduzir o consumo da bateria, o Modo Dormir 1 será iniciado quando o sistema não for usado por um minuto.

1. Quando o Modo Dormir 1 for iniciado, o Painel de Controle ficará ligeiramente escuro, conforme mostrado na figura a seguir (direita).



Brilho: Normal

Brilho: Ligeiramente escuro

2. Para voltar à operação normal, mova o sistema ou pressione qualquer botão (exceto o botão de exposição).

NOTICE

Se você não usar o sistema, desligue-o para reduzir o consumo da bateria.


Modo Dormir 2

Se o sistema (fora de uso) estiver ligado há 5 minutos desde que o Modo Dormir 1 tiver sido iniciado, o Modo Dormir 2 será iniciado.

IMPORTANT

Se o carregador de bateria estiver conectado, o Modo Dormir 1 será mantido.

1. Quando o Modo Dormir 2 é iniciado, todas as telas são desligadas no Painel de Controle, conforme ilustrado na figura a seguir (à direita).



Brilho: Ligeiramente escuro

Brilho: Escuro

2. Para voltar à operação normal, mova o sistema ou pressione qualquer botão (exceto o botão de exposição).

NOTICE

Quando não estiver em uso, o sistema deve ser desligado para reduzir o consumo de bateria.

Modo Desligar

Se o sistema (fora de uso) estiver ligado há 5 horas desde que o Modo Dormir 2 tiver sido iniciado, o Modo Desligar será iniciado.


IMPORTANT

Se o carregador de bateria estiver conectado, o Modo Dormir 1 será mantido.

1. Todas as telas serão desligadas no PAINEL DE CONTROLE.



2. Para retornar à operação normal no Modo Desligar, você DEVE desligar o sistema e voltar a ligá-lo.



4. Limpeza e manutenção

4.1 Limpeza



Antes de limpar o equipamento, certifique-se de desligá-lo.

- As superfícies do equipamento podem ser limpas com um pano macio umedecido com uma solução de limpeza não corrosiva à base de álcool. Se necessário, limpe as superfícies com desinfetante.
- Se necessário, limpe as superfícies com desinfetante.
- Observe as instruções de higiene do fabricante do scanner de placas de fósforo.



Ao limpar as superfícies, certifique-se de que o equipamento não esteja conectado ao carregador de bateria.



- NÃO exponha o equipamento a quaisquer líquidos.
- NÃO utilize produtos de limpeza em spray ou desinfetantes diretamente sobre o equipamento, pois isso pode provocar um incêndio.



O pano macio deve ser umedecido, mas não ensopado.



O pano não deve ser reutilizado.

4.2 Manutenção

A **VATECH** exige testes de constância periódicos para garantir a qualidade da imagem e a segurança para o paciente e operador.

Apenas técnicos autorizados da **VATECH** podem realizar a inspeção e manutenção dos equipamentos. Para obter assistência técnica, entre em contato com o centro de serviço da **VATECH** ou representante local da **VATECH**.

Observe as instruções de higiene do fabricante do scanner de placas de fósforo.

Cuidados e observações



NÃO guarde o equipamento ou suas peças em um lugar úmido ou próximo a uma substância líquida.



Evite colocar o lugar próximo a instalações de armazenagem de produtos químicos ou preenchidas com gás.



Quando o equipamento não estiver em uso por um longo tempo, carregue completamente a bateria e remova-a do dispositivo antes da armazenagem.

4.2.1 Lista de verificação de tarefas de manutenção



Sempre desligue o equipamento antes de executar qualquer manutenção.

Tarefas	Período
Antes da operação, certifique-se de que o equipamento está limpo e pronto para o uso.	Diariamente
Após usar o equipamento, certifique-se de que o equipamento tenha sido desligado.	Diariamente
Limpe as outras coberturas do equipamento com um pano seco ao final de cada dia de uso.	Diariamente
 NÃO use detergentes ou solventes para limpar as coberturas externas do equipamento.	
Certifique-se de que o sinal seja audível e a luz de emissão de raios X seja visível ao fazer uma exposição.	Diariamente
Confirme que a lâmpada indicadora amarela (exposição) se acenda quando o botão de exposição for pressionado.	Diariamente
Certifique-se de que o LED indicador de carga da bateria se acenda ao carregar a bateria.	Diariamente
Certifique-se de que o indicador de nível da bateria mostre pelo menos dois níveis (Bateria Nível 2). Para obter mais informações sobre os níveis da bateria, consulte a seção ' 3.6 Uso da bateria '.	Diariamente
Certifique-se de que todas as etiquetas visíveis estão intactas e legíveis.	Mensalmente



Se forem encontrados quaisquer defeitos, não use o equipamento, pois ele deverá ser verificado por uma pessoa qualificada. Entre em contato com seu representante de serviços.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Apêndice

A.1 Uso conjunto de suporte e dispositivos por meio de tripé

NOTICE

Os dispositivos de radiografia portáteis não estão disponíveis em alguns países. Para serem usados nesses países, a Vatech oferece o suporte com interruptor de exposição em alternativa.

A base é embalada/enviada em uma caixa separada, conforme mostrado na figura abaixo.



Retire todos os componentes da caixa e siga o procedimento abaixo para fixar a base. (Nota: tripé não incluído)

NOTICE

Para retirar o suporte, inverta o procedimento de montagem.


1. Usando uma chave Phillips, conecte o cabo adaptador de gênero e o EzRay Air Portable com os parafusos fornecidos.



2. Fixe o suporte a um tripé. Consulte o manual do tripé para informações sobre como fixar a um tripé.



3. Fixe a unidade EzRay Air Portable ao suporte com o tripé, conforme mostrado na figura abaixo.



4. Conecte uma extremidade do cabo adaptador de gênero ao dispositivo EzRay Air Portable.




5. Conecte a outra extremidade do cabo adaptador de gênero conectado ao suporte ao cabo de exposição fornecido.



A.2 Uso da cobertura retangular rotativa


A cobertura retangular rotativa gira em 360 graus.

A cobertura retangular rotativa consiste em um anel externo e um anel interno.




O anel externo gira em incrementos de 90 graus.

IMPORTANT



O anel interno gira em incrementos de 10 graus.



1. Monte a cobertura retangular rotativa no cone da estrutura principal.

NOTICE

Para montar a cobertura retangular rotativa no cone, gire a cobertura retangular rotativa em 45 graus e aguarde o som de "clique" para garantir que a montagem foi concluída.

2. Gire o anel externo da cobertura retangular rotativa para ajustar o ângulo aproximadamente.
3. Gire o anel interno da cobertura retangular rotativa para ajustar o ângulo em detalhes.

NOTICE

O método de desmontagem da cobertura retangular rotativa é igual ao de montagem. Consulte a NOTA mencionada abaixo da seção 1.

A.3 Tabelas de tempos de exposição (predefinidos)

As seguintes tabelas de tempos de exposição foram estabelecidas com uma unidade equipada com um cone que corresponde a uma distância do foco até a pele de 200 mm (8 polegadas), respectivamente.

SENSOR DIGITAL: Opção 2: 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 s

Paciente	Dentes	Ângulo de inclinação	SSD: 200 mm (8 polegadas)		
			kV	mA	s
Adulto 	Incisivo 	Maxilar: +45° Mandíbula: -25°	65	2,5	0,12
	Canino 	Maxilar: +45° Mandíbula: -20°	65	2,5	0,14
	Molar/ Pré-molar 	Maxilar: +30° Mandíbula: -5°	65	2,5	0,16
	Interproximais 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,18
Criança 	Incisivo 	Maxilar: +45° Mandíbula: -25°	65	2,5	0,10
	Canino 	Maxilar: +45° Mandíbula: -20°	65	2,5	0,12
	Molar/ Pré-molar 	Maxilar: +30° Mandíbula: -5°	65	2,5	0,14
	Interproximais 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,16

Scanner PSP (VistaScan Nano Easy): 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 s

Paciente	Dentes	Ângulo de inclinação	SSD: 200 mm (8 polegadas)		
			kV	mA	s
Adulto 	Incisivo 	Maxilar: +45° Mandíbula: -25°	60	2,5	0,28
	Canino 	Maxilar: +45° Mandíbula: -20°	60	2,5	0,40
	Molar/ Pré-molar 	Maxilar: +30° Mandíbula: -5°	60	2,5	0,58
	Interproximais 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,63
Criança 	Incisivo 	Maxilar: +45° Mandíbula: -25°	60	2,5	0,18
	Canino 	Maxilar: +45° Mandíbula: -20°	60	2,5	0,23
	Molar/ Pré-molar 	Maxilar: +30° Mandíbula: -5°	60	2,5	0,38
	Interproximais 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,38

A.4 Dados de dose de raios X

Os dados de dose de raios X são extraídos do relatório de teste de dose de raios X para o dispositivo. As doses de raios X do dispositivo no relatório de teste foram medidas de acordo com as normas colaterais IEC. O dispositivo foi projetado conforme a Parte 1, Requisitos gerais de segurança, IEC 60601-1-3,

Condições de teste	
Nome do modelo	VEX-P300
Nome do modelo do tubo	V1-650304
Nome do modelo do gerador	DG-S0101V1 (Tipo inversor)
Fator de carregamento	Opção 1: 60 kV, 2,5 mA Opção 2: 65 kV, 2,5 mA

A.4.1 Tabela de dose de raios X

Equipamento de teste			
Instrumento	Fabricante	Modelo	Número de série
Medidor de várias doses	Raysafe	Unfors Xi mAs / Unfors Xi R/F & MAM	163288 / 161834

Sensor digital

Tabela DAP (Dose Area Product — Produto dose-área) (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV (campo de visão): Ø 6 cm	FOV (campo de visão): 3 x 4 cm	FOV (campo de visão): 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy,cm ²)		
0,14	6,5	2,8	1,4
0,16	7,5	3,2	1,6
0,18	8,5	3,6	1,8
0,20	9,8	4,2	2,1

Tabela DAP (Dose Area Product — Produto dose-área) (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV (campo de visão): Ø 6 cm	FOV (campo de visão): 3 x 4 cm	FOV (campo de visão): 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy,cm ²)		
0,12	6,7	2,9	1,4
0,14	7,9	3,4	1,7
0,16	9,1	3,9	1,9
0,18	10,2	4,3	2,2

Placa de fósforo

Tabela DAP (Dose Area Product — Produto dose-área) (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV (campo de visão): Ø 6 cm	FOV (campo de visão): 3 x 4 cm	FOV (campo de visão): 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy,cm ²)		
0,30	14,7	6,2	3,1
0,42	20,1	8,5	4,3
0,60	29,2	12,4	6,2
0,65	31,6	13,4	6,7

Tabela DAP (Dose Area Product — Produto dose-área) (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV (campo de visão): Ø 6 cm	FOV (campo de visão): 3 x 4 cm	FOV (campo de visão): 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy,cm ²)		
0,28	15,3	6,5	3,2
0,40	23,1	9,8	4,9
0,58	32,9	14,0	7,0
0,63	36,4	15,4	7,7

A.4.2 Dose de fuga

Escopo

IEC 60601-2-65 203,12,4

Requisitos

No ESTADO DE CARREGAMENTO, o KERMA DO AR, devido à FUGA DE RADIAÇÃO dos CONJUNTOS DE FONTE DE RAIOS X, a 1 m do PONTO FOCAL, a média em relação a uma área de 100 cm² cujas dimensões lineares principais não excedem 20 cm, quando operado na TENSÃO NOMINAL DO TUBO DE RAIOS X em condição de CARREGAMENTO correspondente às condições de CARREGAMENTO de referência, não deve exceder 0,25 mGy em uma hora,

Dose de fuga	Faixa permitida
65 kVp, 2,5 mA, 1,0 s (condição de exposição máxima) Na distância do ponto focal de 1 m 1: 60 ciclo de funcionamento	< 0,25 mGy/h


Equipamento de teste			
Instrumento	Fabricante	Modelo	Número de série
Medidor de radiação gama / X	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069

Resultados

As seguintes tabelas de tempos de exposição foram estabelecidas com uma unidade equipada com um cone que corresponde a uma distância do foco até a pele de 200 mm (8 polegadas), respectivamente, Quando as doses de fuga foram medidas com cada tipo de tampa (padrão, retangular 2x3 e retangular 4x3), todos os resultados foram ND (não detectado),


Os dados brutos sobre os resultados são mostrados na tabela abaixo,

O resultado (plano horizontal)



Direção	Tipo padrão	Retangular 2x3	Retangular 4x3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

O resultado (plano vertical)



Direção	Tipo padrão	Retangular 2x3	Retangular 4x3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

- ND: não detectado, O limite de detecção é de 0,00001 mGy por exposição,

A.4.3 Dose dispersa

Escopo

IEC 60601-2-65 203,13

Requisitos

O EQUIPAMENTO ME deve ser provido de meios para permitir, opcionalmente, a atuação da IRRADIAÇÃO a partir de uma ÁREA PROTEGIDA após a instalação, As instruções pertinentes devem ser fornecidas nos DOCUMENTOS ANEXOS,

Resultados


As seguintes tabelas de tempos de exposição foram estabelecidas com uma unidade equipada com um cone que corresponde a uma distância do foco até a pele de 200 mm (8 polegadas), respectivamente,

Equipamento de teste			
Instrumento	Fabricante	Modelo	Número de série
Medidor de radiação gama / X	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069


Método
Simulador de PMMA alinhado a 280 mm de distância do ponto focal
Condições de exposição máx,
Ponto de medição: 1000 mm do Simulador de PMMA

Opção 1: 60 kV / 2,5 mA / 1,0 s

Direção [°]	Resultado (plano horizontal) [μR]	
	Sem proteção	Com proteção
0	63,4	68,14
20	17,8	11,99
45	18,5	13,01
65	19,8	14,76
90	27,1	20,65
110	41,6	32,08
135	63,4	46,18
155	68,1	11,14
180	3,29	2,893
200	51,5	7,557
225	47,5	48,63
245	33,7	33,27
270	23,4	33,25
290	19,8	18,06
315	17,2	15,23
335	19,2	14,71




Direção [°]	Resultado (plano vertical) [μR]	
	Sem proteção	Com proteção
0	25,8	29,8
20	27,3	26,8
45	18,5	22,5
65	15,9	18,5
90	74,1	72,1
110	15,9	18,5
135	17,2	13,5
155	19,9	17,9
180	19,2	17,9
200	27,8	31,4
225	13,9	10,6
245	38,4	8,6
270	7,9	4,3
290	48,4	11,9
315	60,2	52,3
335	41,7	45,7




Opção 2: 65 kV / 2,5 mA / 1,0 s

Direção [°]	Resultado (plano horizontal) [μR]	
	Sem proteção	Com proteção
0	58,8	85,2
20	22,5	30,4
45	39,6	42,7
65	47,6	40,3
90	46,9	42,9
110	47,6	66,7
135	92,5	48,9
155	87,9	34,3
180	11,9	11,9
200	94,5	28,4
225	89,2	80,3
245	86,2	49,5
270	51,6	42,3
290	47,6	43,6
315	27,1	30,7
335	40,4	23,1



Direção [°]	Resultado (plano vertical) [μR]	
	Sem proteção	Com proteção
0	64,7	55,4
20	42,8	44,3
45	26,3	34,8
65	36,8	36,4
90	57,9	82,4
110	42,3	38,2
135	20,7	25,9
155	27,7	31,9
180	36,2	52,6
200	94,6	63,2
225	64,2	49,8
245	42,9	18,4
270	11,2	11,3
290	24,6	7,2
315	52,8	26,5
335	79,1	72,2



A.5 Informação de compatibilidade eletromagnética (EMC)

Orientação e declaração do fabricante — emissões eletromagnéticas

O VEX-P300 é destinado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do VEX-P300 deve se certificar de que o equipamento seja utilizado nesse ambiente.

Teste de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético — orientação
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1 Classe A	As EMISSÕES características do VEX-P300 o tornam adequado para uso em áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se usado em ambiente residencial (para o qual normalmente é necessária a CISPR 11 classe B), este equipamento pode não oferecer proteção adequada a serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário poderá precisar tomar medidas de mitigação, como reposicionar ou reorientar o equipamento.
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Aplicável	O VEX- P300 é indicado para uso em todos os estabelecimentos e pode ser usado em estabelecimentos domésticos e naqueles ligados diretamente à rede elétrica pública de baixa tensão que alimenta edifícios utilizados para finalidades domésticas.
Flutuações de tensão / emissões oscilantes IEC 61000-3-3	Aplicável	

Orientação e declaração do fabricante — imunidade eletromagnéticas

O VEX-P300 é destinado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do VEX-P300 deve se certificar de que o equipamento seja utilizado nesse ambiente.

Teste de resistência à interferência eletrônica	Nível de teste IEC 60601-1-2	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético — orientação
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Descarga por contato direto de ± 8 kV ± 15 kV de descarga de ar	Descarga por contato direto de ± 8 kV ± 15 kV de descarga de ar	O piso deve ser de madeira, concreto ou lajotas de cerâmica. Caso esteja revestido com material sintético, a umidade relativa do ar deve ser de pelo menos 30 %.
RF irradiada Campo eletromagnético IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM a 1 kHz	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM a 1 kHz	O VEX-P300 é indicado para uso em ambiente profissional de saúde.
Imunidade à proximidade Campos do equipamento de comunicação RF sem fio de acordo com a tabela 9 na IEC 60601-1-2	Máx. 28 V/m 385-5785 MHz, de acordo com a tabela 9	Máx. 28 V/m 385-5785 MHz, de acordo com a tabela 9	O equipamento de comunicação RF é usado a menos de 30 cm em relação a qualquer parte do VEX-P300, inclusive cabos especificados pela VATECH.
Disparo/transiente elétrico rápido IEC 61000-4-4	± 2 kV para linhas de alimentação elétrica ± 1 kV para linhas de entrada/saída frequência de repetição de 100 kHz	± 2 kV para linhas de alimentação elétrica ± 1 kV para linhas de entrada/saída frequência de repetição de 100 kHz	A qualidade da energia fornecida deve ser adequada para ambientes hospitalares e comerciais em geral.

Onda IEC 61000-4-5	±1 kV linha(s) para linha(s) ±2 kV linha(s) para terra	±1 kV linha(s) para linha(s) ±2 kV linha(s) para terra	A qualidade da energia fornecida deve ser adequada para ambientes hospitalares e comerciais em geral.
Imunidade a perturbações conduzidas induzidas IEC 61000-4-6	3 V 0,15-80 MHz 6 V em bandas ISM entre 0,15 e 80 MHz 80% AM a 1 kHz Linha de alimentação elétrica e linhas de entrada/saída	3 V 0,15-80 MHz 6 V em bandas ISM entre 0,15 e 80 MHz 80% AM a 1 kHz Linha de alimentação elétrica e linhas de entrada/saída	A força do campo RF na faixa de frequência superior a 150 kHz ~ 80 MHz, a força do campo RF é inferior a 3 V
O campo magnético de frequência de alimentação (50/60 Hz), de acordo com a IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	O campo magnético de frequência de alimentação deve coincidir com o nível geral encontrado no ambiente comercial ou hospitalar.
Quedas de tensão e interrupções curtas IEC 61000-4-11	0 % U_T : 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0 % U_T : 1 ciclo e 70 % U_T : 25/30 Ciclos Fase única: a 0° 0 % U_T : 250/300 ciclos	0 % U_T : 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0 % U_T : 1 ciclo e 70 % U_T : 25/30 Ciclos Fase única: a 0° 0 % U_T : 250/300 ciclos	A qualidade da energia fornecida deve ser adequada para ambientes hospitalares e comerciais em geral. Se o usuário do intensificador de imagens VEX-P300 precisar de operação contínua durante interrupções na rede elétrica, recomenda-se que o intensificador de imagens VEX-P300 seja alimentado por um no-break.

A.6 Abreviaturas

Acrônimo	Nome
AL	Aluminum (Alumínio)
EMC	Electromagnetic Compatibility (Electromagnetic Compatibility, Compatibilidade eletromagnética)
ESD	Electrostatic Discharge (Electro Static Discharge, Descarga eletrostática)
FOV	Field of View (Field of View, Campo de visão)
IEC	International Electro technical Commission (International Electro technical Commission, Comissão eletrotécnica internacional)
ISO	International Standards Organization (International Standards Organization, Organização de normas internacionais)
LED	Light-Emitting Diode (Light-Emitting Diode, Diodo de emissão de luz)
ME	Medical Electrical (Elétrico médico)
PMMA	Poly Methyl Meth Acrylate (Polimetilmetacrilato)
RF	Radio Frequency (Radiofrequência)
SID	Source to Image receptor Distance (Source to Image receptor Distance, Distância da fonte ao receptor de imagem)
SIP	Signal Input Part (Signal Input Part, Peça de entrada de sinal)
SOP	Signal Output Part (Signal Output Part, Peça de saída de sinal)
SSD	Source to Skin Distance (Source to Skin Distance, Distância da fonte à pele)

**Esta página foi intencionalmente deixada em
branco.**

Copyright by © 2017 VATECH Co., Ltd.

Todos os direitos reservados.

A documentação, a marca e o logotipo usados neste manual são protegidos por direitos autorais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida ou transcrita sem a autorização expressa por escrito do fabricante.

Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações que possam ser solicitadas devido a melhorias técnicas. Para obter informações mais atualizadas, contate o representante da VATECH.

Fabricado por VATECH Co., Ltd.

Tel.: (+82) 1588 9510

E-mail: gcs@vatech.co.kr

Site: www.vatech.co.kr

Endereço da sede : 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea

Endereço da fábrica : 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea



O símbolo CE concede a este equipamento conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC, alterada pela 2007/47/EC, como um dispositivo de classe II b.



Representante autorizado na UE: Vatech Global France (SARL)
51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux França
Tel.: +33 1 64 11 43 30
Fax: +33 1 64 11 43 39

ITALIANO

Avviso	i
Convenzioni di questo manuale	ii
1. Panoramica del sistema	1
1.1 Indicazioni per l'uso	1
1.2 Principi di funzionamento	1
1.3 Componenti	1
1.4 Panoramica generale dell'attrezzatura	4
2. Istruzioni sulla sicurezza	7
2.1 Linee guida generali sulla sicurezza	7
2.2 Avvertenze e istruzioni sulla sicurezza	8
3. Funzionamento	11
3.1 Accensione On/Off (Accensione/Spengimento)	11
3.2 Inserimento della password	12
3.3 Modalità di funzionamento	13
3.4 Posizionamento	15
3.5 Esposizione	25
3.5.1 Interruttore di esposizione a distanza	26
3.6 Utilizzo della batteria	27
4. Pulizia e manutenzione	35
4.1 Pulizia	35
4.2 Manutenzione	36
4.2.1 Checklist interventi di manutenzione	37
Appendice	39
A.1 Integrazione del supporto e dei dispositivi utilizzando il treppiedi	39
A.2 Utilizzo della copertura rettangolare rotante	42
A.3 Tabelle dei tempi di esposizione (predefiniti)	44
A.4 Dati delle dosi di raggi X	46
A.4.1 Tabella delle dosi di raggi X	46
A.4.2 Dose di fuga	48
A.4.3 Dose diffusa	51
A.5 Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)	56
A.6 Abbreviazioni	59

**Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente
vuota.**

Avviso

VEX-P300 è un sistema di panoramica dentaria portatile.

Questo manuale contiene descrizioni, istruzioni operative e procedure di diagnostica per immagini per il sistema di panoramica dentaria **VEX-P300**. È consigliato familiarizzare accuratamente con questo manuale per poter usare l'attrezzatura nella maniera più efficace. Seguire tutte le precauzioni, i messaggi di sicurezza e le avvertenze che appaiono in questo manuale.

Conservare sempre il manuale con l'attrezzatura e, se necessario, rivedere le procedure operative e di sicurezza.

Le illustrazioni/foto dell'attrezzatura presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo. L'attrezzatura effettiva può variare.

A causa dei continui miglioramenti tecnologici, il manuale potrebbe non contenere le informazioni più aggiornate. Per maggiori informazioni non presenti in questo manuale, contattateci ai seguenti recapiti:

VATECH Co., Ltd.

Telefono: (+82) 1588 9510

E-mail: gcs@vatech.co.kr

Questo documento è stato originariamente redatto in inglese.

In questo manuale, per attrezzatura si intende il sistema per panoramica **VEX-P300**.

Nome manuale: EzRay Air Portable (modello: VEX-P300) Manuale utente

Numero di documento: VDH-UM-067

Versione: 1.45

Data di pubblicazione: 2020-02

Convenzioni di questo manuale

I seguenti simboli sono utilizzati in tutto il manuale. Assicurarsi di comprendere completamente ciascuno simbolo e seguire le istruzioni che li accompagnano.

Per evitare lesioni personali e/o danni all'apparecchiatura, fare sempre attenzione a tutte le avvertenze e le informazioni di sicurezza contenute in questo documento.

 WARNING	Indica l'esistenza di un pericolo specifico che in presenza di condizioni o azioni non adeguate può causare: • gravi lesioni personali (all'operatore e/o al paziente); • ingenti danni materiali.
 CAUTION	Indica l'esistenza di un pericolo potenziale che in presenza di condizioni o azioni non adeguate può causare: • lesioni minori; • danni materiali.
IMPORTANT	Indica l'esistenza di un problema potenziale che in presenza di condizioni o azioni non adeguate può causare: • danni materiali.
 NOTICE	Indica le precauzioni e le raccomandazioni da adottare durante operatività dell'attrezzatura, precisamente: • utilizzo di questo manuale; • note per sottolineare o chiarire un punto.

1. Panoramica del sistema

Il sistema per panoramica dentaria portatile **VEX-P300** è alimentata da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 21,6 V in corrente continua. Il sistema di panoramica dentaria portatile è un apparecchio a raggi X progettato principalmente per visita odontoiatrica (denti e mandibola). Il sistema di panoramica dentaria portatile è costituita da un generatore di raggi X con un tubo radiogeno comprendente: un regolatore di dispositivo, un regolatore di potenza, un'interfaccia utente, un sistema per la limitazione del fascio, uno scudo per retrodiffusione, e un interruttore opzionale remoto di esposizione. Il sistema di panoramica **VEX-P300** è stato progettato per la diagnostica riguardante denti e mandibola. Tale diagnostica è possibile grazie all'esposizione ai raggi X mediante ricettori d'immagine intraorale.

1.1 Indicazioni per l'uso

EzRay Air Portable (Modello: **VEX-P300**) è una sorgente extraorale di raggi X per la produzione di immagini radiografiche dentali diagnostiche mediante l'uso di recettori d'immagine intraorali. È indicato per l'uso da parte di dentisti od odontotecnici su soggetti adulti e pediatrici.

1.2 Principi di funzionamento


I raggi X vengono prodotti dal passaggio dell'alta tensione nel complessivo del tubo radiogeno che libera gli elettroni dal catodo. Colpendo l'anodo vengono prodotti raggi X. L'attrezzatura acquisisce le immagini emettendo ripetutamente raggi X sul dente umano.

1.3 Componenti



N.	Componente	Standard	Opzione	Quantità
1	Corpo principale (incluso lo schermo di retrodiffusione e il coperchio rotondo)	●		1
2	Cinturino per mano/pettorale	●		1
3	Coperchio rettangolare (4x3)	●		1
4	cavo di alimentazione	●		1
5	Caricabatterie	●		1
6	Manuale utente	●		1
7	Supporto		●	1
8	Coperchio rettangolare (2x3)		●	1
9	Copertura rettangolare rotante (4x3)		●	1

1. Panoramica del sistema

N.	Componente	Standard	Opzione	Quantità
10	Copertura rettangolare rotante (2x3)		●	1
11	Interruttore di esposizione a distanza		●	1
12	Supporto base		●	1



Articoli opzionali disponibili

Nr.	Immagine	Nome opzione
1		Coperchio rettangolare (2x3) (3x2) FOV: 2x3 cm, 3x2 cm (Questo coperchio può essere utilizzato per la versione 2x3 e 3x2.)
2		Interruttore di esposizione a distanza
3		Copertura rettangolare rotante (4x3) (3x4) FOV: 4x3 cm, 3x4 cm (Questo adattatore può essere utilizzato per la versione 4x3 e 3x4.)
4		Copertura rettangolare rotante (2x3) (3x2) FOV: 2x3 cm, 3x2 cm (Questo adattatore può essere utilizzato per la versione 2x3 e 3x2.)
5		Supporto base*
6		Supporto

*** Nel caso in cui venga utilizzato un treppiede con il supporto base, fare riferimento alle specifiche riportate di seguito.**


- Dimensioni vite di fissaggio: 3/8 di pollice
- Peso massimo supportato: circa 5 Kg
- Altezza minima: > 130 cm
- Sono necessarie più di 3 colonne.
- Se si utilizza un treppiede con 3 colonne, assicurarsi che vi sia uno spazio sufficiente, almeno 1 m, dove appoggiarlo.

NOTICE


Consultare l'“Appendice A.2” “**Utilizzo della copertura rettangolare rotante**” per le istruzioni per l'uso.

1.4 Panoramica generale dell'attrezzatura

Corpo principale



Nr.	Oggetto	Descrizione
1	Scudo retrodiffusione	Protegge dalla radiazione da retrodiffusione.
2	Apparecchio di limitazione del fascio di raggi X	Limita l'area esposta ai raggi X. Tipo standard: Cono rotondo + Coperchio rotondo (FOV: Ø 6 cm)
3	Pulsante esposizione ai raggi X	Premere il pulsante per l'esposizione ai raggi X.
4	Impugnatura	Afferrare saldamente l'impugnatura quando si utilizza l'apparecchiatura.
5	Pulsante di accensione	Pulsante On/Off (Accensione/Spegnimento)
6	Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
7	Connettore adattatore	Collegare l'adattatore di ricarica.
8	Porta interruttore di esposizione a distanza raggi X	Collegare il cavo di scatto di esposizione ai raggi X. Oppure utilizzarla come porta di servizio
9	Passante per il cinturino	Collegare il cinturino.
10	Pannello di controllo	Display per le impostazioni dell'esposizione ai raggi X e per le condizioni operative
11	Generatore raggi X	Include il tubo radiogeno e il generatore ad alta tensione.

Pannello di controllo

Nr.	Oggetto	Descrizione
1		Tensione tubo/indicatore di corrente Indica la tensione tubo e la corrente del tubo dell'apparecchiatura.
2		Display angolo/tempo Visualizza il tempo di esposizione ai raggi X, i codici di errore, il tempo di raffreddamento e l'angolo di esposizione.
3		Selezione adulto/bambino Indica il tipo di paziente (adulto o bambino).
4	  	Indicatore batteria residua Indica il livello di batteria residua.
		Indicatore caricabatteria 1) Indica che il caricabatteria è collegato all'apparecchio. 2) Quando lampeggia indica che la batteria deve essere ricaricata.
5		Pulsante SET (Impostazioni) Reimposta l'angolo di esposizione ai raggi X.
6		Segnalatore acustico Allarme acustico per l'esposizione a raggi X

Nr.	Oggetto	Descrizione
7		Selezione tipo di dente Seleziona il tipo di dente
8		Indicatore esposizione ai raggi X Indica lo stato di esposizione ai raggi X. (Verde: pronto / Giallo: raggi X accesi)
9		Jog dial Ruotare il jog dial a sinistra (-) o a destra (+) per selezionare l'impostazione di esposizione ai raggi X. Premere il jog dial per confermare l'impostazione operativa.
10		Pulsante AUTO Imposta automaticamente il tipo di dente e il tempo di esposizione sulla base dell'angolo di esposizione ai raggi X.

2. Istruzioni sulla sicurezza

2.1 Linee guida generali sulla sicurezza

- Modalità di funzionamento: funzionamento continuo con caricamento intermittente 60 volte il tempo di esposizione, attendere prima di procedere con l'esposizione successiva.
- La presente attrezzatura è progettata e costruita per assicurare la massima sicurezza di funzionamento. Conformarsi scrupolosamente alle precauzioni di sicurezza e alle istruzioni di funzionamento illustrate nel presente manuale durante le operazioni di funzionamento e manutenzione.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in un ambiente controllato da una persona legalmente qualificata, ovvero un radiologo, tecnico di radiologia diagnostica, tecnico di radiologia medica o professionista sanitario specializzato nell'acquisizione di immagini di parti anatomiche umane per la diagnosi e il trattamento di patologie.
- Osservare tutte le normative locali in materia di incendi. Tenere sempre un estintore in prossimità dell'attrezzatura.
- L'attrezzatura deve essere installata, gestita e utilizzata da personale di servizio qualificato in base alle procedure e ai piani di manutenzione preventivi. L'unica operazione consentita agli utenti è la sostituzione della batteria.
- Quando non si utilizza l'attrezzatura, assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia impostato su spegnimento.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di procedere alla pulizia dell'attrezzatura.
- NON tenere l'attrezzatura o parti di essa in un luogo umido e NON immergere in sostanze liquide.
- Evitare di posizionare l'attrezzatura in prossimità di depositi di prodotti chimici o di strutture contenenti gas.
- L'attrezzatura viene fornita con lo schermo di retrodiffusione già saldamente fissato, pertanto detta parte non può essere sostituita dagli utenti. Qualora la parte risultasse danneggiata o difettosa, contattare il rappresentante del servizio per ottenerne la sostituzione.
- Lo schermo di retrodiffusione protegge gli utenti dalle radiazioni di retrodiffusione a cui potrebbero essere esposti durante l'emissione di raggi X. L'utilizzo dell'attrezzatura munita di schermo di retrodiffusione consente agli utenti di essere esposti a una quantità di radiazioni inferiore rispetto all'utilizzo senza detta parte.

2.2 Avvertenze e istruzioni sulla sicurezza



La presente unità a raggi X potrebbe costituire un pericolo per la salute di pazienti e operatori se non si osservano i fattori di esposizione, le istruzioni di funzionamento e i piani di manutenzione.

È importante prendere attenta visione del presente manuale dell'utente e attenersi scrupolosamente a tutte le avvertenze in esso indicate.



Al fine di evitare il rischio di folgorazione, collegare l'attrezzatura a una rete di alimentazione provvista di messa a terra di protezione.



Poiché le regolamentazioni e le norme in materia di sicurezza dalle radiazioni cambiano da un paese all'altro, è responsabilità del proprietario e/o dell'operatore della presente attrezzatura conformarsi a tutte le regolamentazioni e le norme applicabili in materia di sicurezza dalle radiazioni vigenti nella propria area.

- NON aprire o rimuovere i pannelli di copertura dell'attrezzatura.
- Non esporre mai l'attrezzatura a liquidi, liquidi nebulizzati o spray. L'esposizione dell'attrezzatura ai liquidi può causare folgorazione o danneggiare in altro modo il sistema.
- NON utilizzare detergenti spray sull'attrezzatura, in quanto sussiste il rischio di incendio.
- Non utilizzare mai l'attrezzatura in un ambiente in cui potrebbero verificarsi esplosioni.
- NON posizionare materiali infiammabili in prossimità dell'attrezzatura.
- Non toccare mai il paziente se si stanno contemporaneamente toccando i connettori SIP/SOP.
- Non tentare mai di modificare l'attrezzatura, compresi fili o cavi, in quanto si corre il rischio di arrecarvi danni irreparabili.
- Si consiglia ai pazienti e agli operatori di indossare un camice schermato con il piombo, se non prescritto diversamente in protocolli di protezione dalle radiazioni applicabili localmente.
- Bambini e donne incinte devono consultare un medico prima di esporsi ai raggi X.
- L'interferenza elettromagnetica (cioè, il rumore) di altre apparecchiature utilizzate nell'area potrebbe causare seri pericoli durante esami e trattamenti medici specifici.

- Posizionare i caricabatteria in un'area accessibile che consenta di scollegarli facilmente dalla sorgente di alimentazione.

Utilizzo della batteria

- Assicurarsi di caricare la batteria in un ambiente esterno lontano dal paziente.
- Assicurarsi di utilizzare soltanto batterie fornite o approvate da VATECH. L'utilizzo di batterie non standard o danneggiate può determinare il rischio di incendi ed esplosioni.
- Assicurarsi di utilizzare soltanto caricabatteria forniti o approvati da VATECH. L'utilizzo di un caricabatteria non autorizzato può danneggiare la batteria.
- NON esporre le batterie a calore o fiamme. Non conservare alla luce diretta del sole.
- NON frantumare, forare, deformare o disassemblare la batteria, né provocarne il corto circuito.
- NON conservare le batterie in maniera casuale in una scatola o in un cassetto in cui potrebbero dare luogo a corto circuito l'una con l'altra o con altri oggetti metallici.
- Osservare la disposizione dei segni più (+) e meno (-) sulla batteria e sull'attrezzatura e assicurarne l'uso corretto.
- NON rimuovere una batteria dalla confezione originale finché non è richiesto l'uso.
- NON sottoporre le batterie a shock meccanico.
- Qualora si verificasse una perdita della cella, evitare che il liquido venga a contatto con occhi e pelle. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente l'area interessata con acqua e contattare un medico.
- NON bagnare la batteria e non lasciarla in acqua. Tenere le batterie in un posto pulito e asciutto.
- Tenere la batteria fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di ingestione di una batteria, contattare immediatamente un medico.
- NON smaltire la batteria con i rifiuti ordinari. Consegnare le batterie esauste al fornitore locale oppure smaltirle o riciclarle ai sensi delle vigenti normative locali stabilite a livello governativo.
- Le batterie possono essere sostituite dagli utenti.
- Assicurarsi di spegnere il dispositivo prima di sostituire la batteria.
- Durante il caricamento della batteria, la funzione di esposizione è bloccata.
- NON lasciare una batteria in carica per un tempo prolungato qualora non in uso.

- Se l'attrezzatura è rimasta inutilizzata per periodi di tempo prolungati, si consiglia di procedere al caricamento della batteria prima dell'utilizzo.
- Dopo un periodo prolungato di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenerne le prestazioni ottimali.
- Assicurarsi di spegnere l'attrezzatura quando non è in uso. Questa precauzione consente di garantire la durata della batteria.
- Assicurarsi di caricare frequentemente la batteria al fine di garantirne la durata.
- Se l'attrezzatura è rimasta inutilizzata ma accesa per lunghi periodi di tempo, la batteria potrebbe essere completamente esausta.
 - A seconda dello stato di esaurimento della batteria, è necessario circa 1 giorno per ricaricarla. Se il dispositivo non si accende dopo circa 1 giorno di carica, la batteria è stata completamente esausta. Contattare il rappresentante del servizio per ottenere la sostituzione della batteria.
 - NON caricare una batteria completamente esausta, in quanto sussiste il rischio di incendi o esplosioni. Assicurarsi di sostituire la batteria (fornita da VATECH).

Sicurezza dalle radiazioni




Al fine di salvaguardare la sicurezza propria e dei pazienti, si consiglia a tutti gli utenti di conformarsi alle seguenti linee guida in materia di sicurezza dalle radiazioni durante l'utilizzo dell'attrezzatura.

- Tutti gli utenti e i pazienti devono indossare equipaggiamenti protettivi, come camici schermati con il piombo, collari per la protezione della tiroide e così via.
- L'attrezzatura deve essere utilizzata in un'area distante almeno 1,8 m da altre persone, come assistenti o altri pazienti. Qualora suddette persone debbano stare a una distanza inferiore ai 1,8 m, si consiglia loro di indossare un camice schermato con il piombo, un collare per la protezione della tiroide o di ripararsi dietro una schermatura al piombo.
- Le donne incinte devono essere esposte ai raggi X soltanto se strettamente necessario.
- Tutti gli utenti devono conformarsi alle politiche in materia di protezione dalle radiazioni stabilite a livello governativo.
- Quando si seleziona un dispositivo di indicazione di posizione (PID), tenere a mente che il PID può essere utilizzato con lo schermo di retrodiffusione posteriore fissato alla parte esterna del cono per una massima protezione dell'operatore.

3. Funzionamento

3.1 Accensione On/Off (Accensione/Spegnimento)

1. Accendere l'apparecchiatura come mostrato nell'immagine seguente.



2. Si accendono il display e gli indicatori seguenti:

- display angolo/tempo corrente
- display selezione tipo di dente
- display selezione adulto/bambino
- indicatore batteria residua
- indicatore esposizione ai raggi X


3. Assicurarsi che si illumini almeno un indicatore di batteria.



Livello batteria 1

NOTICE

Se l'indicatore di batteria lampeggia, caricare immediatamente la batteria con il caricabatteria.



Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "3.6 Utilizzo della batteria".

3.2 Inserimento della password

1. Inserire la password numerica a 3 cifre utilizzando il jog dial. (la password predefinita è 000)



2. Premere il jog dial per inserire la cifra successiva, quindi premere e tenere premuto il jog dial.



3.3 Modalità di funzionamento

Questa apparecchiatura ha due modalità di funzionamento: manuale e automatica.

Modalità manuale

1. Quando l'area destinata alla selezione del tipo di dente lampeggia, ruotare il jog dial per selezionare il tipo di dente. Per visualizzare il pannello di comando prima e dopo la selezione, fare riferimento alle immagini seguenti.

Prima della selezione tipo di dente



Dopo la selezione tipo di dente




Tipo di dente

Simbolo	Tipo
	Incisivo
	Canino
	Molare/Premolare
	Bitewing

2. Dopo aver selezionato il tipo di dente, selezionare il tipo di paziente. Quando l'area destinata alla selezione del tipo di paziente lampeggia, ruotare il jog dial per selezionare il tipo di paziente. Per visualizzare il pannello di comando dopo la selezione, fare riferimento alle immagini seguenti.

Dopo la selezione tipo di paziente



Tipo di paziente

Simbolo	Tipo
	Adulto
	Bambino

NOTICE

Dopo aver selezionato il tipo di dente e di paziente, viene visualizzato in automatico il tempo di esposizione.

3. Se si vuole modificare il tempo di esposizione, ruotare il jog dial per regolare il tempo di esposizione da 0,05 a 1.0 secondi (incrementi da 0,01 s)

NOTICE

Se si preme il jog dial dopo aver regolato il tempo di esposizione in modalità manuale, il tempo di esposizione torna all'impostazione standard.


Per salvare il tempo di esposizione come standard in modalità manuale, tenere premuto il jog dial per circa 3 secondi.

3.4 Posizionamento


Posizionamento del paziente

Per ottenere una radiografia intraorale di massima qualità con il maggior numero di dettagli, prestare particolare attenzione a tutti i passaggi del processo radiografico: posizionare il paziente e il sistema di acquisizione immagini a raggi X ed esporre la lastra ai fosfori o il sensore intraorale.

1. Far indossare al paziente un grembiule di piombo per proteggere il petto.
2. Far sedere il paziente sulla sedia con il piano sagittale in posizione verticale.
 - Per effettuare una radiologia alla mascella superiore, il piano di Francoforte deve essere in posizione orizzontale.



- Per effettuare una radiologia alla mandibola inferiore, il piano occlusale deve essere in posizione orizzontale.



3. Posizionare il cono della testata del tubo sull'area dove si vuole realizzare un'immagine.

Quando si impugna l'apparecchio, si consiglia di afferrare l'impugnatura con una mano e di posizionare l'altra nella parte inferiore, tra il pulsante esposizione e il cono, come mostrato nell'immagine seguente.




NOTICE

I tempi di esposizione cambiano a seconda degli angoli dell'immagine. Poiché occorre sottoporre al paziente un basso dosaggio di raggi X e mantenere l'operatore in un'area protetta, la testa del paziente deve essere leggermente inclinata. Qualora necessario, è possibile sollevare o abbassare il mento. Fare riferimento a '**2.2 Avvertenze e istruzioni sulla sicurezza**'.

Per maggiori informazioni sul posizionamento del paziente e sull'angolo di apertura per ciascuna modalità, fare riferimento alle **Istruzioni di posizionamento**.


Istruzioni di posizionamento

Tecnica in parallelo: La lastra ai fosfori o il sensore viene posizionato su un supporto utilizzato per allineare la lastra ai fosfori o il sensore in parallelo all'asse lungo del dente.



1. Lastra ai fosfori o sensore
2. Asse lungo del dente

Tecnica della bisettrice dell'angolo: Il paziente tiene in posizione la lastra ai fosfori o il sensore con il suo dito. Il fascio di raggi X viene direzionato perpendicolarmente attraverso una linea immaginaria che biseca l'angolo tra la lastra ai fosfori o il sensore del piano e l'asse lungo del dente.



1. Lastra ai fosfori o sensore
2. Asse lungo del dente

Posizionare la testata del tubo verso il paziente utilizzando le procedure di posizionamento standard ammesse.


Qui sono presenti le angolazioni e le direzioni specifiche per la testata del tubo, in modo da ottenere le miglior immagini possibili di un particolare dente (ovvero **Tecnica della bisettrice dell'angolo**).



Posizionare il recettore con cura per non danneggiare i tessuti molli nell'area intraorale del paziente.

▪ Incisivo superiore


Il fascio di raggi X deve essere direzionato verso il basso a 45°.



Dente		Angolo di inclinazione
Incisivo	Superiore	+45°

▪ Incisivo inferiore


Il fascio di raggi X deve essere direzionato verso l'alto a 25°.



Dente		Angolo di inclinazione
Incisivo	Inferiore	-25°

- **Canino superiore**


Il fascio di raggi X deve essere direzionato verso il basso a 45° .



Dente		Angolo di inclinazione
Canino	Superiore	$+45^\circ$

- **Canino inferiore**

Il fascio di raggi X è orientato di 20° verso l'alto.



Dente		Angolo di inclinazione
Canino	Inferiore	-20°

- **Molare e premolare superiori**


Il fascio di raggi X è orientato di 30° verso il basso.



Dente		Angolo di inclinazione
Molare e premolare	Superiore	+30°

- **Molare e premolare inferiori**

Il fascio di raggi X è orientato di 5° verso l'alto.



Dente		Angolo di inclinazione
Molare e premolare	Inferiore	-5°

▪ Bitewing

Nella radiografia bitewing, durante l'esposizione il paziente serra i denti sulla lastra ai fosfori/supporto del sensore.

Il fascio di raggi X è orientato di $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$ verso il basso.



Dente	Angolo di inclinazione
Radiografia bitewing	$+5^{\circ} \sim +8^{\circ}$

Posizionare il sensore per la radiografia

Con il sistema odontoiatrico a raggi X **VEX-P300** è possibile creare un'immagine a raggi X su diversi tipi di ricevitore per l'acquisizione di immagini:

- Sensori digitali
- Lastra ai fosfori


Per garantire la qualità dell'immagine, il sensore per la radiografia digitale deve essere posizionato correttamente (per i dettagli sul corretto posizionamento del sensore per la radiografia, fare riferimento alla sezione "Istruzioni di posizionamento").

- Lo scorretto posizionamento del sensore, può portare a errori nella radiografia, come radici e denti deformati, allungati, ingranditi e contatti sovrapposti.

NOTICE


La tecnica a raggi paralleli genericamente riduce il rischio di tali errori, ma se il sensore viene posizionato in modo scorretto, potrebbero comunque sopraggiungere errori di angolazione (angolazione del sensore sul dente stesso).

- L'allineamento scorretto del sensore con lo schema di uscita del fascio di raggi X può portare a tagli del cono sulla radiografia. I tagli del cono sono quelle aree che compaiono sulla radiografia quando la pellicola non viene completamente esposta al fascio di raggi X. Fare riferimento all'immagine seguente come esempio di taglio del cono.




Taglio del cono

L'immagine seguente indica come avviene un taglio del cono mostrando la posizione del sensore e l'area della radiografia.




Per assicurare un corretto allineamento tra il sensore e il fascio di raggi X, è consigliabile utilizzare un indicatore di posizione (PID) come mostrato dall'immagine seguente.



3. Funzionamento

Quando si utilizza un indicatore di posizione, lo schema di uscita dell'apparecchio radiogeno deve essere perpendicolare al recettore obiettivo, come mostrato dall'immagine seguente.



NOTICE


Una volta allineato correttamente l'indicatore di posizione, è necessario chiedere al paziente di restare immobile.

3.5 Esposizione

IMPORTANT

L'operatore DEVE necessariamente chiedere al paziente di restare immobile per tutta la durata dell'esposizione.

1. Chiedere al paziente di restare immobile.
2. Premere il pulsante di esposizione per tutta la durata della stessa.



3. Durante l'esposizione ai raggi X,
 - l'indicatore di esposizione ai raggi X si illumina e produce un suono.
 - Tenere premuto il pulsante finché l'indicatore di esposizione ai raggi X e il suono non si spengono.



Verde: Pronto



Giallo: Raggi X On

IMPORTANT

Tenere premuto il pulsante o l'interruttore di esposizione finché il suono non si spegne. Altrimenti l'esposizione risulterà imprecisa e comparirà un messaggio d'errore sul pannello di controllo.

3.5.1 Interruttore di esposizione a distanza

L'interruttore di esposizione a distanza permette all'operatore di controllare l'acquisizione dell'immagine dall'esterno della stanza radiografica.

Tenere premuto l'interruttore di esposizione a distanza fino al completamento dell'acquisizione dell'immagine. Il rilascio anticipato dell'interruttore di esposizione a distanza arresterà l'acquisizione dell'immagine.

Premendo l'interruttore di esposizione a distanza, si attiverà l'indicatore di esposizione ai raggi X, che diventerà giallo. Questo colore indica che i raggi X stanno venendo emessi.



IMPORTANT

L'interruttore di esposizione a distanza è staccabile. Assicurarsi che il cavo dell'interruttore di esposizione a distanza non venga accidentalmente staccato dall'unità durante l'utilizzo.

IMPORTANT

Mantenere un contatto vocale/visivo con il paziente durante l'esposizione. Se, durante l'esposizione, si verifica qualche problema, rilasciare immediatamente l'interruttore di esposizione a distanza.

3.6 Utilizzo della batteria

L'indicatore di batteria, che ne indica il livello residuo, è situato sul lato sinistro del pannello di controllo. Quando l'indicatore di batteria mostra una tacca lampeggiante (livello 1), ricaricare immediatamente la batteria. Fare riferimento ai livelli di batteria come mostrato dall'immagine sottostante.



Livello 3



Livello 2



Livello 1



Se la batteria non viene ricaricata per circa un'ora, la tensione della batteria diminuisce. A questo livello, tutti i display si spengono tranne il codice d'errore **A.10**, come mostrato dall'immagine, di conseguenza non è possibile eseguire l'esposizione. Una volta collegato al caricabatterie, il livello della batteria diventa 'Livello 1', e l'apparecchio torna al normale funzionamento.

IMPORTANT



Lo stato del sistema dipende dai livelli della batteria

Oggetto		Stato del sistema			
		Livello batteria 3, 2	Livello batteria 1		Batteria scarica
Quando si accende il sistema	Funzionamento	Normale	Normale	Normale	Non in funzione
	Indicatore livello batteria	Normale	Normale	Lampeggiante	Non visualizzato
	Indicatore caricabatteria	Non visualizzato	Non visualizzato	Lampeggiante	Non visualizzato
	Illuminazione pannello di controllo	Normale	Normale	Scufo	Normale (viene visualizzato solo il codice d'errore A.10)
Durante il funzionamento del sistema	Funzionamento	Normale	Normale	Normale	Non in funzione
	Indicatore livello batteria	Normale	Normale	Lampeggiante	Non visualizzato
	Indicatore caricabatteria	Non visualizzato	Non visualizzato	Lampeggiante	Non visualizzato
	Illuminazione pannello di controllo	Normale	Normale	Normale	Normale (viene visualizzato solo il codice d'errore A.10)



Assicurarsi di ricaricare la batteria quando l'indicatore di ricarica della batteria lampeggia (o quando viene visualizzato il codice d'errore A.10). Se l'apparecchio mostra il codice d'errore A.10 per un lungo periodo di tempo, la batteria potrebbe scaricarsi del tutto.




NON caricare una batteria completamente scarica, altrimenti l'apparecchio potrebbe incendiarsi o esplodere. Assicurarsi di sostituire la batteria (fornita da VATECH).




Quando l'apparecchio è collegato al caricabatterie, l'indicatore di ricarica della batteria viene visualizzato per tutto il tempo, tranne quando la batteria è completamente scarica.

Ricarica della batteria

1. Collegare il caricabatterie al connettore del caricabatterie, come mostrato dall'immagine seguente.



2. Quando il caricabatterie è collegato, si accende l'indicatore a LED di carica della batteria. Ricaricare la batteria finché non si illuminano tutte e tre le tacche dell'indicatore.



NOTICE

Sono necessarie circa 3 ore affinché la batteria, da completamente scarica, risulti completamente carica.

3. Quando la ricarica della batteria è completata, scollegare il caricabatterie dall'apparecchio.

NOTICE

Non è possibile effettuare un'esposizione quando l'apparecchio è collegato al caricabatterie.



Utilizzare solo il caricabatterie più recente fornito con questo dispositivo, poiché le specifiche di ricarica sono diverse da quelle del vecchio modello di caricabatterie.

L'utilizzo di un vecchio modello di caricabatterie può danneggiare il dispositivo.

Ciclo d'utilizzo della batteria

La batteria è un componente di consumo. È previsto che si deteriori gradualmente, perciò dovrebbe essere ricaricata più di frequente. Quando la durata della batteria diminuisce della metà o più rispetto a quando era nuova, contattare il proprio servizio clienti per ricevere una batteria nuova.

Per sostituire la batteria in maniera corretta, vedere la sezione "**Sostituzione della batteria**".


Sostituzione della batteria

NOTICE


Le batterie possono essere sostituite dall'utente.

Per sostituire la batteria, contattare il proprio servizio clienti che fornirà un nuovo kit batteria (che comprende una batteria nuova e un cacciavite Philips).

1. Manodopera
Una persona, 3 minuti
2. Attrezzi necessari
Cacciavite Phillips (dimensione: T20)
3. Procedura di rimozione
 - 1) Utilizzando un cacciavite Philips, svitare lo sportello del vano batteria.



- 2) Aprire lo sportello e togliere la batteria.



- 3) Scollegare il cavo della batteria dall'apparecchio premendo il connettore del cavo della batteria, come mostrato dall'immagine seguente.



NON tirare eccessivamente il cavo della batteria.

- 4) Montare la batteria nuova seguendo l'ordine opposto rispetto allo smontaggio.

Modalità risparmio di energia 1

Per ridurre il consumo della batteria, l'apparecchio entra in modalità risparmio di energia 1 quando non viene utilizzato per un minuto.

1. Una volta che l'apparecchio entra in modalità risparmio di energia 1, il pannello di controllo diventa leggermente scuro, come mostrato dall'immagine seguente (destra).



Illuminazione: Normale

Illuminazione: Leggermente scura

2. Per tornare al funzionamento normale, muovere il sistema o premere qualsiasi pulsante (tranne il pulsante di esposizione ai raggi X).

NOTICE

Se non si sta utilizzando il sistema, spegnerlo per ridurre il consumo di batteria.


Modalità risparmio di energia 2

Se il sistema (non in uso) resta acceso più di 5 minuti in modalità risparmio di energia 1, entra in modalità risparmio di energia 2.

IMPORTANT

Se il caricabatterie è collegato, viene mantenuta la modalità risparmio di energia 1.

1. Una volta che l'apparecchio entra in modalità risparmio di energia 2, tutti i display sul pannello di controllo si spengono come mostrato dall'immagine seguente (destra).



Illuminazione: Leggermente scura

Illuminazione: Scura

2. Per tornare al funzionamento normale, muovere il sistema o premere qualsiasi pulsante (tranne il pulsante di esposizione ai raggi X).

NOTICE

Quando l'apparecchio non viene utilizzato, spegnerlo al fine di ridurre il consumo della batteria.

Modalità spegnimento

Se il sistema (non in uso) resta acceso più di 5 ore in modalità risparmio di energia 2, avvia la modalità spegnimento.


IMPORTANT

Se il caricabatterie è collegato, viene mantenuta la modalità risparmio di energia 1.

1. Tutti i display del pannello di controllo risultano spenti.



2. Per tornare al funzionamento normale dalla modalità spegnimento, è **NECESSARIO** arrestare il sistema e riavviarlo.



4. Pulizia e manutenzione

4.1 Pulizia



Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che questo sia spento.

- Le superfici dell'apparecchio possono essere pulite con un panno morbido, inumidito con una soluzione a base di alcol non corrosiva. Se necessario, strofinare le superfici con un disinfettante.
- Se necessario, strofinare le superfici con un disinfettante.
- Seguire le istruzioni in materia di igiene fornite dal produttore dello scanner per lastre ai fosfori.



Durante la pulizia delle superfici, assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato al caricabatterie.



- NON esporre l'apparecchio a liquidi.
- NON utilizzare spray detergenti o disinfettanti direttamente nell'apparecchio, in quanto potrebbe incendiarsi.



Il panno morbido deve essere inumidito, non bagnato fradicio.



Le salviette o i panni non devono essere riutilizzati.

4.2 Manutenzione

VATECH prevede test costanti e periodici per assicurare la qualità delle immagini e la sicurezza del paziente e dell'operatore.

Soltanto i tecnici autorizzati VATECH possono eseguire le ispezioni e la manutenzione dell'apparecchio. Per l'assistenza tecnica, contattare il centro di assistenza VATECH o il vostro servizio clienti VATECH locale.

Seguire le istruzioni in materia di igiene fornite dal produttore dello scanner per lastre ai fosfori.

Avvertenze e note



Tenere l'apparecchio e i suoi componenti LONTANO da luoghi umidi o da sostanze liquide.



Evitare di posizionare l'apparecchio vicino a prodotti chimici e impianti contenenti gas.



Quando l'apparecchio non dovrà essere utilizzato per un lungo periodo di tempo, ricaricare completamente la batteria e rimuoverla dall'apparecchio prima dell'immagazzinamento.

4.2.1 Checklist interventi di manutenzione



Spegnere sempre l'apparecchio prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.

Intervento	Periodo
Prima di metterlo in funzione, assicurarsi che l'apparecchio sia pulito e pronto all'uso.	Giornalmente
Dopo aver utilizzato l'apparecchio, assicurarsi di averlo spento.	Giornalmente
Strofinare le coperture esterne dell'apparecchio con un panno asciutto alla fine di ogni operazione.	Giornalmente
 NON utilizzare detergenti o solventi per pulire le coperture esterne dell'apparecchio.	
Assicurarsi che il segnale acustico sia udibile e la spia di emissione dei raggi X sia visibile, quando si esegue un'esposizione.	Giornalmente
Assicurarsi che l'indicatore giallo (esposizione) si accenda quando si preme il pulsante di esposizione.	Giornalmente
Assicurarsi che l'indicatore a LED di carica della batteria compaia quando si ricarica la batteria.	Giornalmente
Assicurarsi che l'indicatore di livello della batteria visualizzi almeno due tacche (Livello batteria 2). Per ulteriori informazioni sui livelli della batteria, vedere la sezione " 3.6 Utilizzo della batteria ".	Giornalmente
Assicurarsi che tutte le etichette visibili siano intatte e leggibili.	Mensilmente



In caso di difetti, non azionare l'apparecchio in quanto dovrà essere gestito da un tecnico qualificato. Contattare il proprio servizio clienti.

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

Appendice

A.1 Integrazione del supporto e dei dispositivi utilizzando il treppiedi

NOTICE

Le unità a raggi X portatili non sono disponibili in alcuni paesi. Per l'uso in tali paesi, Vatech fornisce il supporto con l'interruttore di esposizione come optional.

Il supporto è contenuto / spedito in una confezione a parte come illustrato nell'immagine sotto.



Estrarre tutti i componenti dalla confezione e seguire la procedura sotto descritta per fissare il supporto. (Nota: il treppiedi non è incluso)

NOTICE

Per rimuovere il supporto, eseguire la procedura di montaggio in senso inverso


1. Utilizzando un cacciavite Phillips, collegare l'unità EzRay Air Portable e il cavo Gender con le viti in dotazione.




2. Fissare il supporto ad un treppiedi. Per le istruzioni di fissaggio, fare riferimento al manuale del treppiedi.



3. Fissare l'unità EzRay Air Portable al supporto con il treppiedi come illustrato nell'immagine sotto.



4. Collegare un'estremità del cavo Gender al dispositivo EzRay Air Portable.




5. Collegare l'altra estremità del cavo Gender collegato al supporto al cavo di esposizione fornito.



A.2 Utilizzo della copertura rettangolare rotante


La copertura rettangolare rotante ruota di 360 gradi.

La copertura rettangolare rotante è composta dall'anello esterno e dall'anello interno.




L'anello esterno ruota in incrementi di 90 gradi.

IMPORTANT



L'anello interno ruota in incrementi di 10 gradi.



1. Montare la copertura rettangolare rotante al cono del corpo principale.

NOTICE

Per montare la copertura rettangolare rotante al cono, ruotarla di 45 gradi e verificare che faccia "click" per assicurarsi che il montaggio sia stato completato.

2. Per regolare l'angolazione in maniera indicativa, ruotare l'anello esterno della copertura rettangolare rotante.
3. Per regolare l'angolazione in maniera più precisa, ruotare l'anello interno della copertura rettangolare rotante.

NOTICE

Il metodo di smontaggio della copertura rettangolare rotante è uguale al metodo di montaggio. Consultare la NOTA indicata sotto al passaggio 1.

A.3 Tabelle dei tempi di esposizione (predefiniti)

Le seguenti tabelle dei tempi di esposizione sono state stabilite con una unità dotata di cono corrispondente ad una distanza fuoco-pelle di 200 mm (8").

SENSORE DIGITALE: Opzione 2: 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 sec

Paziente	Dente	Angolo di inclinazione	SSD: 200 mm (8")		
			kV	mA	s
Adulto 	Incisivo 	superiore: +45° inferiore: -25°	65	2,5	0,12
	Canino 	superiore: +45° inferiore: -20°	65	2,5	0,14
	Molare/ Premolare 	superiore: +30° inferiore: -5°	65	2,5	0,16
	Bitewing 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,18
Bambino 	Incisivo 	superiore: +45° inferiore: -25°	65	2,5	0,10
	Canino 	superiore: +45° inferiore: -20°	65	2,5	0,12
	Molare/ Premolare 	superiore: +30° inferiore: -5°	65	2,5	0,14
	Bitewing 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,16

Scanner PSP (VistaScan Nano Easy): 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 sec

Paziente	Dente	Angolo di inclinazione	SSD: 200 mm (8")		
			kV	mA	s
Adulto 	Incisivo 	superiore: +45° inferiore: -25°	60	2,5	0,28
	Canino 	superiore: +45° inferiore: -20°	60	2,5	0,40
	Molare/ Premolare 	superiore: +30° inferiore: -5°	60	2,5	0,58
	Bitewing 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,63
Bambino 	Incisivo 	superiore: +45° inferiore: -25°	60	2,5	0,18
	Canino 	superiore: +45° inferiore: -20°	60	2,5	0,23
	Molare/ Premolare 	superiore: +30° inferiore: -5°	60	2,5	0,38
	Bitewing 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,38

A.4 Dati delle dosi di raggi X

I dati delle dosi di raggi X vengono estratti dal rapporto di test sulle dosi di raggi X per l'apparecchio. Le dosi di raggi X dell'apparecchio nel rapporto di test sono state misurate in conformità con le norme collaterali IEC. L'apparecchio è stato progettato in conformità con la Parte 1. Requisiti generali per la sicurezza, IEC 60601-1-3.

Condizione di test	
Nome del modello	VEX-P300
Nome del modello del tubo	V1-650304
Nome del modello del generatore	DG-S0101V1 (tipo di inverter)
Fattore di carico	Opzione 1: 60 kV, 2,5 mA Opzione 2: 65 kV, 2,5 mA

A.4.1 Tabella delle dosi di raggi X

Apparecchiatura di test			
Strumento	Produttore	Modello	N. di serie
Multi-dosimetro	Raysafe	Unfors Xi mAs / Unfors Xi R/F & MAM	163288 / 161834

Sensore digitale

Tabella del prodotto dose-area (DAP) (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy/cm ²)		
0,14	6,5	2,8	1,4
0,16	7,5	3,2	1,6
0,18	8,5	3,6	1,8
0,20	9,8	4,2	2,1

Tabella del prodotto dose-area (DAP) (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy/cm ²)		
0,12	6,7	2,9	1,4
0,14	7,9	3,4	1,7
0,16	9,1	3,9	1,9
0,18	10,2	4,3	2,2

Lastra ai fosfori

Tabella del prodotto dose-area (DAP) (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy/cm ²)		
0,30	14,7	6,2	3,1
0,42	20,1	8,5	4,3
0,60	29,2	12,4	6,2
0,65	31,6	13,4	6,7

Tabella del prodotto dose-area (DAP) (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (s)	Dose (mGy/cm ²)		
0,28	15,3	6,5	3,2
0,40	23,1	9,8	4,9
0,58	32,9	14,0	7,0
0,63	36,4	15,4	7,7

A.4.2 Dose di fuga

Ambito di applicazione

IEC 60601-2-65 203.12.4

Requisiti

Nello STATO DI CARICO, il KERMA IN ARIA dovuto alla RADIAZIONE DI FUGA dai COMPLESSI RADIANTI ad 1 m dal PUNTO FOCAL, calcolato in media su un'area di 100 cm² (con ciascuna dimensione lineare non superiore a 20 cm), quando utilizzato alla TENSIONE NOMINALE DEL TUBORADIOGENO in condizioni di CARICO corrispondente al CARICO di riferimento, deve essere inferiore a 0,25 mGy in un'ora.

Dose di fuga	Intervallo ammesso
65 kVp, 2,5 mA, 1,0 s (Condizione di esposizione massima) Ad una distanza dal punto focale di 1 m 1: 60 Duty Cycle	< 0,25 mGy/h


Apparecchiatura di test			
Strumento	Produttore	Modello	N. di serie
Misuratore di radioattività per raggi X e gamma	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069

Risultati

Le seguenti tabelle dei tempi di esposizione sono state stabilite con una unità dotata di cono corrispondente ad una distanza fuoco-pelle di 200 mm (8"). Misurando le dosi di fuga con ciascun tipo di coperchio (standard, rettangolare 2x3 e rettangolare 4x3), tutti i risultati sono stati NR (Non Rilevato).


I dati grezzi relativi ai risultati sono riportati nella tabella seguente.

Risultato (piano orizzontale)



Direzione	Tipo standard	Rettangolare 2x3	Rettangolare 4x3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	NR	NR	NR
20°	NR	NR	NR
45°	NR	NR	NR
65°	NR	NR	NR
90°	NR	NR	NR
110°	NR	NR	NR
135°	NR	NR	NR
155°	NR	NR	NR
180°	NR	NR	NR
200°	NR	NR	NR
225°	NR	NR	NR
245°	NR	NR	NR
270°	NR	NR	NR
290°	NR	NR	NR
315°	NR	NR	NR
335°	NR	NR	NR

Risultato (piano verticale)



Direzione	Tipo standard	Rettangolare 2x3	Rettangolare 4x3
	[mGy/h]	[mGy/h]	[mGy/h]
0°	NR	NR	NR
20°	NR	NR	NR
45°	NR	NR	NR
65°	NR	NR	NR
90°	NR	NR	NR
110°	NR	NR	NR
135°	NR	NR	NR
155°	NR	NR	NR
180°	NR	NR	NR
200°	NR	NR	NR
225°	NR	NR	NR
245°	NR	NR	NR
270°	NR	NR	NR
290°	NR	NR	NR
315°	NR	NR	NR
335°	NR	NR	NR

- **NR:** Non Rilevato. Il limite di rilevamento è 0,00001 mGy per esposizione.

A.4.3 Dose diffusa

Ambito di applicazione

IEC 60601-2-65 203.13

Requisiti

Le APPARECCHIATURE Elettromedicali devono essere dotate di mezzi che consentano di attivare opzionalmente l'ESPOSIZIONE da un'AREA PROTETTA dopo l'installazione.

Le relative istruzioni devono essere fornite nei DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO.

Risultati

Le seguenti tabelle dei tempi di esposizione sono state stabilite con una unità dotata di cono corrispondente ad una distanza fuoco-pelle di 200 mm (8").

Apparecchiatura di test			
Strumento	Produttore	Modello	N. di serie
Misuratore di radioattività per raggi X e gamma	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069

Metodo


Fantoccio in PMMA allineato ad una distanza di 280 mm dal punto focale

Condizione di esposizione massima


Punto di misurazione: 1000 mm dal fantoccio in PMMA

Opzione 1: 60 kV / 2,5 mA / 1,0 s

Direzione [°]	Risultato (piano orizzontale) [μR]	
	Senza schermo	Con schermo
0	63,4	68,14
20	17,8	11,99
45	18,5	13,01
65	19,8	14,76
90	27,1	20,65
110	41,6	32,08
135	63,4	46,18
155	68,1	11,14
180	3,29	2,893
200	51,5	7,557
225	47,5	48,63
245	33,7	33,27
270	23,4	33,25
290	19,8	18,06
315	17,2	15,23
335	19,2	14,71




Direzione [°]	Risultato (piano verticale) [μR]	
	Senza schermo	Con schermo
0	25,8	29,8
20	27,3	26,8
45	18,5	22,5
65	15,9	18,5
90	74,1	72,1
110	15,9	18,5
135	17,2	13,5
155	19,9	17,9
180	19,2	17,9
200	27,8	31,4
225	13,9	10,6
245	38,4	8,6
270	7,9	4,3
290	48,4	11,9
315	60,2	52,3
335	41,7	45,7




Opzione 2: 65 kV / 2,5 mA / 1,0 s

Direzione [°]	Risultato (piano orizzontale) [μR]	
	Senza schermo	Con schermo
0	58,8	85,2
20	22,5	30,4
45	39,6	42,7
65	47,6	40,3
90	46,9	42,9
110	47,6	66,7
135	92,5	48,9
155	87,9	34,3
180	11,9	11,9
200	94,5	28,4
225	89,2	80,3
245	86,2	49,5
270	51,6	42,3
290	47,6	43,6
315	27,1	30,7
335	40,4	23,1



Direzione [°]	Risultato (piano verticale) [μR]	
	Senza schermo	Con schermo
0	64,7	55,4
20	42,8	44,3
45	26,3	34,8
65	36,8	36,4
90	57,9	82,4
110	42,3	38,2
135	20,7	25,9
155	27,7	31,9
180	36,2	52,6
200	94,6	63,2
225	64,2	49,8
245	42,9	18,4
270	11,2	11,3
290	24,6	7,2
315	52,8	26,5
335	79,1	72,2



A.5 Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche

VEX-P300 è concepito per l'utilizzo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente di VEX-P300 deve verificare che venga utilizzato in un ambiente di questo tipo.

Test delle emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1 Classe A	Le caratteristiche delle EMISSIONI di VEX-P300 lo rendono idoneo per l'uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A,). Se utilizzato in un ambiente residenziale (per il quale normalmente è richiesta la norma CISPR 11 classe B) questo apparecchio potrebbe non offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione in radiofrequenza. L'utente potrebbe dover adottare misure correttive, come ad esempio il riposizionamento o il riorientamento dell'apparecchio.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Applicabile	VEX- P300 è adatto all'uso in qualunque tipo di edificio, comprese le abitazioni private e le strutture direttamente collegate alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che fornisce energia a edifici adibiti ad uso abitativo.
Oscillazioni di tensione/ emissioni flicker IEC 61000-3-3	Applicabile	

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica

VEX-P300 è concepito per l'utilizzo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente di VEX-P300 deve verificare che venga utilizzato in un ambiente di questo tipo.

Test di resistenza alle interferenze elettroniche	Livello di test IEC 60601-1-2	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico – guida
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	Scarica per contatto diretto ±8 kV Scarica in aria ±15 kV	Scarica per contatto diretto ±8 kV Scarica in aria ±15 kV	I pavimenti devono essere in legno, cemento o ceramica. Se sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno pari al 30%.
Campi elettromagnetici a RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM a 1 kHz	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM a 1 kHz	VEX-P300 è idoneo per l'uso in un ambiente sanitario professionale.
Immunità ai campi di prossimità da apparecchiature di comunicazione wireless RF secondo la Tabella 9 della norma IEC 60601-1-2	28 V/m Max. 385-5785 MHz in conformità con la tabella 9	28 V/m Max. 385-5785 MHz in conformità con la tabella 9	Le apparecchiature di comunicazione RF devono essere utilizzate ad una distanza non inferiore a 30 cm rispetto a qualsiasi parte di VEX-P300 , inclusi i cavi specificati da VATECH
Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV per le linee di alimentazione ± 1 kV per le linee di ingresso/uscita Frequenza di ripetizione di 100 kHz	± 2 kV per le linee di alimentazione ± 1 kV per le linee di ingresso/uscita Frequenza di ripetizione di 100 kHz	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un ambiente ospedaliero o commerciale tipico.
Sovratensione IEC 61000-4-5	±1 kV da linea/e a linea/e ±2 kV da linea/e a terra	±1 kV da linea/e a linea/e ±2 kV da linea/e a terra	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un ambiente ospedaliero o commerciale tipico.

Immunità ai disturbi condotti indotti IEC 61000-4-6	3 V 0,15-80 MHz 6 V in bande ISM tra 0,15 e 80 MHz 80% AM a 1 kHz Linea di alimentazione e linee di ingresso/uscita	3 V 0,15-80 MHz 6 V in bande ISM tra 0,15 e 80 MHz 80% AM a 1 kHz Linea di alimentazione e linee di ingresso/uscita	L'intensità del campo RF nell'intervallo di frequenze è superiore a 150 kHz-80 MHz. L'intensità del campo RF è inferiore a 3 V.
Campo magnetico della frequenza di rete (50/60 Hz) in conformità con IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Il campo magnetico della frequenza di rete deve coincidere con il livello generale presente in un ambiente commerciale o ospedaliero
Cali di tensione e brevi interruzioni IEC 61000-4-11	0% U_T: 0,5 cicli A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% U_T; 1 ciclo e 70% U_T; 25/30 cicli monofase: a 0° 0% U_T; 250/300 cicli	0% U_T: 0,5 cicli A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% U_T; 1 ciclo e 70% U_T; 25/30 cicli monofase: a 0° 0% U_T; 250/300 cicli	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un ambiente ospedaliero o commerciale tipico. Se l'utente dell'intensificatore di immagini VEX-P300 richiede un funzionamento continuo durante le interruzioni di corrente, si consiglia di alimentare l'intensificatore di immagini VEX-P300 con un gruppo di continuità.

A.6 Abbreviazioni

Acronimo	Nome
AL	Aluminum (Alluminio)
EMC	Electromagnetic Compatibility (Compatibilità elettromagnetica)
ESD	Electrostatic Discharge (Scariche elettrostatiche)
FOV	Field of View (Campo visivo)
IEC	International Electro technical Commission (Commissione Elettrotecnica Internazionale)
ISO	International Standards Organization (Organizzazione internazionale per la normazione)
LED	Light-Emitting Diode (Diodo ad emissione luminosa)
ME	Medical Electrical (Elettromedicale)
PMMA	Poly Methyl Meth Acrylate (Polimetilmetacrilato)
RF	Radio Frequency (Radiofrequenza)
SID	Source to Image receptor Distance (Distanza sorgente-recettore d'immagine)
SIP	Signal Input Part (Sezione di input)
SOP	Signal Output Part (Sezione di output)
SSD	Source to Skin Distance (Distanza sorgente-pelle)

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

Copyright © 2017 VATECH Co., Ltd.

Tutti i diritti riservati.

I documenti, il marchio e il logo utilizzati sono protetti da copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, trasmessa o trascritta senza l'espressa autorizzazione scritta del produttore.

Ci riserviamo il diritto di operare modifiche che potrebbero essere richieste per un miglioramento tecnico. Per le informazioni più aggiornate, contattare il proprio servizio clienti VATECH.

Fabbricato da VATECH Co., Ltd.

Tel: (+82) 1588 9510

Email: gcs@vatech.co.kr

Sito web: www.vatech.co.kr

Indirizzo sede centrale: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea

Indirizzo stabilimento: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea



Il marchio CE garantisce che il prodotto è conforme alla direttiva europea per i dispositivi medici 93/42/CEE modificata dalla direttiva 2007/47/CE, in qualità di dispositivo di classe IIb.



Rappresentante autorizzato UE: Vatech Global France (SARL)
51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France
Telefono: +33 1 64 11 43 30
Fax: +33 1 64 11 43 39

РУССКИЙ

Примечание	i
Условные обозначения, используемые в данном Руководстве	ii
1. Обзор системы	1
1.1 Показания к применению	1
1.2 Принципы работы	1
1.3 Компоненты	1
1.4 Общий вид оборудования	4
2. Инструкции по технике безопасности	7
2.1 Общие рекомендации по технике безопасности	7
2.2 Предупреждения и инструкции по технике безопасности	8
3. Эксплуатация	11
3.1 Включение/выключение питания	11
3.2 Ввод пароля	12
3.3 Режим работы	13
3.4 Позиционирование	15
3.5 Экспозиция	25
3.5.1 Дистанционный переключатель экспозиции	26
3.6 Использование аккумулятора	27
4. Очистка и техническое обслуживание	35
4.1 Очистка	35
4.2 Техническое обслуживание	36
4.2.1 Контрольный список задач по обслуживанию	37
Приложение	39
A.1 Установка держателя и устройств на штатив	39
A.2 Использование вращающейся прямоугольной крышки	42
A.3 Таблицы времени экспозиции (по умолчанию)	44
A.4 Данные о дозе облучения	46
A.4.1 Таблица дозы излучения	46
A.4.2 Доза утечки	48
A.4.3 Доза рассеиваемого излучения	51
A.5 Сведения об электромагнитной совместимости (ЭМС)	56
A.6 Сокращения	60

Данная страница намеренно оставлена пустой.

Примечание

VEX-P300 представляет собой портативную стоматологическую рентгеновскую систему.

В данном руководстве содержатся описания, оперативные инструкции, процедуры визуализации для стоматологической рентгеновской системы **VEX-P300**. Рекомендуется внимательно ознакомиться с данным руководством для наиболее эффективного использования оборудования. Соблюдайте все меры предосторожности, сообщения по технике безопасности и предупреждения, содержащиеся в данном руководстве.

Всегда храните данное руководство вместе с оборудованием, а также обращайтесь к процедурам по эксплуатации и инструкциям по технике безопасности, если это необходимо.

Иллюстрации/фотографии оборудования в данном руководстве приведены только для иллюстрации. Фактическое оборудование может отличаться.

Из-за непрерывных технологических усовершенствований, руководство не может содержать самую последнюю информацию. Для получения дополнительной информации, не указанной в данном руководстве, необходимо связаться с нами по адресу:

VATECH Co., Ltd.

Телефон: (+82) 1588 9510

Электронная почта: gcs@vatech.co.kr

Данный документ изначально написан на английском языке.

VEX-P300 упоминается как оборудование в данном руководстве.

Название руководства: Руководство пользователя
EzRay Air Portable (Модель: VEX-P300)

Номер документа: VDH-UM-067

Версия: 1.45

Дата публикации: 2020-02

Условные обозначения, используемые в данном Руководстве

В этом руководстве используются нижеуказанные символы. Убедитесь в полном понимании Вами каждого символа и следуйте прилагаемым к ним инструкциям.

Во избежание травм и/или повреждения оборудования, пожалуйста, соблюдайте все предупреждения и указания по технике безопасности, указанные в данном документе.

	Указывает, что существует конкретная опасность, которая за счет ненадлежащих условий или действий может привести к: • Серьезным травмам (у оператора и/или пациента) • Значительному материальному ущербу.
	Указывает, что возможна потенциальная опасность, которая за счет ненадлежащих условий или действий приведет или может привести к: • Незначительным травмам • Материальному ущербу.
	Указывает, что возможна потенциальная проблема, которая за счет ненадлежащих условий или действий может привести к: • Материальному ущербу.
	Указывает меры предосторожности и рекомендации, которые должны быть использованы в работе системы, а именно: • Использование данного Руководства • Примечания, подчеркивающие или проясняющие определенные пункты.

1. Обзор системы

VEX-P300, портативная стоматологическая рентгеновская система, работает на постоянном токе 21,6 В с питанием от литий-ионного полимерного аккумулятора. Портативная рентгеновская система представляет собой устройство, генерирующее рентгеновские лучи, которое в основном предназначено для стоматологического обследования (зубы и челюсти). Портативная рентгеновская система состоит из рентгеновской генерирующей части с рентгеновской трубкой, включающей в себя контроллер устройства, контроллер питания, пользовательский интерфейс, часть ограничения пучков, отражательный щит и дополнительный дистанционный переключатель экспозиции. **VEX-P300** предназначен для диагностики зубов и челюсти методом рентгеновского излучения с использованием интраоральных рецепторов изображения.

1.1 Показания к применению

EzRay Air Portable (модель: **VEX-P300**) — внеротовой диагностический стоматологический рентгеновский источник, применяемый для рентгеновской визуализации с помощью внутриворотных приемников изображения. Он предназначен для использования стоматологом или зубным техником у взрослых пациентов и детей.

1.2 Принципы работы


Рентгеновские лучи излучаются, при подаче высокого напряжения на узел рентгеновской трубки, которая освобождает электроны из катода. Они поражают анод для получения рентгеновских лучей. Оборудование получает изображения, излучая рентгеновские лучи непрерывно на человеческий зуб.

1.3 Компоненты


№	Элемент	Стандарт	Дополнительно	Кол-во
1	Основной корпус (включает отражательный щит и круглую крышку)	●		1
2	Ручной/шейный ремень	●		1
3	Прямоугольная крышка (4 × 3)	●		1
4	Кабель питания	●		1
5	Зарядное устройство	●		1
6	Руководство пользователя	●		1
7	Люлька		●	1
8	Прямоугольная крышка (2 × 3)		●	1

1. Обзор системы

№	Элемент	Стандарт	Дополнительно	Кол-во
9	Вращающаяся прямоугольная крышка (4 × 3)		●	1
10	Вращающаяся прямоугольная крышка (2 × 3)		●	1
11	Дистанционный переключатель экспозиции		●	1
12	Базовый держатель		●	1



Доступный дополнительные единицы

№	Рисунок	Название опции
1		Прямоугольная крышка 2х3 (3х2) Поле зрения: 2х3 см, 3х2 см (Данную крышку можно использовать как для 2х3, так и для 3х2.)
2		Дистанционный переключатель экспозиции
3		Вращающийся прямоугольную крышку 4х3 (3х4) Поле обзора: 4х3 см, 3х4 см (Данный адаптер можно использовать как 4х3 и как 3х4.)
4		Вращающийся прямоугольную крышку 2х3 (3х2) Поле обзора: 2х3 см, 3х2 см (Данный адаптер можно использовать как 2х3 и как 3х2.)
5		Базовый держатель*
6		Люлька

* В случае использования штатива с базовым держателем, см. спецификации ниже.


- Размер зажимного болта: 3/8 дюйма
- Максимальный поддерживаемый вес: около 5 кг
- Минимальная высота: > 130 см
- Необходимо более 3 колонок.
- При использовании штатива с 3 колонками, удостоверьтесь в наличии свободного пространства не менее 1 м в ширину на дне.

NOTICE

Инструкции по использованию см. Приложении А.2 «Использование вращающейся прямоугольной крышки».


1.4 Общий вид оборудования

Основной корпус



№	Деталь	Описание
1	Отражательный щит	Защита от излучения обратного рассеяния.
2	Часть ограничения рентгеновских пучков	Ограничивает область рентгеновского излучения. Стандартный тип: Круглый конус + круглая крышка (поле зрения: Ø 6 см)
3	Кнопка рентгеновского излучения	Нажмите кнопку для рентгеновского излучения.
4	Рукоятка	Крепко держите ручку при использовании системы.
5	Кнопка питания	Кнопка включения/выключения питания
6	Аккумулятор	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
7	Разъем адаптера	Подключение зарядного адаптера.
8	Порт дистанционного переключателя рентгеновской экспозиции	Подключение переключателя кабеля рентгеновской экспозиции. Также может быть использован в качестве сервисного порта
9	Петля для ремня	Присоединение ремня.
10	Панель управления	Дисплей для настроек рентгеновского излучения и условий эксплуатации
11	Рентгеновский генератор	Включает в себя рентгеновскую трубку и генератор высокого напряжения.

Панель управления



№	Деталь		Описание
1		Индикатор напряжения/тока трубки	Отображает напряжение трубки и ток трубки системы.
2		Отображение угла/времени	Отображает время рентгеновского излучения, код ошибки, время охлаждения и угол экспозиции.
3		Выбор взрослого/ребенка	Отображает тип пациента (взрослый/ребенок)
4		Индикатор оставшегося заряда аккумулятора	Отображает уровень оставшегося заряда аккумулятора.
		Индикатор зарядки аккумулятора	1) Отображает подключение зарядного устройства к устройству. 2) Отображает необходимость зарядки аккумулятора путем мерцания .
5		Кнопка SET	Сброс угла рентгеновского излучения.

№	Деталь		Описание
6		Динамик	Звуковой сигнал для рентгеновского излучения
7		Выбор типа зуба	Выбирает тип зуба.
8		Индикатор рентгеновского излучения	Отображает статус рентгеновского излучения. (Зеленый: Готово / Желтый: Рентген вкл.)
9		Поворотный переключатель	Поверните поворотный переключатель (-) влево или вправо (+), чтобы выбрать настройку рентгеновского излучения, нажмите поворотный переключатель для подтверждения операционной настройки.
10		Кнопка AUTO	Автоматический выбор зуба и времени экспозиции на основе угла рентгеновского излучения.

2. Инструкции по технике безопасности

2.1 Общие рекомендации по технике безопасности

- Режим работы: Непрерывная работа с прерывистой нагрузкой, в 60 раз превышающая время ожидания экспозиции перед началом следующей экспозиции.
- Данное оборудование разработано и изготовлено для обеспечения максимальной безопасности работы. Используйте и содержите его в строгом соответствии с мерами безопасности и инструкциями по эксплуатации, содержащимися в данном руководстве.
- К эксплуатации настоящего оборудования в контролируемой среде допускаются только профессионалы, имеющие соответствующую квалификацию: специалисты по рентгеновским снимкам, диагносты, рентгентехники или медицинский персонал, специализирующийся на представлении человеческой анатомии для диагностики и лечения патологий.
- Соблюдайте все местные правила пожарной безопасности. Всегда держите огнетушитель возле оборудования.
- Оборудование должно быть установлено и обслуживаться квалифицированным обслуживающим персоналом в соответствии с процедурами и графиками профилактического технического обслуживания. Пользователями может быть произведена только замена батареи.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен, когда оборудование не используется.
- Всегда отключайте питание перед очисткой оборудования.
- НЕ оставляйте оборудование или его части во влажном месте или в жидком веществе.
- Избегайте установки оборудования вблизи хранилища химикатов и складских помещений, наполненных газом.
- Данное оборудование поставляется с прикрепленным (плотно закрепленным) отражательным щитом, поэтому замена отражательного щита пользователем невозможна. Если он поврежден или неисправен, обратитесь к представителю сервисной службы для замены.
- Отражательный щит защищает пользователей возможного воздействия обратного излучения во время рентгеновского облучения. Эксплуатация оборудования с отражательным щитом позволяет пользователям подвергаться меньшему облучению в сравнении с эксплуатацией без отражателя.

2.2 Предупреждения и инструкции по технике безопасности

	Данный рентгеновский аппарат может представлять опасность для пациента и оператора, если не соблюдаются факторы безопасного уровня излучения, инструкции по эксплуатации и графики технического обслуживания. Важно внимательно прочитать данное руководство пользователя и строго соблюдать все указанные в нем предупреждения и предостережения.
	Во избежание риска поражения электрическим током, оборудование должно быть подключено только к сети питания с защитным заземлением.
	Поскольку нормы и правила, касающиеся радиационной безопасности, различаются по странам, пользователь и/или оператор данного оборудования несет ответственность за соблюдение всех действующих правил и норм, касающихся радиационной безопасности и защиты в своем регионе.

- НЕ открывайте и НЕ снимайте крышку панели на данном оборудовании.
- Никогда не подвергайте устройство воздействию жидкостей, тумана и аэрозолей. Воздействие жидкостей на данное оборудование может привести к поражению электрическим током или иным повреждениям системы.
- НЕ используйте аэрозольные чистящие средства для данного оборудования, так как это может привести к возникновению пожара.
- Никогда не используйте данное оборудование во взрывоопасной среде.
- НЕ размещайте горючие материалы вблизи оборудования.
- Никогда не прикасайтесь одновременно к пациенту и к разъемам SIP/SOP.
- Модификация данного оборудования, в том числе, проводов и кабелей, запрещена. Модификация данного оборудования может привести к повреждению, не подлежащему ремонту.
- Если на местном уровне не применяются иные протоколы радиационной безопасности, пациенту и оператору рекомендуется надевать защитные свинцованные передники.
- Дети и беременные женщины должны проконсультироваться с врачом перед прохождением рентгеновского облучения.
- Во время определенных исследований или медицинского лечения, электромагнитные помехи (например, шум) с другим оборудованием могут стать причиной очень опасных ситуаций.
- Зарядные устройства должны быть расположены в доступном месте, где они могут быть легко отсоединены от источника питания.

Использование аккумулятора

- Убедитесь в том, что аккумулятор заряжается во внешней от пациента среде.
- Обязательно используйте аккумулятор, предоставленный или одобренный компанией VATECH. При использовании нестандартных или поврежденных аккумуляторов существует риск возникновения пожара и взрыва.
- Обязательно используйте зарядное устройство, предоставленное или одобренное компанией VATECH. Использование зарядного устройства, не одобренного компанией, может привести к повреждению аккумулятора.
- НЕ подвергайте аккумуляторы воздействию тепла или огня. Избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
- НЕ подвергайте аккумулятор короткому замыканию, избегайте поломок, проколов, порчи и не разбирайте аккумулятор.
- НЕ храните аккумуляторы бессистемно в коробке или ящике, где они могут подвергнуться короткому замыканию друг с другом или быть подвергнуты короткому замыканию другими металлическими предметами.
- Обращайте внимание на знаки плюс (+) и минус (-) на аккумуляторе и оборудовании и обеспечьте правильное использование.
- НЕ извлекайте аккумулятор из оригинальной упаковки до момента использования.
- НЕ подвергайте аккумуляторы механическим воздействиям.
- В случае протечки батареи, не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. При попадании, промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- НЕ допускайте увлажнения аккумулятора и попадания в воду. Храните аккумуляторы в чистом и сухом состоянии.
- Держите аккумулятор подальше от детей и домашних животных.
- При попадании аккумулятора внутрь немедленно обратитесь к врачу.
- НЕ выбрасывайте аккумуляторы вместе с обычным мусором. Сдайте разряженные аккумуляторы в местный пункт приема макулатуры или выбросьте или отправьте аккумулятор на переработку в соответствии с местными нормативными актами правительства.
- Пользователи могут производить замену аккумулятора.
- Обязательно выключайте устройство перед заменой аккумулятора.
- Во время процесса зарядки аккумулятора, функция экспозиции заблокирована.
- НЕ оставляйте аккумулятор в состоянии зарядки на длительное время, если он не используется.
- Если оборудование не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется зарядить аккумулятор перед использованием.
- После длительного периода хранения, возможно появление необходимости зарядить и разрядить батареи или аккумуляторы несколько раз для получения максимальной производительности.

- Обязательно выключайте оборудование, когда оно не используется. Это помогает обеспечить срок службы аккумулятора.
- Не забывайте заряжать аккумулятор часто. Это помогает обеспечить срок службы аккумулятора.
- Если неиспользуемое оборудование было включено в течение длительного периода времени, аккумулятор может быть полностью разряжен.
 - В зависимости от состояния разряженности аккумулятора, требуется около 1 дня для зарядки аккумулятора. Если заряженное устройство не включается в течение примерно 1 дня, это указывает на то, что аккумулятор полностью разряжен. Обратитесь к представителю сервисной службы для замены аккумулятора.
 - НЕ заряжайте полностью разряженный аккумулятор, так как это может привести к пожару или взрыву. Обязательно замените аккумулятор (поставляемый VATECH).

Радиационная безопасность




При использовании оборудования, всем пользователям рекомендуется соблюдение следующих требований руководства по радиационной безопасности для обеспечения безопасности пользователей и пациентов.

- Все пользователи и пациенты должны носить защитные средства, такие как освинцованный передник, воротник для щитовидной железы и т.д.
- Данное оборудование должно быть использовано на расстоянии более 1,8 м от другого персонала, например, помощников или других пациентов. Если существует необходимость сближения на расстояние менее 1,8 м, рекомендуется носить освинцованный передник, воротник для щитовидной железы или оставаться за свинцовым экраном.
- Беременные женщины не должны подвергаться воздействию рентгеновских лучей, если на то нет абсолютной необходимости.
- Все пользователи должны соблюдать правила радиационной защиты, установленные правительством.
- При выборе устройства отображения позиции, следует рассмотреть, возможно ли использование PID с отражательным щитом, прикрепленным к внешнему концу конуса для обеспечения максимальной защиты оператора.

3. Эксплуатация

3.1 Включение/выключение питания

1. Включите систему, опираясь на следующий рисунок.



2. Загораются следующие дисплеи и индикаторы:

- Дисплей текущего угла/времени
- Дисплей выбора типа зуба
- Дисплей выбора взрослого/ребенка
- Индикатор оставшегося заряда аккумулятора
- Индикатор рентгеновского излучения


3. Убедитесь в том, что загорается, по крайней мере, один индикатор аккумулятора.



Уровень заряда 1

NOTICE

Когда на индикаторе аккумулятора имеется один мерцающий свет, следует зарядить аккумулятор сразу же с помощью зарядного устройства.



Более подробная информация находится в разделе 3.6, «Использование аккумулятора».

3.2 Ввод пароля

1. Введите числовой пароль длиной 3 цифры с помощью поворотного переключателя. (Пароль по умолчанию: 000.)



2. Нажмите на поворотный переключатель, чтобы ввести следующую цифру, затем нажмите и удерживайте поворотный переключатель.



3.3 Режим работы

Работа системы возможна в ручном и автоматическом режимах.

Ручной режим

1. При мерцании области выбора типа зуба, поверните поворотный переключатель для выбора типа зуба. Для просмотра панели управления до и после выбора, см. рисунки ниже.




Тип зуба

Символ	Тип
	Резец
	Клык
	Коренной/Малый коренной зуб
	Рентгеночувствительная пленка

- После выбора типа зуба следует выбрать тип пациента. При мерцании области выбора взрослого/ребенка, поверните поворотный переключатель для выбора типа пациента. Для просмотра панели управления после выбора, см. рисунок ниже.

После выбора типа пациента



Тип пациента

Символ	Тип
	Взрослый
	Ребенок

NOTICE

После того, как выбраны тип зуба и тип пациента, автоматически отображается время экспозиции.

- Если необходимо изменить время экспозиции, поверните поворотный переключатель для изменения времени экспозиции с 0,05 сек. не 1.0 сек. (инкремент: 0,01 сек.)

NOTICE

При нажатии поворотного переключателя после регулировки времени экспозиции в ручном режиме, время экспозиции возвращается в положение настройки по умолчанию.

Для сохранения времени экспозиции в качестве значения по умолчанию в ручном режиме, нажмите и удерживайте поворотный переключатель около 3 секунд.


3.4 Позиционирование

Позиционирование пациента

Для получения высококачественной внутриротовой рентгенограммы с максимальной детализацией следует проявить особую аккуратность на всех этапах процесса рентгенографии: при позиционировании пациента и системы рентгеновской визуализации; экспозиции внутриротового датчика.


1. Поместите защитный свинцовый фартук на грудь пациента.
2. Пациент должен сидеть на стуле с вертикальной сагиттальной плоскостью.
 - Для радиографии верхней челюсти, плоскость Франкфорта должна быть горизонтальной.

Плоскость
Франкфорта



- Для радиографии нижней челюсти, окклюзионная плоскость должна быть горизонтальной.

Окклюзионная
плоскость



3. Поместите конус головки трубки на область, для которой необходимо сделать снимок.

Когда вы держите устройство, рекомендуется захватить рукоятку одной рукой, а другую руку поместить на нижней стороне между кнопкой экспозиции и конусом, как показано на рисунке ниже.



NOTICE

Время экспозиции меняется в зависимости от углов визуализации. Поскольку необходимо, чтобы пациент с низкими дозами рентгеновских лучей и пользователь находились в защищенной зоне, голову пациента необходимо слегка наклонить, а также поднять или опустить подбородок, если это необходимо. См. «**2.2 Предупреждения и инструкции по технике безопасности**».


Для дополнительной информации о позиционировании пациента и угле пучка для каждого режима, см. следующие **Инструкции по позиционированию**.

Инструкции по позиционированию

Техника параллельного расположения: люминесцентный экран или датчик устанавливается в держателе, который используется для выравнивания люминесцентного экрана или датчика параллельно длинной оси зуба.



Техника разрезанного угла: пациент удерживает люминесцентный экран или датчик на месте своим пальцем. Рентгеновский луч направлен перпендикулярно воображаемой линии, которая делит пополам угол между плоскостью люминесцентного экрана или датчика и длинной осью зуба.



Расположите головку трубки к пациенту, используя общепринятые стандартные процедуры позиционирования.


Ниже приведены конкретные правила и инструкции для головки трубки для получения наилучшего изображения конкретного зуба (т.е. **Техника разрезанного угла**).



Расположите рецептор осторожно, чтобы не повредить мягкие ткани интраоральной области пациента.

▪ Верхнечелюстной резец


Рентгеновский луч направлен вниз под углом 45° .



Зубы		Угол наклона
Резец	Верхняя челюсть	$+45^\circ$

▪ Нижнечелюстной резец


Рентгеновский луч направлен вверх под углом 25° .



Зубы		Угол наклона
Резец	Нижняя челюсть	-25°

- **Верхнечелюстной клык**


Рентгеновский луч направлен вниз под углом 45° .



Зубы		Угол наклона
Клык	Верхняя челюсть	$+45^\circ$

- **Нижнечелюстной клык**


Рентгеновский луч направлен вверх под углом 20° .



Зубы		Угол наклона
Клык	Нижняя челюсть	-20°

- **Верхнечелюстной коренной и малый коренной зуб**


Рентгеновский луч направлен вниз под углом 30° .



Зубы		Угол наклона
Коренной и малый коренной зуб	Верхняя челюсть	$+30^\circ$

- **Нижнечелюстной коренной и малый коренной зуб**

Рентгеновский луч направлен вверх под углом 5° .



Зубы		Угол наклона
Коренной и малый коренной зуб	Нижняя челюсть	-5°

▪ Рентгеночувствительная пленка

Для получения окклюзионной рентгенограммы пациент смыкает зубы во время экспозиции на держателе люминесцентного экрана или датчика.

Рентгеновский луч направлен вниз под углом $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$.



Зубы	Угол наклона
Экспозиция рентгеночувствительной пленкой	$+5^{\circ} \sim +8^{\circ}$

Позиционирование датчика изображения

При использовании стоматологической рентгеновской системы **VEX-P300** вы можете получить рентгеновский снимок с помощью визуализирующих приемников различного типа:

- цифровые датчики;
- люминесцентный экран.


Для того чтобы обеспечить высокое качество изображения, цифровой датчик визуализации должен быть установлен надлежащим образом (для получения информации о правильном размещении датчика изображения, см. «Инструкции по позиционированию»).

- Неспособность позиционировать датчик изображения должным образом может привести к ошибкам на рентгенограмме, например, искаженные зубы и корни, удлинение, увеличение и перекрывающиеся контакты.

NOTICE


Техника параллельного расположения в целом снижает риск возникновения таких ошибок, но если датчик установлен ненадлежащим образом, могут произойти ошибки ангуляции (ангуляция датчика до самого зуба).

- Неспособность выровнять датчик изображения с образцом выхода рентгеновского пучка может привести к конусообразным порезам на рентгенограмме. Конусообразные порезы представляют собой четкие области, которые показаны на рентгенограмме, когда часть рентгенограммы не подвергается воздействию излучения. Обратитесь к рисунку ниже в качестве примера конусообразных порезов.




Конусообразный
порез


На следующем рисунке показан пример конусообразного пореза путем отображения положения датчика изображения и площади излучения.



Для обеспечения надлежащего выравнивания между датчиком изображения и рентгеновским лучом, рекомендуется использовать PID (устройство отображения позиции), как показано на рисунке ниже.



При использовании PID, необходимо выровнять шаблон выхода рентгеновского устройства перпендикулярно к целевому рецептору, как показано на рисунке ниже.



NOTICE


Как только PID выровнен надлежащим образом, дайте указание пациенту не двигаться.

3.5 Экспозиция

IMPORTANT

Оператор **ДОЛЖЕН** дать пациенту указание воздержаться от движения в течение всей экспозиции.

1. Дайте пациенту указание не двигаться.
2. Нажимайте кнопку экспозиции в течение экспозиции.



3. Во время выпуска рентгеновского луча,
 - Загорается индикатор рентгеновского излучения и раздается звуковой сигнал.
 - Продолжайте нажимать кнопку, пока не погаснет индикатор рентгеновского излучения и не перестанет раздаваться звуковой сигнал.



Зеленый: Готово



Желтый: Включено рентгеновское излучение

IMPORTANT

Удерживайте кнопку экспозиции или переключатель до тех пор, пока слышен звуковой сигнал. В противном случае экспозиция будет некорректной и на панели управления появится сообщение об ошибке.

3.5.1 Дистанционный переключатель экспозиции

Дистанционный переключатель экспозиции позволяет оператору контролировать получение изображения из-за пределов рентгеновского кабинета.

Нажмите и удерживайте **Дистанционный переключатель экспозиции** до получения изображения. Преждевременное освобождение **Дистанционного переключателя экспозиции** приведет к срыву получения изображения.

Нажатие **Дистанционного переключателя экспозиции** активирует желтый индикатор рентгеновского излучения. Этот цвет указывает на то, что идет рентгеновское излучение.



IMPORTANT

Дистанционный переключатель экспозиции является съемным. Убедитесь в том, чтобы во время работы кабель **Дистанционного переключателя экспозиции** внезапно не отделился от блока.

IMPORTANT

Сохраняйте словесный/визуальный контакт с пациентом во время экспозиции. В случае возникновения проблемы во время экспозиции, следует немедленно отпустить **Дистанционный переключатель экспозиции**.

3.6 Использование аккумулятора

Индикатор уровня заряда аккумулятора с остаточным количеством отображается на левой стороне панели управления. Когда на индикаторе аккумулятора имеется один мерцающий свет (уровень 1), следует зарядить аккумулятор немедленно. Обратитесь к уровням заряда аккумулятора, как показано ниже.



Уровень 3



Уровень 2



Уровень 1



Если аккумулятор не заряжается в течение примерно часа, напряжение аккумулятора становится низким. На этом уровне все дисплеи выключены кроме кода ошибки **A.10**, как показано на рисунке ниже, поэтому экспозиция не может быть выполнена. После того, как устройство подключено к зарядному устройству, а уровень заряда батареи становится «Уровнем 1», все функции возвращаются к обычному режиму работы.

IMPORTANT



Состояние системы в зависимости от уровня заряда аккумулятора

Деталь		Состояние системы			
		Уровень заряда 3, 2	Уровень заряда 1		Низкий уровень заряда
При включении системы	Эксплуатация	Нормальный	Нормальный	Нормальный	Не работает
	Индикатор уровня заряда аккумулятора	Нормальный	Нормальный	Мерцает	Не отображается
	Индикатор зарядки аккумулятора	Не отображается	Не отображается	Мерцает	Не отображается
	Яркость панели управления	Нормальный	Нормальный	Темный	Нормальный (Отображается только код ошибки A.10)
При эксплуатации системы	Эксплуатация	Нормальный	Нормальный	Нормальный	Не работает
	Индикатор уровня заряда аккумулятора	Нормальный	Нормальный	Мерцает	Не отображается
	Индикатор зарядки аккумулятора	Не отображается	Не отображается	Мерцает	Не отображается
	Яркость панели управления	Нормальный	Нормальный	Нормальный	Нормальный (Отображается только код ошибки A.10)



Убедитесь в том, чтобы зарядить аккумулятор, если индикатор зарядки аккумулятора мигает (или отображается код ошибки A.10). Если устройство включено в течение длительных периодов времени с кодом ошибки A.10, аккумулятор может разрядиться.




НЕ заряжайте полностью разряженный аккумулятор, так как это может привести к пожару или взрыву. Обязательно замените аккумулятор (поставляемый VATECH).




Когда устройство подключено к зарядному устройству, индикатор зарядки аккумулятора отображается в любое время за исключением того, что аккумулятор полностью разряжен.

Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство к разъему зарядного устройства, как показано на рисунке ниже.



2. Когда зарядное устройство подключено, загорается светодиодный индикатор зарядки аккумулятора. Заряжайте аккумулятор, пока не заполнятся все три светодиодных индикатора.



NOTICE

Обычно полная зарядка аккумулятора после полной разрядки занимает около 3 часов.

3. Когда зарядка аккумулятора завершена, отсоедините зарядное устройство от устройства.

NOTICE

Выполнение экспозиции в то время, как зарядное устройство подключено к устройству, невозможно.



Для зарядки используйте только новейшее зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Старое зарядное устройство имеет другие характеристики. Зарядка с помощью старого зарядного устройства может привести к повреждениям.

Цикл использования аккумулятора

Аккумулятор является расходной частью. Ожидается его постепенная деградация, поэтому его следует заряжать чаще. Когда срок службы аккумулятора снижается до половины или менее половины по сравнению с тем, когда аккумулятор был новым, обратитесь к представителю сервисной службы, чтобы получить новый аккумулятор.

Инструкция по замене аккумулятора описана в разделе «**Замена аккумулятора**».


Замена аккумулятора

NOTICE


Пользователи могут заменить аккумулятор.

Для замены аккумулятора, обратитесь к представителю сервисной службы, чтобы получить комплект аккумуляторов (включая новый аккумулятор и крестовую отвертку).

1. Живая сила
Один человек, 3 минуты
2. Необходимы инструменты
Крестовая отвертка (размер: T20)
3. Процедура извлечения
 - 1) С помощью крестовой отвертки отвинтите крышку доступа к отсеку аккумулятора.



- 2) Поднимите крышку и извлеките аккумулятор.




- 3) Отсоедините кабель аккумулятора от устройства, нажав на разъем кабеля аккумулятора, как показано на рисунке ниже.

Разъем кабеля аккумулятора



Нажмите и отсоедините разъем кабеля аккумулятора



После разъединения кабеля аккумулятора




НЕ тяните чрезмерно за кабель аккумулятора.

- 4) Установите новый аккумулятор в порядке, обратном снятию.

Режим сна — 1

Для снижения энергопотребления запускается Режим сна — 1, когда система не используется в течение одной минуты.

1. При запуске Режим сна — 1 панель управления немного затемняется, как показано на рисунке ниже (справа).



2. Для возврата к нормальному режиму работы, переместите систему или нажмите любую кнопку (кроме кнопки рентгеновского излучения).

NOTICE

Если вы не используете систему, выключите ее, чтобы снизить потребление энергии аккумулятора.


Режим сна — 2

Если (не используемая) система была включена в течение 5 минут с момента запуска Режим сна — 1, запускается Режим сна — 2.

IMPORTANT

Если подключено зарядное устройство, будет действовать Режим сна — 1.

1. При запуске Режим сна — 2 все экраны на панели управления отключаются, как показано на рисунке ниже (справа).



Яркость: легкое затемнение

Яркость: затемнение

2. Для возврата к нормальному режиму работы, переместите систему или нажмите любую кнопку (кроме кнопки рентгеновского излучения).

NOTICE

Если система не используется, отключите ее, чтобы снизить расход заряда аккумулятора.

Режим выключения питания

Если (не используемая) система была включена в течение 5 часов с момента запуска Режим сна — 2, запускается режим выключения питания.


IMPORTANT

Если подключено зарядное устройство, будет действовать Режим сна — 1.

1. Все дисплеи на панели управления выключаются.



2. Для возврата к нормальному режиму работы в режиме отключения питания, вы **ДОЛЖНЫ** выключить систему и включить ее снова.



4. Очистка и техническое обслуживание

4.1 Очистка



Перед очисткой оборудования, убедитесь в том, чтобы выключить оборудование.

- Поверхности оборудования можно протирать мягкой тканью, смоченной в спиртовом, не разъедающем чистящем растворе. При необходимости можно вытирать поверхности дезинфицирующим средством.
- При необходимости можно вытирать поверхности дезинфицирующим средством.
- Необходимо соблюдать санитарные инструкции изготовителя люминесцентного экрана.



При очистке поверхностей, убедитесь, что оборудование не подключено к зарядному устройству.



- НЕ подвергайте оборудование действию любых жидкостей.
- НЕ используйте очищающий спрей или дезинфицирующее средство непосредственно на оборудовании, поскольку это может привести к пожару.



Мягкая ткань должна быть влажной, но не мокрой.



Ткань или салфетки не могут быть использованы повторно.

4.2 Техническое обслуживание

VATECH требует периодические испытания на устойчивость, чтобы обеспечить высокое качество изображения и безопасность для пациента и оператора.

Только уполномоченные специалисты **VATECH** могут проводить осмотр и обслуживание данного оборудования. Для получения технической помощи, обратитесь в сервисный центр **VATECH** или к местному представителю **VATECH**.

Необходимо соблюдать санитарные инструкции изготовителя люминесцентного экрана.

Предостережения и примечания



НЕ оставляйте оборудование или его детали во влажном месте или рядом с жидким веществом.



Не размещайте оборудование вблизи хранения химических веществ и хранилищ, заполненных газом.



Когда оборудование не используется в течение длительного времени, следует полностью зарядить аккумулятор и извлечь его из устройства перед хранением.

4.2.1 Контрольный список задач по обслуживанию



Всегда выключайте оборудование перед выполнением технического обслуживания.

Задачи	Период
Перед началом работы убедитесь в чистоте и готовности оборудования к использованию.	Ежедневно
После использования оборудования, убедитесь, что оборудование было отключено.	Ежедневно
Протрите внешние крышки оборудования сухой тканью в конце каждого рабочего дня.	Ежедневно
 НЕ используйте моющие средства или растворители для очистки наружных крышек оборудования.	
Убедитесь в том, что сигнал раздается со звуком и виден свет рентгеновского излучения при выполнении экспозиции.	Ежедневно
Убедитесь в том, что желтый индикатор (экспозиции) загорается при нажатии кнопки экспозиции.	Ежедневно
Убедитесь в том, что светодиодный индикатор зарядки аккумулятора загорается при зарядке аккумулятора.	Ежедневно
Убедитесь в том, что на индикаторе уровня заряда аккумулятора отображается, по крайней мере, два уровня (Уровень заряда 2). Дополнительная информация об уровнях заряда аккумулятора приведена в разделе 3.6, «Использование аккумулятора».	Ежедневно
Убедитесь в том, что все видимые этикетки являются нетронутыми и легко читаемыми.	Ежемесячно



Если обнаружены какие-либо дефекты, не используйте оборудование, поскольку оно должно быть обработано квалифицированным специалистом. Обратитесь к представителю сервисной службы.

Данная страница намеренно оставлена пустой.

Приложение

А.1 Установка держателя и устройств на штатив

NOTICE

Портативные рентгеновские системы недоступны в некоторых странах. Поэтому компания Vatech в качестве опции предлагает держатель с реле экспозиции.

Держатель поставляется в отдельной коробке, как показано на изображении ниже.



Извлеките из коробки все компоненты и следуйте инструкциям по установке ниже. (Примечание. Штатив не входит в комплект поставки)

NOTICE

Снятие держателя осуществляется в обратной последовательности.


1. С помощью крестовой отвертки и входящих в комплект винтов прикрепите кабель Gender к EzRay Air Portable.



2. Установите держатель на штативе. Инструкции по установке штатива см. в Руководстве к штативу.



3. Установите устройство EzRay Air Portable в держатель на штативе, как показано на изображениях ниже.



4. Подсоедините один конец кабеля Gender к устройству EzRay Air Portable.



5. Подсоедините другой конец кабеля Gender к держателю и кабелю рентгеновской экспозиции.



A.2 Использование вращающейся прямоугольной крышки


Вращающаяся прямоугольная крышка поворачивается на 360 градусов.

Вращающаяся прямоугольная крышка состоит из внешнего и внутреннего колец.




Внешнее кольцо поворачивается с шагом 90 градусов.

IMPORTANT



Внутреннее кольцо поворачивается с шагом 10 градусов.



1. Соберите вращающуюся прямоугольную крышку на конусе основного блока.

NOTICE

Для сборки вращающейся прямоугольной крышки на конусе поверните вращающуюся прямоугольную крышку на 45 градусов, проверьте, что она зафиксировалась со щелчком, тогда установка завершена.

2. Поворачивайте внешнее кольцо вращающейся прямоугольной крышки для грубой регулировки.
3. Поворачивайте внутреннее кольцо вращающейся прямоугольной крышки для тонкой регулировки.

NOTICE

Разборка вращающейся прямоугольной крышки производится тем же способом, что и сборка. См. ПРИМЕЧАНИЕ после этапа 1.

А.3 Таблицы времени экспозиции (по умолчанию)

Приведенные ниже таблицы времени экспозиции получены с помощью аппарата, оборудованного конусом, соответствующим расстоянию между точкой фокуса и кожей 200 мм (8 дюймов) соответственно.

ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК: вариант 2: 65 кВ; 2,5 мА; 0,05...1,0 с

Пациент	Зубы	Угол наклона	SSD: 200 мм (8 дюймов)		
			кВ	мА	с
Взрослый 	Резец 	Верхняя челюсть: +45° Нижняя челюсть: -25°	65	2,5	0,12
	Клык 	Верхняя челюсть: +45° Нижняя челюсть: -20°	65	2,5	0,14
	Коренной/ малый коренной зуб 	Верхняя челюсть: +30° Нижняя челюсть: -5°	65	2,5	0,16
	Оклюзионная визуализация 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,18
Ребенок 	Резец 	Верхняя челюсть: +45° Нижняя челюсть: -25°	65	2,5	0,10
	Клык 	Верхняя челюсть: +45° Нижняя челюсть: -20°	65	2,5	0,12
	Коренной/ малый коренной зуб 	Верхняя челюсть: +30° Нижняя челюсть: -5°	65	2,5	0,14
	Оклюзионная визуализация 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,16

PSP сканер (VistaScan Nano Easy): 65 кВ; 2,5 мА; 0,05...1,0 с

Пациент	Зубы	Угол наклона	SSD: 200 мм (8 дюймов)		
			кВ	мА	с
Взрослый 	Резец 	Верхняя челюсть: +45° Нижняя челюсть: -25°	60	2,5	0,28
	Клык 	Верхняя челюсть: +45° Нижняя челюсть: -20°	60	2,5	0,40
	Коренной/ малый коренной зуб 	Верхняя челюсть: +30° Нижняя челюсть: -5°	60	2,5	0,58
	Окклюзионная визуализация 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,63
Ребенок 	Резец 	Верхняя челюсть: +45° Нижняя челюсть: -25°	60	2,5	0,18
	Клык 	Верхняя челюсть: +45° Нижняя челюсть: -20°	60	2,5	0,23
	Коренной/ малый коренной зуб 	Верхняя челюсть: +30° Нижняя челюсть: -5°	60	2,5	0,38
	Окклюзионная визуализация 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,38

А.4 Данные о дозе облучения

Данные о дозе рентгеновского излучения извлекаются из отчета об испытании дозы рентгеновского излучения для данного устройства. Дозы рентгеновского излучения для данного устройства, приведенные в отчете об испытании, измерялись в соответствии со вспомогательными стандартами МЭК. Данное устройство спроектировано в соответствии с частью 1, общие требования к безопасности, МЭК 60601-1-3.

Условия испытания	
Название модели	VEX-P300
Модель трубки	V1-650304
Модель генератора	DG-S0101V1 (инверторного типа)
Коэффициент нагрузки	Вариант 1: 60 кВ; 2,5 мА Вариант 2: 65 кВ; 2,5 мА

А.4.1 Таблица дозы излучения

Оборудование для испытаний			
Прибор	Производитель	Модель	Сер. №
Многоразовый дозиметр	Raysafe	Unfors Xi mAs / Unfors Xi R/F & MAM	163288 / 161834

Цифровой датчик

Таблица произведения дозы облучения на площадь (DAP) (60 кВп; 2,5 мА; SSD 200 мм)			
	FOV: Ø 6 см	FOV: 3 × 4 см	FOV: 2 × 3 см
t (с)	Доза (мГр.см ²)		
0,14	6,5	2,8	1,4
0,16	7,5	3,2	1,6
0,18	8,5	3,6	1,8
0,20	9,8	4,2	2,1

Таблица произведения дозы облучения на площадь (DAP) (65 кВп; 2,5 мА; SSD 200 мм)			
	FOV: Ø 6 см	FOV: 3 × 4 см	FOV: 2 × 3 см
t (с)	Доза (мГр, см ²)		
0,12	6,7	2,9	1,4
0,14	7,9	3,4	1,7
0,16	9,1	3,9	1,9
0,18	10,2	4,3	2,2

Люминесцентный экран

Таблица произведения дозы облучения на площадь (DAP) (60 кВп; 2,5 мА; SSD 200 мм)			
	FOV: Ø 6 см	FOV: 3 × 4 см	FOV: 2 × 3 см
t (с)	Доза (мГр, см ²)		
0,30	14,7	6,2	3,1
0,42	20,1	8,5	4,3
0,60	29,2	12,4	6,2
0,65	31,6	13,4	6,7

Таблица произведения дозы облучения на площадь (DAP) (65 кВп; 2,5 мА; SSD 200 мм)			
	FOV: Ø 6 см	FOV: 3 × 4 см	FOV: 2 × 3 см
t (с)	Доза (мГр, см ²)		
0,28	15,3	6,5	3,2
0,40	23,1	9,8	4,9
0,58	32,9	14,0	7,0
0,63	36,4	15,4	7,7

А.4.2 Доза утечки

Применимость

МЭК 60601-2-65 203.12.4

Требования

В СОСТОЯНИИ ЗАГРУЗКИ ВОЗДУШНАЯ КЕРМА в результате УТЕЧКИ ИЗЛУЧЕНИЯ из СБОРКИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИСТОЧНИКА на расстоянии 1 м от ФОКАЛЬНОГО ПЯТНА, усредненная по площади 100 см², у которой ни один первичный линейный размер не превышает 20 см, при НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ в условиях ЗАГРУЗКИ, соответствующих эталонным условиям ЗАГРУЗКИ, не должна превышать 0,25 мГр за один час.

Доза утечки	Допустимый диапазон
65 кВп; 2,5 мА; 1,0 с (условие максимальной экспозиции) В фокальном пятне на расстоянии 1 м 1 : 60 рабочий цикл	< 0,25 мГр/ч


Оборудование для испытаний			
Прибор	Производитель	Модель	Сер. №
Рентгеновский/гамма-радиометр	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069

Результаты

Приведенные ниже таблицы времени экспозиции получены с помощью аппарата, оборудованного конусом, соответствующим расстоянию между точкой фокуса и кожей 200 мм (8 дюймов) соответственно. При измерении доз утечки с каждым типом крышки (по умолчанию, прямоугольная 2 × 3, прямоугольная 4 × 3) все результаты были ND (не выявлено).


Исходные данные по результатам представлены в таблице ниже.

Результат (горизонтальная плоскость)



Направление	Тип по умолчанию	Прямоугольная 2 × 3	Прямоугольная 4 × 3
	[мГр/ч]	[мГр/ч]	[мГр/ч]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

Результат (вертикальная плоскость)



Направление	Тип по умолчанию	Прямоугольная 2 × 3	Прямоугольная 4 × 3
	[мГр/ч]	[мГр/ч]	[мГр/ч]
0°	ND	ND	ND
20°	ND	ND	ND
45°	ND	ND	ND
65°	ND	ND	ND
90°	ND	ND	ND
110°	ND	ND	ND
135°	ND	ND	ND
155°	ND	ND	ND
180°	ND	ND	ND
200°	ND	ND	ND
225°	ND	ND	ND
245°	ND	ND	ND
270°	ND	ND	ND
290°	ND	ND	ND
315°	ND	ND	ND
335°	ND	ND	ND

- ND: не выявлено. Порог выявления для экспозиции составил 0,00001 мГр.

А.4.3 Доза рассеиваемого излучения

Применимость

МЭК 60601-2-65 203.13

Требования

МЭ ОБОРУДОВАНИЕ после установки должно предусматривать вариант включения ЭКСПОЗИЦИИ из ЗАЩИЩЕННОЙ ОБЛАСТИ.

Соответствующие инструкции должны быть даны в СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Результаты


Приведенные ниже таблицы времени экспозиции получены с помощью аппарата, оборудованного конусом, соответствующим расстоянию между точкой фокуса и кожей 200 мм (8 дюймов) соответственно.

Оборудование для испытаний			
Прибор	Производитель	Модель	Сер. №
Рентгеновский/гамма-радиометр	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069


Методика
ПММА фантом, установленный в 280 мм от фокального пятна
Условие максимальной экспозиции
Точка измерения: 1000 мм от ПММА фантома

Вариант 1: 60 кВ; 2,5 мА; 1,0 с

Направление [°]	Результат (горизонтальная плоскость) [мкР]	
	Без щита	Со щитом
0	63,4	68,14
20	17,8	11,99
45	18,5	13,01
65	19,8	14,76
90	27,1	20,65
110	41,6	32,08
135	63,4	46,18
155	68,1	11,14
180	3,29	2,893
200	51,5	7,557
225	47,5	48,63
245	33,7	33,27
270	23,4	33,25
290	19,8	18,06
315	17,2	15,23
335	19,2	14,71




Направление [°]	Результат (вертикальная плоскость) [мкР]	
	Без щита	Со щитом
0	25,8	29,8
20	27,3	26,8
45	18,5	22,5
65	15,9	18,5
90	74,1	72,1
110	15,9	18,5
135	17,2	13,5
155	19,9	17,9
180	19,2	17,9
200	27,8	31,4
225	13,9	10,6
245	38,4	8,6
270	7,9	4,3
290	48,4	11,9
315	60,2	52,3
335	41,7	45,7




Вариант 2: 65 кВ; 2,5 мА; 1,0 с

Направление [°]	Результат (горизонтальная плоскость) [мкР]	
	Без щита	Со щитом
0	58,8	85,2
20	22,5	30,4
45	39,6	42,7
65	47,6	40,3
90	46,9	42,9
110	47,6	66,7
135	92,5	48,9
155	87,9	34,3
180	11,9	11,9
200	94,5	28,4
225	89,2	80,3
245	86,2	49,5
270	51,6	42,3
290	47,6	43,6
315	27,1	30,7
335	40,4	23,1



Направление [°]	Результат (вертикальная плоскость) [мкР]	
	Без щита	Со щитом
0	64,7	55,4
20	42,8	44,3
45	26,3	34,8
65	36,8	36,4
90	57,9	82,4
110	42,3	38,2
135	20,7	25,9
155	27,7	31,9
180	36,2	52,6
200	94,6	63,2
225	64,2	49,8
245	42,9	18,4
270	11,2	11,3
290	24,6	7,2
315	52,8	26,5
335	79,1	72,2



A.5 Сведения об электромагнитной совместимости (ЭМС)

Заявление производителя и рекомендации по электромагнитным излучениям

Модель VEX-P300 предназначена для использования в электромагнитном окружении, указанном ниже. Заказчик или пользователь модели VEX-P300 должен убедиться, что она используется в таком окружении.

Испытание на излучение	Соответствие	Руководство по электромагнитному окружению
РЧ-излучение, CISPR 11	Группа 1, класс А	Характеристики ИЗЛУЧЕНИЯ модели VEX-P300 обеспечивают пригодность ее использования в промышленных условиях и госпитальных учреждениях (CISPR 11, класс А). При использовании в жилых помещениях (для которых обычно требуется соответствие CISPR 11, класс В) данное оборудование может не обеспечивать достаточную защиту служб радиосвязи. Может потребоваться принятие мер по снижению воздействия, таких как перемещение или изменение ориентации оборудования.
Эмиссия гармонических составляющих IEC 61000-3-2	Применимо	Модель VEX- P300 соответствует требованиям для использования во всех средах и может использоваться в жилых помещениях, которые размещены в зданиях, напрямую подключенных к низковольтным электросетям общего назначения.
Колебания напряжения/ излучение фликера МЭК 61000-3-3	Применимо	

Заявление производителя и рекомендации по защите от электромагнитных излучений

Модель VEX-P300 предназначена для использования в электромагнитном окружении, указанном ниже. Заказчик или пользователь модели VEX-P300 должен убедиться, что она используется в таком окружении.

Испытание на помехоустойчивость	Уровень испытания согласно МЭК 60601-1-2	Уровень совместимости	Руководство по электромагнитному окружению
Электростатический разряд (ЭСР) МЭК 61000-4-2	Разряд ± 8 кВ при контакте Разряд ± 15 кВ по воздуху	Разряд ± 8 кВ при контакте Разряд ± 15 кВ по воздуху	Для полов с деревянным или бетонным покрытием, а также для керамической плитки. При использовании синтетических покрытий относительная влажность воздуха должна быть не менее 30 %.
Излучаемое электромагнитное РЧ поле МЭК 61000-4-3	3 В/м 80 МГц — 2,7 ГГц 80 % АМ при 1 кГц	3 В/м 80 МГц — 2,7 ГГц 80 % АМ при 1 кГц	Модель VEX-P300 пригодна для использования в профессиональном медицинском учреждении.
Устойчивость к эффекту близости Поля от беспроводного оборудования РЧ-связи в соответствии с таблицей 9 МЭК 60601-1-2	Макс. 28 В/м 385–5785 МГц в соответствии с таблицей 9	Макс. 28 В/м 385–5785 МГц в соответствии с таблицей 9	Оборудование РЧ-связи используется на расстоянии ближе 30 см до любой части VEX-P300 , включая кабели, указанные VATECH

Электрически быстрые переходные процессы IEC 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных и выходных линий Частота повторения 100 кГц	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных и выходных линий Частота повторения 100 кГц	Качество подачи энергии должно быть достаточным для общих деловых учреждений и медицинских стационаров.
Выброс напряжения МЭК 61000-4-5	± 1 кВ линия — линия ± 2 кВ линия — заземление	± 1 кВ линия — линия ± 2 кВ линия — заземление	Качество подачи энергии должно быть достаточным для общих деловых учреждений и медицинских стационаров.
Устойчивость к кондуктивным помехам МЭК 61000-4-6	3 В; 0,15–80 МГц 6 В в промышленном, научном и медицинском диапазоне между 0,15 и 80 МГц 80 % АМ при 1 кГц Линия подачи питания и линии входа-выхода	3 В; 0,15–80 МГц 6 В в промышленном, научном и медицинском диапазоне между 0,15 и 80 МГц 80 % АМ при 1 кГц Линия подачи питания и линии входа-выхода	Напряженность РЧ-поля в диапазоне частот выше 150 кГц — 80 МГц, напряженность РЧ-поля ниже 3 В
Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) в соответствии с МЭК 61000-4-8	30 А/м	30 А/м	Магнитное поле промышленной частоты должно соответствовать общему уровню для деловых учреждений и медицинских стационаров

Кратковременные понижения напряжения и короткие прерывания МЭК 61000-4- 11	0 % U_T : 0,5 цикла На 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270	0 % U_T : 0,5 цикла На 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270	Качество подачи энергии должно быть достаточным для общих деловых учреждений и медицинских стационаров. Если требуется, чтобы усилитель изображения модели VEX-P300 продолжал работать при перебоях в электросети, рекомендуется, чтобы усилитель изображения модели VEX- P300 работал от источника бесперебойного питания.
	и 315°	и 315°	
	0 % U_T ; 1 цикл и 70 % U_T ; 25/30 циклов одной фазы: на 0°	0 % U_T ; 1 цикл и 70 % U_T ; 25/30 циклов одной фазы: на 0°	
	0 % U_T ; 250/300 циклов	0 % U_T ; 250/300 циклов	

A.6 Сокращения

Аббревиатура	Наименование
AL	Aluminum (Алюминий)
EMC	Electromagnetic Compatibility (Электромагнитная совместимость)
ESD	Electrostatic Discharge (Электростатический разряд)
FOV	Field of View (Область сканирования)
IEC	International Electro technical Commission (Международная электротехническая комиссия)
ISO	International Standards Organization (Международная организация по стандартизации)
LED	Light-Emitting Diode (Светодиод)
ME	Medical Electrical (Медицинское электрооборудование)
PMMA	PolyMethylMethAcrylate (Полиметилметакрилат)
RF	Radio Frequency (Радиочастотный)
SID	Source to Image receptor Distance (Расстояние от источника до приемника изображения)
SIP	Signal Input Part (Сигнальный вход)
SOP	Signal Output Part (Сигнальный выход)
SSD	Source to Skin Distance (Расстояние от источника до кожи)

Copyright by © 2017 VATECH Co., Ltd.

Все права защищены.

Документация, название бренда и логотип используемые в данном руководстве защищены авторским правом.

Ни одна часть данного руководства не может быть воспроизведена, распространена или переписана без письменного разрешения производителя.

Мы оставляем за собой право вносить любые изменения, необходимые для технического усовершенствования. Для получения самых последних сведений свяжитесь с представителем VATECH.

Изготовлено VATECH Co., Ltd.

Тел.: (+82) 1588 9510

Эл. почта: gcs@vatech.co.kr

Веб-сайт: www.vatech.co.kr

Адрес главного управления: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Корея

Адрес завода: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Корея



Символ CE предоставляет данному продукту соответствие требованиям Европейской директивы для медицинских приборов 93/42/ЕЕС с поправками, внесенными 2007/47/ЕС, в качестве класса устройства IIb.



Уполномоченный представитель ЕС: Vatech Global France (SARL)
51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France
Тел.: +33 1 64 11 43 30
Факс: +33 1 64 11 43 39

TÜRKÇE

Not.....	i
Kılavuzda Kullanılan Yazım Kuralları.....	ii
1. Sisteme Genel Bakış	1
1.1 Kullanım Endikasyonları	1
1.2 Çalışma Prensibi.....	1
1.3 Bileşenler.....	1
1.4 Ekipmanın Genel Görünümü	4
2. Güvenlik Talimatları	7
2.1 Genel Güvenlik Yönergeleri.....	7
2.2 Uyarılar ve Güvenlik Talimatları	8
3. Çalıştırma	11
3.1 Güç Açma/Kapama.....	11
3.2 Parola Girme.....	12
3.3 Çalışma Modu.....	13
3.4 Konumlandırma	15
3.5 Çekim	25
3.5.1 Uzaktan Çekim Düğmesi	26
3.6 Batarya Kullanımı	27
4. Temizlik ve Bakım	35
4.1 Temizlik.....	35
4.2 Bakım	36
4.2.1 Bakım İşİ Kontrol Listesi.....	37
Ek	39
A.1 Tripod kullanarak Tutucuyu ve cihazları birleştirme	39
A.2 Dikdörtgen kapağı döner Kullanımı.....	42
A.3 Çekim Süresi Tabloları (Varsayılan).....	44
A.4 Röntgen Işını Doz Verileri	46
A.4.1 Röntgen Işını Doz Tablosu	46
A.4.2 Sızıntı Doz	48
A.4.3 Saçılmış Doz.....	51
A.5 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Bilgileri	56
A.6 Kısaltmalar.....	59

Bu sayfa kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.

Not

VEX-P300, portatif bir dental röntgen sistemidir.

Bu kılavuzda **VEX-P300** dental röntgen sistemine yönelik açıklamalar, çalışma talimatları ve görüntüleme prosedürleri yer almaktadır. Bu ekipmanı en etkin şekilde kullanabilmek için bu kılavuzu okuyup iyice anlamanız şiddetle önerilir. Kılavuzdaki tüm ikazlara, güvenlik mesajlarına ve uyarılara uyun.

Bu kılavuzu daima ekipmanın yakınında bulundurun ve ihtiyaç olduğunda çalışma prosedürleri ile güvenlik talimatlarını inceleyin.

Bu kılavuzdaki ekipman resimleri/fotoğrafları yalnızca gösterim amaçlıdır. Asıl ekipman bu resim ve fotoğraflarda görünenden farklı olabilir.

Sürekli devam eden teknolojik gelişmelerden dolayı kılavuz en güncel bilgileri içermiyor olabilir. Bu kılavuzda yer almayan diğer bilgiler için lütfen şu adresten bize ulaşın:

VATECH Co., Ltd.

Telefon: (+82) 1588 9510

E-posta: gcs@vatech.co.kr

Bu belgenin orijinali İngilizce dilinde hazırlanmıştır.

VEX-P300, bu kılavuzda Ekipman olarak anılmaktadır.

Kılavuz Adı: EzRay Air Portable (Model: VEX-P300) Kullanım Kılavuzu

Belge Numarası: VDH-UM-067

Sürüm: 1.45

Yayın Tarihi: 2020-02

Kılavuzda Kullanılan Yazım Kuralları

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmıştır. Her bir sembolü tam olarak anladığınızdan ve ilişkili talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Olası fiziksel yaralanmaları ve ekipman hasarını önlemek için lütfen bu belgedeki tüm uyarıları ve güvenlik bilgilerini dikkate alın.

	Uygunsuz koşul veya işlemlerin neden olabileceği belirli tehlikelerin söz konusu olduğuna işaret eder: • Ciddi fiziksel yaralanma (operatör ve hasta) • Önemli maddi hasar.
	Uygunsuz koşul veya işlemlerin neden olacağı veya olabileceği potansiyel tehlikelerin söz konusu olabileceğine işaret eder: • Ufak yaralanma • Maddi hasar.
	Uygunsuz koşul veya işlemlerin neden olabileceği potansiyel sorunların söz konusu olabileceğine işaret eder: • Maddi hasar.
	Sistemin çalıştırılması sırasında dikkate alınması gereken tedbir ve önerilere işaret eder; özellikle: • Bu Kılavuzun kullanımı • Belirli noktaları vurgulamaya veya netleştirmeye yönelik notlar.

1. Sisteme Genel Bakış

Portatif dental röntgen sistemi **VEX-P300**, şarj edilebilir Li-iyon polimer bataryadan beslenen 21,6 VDC akımla çalışır. Portatif röntgen sistemi, temelde dental muayene (dişler ve çene) için tasarlanmış, röntgen ışını üreten bir cihazdır. Portatif röntgen sistemi röntgen ışını tüpü içeren röntgen ışını üreten parçanın yanı sıra cihaz kumandası, güç kumandası, kullanıcı arabirimi, ışın sınırlama parçası, dağılma kalkanı ve isteğe bağlı Uzaktan Çekim Düğmesini içerir. **VEX-P300**, intraoral görüntü reseptörleriyle röntgen ışını maruziyeti aracılığıyla dişlere ve çeneye tanı koymak için tasarlanmıştır.

1.1 Kullanım Endikasyonları

EzRay Air Portable (Model: **VEX-P300**), intraoral görüntü reseptörlerini kullanarak tanı amaçlı röntgen görüntüleri oluşturmak için kullanılan tanı amaçlı ekstraoral bir dental röntgen kaynağıdır. Hem yetişkin hem de pediatrik hastalarda bir diş hekimi veya diş teknisyeni tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1.2 Çalışma Prensibi


Katottan elektron serbest bırakan röntgen ışını tüpü tertibatına yüksek gerilim beslendiğinde röntgen ışınları yayılır. Bunlar anoda çarparak röntgen ışını üretir. Bu ekipman, insan dişine sürekli röntgen ışını yayarak görüntü alır.

1.3 Bileşenler



No.	Kalem	Standart	İsteğe Bağlı	Adet
1	Ana Gövde (Dağılma Kalkanı ve Yuvarlak Kapak dahil)	●		1
2	El/Boyun Kayışı	●		1
3	Dikdörtgen Kapak (4x3)	●		1
4	güç kablosu	●		1
5	Batarya Şarj Cihazı	●		1
6	Kullanım Kılavuzu	●		1
7	Kızak		●	1
8	Dikdörtgen Kapak (2x3)		●	1
9	Dönen Dikdörtgen Kapak (4x3)		●	1

1. Sisteme Genel Bakış

No.	Kalem	Standart	İsteğe Bağlı	Adet
10	Dönen Dikdörtgen Kapak (2x3)		●	1
11	Uzaktan Çekim Düğmesi		●	1
12	Taban Tutucu		●	1



Kullanılabilir Seçenekler

No.	Şekil	Seçenek adı
1		Dikdörtgen Kapak 2x3 (3x2) Görüş Alanı: 2x3 cm, 3x2 cm (Bu kapak 2x3 veya 3x2 olarak kullanılabilir.)
2		Uzaktan Çekim Düğmesi
3		Dikdörtgen kapağı Döner 4x3 (3x4) Görüş Alanı: 4x3 cm, 3x4 cm (Bu adaptör 4x3 ve 3x4 olarak kullanılabilir.)
4		Dikdörtgen kapağı Döner 2x3 (3x2) Görüş Alanı: 2x3 cm, 3x2 cm (Bu adaptör 2x3 ve 3x2 olarak kullanılabilir.)
5		Taban Tutucu*
6		Kızak

* Taban tutucuyla birlikte tripod kullanılırken aşağıdaki teknik özelliklere başvurun.


- Tespit civatası boyu: 3/8 inç
- Maksimum taşınabilir ağırlık: Yaklaşık 5 kg
- Minimum yükseklik: >130 cm
- 3'ten fazla ayak gerekir.
- 3 ayaklı tripod kullanırken alt kısımda en az 1 birim minimum genişlikte boşluk kaldığından emin olun.

NOTICE

Kullanma talimatları için, bkz. "Ek A.2" "**Dikdörtgen kapağı döner Kullanımı**".


1.4 Ekipmanın Genel Görünümü

Ana Gövde



No.	Kalem	Açıklama
1	Dağılma Kalkanı	Dağılan radyasyona yönelik koruma sağlar.
2	Röntgen Işını Sınırlama Cihazı	Röntgen çekim bölgesini sınırlar. Varsayılan tür: Yuvarlak Koni + Yuvarlak Kapak (Görüş Alanı: Ø 6 cm)
3	Röntgen Çekim Düğmesi	Röntgen çekmek için düğmeye basın.
4	Kulp	Sistemi kullanırken kulpu sıkıca kavrayın.
5	Güç Düğmesi	Güç Açma/Kapama düğmesi
6	Batarya	Şarj edilebilir Lityum-iyon batarya.
7	Adaptör Konektörü	Şarj adaptörünü takın.
8	Uzaktan Röntgen Çekim Düğmesi Portu	Kablolu röntgen çekim düğmesini takın. Alternatif olarak servis portu olarak kullanılabilir.
9	Kayış Halkası	Kayışı takın.
10	Kontrol Paneli	Röntgen çekim ayarlarını ve çalışma koşullarını gösterir
11	Röntgen Işını Jeneratörü	Röntgen ışını tüpünü ve yüksek gerilim jeneratörünü içerir.

Kontrol Paneli



No.	Kalem	Açıklama
1		Tüp Gerilim/Akım Göstergesi Sistemin tüp gerilimini ve tüp akımını gösterir.
2		ANGLE (Açı)/TIME (Süre) Ekranı Röntgen çekim süresi, hata kodu, soğuma süresi ve çekim açısını görüntüler.
3		Yetişkin/Çocuk Seçimi Hasta türünü (yetişkin veya çocuk) gösterir.
4		Kalan Batarya Göstergesi Kalan batarya seviyesini gösterir. 1) Batarya şarj cihazının ekipmana takılı olduğunu gösterir. 2) Titrediğinde bataryanın şarj edilmesi gerektiğini gösterir.
5		SET (Ayarla) Düğmesi Röntgen çekim açısını sıfırlar.
6		Hoparlör Röntgen çekimi için sesli uyarı verir.

No.	Kalem	Açıklama
7		Diş Türü Seçimi Diş türünü seçer.
8		Röntgen Çekim Göstergesi Röntgen çekimi durumunu gösterir. (Yeşil: Hazır / Sarı: Röntgen Işını Açık)
9		Ayar Düğmesi Röntgen çekim ayarını belirlemek için ayar düğmesini sola (-) veya sağa (+) çevirin. Çalıştırma ayarını doğrulamak için ayar düğmesine basın.
10		AUTO (Otomatik) Düğmesi Yalnızca otomatik mod kullanılmasına izin veren ülkelerde kullanılabilir. Bu düğme Birleşik Krallık'ta kullanılamaz. Bu düğmeye basıldığında ekranda "NA" (Kullanılamaz) ibaresi görüntülenir.

2. Güvenlik Talimatları

2.1 Genel Güvenlik Yönergeleri

- Çalışma modu: Çekim süresinin 60 katı yükleme döngüsüyle sürekli çalışma, sonraki çekim başlayana kadar bekleme.
- Bu ekipman olabilecek en güvenli şekilde çalışmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu kılavuzdaki güvenlik tedbirlerine ve çalıştırma talimatlarına sıkıca uyarak çalıştırın ve bakımını yapın.
- Bu cihazı sadece kontrollü bir ortamda röntgen uzmanı, röntgenle teşhis uzmanı, tıbbi radyasyon uzmanı veya hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik olarak insan anatomisinin görüntülenmesi konusunda uzman sağlık çalışanı gibi yasal olarak yetkili bir kişi çalıştırabilir.
- Tüm yerel yangın düzenlemelerine uyun. Ekipmanın yakınında her zaman bir yangın söndürücü bulundurun.
- Ekipman, ilgili prosedürler ve önleyici bakım programları uyarınca kalifiye servis personeli tarafından kurulmalı, bakımı yapılmalı ve servis görmelidir. Kullanıcıların yalnızca bataryayı değiştirmesine izin verilir.
- Ekipman kullanımda değilken açma/kapama anahtarının kapalı konumda olduğundan emin olun.
- Ekipmanı temizlemeden önce güç kaynağı bağlantısını mutlaka kesin.
- Ekipmanı veya parçalarını nemli yerlerde TUTMAYIN veya sıvı maddelere DALDIRMAYIN.
- Ekipmanı kimyasal ve gaz depolama tesislerinin yakınına koymaktan kaçının.
- Bu ekipman dağılma kalkanı takılı (sıkıca sabitlenmiş) olarak gönderilir, böylece kullanıcıların dağılma kalkanını çıkarması engellenir. Dağılma kalkanının hasarlı veya kusurlu olması halinde değişim için Servis Temsilcinizle iletişime geçin.
- Dağılma kalkanı, kullanıcıların, röntgen çekimi sırasında maruz kalabilecekleri dağılan radyasyondan korunmasını sağlar. Ekipmanın dağılma kalkanı ile kullanılması sayesinde kullanıcılar dağılma kalkanının kullanılmadığı durumlara kıyasla daha az radyasyona maruz kalır.

2.2 Uyarılar ve Güvenlik Talimatları

	Bu röntgen ünitesi güvenli çekim faktörlerine, çalıştırma talimatlarına ve bakım programlarına uyulmaması halinde hasta ve operatör için tehlikeli olabilir. Kullanıcının bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuması ve burada belirtilen tüm uyarı ve ikazlara sıkıca uyması önemlidir.
	Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için bu ekipman, yalnızca koruyucu topraklamalı bir şebekeye bağlanmalıdır.
	Radyasyon güvenliğine ilişkin kural ve düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden, bu ekipmanın sahibi ve operatörü, bulundukları bölgede geçerli tüm radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kural ve düzenlemelerine uymaktan sorumludur.

- Bu ekipmanın kapak panellerini AÇMAYIN veya SÖKMEYİN.
- Bu ekipmanı asla sıvıya, buğuya veya spreye maruz bırakmayın. Bu ekipmanın herhangi bir sıvıya maruz kalması, elektrik çarpmalarına veya sistemin bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Yangına neden olabileceği için bu ekipmana sprey temizleyici UYGULAMAYIN.
- Bu ekipmanı patlamalara yatkın ortamlarda asla kullanmayın.
- Bu ekipmanın yakınına alev alıcı malzeme KOYMAYIN.
- SIP/SOP konektörlerine dokunurken aynı anda asla hastaya dokunmayın.
- Teller ve kablolar dahil olmak üzere bu ekipmanda değişiklik yapmaya çalışmayın. Bu ekipmanda değişiklik yapılması ekipmanın onarılamayacak şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Yerel olarak başka Radyasyondan Korunma Protokollerinin geçerli olduğu durumlar haricinde hastanın ve operatörün koruyucu kurşun astarlı önlük giymesi önerilir.
- Çocuklar ve gebe kadınlar, röntgen çekirmeden önce bir hekime danışmalıdır.
- Spesifik muayeneler veya tıbbi tedavi sırasında civardaki diğer ekipmanla elektromanyetik girişim (gürültü) halinde büyük tehlikeler söz konusu olabilir.
- Batarya şarj cihazları, güç kaynağından kolayca çıkarılabilecekleri, erişilebilir bir yerde tutulmalıdır.

Batarya Kullanımı

- Bataryanın, hastanın bulunduğu ortamın dışında şarj edildiğinden emin olun.
- Yalnızca VATECH tarafından tedarik edilen veya VATECH onaylı bataryanın kullanıldığından emin olun. Standart olmayan veya hasarlı bataryaların kullanılması halinde yangın ve patlama riski söz konusudur.
- Yalnızca VATECH tarafından tedarik edilen veya VATECH onaylı batarya şarj cihazının kullanıldığından emin olun. Onaylı olmayan bir şarj cihazının kullanılması batarya hasarına neden olabilir.
- Bataryaları ısıya veya ateşe maruz BIRAKMAYIN. Doğrudan güneş ışığı altında saklamaktan kaçının.
- Bataryaya KISA DEVRE YAPTIRMAYIN; bataryayı EZMEYİN, DELMEYİN, TAHRİP ETMEYİN veya PARÇALARINA AYIRMAYIN.
- Bataryaları birbiriyle veya başka metal nesnelerle kısa devre yapabilecekleri kutularda veya çekmecelerde rastgele SAKLAMAYIN.
- Bataryanın ve ekipmanın artı (+) ve eksi (-) işaretlerine dikkat edin ve doğru kullanıldıklarından emin olun.
- Kullanım için gerekli olmadığı sürece bataryayı orijinal ambalajından ÇIKARMAYIN.
- Bataryaları mekanik darbelere MARUZ BIRAKMAYIN.
- Hücrelerin sızdırması halinde sıvının ciltle veya gözle temas etmesine izin vermeyin. Temas halinde etkilenen yeri bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Bataryayı ISLATMAYIN veya SUYA SOKMAYIN. Bataryaları temiz ve kuru tutun.
- Bataryayı çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
- Bataryanın yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın.
- Bataryaları evsel atıklarla BERTARAF ETMEYİN. Boşalan bataryaları yerel kaynağa iade edin veya bu bataryaları yerel düzenlemelere göre atın veya geri dönüştürün.
- Kullanıcılar, batarya değiştirebilir.
- Bataryayı değiştirmeden önce cihazı kapattığınızdan emin olun.
- Batarya şarj olurken çekim işlevi kilitlenir.
- Bataryayı kullanımda değilken uzun süre şarjda BIRAKMAYIN.
- Ekipmanın uzun süre kullanılmamış olması halinde kullanmadan önce bataryanın şarj edilmesi önerilir.
- Uzun süre saklandıktan sonra en yüksek performans için hücrelerin veya bataryaların birkaç kez şarj edilip boşaltılması gerekebilir.
- Kullanımda değilken ekipmanı kapattığınızdan emin olun. Böylece bataryanın kullanım ömrü korunur.
- Bataryanın sık sık şarj edildiğinden emin olun. Böylece bataryanın kullanım ömrü korunur.
- Ekipman kullanımda değilken uzun süre açık kaldığında batarya tamamen boşalabilir.

- Boşalma durumuna bağlı olarak bataryanın şarj olması yaklaşık 1 gün sürer. Batarya yaklaşık 1 gün şarj edildikten sonra cihazın açılmaması, bataryanın tamamen boşalmış olduğunu gösterir. Batarya değişimi için Servis Temsilcinizle iletişime geçin.
- Yangın veya patlama riski söz konusu olduğundan tamamen boşalmış bataryaları ŞARJ ETMEYİN. Bataryayı mutlaka değiştirin (VATECH tarafından tedarik edilen bir bataryayla).

Radyasyon Güvenliği




Ekipmanı kullanırken tüm kullanıcıların, kullanıcı ve hasta güvenliği için aşağıdaki radyasyon güvenliği yönergelerine uyması önerilir.

- Tüm kullanıcılar ve hastalar kurşun astarlı önlük ve tiroit yakası gibi koruyucu ekipman kullanmalıdır.
- Bu ekipman asistanlar gibi personelden veya diğer hastalardan en az 1,8 m uzakta çalıştırılmalıdır. 1,8 m'den yakında bulunmalarının gerekli olması halinde kurşun astarlı önlük veya tiroit yakası takmaları veya kurşun kalkanın arkasında durmaları önerilir.
- Gebe kadınlar, kesinlikle gerekli olduğu haller dışında röntgen çekmemelidir.
- Tüm kullanıcılar devlet tarafından belirlenen Radyasyondan Korunma Politikalarına uymalıdır.
- Konum Gösterme Cihazı seçerken operatörün en iyi şekilde korunması için PID'nin dağılma kalkanı koninin dış ucuna takılı olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığına bakılmalıdır.

3. Çalıştırma

3.1 Güç Açma/Kapama

1. Aşağıdaki şekle bakarak sistemi çalıştırın.



2. Aşağıdaki ekranlar ve göstergeler yanar:

- Geçerli Açı/Süre ekranı
- Diş türü seçim ekranı
- Yetişkin/Çocuk seçim ekranı
- Kalan batarya göstergesi
- Röntgen çekim göstergesi


3. En az bir batarya gösterge ışığının yandığından emin olun.



Batarya seviyesi 1

NOTICE

Batarya göstergesinin titreyen bir ışığı olduğunda bataryayı derhal batarya şarj cihazıyla şarj edin.



Daha fazla bilgi için bkz. "3.6 Batarya Kullanımı".

3.2 Parola Girme

1. Ayar düğmesini kullanarak 3 haneli sayısal parolayı girin. (varsayılan parola: 000)



2. Sonraki haneyi girmek için ayar düğmesine basın, daha sonra ayar düğmesine basılı tutun.



3.3 Çalışma Modu

Bu sistem, Manuel Modda çalıştırılabilir.

Manuel Mod

1. Diş türü seçim alanı yanıp söndüğünde diş türünü seçmek için ayar düğmesini çevirin. Seçimden önce ve sonraki Kontrol Paneli görünümü için aşağıdaki şekillere bakın.

Diş türü seçiminden önce



Diş türü seçiminden sonra




Diş Türü

Sembol	Tür
	Kesici ön diş
	Köpek dişi
	Azı dişi/küçük azı dişi
	Bitewing

2. Diş türü seçiminden sonra hasta türü seçilmelidir. Yetişkin/Çocuk seçim alanı yanıp söndüğünde hasta türünü seçmek için ayar düğmesini çevirin. Seçimden sonraki Kontrol Paneli görünümü için aşağıdaki şekle bakın.

Hasta türü seçiminden sonra



Hasta Türü

Sembol	Tür
	Yetişkin
	Çocuk

NOTICE

Diş türü ve hasta türü seçildikten sonra çekim süresi otomatik olarak görüntülenir.

3. Çekim süresini değiştirirken çekim süresini 0,05 ila 1.0 sn (artış: 0,01 sn) olarak ayarlamak için ayar düğmesini çevirin.

NOTICE

Manuel Modda çekim süresini ayarladıktan sonra ayar düğmesine basıldığında çekim süresi otomatik olarak varsayılan ayara döner.


Manuel Modda çekim süresini varsayılan olarak ayarlamak için ayar düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

3.4 Konumlandırma


Hastayı Konumlandırma

Maksimum detaya sahip ve yüksek kaliteli intraoral radyografi için işlemin tüm adımlarında fazlasıyla dikkatli olun: hastanın ve röntgen görüntüleme sisteminin konumlandırılması; fosfor plakasının veya intraoral sensörün maruz bırakılması.

1. Hastanın göğsüne koruyucu kurşun astarlı önlük yerleştirin.
2. Hastayı sağıtal düzlemi dikey olacak şekilde sandalyeye oturtun.
 - Üst maksiller radyografisi için Frankfort düzlemi yatay olmalıdır.




- Alt maksiller radyografisi için Oklüzal düzlem yatay olmalıdır.



3. Tüp kafasının konisini görüntü alınacak bölgeye yerleştirin.

Cihazı tutarken kulpun tek elle kavranması ve aşağıda gösterilen şekilde diğer elin Çekim Düğmesinin ve koninin altında olması önerilir.




NOTICE

Görüntüleme açısına bağlı olarak çekim süreleri değişir. Hastanı düşük röntgen ışını dozlarında tutulması ve kullanıcının korumalı alanda kalması gerektiğinden ihtiyaca göre hastanın başını yavaşça eğin ve çenesini kaldırın veya indirin. Lütfen bkz. "2.2 Uyarılar ve Güvenlik Talimatları".

Her bir mod için hastanın konumlandırılması ve ışın açısı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki **Konumlandırma Talimatları** bölümüne bakın.


Konumlandırma Talimatları

Paralleleme tekniği: Fosfor plakası veya sensör, dişlerin boylamsal eksenine paralel olarak fosfor plakası veya sensörün hizalanmasını sağlayan bir tutucuya yerleştirilir.



1. Fosfor plakası veya sensör
2. Dişin boylamsal eksenini

Açıortay tekniği: Hasta, parmağıyla fosfor plakasını veya sensörü yerinde tutar. Röntgen ışını, fosfor plakası veya sensör düzlemi ve dişin boylamsal eksenini arasındaki açıyı ikiye bölen hayali bir çizgiye doğru dikey olarak yönlendirilir.



1. Fosfor plakası veya sensör
2. Dişin boylamsal eksenini

Kabul görmüş standart konumlandırma prosedürleriyle tüp kafasını hastaya yerleştirin.


Belirli bir dişin en iyi görüntülerini almak için özel açı ve yönleri burada bulabilirsiniz (**Açıortay tekniği**).



Reseptörü hastanın intraoral bölgesinde yumuşak dokuya zarar vermeden dikkatli bir şekilde yerleştirin.

- **Maksiller Kesici Ön Diş**


Röntgen ışını 45° aşağı yönlendirilir.



Dişler		Eğim açısı
Kesici ön diş	Maksilla	+45°

- **Mandibular Kesici Ön Diş**


Röntgen ışını 25° yukarı yönlendirilir.



Dişler		Eğim açısı
Kesici ön diş	Mandibula	-25°

- **Maksiller Köpek Dişi**


Röntgen ışını 45° aşağı yönlendirilir.



Dişler		Eğim açısı
Köpek dişi	Maksilla	+45°

- **Mandibular Köpek Dişi**


Röntgen ışını 20° yukarı yönlendirilir.



Dişler		Eğim açısı
Köpek dişi	Mandibula	-20°

- **Maksiller Azı ve Küçük Azı Dişi**


Röntgen ışını 30° aşağı yönlendirilir.



Dişler		Eğim açısı
Azı ve Küçük Azı Dişi	Maksilla	+30°

- **Mandibular Azı ve Küçük Azı Dişi**

Röntgen ışını 5° yukarı yönlendirilir.



Dişler		Eğim açısı
Azı ve Küçük Azı Dişi	Mandibula	-5°

- **Bitewing**

Bitewing ile çekim için hasta, çekim sırasında fosfor plakası/sensör tutucuyu ısırarak dişlerini kapatır.

Röntgen ışını $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$ aşağı yönlendirilir.



Dişler	Eğim açısı
Bitewing ile çekim	$+5^{\circ} \sim +8^{\circ}$

Görüntüleme Sensörünü Konumlandırma

VEX-P300 dental röntgen sistemini kullanarak farklı görüntüleme reseptörü türleri üzerinde bir röntgen görüntüsü oluşturabilirsiniz:

- Dijital sensörler
- Fosfor plakası


Görüntünün kaliteli olması için dijital görüntüleme sensörü uygun şekilde konumlandırılmalıdır (görüntüleme sensörünün doğru konumlandırılmasına ilişkin bilgi için lütfen bkz. “**Konumlandırma Talimatları**”).

- Görüntü sensörünün doğru konumlandırılmaması radyografı bozuk diş ve kökler, uzama, büyüme ve çakışan temas noktaları gibi hatalara neden olabilir.

NOTICE


Paralleleme tekniği genelde bu tür hataların ortaya çıkma riskini azaltsa da sensör doğru konumlandırılmadığında açılma hataları (sensörün dışın kendisine açısı) görülebilir.

- Görüntüleme sensörünün röntgen ışınının çıkış paternine hizalanamaması, radyografı kesik koni görüntülerine neden olabilir. Kesik koni görüntüleri radyografin bir kısmı radyasyona maruz kalmadığında görülen parlak alanlardır. Aşağıdaki resimde kesik koni görüntülerine bir örnek gösterilmiştir.




Kesik koni görünümü


Aşağıdaki resimde görüntüleme sensörü konumu ve radyasyon alanı belirtilerek kesik koni görünümünün nasıl oluştuğu gösterilmiştir.



Görüntüleme sensörü ve röntgen ışınının düzgün hizalandığından emin olmak için aşağıdaki şekilde olduğu gibi PID (Konum Gösterme Cihazı) kullanılması önerilir.



PID kullanırken röntgen cihazının çıkış paterni, aşağıdaki şekilde olduğu gibi reseptöre dikey olarak hizalanmalıdır.



NOTICE


PID uygun şekilde hizalandıktan sonra hastadan hareket etmemesini isteyin.

3.5 Çekim

IMPORTANT

Operatör, hastadan tüm çekim süresi boyunca **KESİNLİKLE** hareketsiz kalmasını istemelidir.

1. Hastadan hareketsiz kalmasını isteyin.
2. Çekim süresi boyunca Çekim Düğmesine basın.



3. Röntgen çekilirken
 - Röntgen Çekim Göstergesi yanar ve sesli bir uyarı duyulur.
 - Röntgen Çekim Göstergesi ışığı sönene ve sesli uyarı kesilene kadar basılı tutun.



Yeşil: Hazır



Sarı: Röntgen Işını Açık

IMPORTANT

Sesli sinyal duyulduğu sürece Çekim Düğmesini basılı tutun. Aksi halde çekim hatalı gerçekleşir ve Kontrol Panelinde hata mesajı görüntülenir.

3.5.1 Uzaktan Çekim Düğmesi

Uzaktan Çekim Düğmesi, operatörün röntgen odasının dışından görüntü çekimini kontrol etmesini mümkün kılar.

Çekim işlemi tamamlanana kadar **Uzaktan Çekim Düğmesini** basılı tutun. **Uzaktan Çekim Düğmesinin** erken bırakılması görüntü çekimini yarım bırakır.

Uzaktan Çekim Düğmesine basıldığında Röntgen Çekim Göstergesi etkinleşerek sarı renkte yanar. Bu renk, röntgen ışınının yayıldığını gösterir.



IMPORTANT

Uzaktan Çekim Düğmesi sökülebilir. **Uzaktan Çekim Düğmesi** kablusunun ünite çalışırken yanlışlıkla yerinden çıkmadığından emin olun.

IMPORTANT

Çekim sırasında hastayla sesli/görsel teması koruyun. Çekim sırasında herhangi bir sorun çıktığında **Uzaktan Çekim Düğmesini** derhal bırakın.

3.6 Batarya Kullanımı

Kontrol Panelinin sol tarafındaki batarya seviye göstergesi kalan şarjı gösterir. Batarya göstergesi yanıp sönen bir ışık (Seviye 1) gösterdiğinde bataryayı derhal şarj edin. Aşağıda belirtilen batarya seviyelerine bakın.



Seviye 3



Seviye 2



Seviye 1



Bataryanın yaklaşık 1 saat boyunca şarj edilmemesi halinde batarya gerilimi azalır. Bu seviyede aşağıda gösterilen **A.10** hata kodu dışında tüm ekranlar kapanır ve çekim yapılamaz. Cihaz, batarya şarj cihazına bağlandıktan ve batarya seviyesi "Seviye 1"e geldikten sonra tüm işlevler normal çalışmaya devam eder.

IMPORTANT



Batarya Seviyelerine Göre Sistem Durumu

Kalem		Sistem Durumu			
		Batarya Seviyesi 3, 2	Batarya Seviyesi 1		Batarya Zayıf
Sistem açılırken	Çalışma	Normal	Normal	Normal	Çalışmaz
	Batarya Seviye Göstergesi	Normal	Normal	Yanıp Söner	Görüntülenmez
	Batarya Şarj Göstergesi	Görüntülenmez	Görüntülenmez	Yanıp Söner	Görüntülenmez
	Kontrol Paneli Parlaklığı	Normal	Normal	Karanlık	Normal (Yalnızca hata kodu A.10 görüntülenir)
Sistem çalışırken	Çalışma	Normal	Normal	Normal	Çalışmaz
	Batarya Seviye Göstergesi	Normal	Normal	Yanıp Söner	Görüntülenmez
	Batarya Şarj Göstergesi	Görüntülenmez	Görüntülenmez	Yanıp Söner	Görüntülenmez
	Kontrol Paneli Parlaklığı	Normal	Normal	Normal	Normal (Yalnızca hata kodu A.10 görüntülenir)



Batarya Şarj Göstergesinin yanıp sönmesi (veya hata kodu A.10 görüntülenmesi) halinde bataryanın şarj edildiğinden emin olun. Cihazın hata kodu A.10'la uzun süre açık kalması halinde batarya boşalmış olabilir.




Yangın veya patlama riski söz konusu olduğundan tamamen boşalmış bataryaları **ŞARJ ETMEYİN**. Bataryayı mutlaka değiştirin (VATECH tarafından tedarik edilen bir bataryayla).




Cihaz batarya şarj cihazına takıldığında bataryanın tamamen boşalmış olduğu durumlar dışında her zaman Batarya Şarj Göstergesi görüntülenir.

Bataryayı Şarj Etme

1. Batarya şarj cihazını aşağıdaki şekilde olduğu gibi batarya şarj cihazı konektörüne takın.



2. Batarya şarj cihazı takıldığında batarya şarjı LED gösterge ışığı yanar. Her üç LED gösterge ışığı dolana kadar bataryayı şarj edin.



NOTICE

Genellikle tamamen boşaldıktan sonra bataryanın şarj olması yaklaşık 3 saat sürer.

3. Batarya tamamen şarj olduğunda batarya şarj cihazını çıkarın.

NOTICE

Batarya şarj cihazı takılıken çekim yapılamaz.

CAUTION

Şarj cihazının teknik özellikleri eski şarj cihazından farklı olduğundan lütfen sadece bu cihazla birlikte verilen en yeni şarj cihazını kullanın.

Bu cihazın eski bir şarj cihazıyla şarj edilmesi cihaza zarar verebilir.

Batarya Kullanım Döngüsü

Batarya, sarf malzemesidir. Zaman içinde bozulması beklenir, yani sık sık şarj edilmelidir. Batarya süresi yeni bataryaya kıyasla yarıya düştüğünde veya daha fazla azaldığında yeni batarya için Servis Temsilcinizle iletişime geçin.

Bataryanın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bkz. “**Batarya Değişimi**”.


Batarya Değişimi

NOTICE


Kullanıcılar, batarya değiştirebilir.

Bataryayı değiştirmek üzere batarya kitini (yeni batarya ve yıldız tornavida dahil) edinmek için Servis Temsilcinizle iletişime geçin..

1. Gereken İş
1 kişi, 3 dakika
2. Gerekli aletler
Yıldız tornavida (boy: T20)
3. Sökme Prosedürü
 - 1) Batarya bölmesi erişim kapağını yıldız tornavida kullanarak sökün.




- 2) Kapağı kaldırın ve bataryayı çıkarın.



- 3) Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi batarya kablosunun konektörüne basarak batarya kablosunu cihazdan çıkarın.

Batarya kablosu konektörü

Bastırarak batarya kablosu konektörünü çıkarın



Batarya kablosunu çıkardıktan sonra



Batarya kablosunu sert bir şekilde ÇEKMEYİN.

- 4) Prosedürü tersinden uygulayarak yeni bataryayı takın.

Uyku Modu 1

Batarya tüketimini azaltmak için sistem bir dakika boyunca kullanılmadığında Uyku Modu 1 başlatılır.

1. Uyku Modu 1 başlatıldığında Kontrol Paneli aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi (sağda) hafifçe kararır.



Parlaklık: Normal

Parlaklık: Hafif karanlık

2. Normal çalışmaya dönmek için sistemi hareket ettirin veya herhangi bir düğmeye (Röntgen Çekim Düğmesi dışında) basın.

NOTICE

Kullanılmadığında batarya tüketimini azaltmak için sistemi kapatın.


Uyku Modu 2

Uyku Modu 1 başlatıldığından itibaren Sistemin (kullanımda değilken) 5 dakika boyunca açık kalması halinde Uyku Modu 2 başlatılır.

IMPORTANT

Batarya şarj cihazı bağlı ise Uyku Modu 1 devam eder.

1. Uyku Modu 2 başlatıldığında aşağıdaki şekilde (sağda) gösterildiği gibi Kontrol Panelindeki tüm Ekranlar kapanır.



Parlaklık: Hafif karanlık

Parlaklık: Karanlık

2. Normal çalışmaya dönmek için sistemi hareket ettirin veya herhangi bir düğmeye (Röntgen Çekim Düğmesi dışında) basın.

NOTICE

Kullanılmadığında batarya tüketimini azaltmak için sistemi kapatın.

Güç Kapalı Modu

Uyku Modu 2 başlatıldığından itibaren Sistemin (kullanımda değilken) 5 saat boyunca açık kalması halinde Güç Kapalı Modu başlatılır.


IMPORTANT

Batarya şarj cihazı bağlı ise Uyku Modu 1 devam eder.

1. Kontrol Panelindeki tüm ekranlar kapanır.



2. Güç Kapalı Modunda normal çalışmaya dönmek için sistem **MUTLAKA** kapatılmalı ve yeniden açılmalıdır.



4. Temizlik ve Bakım

4.1 Temizlik



Ekipmanı temizlemeden önce kapattığınızdan emin olun.

- Ekipman yüzeyleri alkol esaslı, aşındırıcı olmayan bir temizlik çözeltisiyle nemlendirilmiş bezle silinebilir. Gerekğinde yüzeyleri dezenfektanla silin.
- Gerekğinde yüzeyleri dezenfektanla silin.
- Lütfen fosfor plakası tarayıcısı üreticisinin hijyen talimatlarını dikkate alın.



Yüzeyleri temizlerken şarj cihazının ekipmana takılı olmadığından emin olun.



- Ekipmanı herhangi bir sıvıya MARUZ BIRAKMAYIN.
- Yangına neden olabileceği için ekipmana doğrudan sprey temizleyici veya dezenfektan UYGULAMAYIN.



Yumuşak bez nemli olmalı ancak sırlıslık olmamalıdır.



Bezler veya mendiller yeniden kullanılamaz.

4.2 Bakım

VATECH, görüntü kalitesi ile hasta ve operatör güvenliğini sağlamak için düzenli tutarlılık testlerinin yapılmasını zorunlu kılar.

Bu ekipmanda yalnızca **VATECH** yetkili teknisyenleri denetim ve bakım yapabilir. Teknik destek için **VATECH** servis merkezi veya yerel **VATECH** temsilcinizle iletişime geçin.

Lütfen fosfor plakası tarayıcısı üreticisinin hijyen talimatlarını dikkate alın.

İkazlar ve Notlar



Ekipmanı veya parçalarını nemli yerlerde TUTMAYIN veya sıvı maddelere YAKLAŞTIRMAYIN.



Ekipmanı kimyasal ve gaz depolama tesislerinin yakınına koymaktan kaçının.



Ekipmanın uzun süre kullanım dışı kalacak olması halinde bataryayı tamamen şarj edin ve kaldırmadan önce cihazdan çıkarın.

4.2.1 Bakım İşi Kontrol Listesi



Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce mutlaka ekipmanı kapatın.

İşler	Dönem
Çalıştırmadan önce ekipmanın temiz ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.	Günlük
Ekipmanı kullandıktan sonra kapattığınızdan emin olun.	Günlük
Ekipmanın dış kapaklarını her gün kullanımın ardından kuru bir bezle silin. Ekipmanın dış kapaklarını temizlemek için deterjan veya solvent KULLANMAYIN.	Günlük
Çekim sırasında sinyalin duyulduğundan ve röntgen ışını yayılma ışığının yandığından emin olun.	Günlük
Çekim Düğmesine basıldığında sarı (çekim) göstergesi ışığının yandığından emin olun.	Günlük
Bataryayı şarj ederken batarya şarjı LED göstergesinin yandığından emin olun.	Günlük
Batarya seviye göstergesinin en az 2 seviye (Batarya Seviyesi 2) gösterdiğinden emin olun. Batarya seviyeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. “3.6 Batarya Kullanımı”.	Günlük
Görünür tüm etiketlerin sağlam ve okunaklı olduğundan emin olun.	Aylık



Herhangi bir kusur bulunması halinde kalifiye personel tarafından bakım yapılması gerektiğinden ekipmanı çalıştırmayın. Servis Temsilcinizle iletişime geçin.

Bu sayfa kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.

Ek

A.1 Tripod kullanarak Tutucuyu ve cihazları birleştirme

NOTICE

Taşınabilir röntgen cihazları bazı ülkelerde bulunmamaktadır. Bu ülkelerde kullanılması için Vatech tutucuyu opsiyon olarak çekim düğmesiyle birlikte tedarik etmektedir.

Kızağı, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ayrı bir kutuda ambalajlanır / gönderilir.



Kutudaki tüm parçaları çıkarın ve kızağı takmak için aşağıdaki prosedürü izleyin. (Not: Tripod dahil değildir)

NOTICE

Tutucuyu çıkarmak için montaj prosedürünü tersine takip edin.


1. Yıldız tornavida kullanarak EzRay Air Portable cihazı ve Soket kablosunu sağlanan vidalarla sabitleyin.



2. Tutucuyu tripoda takın. Tripoda nasıl takılacağına Tripod kılavuzundan bakın.




3. EzRay Air Portable ünitesini tripodlu tutucuya aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bağlayın.



4. Soket kablosunun bir ucunu EzRay Air Portable cihazına bağlayın.



5. Soket kablosunun tutucuya baęlı olan dięer ucunu saęlanan ekim kablosuna baęlayın.



A.2 Dikdörtgen kapağı döner Kullanımı


Döner Dikdörtgen Kapak 360 derece döner.

Döner Dikdörtgen Kapak, Dış Halka ve İç Halkadan oluşur.




Dış Halka 90 derece artışlarla döner.

IMPORTANT



İç Halka 10 derece artışlarla döner.



1. Döner Dikdörtgen Kapağı Ana Gövdenin Konisine monte edin.

NOTICE

Döner Dikdörtgen Kapağın Koniye montajı için, Döner Dikdörtgen Kapağı 45 derece döndürün ve Klik sesini duyarak montajın tamamlandığından emin olun.

2. Döner Dikdörtgen Kapağın Dış Halkasını döndürerek açığı kabaca ayarlayın.
3. Döner Dikdörtgen Kapağın İç Halkasını döndürerek açığı ince ayar yapın.

NOTICE

Döner Dikdörtgen Kapağın demontaj yöntemi, montaj yöntemiyle aynıdır. Aşağıda aşama 1'de belirtilen NOT'a bakın.

A.3 Çekim Süresi Tabloları (Varsayılan)

Aşağıdaki çekim sürelerini gösteren tablolar, sırasıyla 200 mm (8 inç) odak-cilt mesafesine karşılık gelen bir koni ile donatılmış bir ünite ile oluşturulmuştur.

DİJİTAL SENSÖR: Seçenek 2: 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 sn

Hasta	Dişler	Eğim açısı	SSD: 200 mm (8 inç)		
			kV	mA	sn
Yetişkin 	Kesici ön diş 	Maksilla: +45° Mandibula: -25°	65	2,5	0,12
	Köpek dişi 	Maksilla: +45° Mandibula: -20°	65	2,5	0,14
	Azı dişi/Küçük azı dişi 	Maksilla: +30° Mandibula: -5°	65	2,5	0,16
	Bitewing 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,18
Çocuk 	Kesici ön diş 	Maksilla: +45° Mandibula: -25°	65	2,5	0,10
	Köpek dişi 	Maksilla: +45° Mandibula: -20°	65	2,5	0,12
	Azı dişi/Küçük azı dişi 	Maksilla: +30° Mandibula: -5°	65	2,5	0,14
	Bitewing 	+5° ~ +8°	65	2,5	0,16

PSP Tarayıcı (VistaScan Nano Easy): 65 kV, 2,5 mA, 0,05~1,0 sn

Hasta	Dişler	Eğim açısı	SSD: 200 mm (8 inç)		
			kV	mA	sn
Yetişkin 	Kesici ön diş 	Maksilla: +45° Mandibula: -25°	60	2,5	0,28
	Köpek dişi 	Maksilla: +45° Mandibula: -20°	60	2,5	0,40
	Azı dişi/Küçük azı dişi 	Maksilla: +30° Mandibula: -5°	60	2,5	0,58
	Bitewing 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,63
Çocuk 	Kesici ön diş 	Maksilla: +45° Mandibula: -25°	60	2,5	0,18
	Köpek dişi 	Maksilla: +45° Mandibula: -20°	60	2,5	0,23
	Azı dişi/Küçük azı dişi 	Maksilla: +30° Mandibula: -5°	60	2,5	0,38
	Bitewing 	+5° ~ +8°	60	2,5	0,38

A.4 Röntgen Işını Doz Verileri

Röntgen ışını doz verileri, cihaz için Röntgen Işını Doz Test Raporundan alınmıştır. Test raporunda cihazın röntgen ışını dozları, IEC yardımcı standartları ile ölçülmüştür. Cihaz, IEC 60601-1-3, Bölüm 1. Genel Güvenlik Gereklilikleri uyarınca tasarlanmıştır.

Test Koşulu	
Model Adı	VEX-P300
Tüp Model Adı	V1-650304
Jeneratör Model Adı	DG-S0101V1 (İnvertör tip)
Yükleme Faktörü	Seçenek 1: 60 kV, 2,5 mA Seçenek 2: 65 kV, 2,5 mA

A.4.1 Röntgen Işını Doz Tablosu

Test Ekipmanı			
Alet	Üretici	Model	S/N
Çoklu Doz Ölçüm Cihazı	Raysafe	Unfors Xi mAs / Unfors Xi R/F & MAM	163288 / 161834

Dijital sensör

Doz Alan Çarpımı (DAP) Tablosu (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (sn)	Doz (mGy.cm ²)		
0,14	6,5	2,8	1,4
0,16	7,5	3,2	1,6
0,18	8,5	3,6	1,8
0,20	9,8	4,2	2,1

Doz Alan Çarpımı (DAP) Tablosu (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (sn)	Doz (mGy.cm ²)		
0,12	6,7	2,9	1,4
0,14	7,9	3,4	1,7
0,16	9,1	3,9	1,9
0,18	10,2	4,3	2,2

Fosfor Plakası

Doz Alan Çarpımı (DAP) Tablosu (60 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (sn)	Doz (mGy.cm ²)		
0,30	14,7	6,2	3,1
0,42	20,1	8,5	4,3
0,60	29,2	12,4	6,2
0,65	31,6	13,4	6,7

Doz Alan Çarpımı (DAP) Tablosu (65 kVp, 2,5 mA, SSD 200 mm)			
	FOV: Ø 6 cm	FOV: 3 x 4 cm	FOV: 2 x 3 cm
t (sn)	Doz (mGy.cm ²)		
0,28	15,3	6,5	3,2
0,40	23,1	9,8	4,9
0,58	32,9	14,0	7,0
0,63	36,4	15,4	7,7

A.4.2 Sızıntı Doz

Kapsam

IEC 60601-2-65 203.12.4

Gereklilikler

YÜKLEME DURUMUNDA, RÖNTGEN KAYNAĞI DÜZENEKLERİNDEN, referans YÜKLEME koşullarına göre YÜKLEME durumunda NOMİNAL RÖNTGEN TÜPÜ GERİLİMİ'nde çalıştırıldığında ana lineer boyutun 20 cm'yi aşmadığı 100 cm²'lik alan üzerinde ortalama olarak, ODAK NOKTASINDAN 1 m uzaklıkta, SIZINTI RADYASYONDAN ötürü HAVA KERMA SI, bir saatte 0,25 mGy'yi aşmamalıdır.


Sızıntı Doz	İzin Verilen Aralık
65 kVp, 2,5 mA, 1,0 sn (Maksimum Çekim Durumu) Odak Noktasından 1 m Mesafeye 1: 60 Çalışma Döngüsü	<0,25 mGy/sa

Test Ekipmanı			
Alet	Üretici	Model	S/N
X / Gama Ölçüm Cihazı	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069

Sonuçlar


Aşağıdaki çekim sürelerini gösteren tablolar, sırasıyla 200 mm (8 inç) odak-cilt mesafesine karşılık gelen bir koni ile donatılmış bir ünite ile oluşturulmuştur. Sızıntı dozlar her bir kapak türüyle ölçüldüğünde (varsayılan, dikdörtgen 2x3 ve dikdörtgen 4x3), tüm sonuçlar TE (Tespit Edilmedi) olmuştur. Sonuçların ham verileri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sonuç (Yatay Düzlem)



Yön	Varsayılan tür	Dikdörtgen 2x3	Dikdörtgen 4x3
	[mGy/sa]	[mGy/sa]	[mGy/sa]
0°	TE	TE	TE
20°	TE	TE	TE
45°	TE	TE	TE
65°	TE	TE	TE
90°	TE	TE	TE
110°	TE	TE	TE
135°	TE	TE	TE
155°	TE	TE	TE
180°	TE	TE	TE
200°	TE	TE	TE
225°	TE	TE	TE
245°	TE	TE	TE
270°	TE	TE	TE
290°	TE	TE	TE
315°	TE	TE	TE
335°	TE	TE	TE

Sonuç (Dikey Düzlem)



Yön	Varsayılan tür	Dikdörtgen 2x3	Dikdörtgen 4x3
	[mGy/sa]	[mGy/sa]	[mGy/sa]
0°	TE	TE	TE
20°	TE	TE	TE
45°	TE	TE	TE
65°	TE	TE	TE
90°	TE	TE	TE
110°	TE	TE	TE
135°	TE	TE	TE
155°	TE	TE	TE
180°	TE	TE	TE
200°	TE	TE	TE
225°	TE	TE	TE
245°	TE	TE	TE
270°	TE	TE	TE
290°	TE	TE	TE
315°	TE	TE	TE
335°	TE	TE	TE

- TE: Tespit Edilmedi. Tespit sınırı, çekim başına 0,00001 mGy'dir.

A.4.3 Saçılmış Doz

Kapsam

IEC 60601-2-65 203.13

Gereklilikler

TE EKİPMAN, kurulumdan sonra KORUNAN bir ALAN'dan opsiyonel olarak ÇEKİMİN aktüasyonunu sağlamak için gerekli araçlarla donatılmış olacaktır.

EŞLİK EDEN BELGELERDE ilgili bilgiler verilecektir.

Sonuçlar


Aşağıdaki çekim sürelerini gösteren tablolar, sırasıyla 200 mm (8 inç) odak-cilt mesafesine karşılık gelen bir koni ile donatılmış bir ünite ile oluşturulmuştur.

Test Ekipmanı			
Alet	Üretici	Model	S/N
X / Gama Ölçüm Cihazı	Radcal Co.	9015/10X5-180	91-1470/19069


Yöntem
Odak Noktasından 280 mm uzağa hizalanmış PMMA Fantom
Maksimum Çekim Durumu
Ölçüm Noktası: PMMA Fantomdan 1000 mm

Seenek 1: 60 kV / 2,5 mA / 1,0 sn

Yön [°]	Sonuç (Yatay Düzlem) [µR]	
	Kalkansız	Kalkanlı
0	63,4	68,14
20	17,8	11,99
45	18,5	13,01
65	19,8	14,76
90	27,1	20,65
110	41,6	32,08
135	63,4	46,18
155	68,1	11,14
180	3,29	2,893
200	51,5	7,557
225	47,5	48,63
245	33,7	33,27
270	23,4	33,25
290	19,8	18,06
315	17,2	15,23
335	19,2	14,71




Yön [°]	Sonuç (Dikey Düzlem) [μR]	
	Kalkansız	Kalkanlı
0	25,8	29,8
20	27,3	26,8
45	18,5	22,5
65	15,9	18,5
90	74,1	72,1
110	15,9	18,5
135	17,2	13,5
155	19,9	17,9
180	19,2	17,9
200	27,8	31,4
225	13,9	10,6
245	38,4	8,6
270	7,9	4,3
290	48,4	11,9
315	60,2	52,3
335	41,7	45,7




Seenek 2: 65 kV / 2,5 mA / 1,0 sn

Yön [°]	Sonuç (Yatay Düzlem) [µR]	
	Kalkansız	Kalkanlı
0	58,8	85,2
20	22,5	30,4
45	39,6	42,7
65	47,6	40,3
90	46,9	42,9
110	47,6	66,7
135	92,5	48,9
155	87,9	34,3
180	11,9	11,9
200	94,5	28,4
225	89,2	80,3
245	86,2	49,5
270	51,6	42,3
290	47,6	43,6
315	27,1	30,7
335	40,4	23,1



Yön [°]	Sonuç (Dikey Düzlem) [μ R]	
	Kalkansız	Kalkanlı
0	64,7	55,4
20	42,8	44,3
45	26,3	34,8
65	36,8	36,4
90	57,9	82,4
110	42,3	38,2
135	20,7	25,9
155	27,7	31,9
180	36,2	52,6
200	94,6	63,2
225	64,2	49,8
245	42,9	18,4
270	11,2	11,3
290	24,6	7,2
315	52,8	26,5
335	79,1	72,2



A.5 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Bilgileri

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik emisyonlar

VEX-P300, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya VEX-P300'ün kullanıcısı, cihazın bu tür bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.

Emisyon testi	Uyumluluk	Elektromanyetik ortam - kılavuz
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1 Sınıf A	VEX-P300 'ün EMİSYON özellikleri, endüstriyel alanlarda ve hastanelerde kullanılmasının uygun olmasını sağlar (CISPR 11 sınıf A). Bir yerleşim ortamında (normalde CISPR 11 sınıf B'nin gerekli olduğu) kullanılırsa, bu ekipman radyofrekans iletişim hizmetleri için yeterli koruma sağlayamayabilir. Kullanıcının, cihazın yerini veya yönünü değiştirmek gibi etkiyi azaltma önlemleri alması gerekebilir.
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	Geçerli	VEX-P300 , tüm binalarda kullanıma uygundur ve mesken amaçlı binalarda ve mesken amaçlı binaları besleyen kamu alçak gerilim şebekesine doğrudan bağlı olan binalarda kullanılabilir.
Voltaj dalgalanmaları / titreşim emisyonlar IEC 61000-3-3	Geçerli	

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik bağışıklık

VEX-P300, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya VEX-P300'ün kullanıcısı, cihazın bu tür bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.

Elektronik Parazit Direnci Testi	IEC 60601-1-2 test seviyesi	Uyumluluk seviyesi	Elektromanyetik ortam - kılavuz
Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV doğrudan temasla deşarj ±15 kV hava boşluğu deşarjı	±8 kV doğrudan temasla deşarj ±15 kV hava boşluğu deşarjı	Zemin ahşap, beton veya seramik olmalıdır. Zeminin sentetik malzeme ile kaplanmış olması durumunda bağıl nem en az %30 olmalıdır.
Yayılan RF Elektromanyetik Alan IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz 1 kHz'de %80 AM	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz 1 kHz'de %80 AM	VEX-P300 profesyonel sağlık ortamlarında kullanım için uygundur.
Çevreye Bağışıklık IEC 60601-1-2'de Tablo 9'a göre RF Kablosuz İletişim Ekipmanlarındaki Kaynaklanan Alanlar	Maks. 28 V/m Tablo 9'a göre 385-5785 MHz	Maks. 28 V/m Tablo 9'a göre 385-5785 MHz	RF iletişim ekipmanı, VATECH tarafından belirtilen kablolar dahil olmak üzere VEX-P300 'ün herhangi bir parçasına 30 cm'den daha yakında kullanılmamalıdır.
Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama IEC 61000-4-4	Güç kaynağı hatları için ± 2 kV Giriş/çıkış hatları için ± 1 kV 100 kHz tekrarlama frekansı	Güç kaynağı hatları için ± 2 kV Giriş/çıkış hatları için ± 1 kV 100 kHz tekrarlama frekansı	Sağlanan gücün kalitesi genel ticari ortam veya hastane ortamı için uygun olmalıdır.
Gerilim darbesi IEC 61000-4-5	± 1 kV hattın hatta ± 2 kV hattın toprağa	± 1 kV hattın hatta ± 2 kV hattın toprağa	Sağlanan gücün kalitesi genel ticari ortam veya hastane ortamı için uygun olmalıdır.

İletilen parazitlere karşı bağımsızlık IEC 61000-4-6	3 V 0,15-80 MHz 0,15 ile 80 MHz arasındaki ISM bantlarında 6 V 1 kHz'de %80 AM Güç kaynağı hattı ve G/Ç hatları	3 V 0,15-80 MHz 0,15 ile 80 MHz arasındaki ISM bantlarında 6 V 1 kHz'de %80 AM Güç kaynağı hattı ve G/Ç hatları	150 kHz ~ 80 MHz'den daha yüksek frekans aralığında RF alanının gücü 3 V'den az olmalıdır
Besleme frekansı (50/60 Hz) manyetik alanı IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Güç frekansının manyetik alanı, ticari ortam veya hastane ortamında bulunan genel seviyeye denk gelmelidir.
Gerilim düşmeleri ve kısa kesintiler IEC 61000-4-11	%0 U_T : 0,5 döngü 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°'de %0 U_T ; 1 döngü ve %70 U_T ; 25/30 Döngü Tek faz: 0°'de %0 U_T ; 250/300 döngü	%0 U_T : 0,5 döngü 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°'de %0 U_T ; 1 döngü ve %70 U_T ; 25/30 Döngü Tek faz: 0°'de %0 U_T ; 250/300 döngü	Sağlanan gücün kalitesi genel ticari ortam veya hastane ortamı için uygun olmalıdır. VEX-P300 görüntü yoğunlaştırıcının kullanıcısı, elektrik kesintileri sırasında sürekli çalışmaya ihtiyaç duyuyorsa VEX-P300 görüntü yoğunlaştırıcının kesintisiz bir güç kaynağından beslenmesi önerilir.

A.6 Kısaltmalar

Kısa Adlar	İsim
AL	Aluminum (Alüminyum)
EMC	Electromagnetic Compatibility (Elektromanyetik Uyumluluk)
ESD	Electrostatic Discharge (Elektrostatik Deşarj)
FOV	Field of View (Görüş Alanı)
IEC	International Electro technical Commission (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)
ISO	International Standards Organization (Uluslararası Standartlar Örgütü)
LED	Light-Emitting Diode (Işık Yayıcı Diyot)
ME	Medical Electrical (Tıbbi Elektrikli)
PMMA	Poly Methyl Meth Acrylate (Poli Metil Met Akrilat)
RF	Radio Frequency (Radyofrekans)
SID	Source to Image receptor Distance (Kaynak-Görüntü Reseptörü Mesafesi)
SIP	Signal Input Part (Sinyal Giriş Kısmı)
SOP	Signal Output Part (Sinyal Çıkış Kısmı)
SSD	Source to Skin Distance (Kaynak-Cilt Mesafesi)

Bu sayfa kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.

Telif hakkı © 2017 VATECH Co., Ltd.

Tüm hakları saklıdır.

Belgeler, marka adları ve bu kılavuzda geçen logolar telif hakkına tabidir.

Bu kılavuzun hiçbir kısmı üreticinin açık yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, aktarılamaz veya dönüştürülemez.

Teknik gelişmelerin gerekli kılabilceği değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır. Güncel bilgiler için VATECH temsilcinizle iletişime geçin.

Üretici: VATECH Co., Ltd.

Tel: (+82) 1588 9510

E-posta: gcs@vatech.co.kr

Web sitesi: www.vatech.co.kr

Şirket Merkezi Adresi: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Kore

Fabrika Adresi: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Kore



CE sembolü işbu ekipmanın Sınıf IIb cihaz olarak 2007/47/EC'yle tadil 93/42/EEC sayılı Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi'ne uyumlu olduğunu gösterir.



Yetkili AB Temsilcisi: Vatech Global France (SARL)
51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux Fransa
Tel: +33 1 64 11 43 30
Faks: +33 1 64 11 43 39

繁體中文

注意事項	i
在本手冊中使用的慣例.....	ii
1. 系統概觀.....	1
1.1 使用指示.....	1
1.2 操作原則.....	1
1.3 元件.....	1
1.4 設備的整體檢視.....	4
2. 安全說明.....	9
2.1 一般安全指南.....	9
2.2 警告和安全指示.....	10
3. 操作.....	13
3.1 電源開啟/關閉.....	13
3.2 輸入密碼.....	14
3.3 操作模式.....	15
3.4 定位.....	17
3.5 曝光.....	27
3.5.1 遙控曝光開關.....	28
3.6 使用電池.....	29
4. 清潔和維護.....	39
4.1 清潔.....	39
4.2 維護.....	40
4.2.1 維護工作檢查清單.....	41
附錄	43
A.1 使用三腳架連接定位器和裝置.....	43
A.2 使用旋轉矩形蓋.....	46

此頁面特意留白。

注意事項

VEX-P300 是可攜式的牙科 X 光系統。

此手冊包含 **VEX-P300** 牙科 X 光系統的說明、操作指示及成像程序。建議您徹底熟讀本手冊，才能充分利用本設備。請注意查看所有出現在本手冊的注意事項、安全訊息以及警告。

請總是將本手冊與設備放在一起，若有需要，請檢閱操作程序與安全指示。

在本手冊中的設備說明/相片僅做為說明之用。實際設備可能會有所差異。

由於持續的技術改善，本手冊可能不包含最新的資訊。如需本手冊未包含的其他資訊，請使用下列方式聯絡我們：

VATECH Co., Ltd.

電話：(+82) 1588 9510

電子郵件：gcs@vatech.co.kr

本文件的原始撰寫語言為英文。

在本手冊中，以下會將 **VEX-P300** 稱為「設備」。

手冊名稱：EzRay Air Portable (型號：**VEX-P300**) 使用者手冊

文件號碼：: **VDH-UM-067**

版本：**1.45**

發行日期：**2020 年 02 月**

在本手冊中使用的慣例

在本手冊中會使用下列符號。請務必充分瞭解每個符號，並且遵循隨附的說明。

為了防止對個人造成傷害以及/或是對設備造成損害，請遵守本文件中所含的所有警告與安全資訊。

	指出因為不當的情況或動作可能造成的已知特定危險： • 嚴重的個人傷害 (對操作員和/或病患) • 重大的財產損毀。
	指出因為不當的情況或動作將會或是可能造成的潛在危險： • 輕傷 • 財產損毀。
	指出因為不當的情況或動作可能造成的潛在危險： • 財產損毀。
	特別是指出應用於系統操作的預防措施或是建議： • 使用本手冊 • 強調或是釐清某項要點的附註。

1. 系統概觀

VEX-P300 是一種可攜式牙科 X 光系統，以 21.6 伏特的直流電操作，此直流電是透過可充電的鋰聚合物電池組來供電。可攜式 X 光系統是 X 光產生裝置，主要是針對牙科檢驗而設計（牙齒和上下顎）。可攜式 X 光系統是由 X 光產生零件與 X 光真空管所組成，包括裝置控制器、電源控制器、使用者介面、光束限制零件、反散射防護以及選購的「遙控曝光開關」。**VEX-P300** 使用口內影像接收器，透過 X 光曝光來診斷牙齒和上下顎。

1.1 使用指示

EzRay Air Portable (型號：VEX-P300) 為口外診斷型牙科 X 光來源，透過使用口內影像接受器產生 X 影像。本設備指示由牙醫師或是牙醫技師對成人和兒童病患使用。

1.2 操作原則


當提供高伏特給從陰極釋放電子的 X 光真空管組件時，將會發射 X 光。它們撞擊陽極以產生 X 光。此設備透過持續在人的牙齒上發射 X 光，以獲得影像。

1.3 元件


編號	項目	標準	選項	數量
1	主體 (包括反散射防護和圓蓋)	●		1
2	手腕帶/背帶	●		1
3	矩形蓋 (4x3)	●		1
4	電線	●		1
5	電池充電器	●		1
6	使用者手冊	●		1
7	托架		●	1
8	矩形蓋 (2x3)		●	1

1. 系統概觀

編號	項目	標準	選項	數量
9	旋轉矩形蓋 (4x3)		●	1
10	旋轉矩形蓋 (2x3)		●	1
11	遙控曝光開關		●	1
12	底座固定架		●	1



可用的選項項目

編號	圖	選項名稱
1		矩形蓋 2x3 (3x2) FOV：2x3 公分、3x2 公分 (此蓋可做為 2x3 與 3x2 使用。)
2		遙控曝光開關
3		旋轉矩形蓋 4x3 (3x4) FOV： 4x3cm，3x4cm (此轉接器可做為 4x3 與 3x4 使用。)
4		旋轉矩形蓋 2x3 (3x2) FOV： 2x3cm，3x2cm (此轉接器可做為 2x3 與 3x2 使用。)
5		底座固定架*
6		托架

* 如果將三腳架與底座固定架搭配使用，請參閱以下規格。


- 固定螺栓大小：3/8 英吋
- 最大可支援的重量：大約 5 公斤
- 最低高度：> 130 公分
- 需要 3 個支柱以上。
- 使用三腳架與 3 個支柱時，請確定在底部的寬度至少有 1 公尺的空間。

NOTICE

請參閱「附錄 A.2 使用旋轉矩形蓋」瞭解使用說明。

1.4 設備的整體檢視


主體



編號	項目	說明
1	反散射防護	防止幅射的反散射。
2	X 光光束的限制裝置	限制 X 光的曝光區域。 預設類型：圓錐 + 圓蓋 (FOV：Ø 6 公分)
3	X 光曝光按鈕	按下以獲得 X 光曝光的按鈕。
4	把手	使用本系統時，請安全握住把手。
5	電源按鈕	電源開啟/關閉按鈕
6	電池	可充電的鋰離子電池
7	變壓器接頭	連接充電變壓器。

編號	項目	說明
8	遙控 X 光曝光開關連接埠	連接 X 光曝光纜線開關。 或者可做為維修連接埠
9	帶環	連接手腕帶/背帶。
10	控制面板	顯示 X 光曝光設定與操作條件。
11	X 光產生器	包括 X 光真空管以及高伏特的產生器。

控制面板



編號	項目		說明
1		真空管伏特/電流指示器	指示系統的真空管伏特與真空管電流。
2		角度/時間顯示	顯示 X 光曝光時間、錯誤碼、冷卻時間以及曝光角度。
3		成人/兒童選擇	指出病患類型 (成人或是兒童)。
4		剩餘的電池指示器	指出剩餘的電池電量。
		電池充電指示器	1) 指示電池充電器是否已連接至此裝置。 2) 閃爍時，指示電池需要充電。
5		SET 按鈕	重設 X 光曝光角度。

編號	項目		說明
6		喇叭	X 光曝光的聲音警示
7		牙齒類型選擇	選擇牙齒類型。
8		X 光曝光指示器	指示 X 光曝光狀態。 (綠色：就緒 / 黃色：X 光開啟)
9		旋鈕	向左 (-) 或向右 (+) 轉動旋鈕，以選擇 X 光曝光設定，按旋鈕以確認操作設定。
10		AUTO 按鈕	根據 X 光曝光角度，自動選擇牙齒與曝光時間。

此頁面特意留白。

2. 安全說明

2.1 一般安全指南

- 操作模式：以間歇性載入持續操作，開始下次曝光前的等待時間是曝光時間的 60 倍。
- 此設備的設計和製造可確保操作的最大安全。嚴格遵循在本手冊中的安全預防措施以及操作說明來操作和維護它。
- 本設備僅供經合法核准資格的人員在受控制的環境中操作，也就是：專精於人體解剖學造影的放射線技師、放射診斷技師、醫療放射技師或保健專業人士，利用本設備進行病理學診斷和治療。
- 遵循當地所有的火災法規。請總是將滅火器放在靠近本設備之處。
- 本設備必須根據程序與預防維護排程，由合格的服務人員安裝、維護和維修。只有電池可由使用者自行更換。
- 不使用本設備時，請務必將 **On/Off** 開關設定為關閉。
- 在清潔設備之前，請總是中斷電源供應。
- 請勿將本設備或是其零件放在潮溼的地方或是有液體物質的地方。
- 請避免將設備放在靠近化學存放場地以及充滿瓦斯的儲存設備。
- 本設備隨附連接的反散射防護 (牢牢固定)，因此使用者無法自行更換反散射防護。如果它已損毀或是有缺陷，請洽詢您的服務代表以進行更換。
- 反散射防護可保護使用者，使其在 **X** 光曝光期間不會暴露在反散射輻射下。相較於在操作時不使用反散射防護，使用反散射防護來操作設備，可讓使用者暴露在較少的輻射下。

2.2 警告和安全指示



除非遵守安全曝光因素、操作指示以及維護排程，本 X 光裝置對於病患與操作員可能有危險。

請務必詳細閱讀本使用者手冊，並嚴格遵循在其中的所有警告與小心事項。



為了避免電擊的風險，本設備只能連接到有接地保護的供電幹線。



由於各國關於幅射安全的規定與條例不盡相同，本設備的擁有者和 (或) 操作員有責任遵守所有在其當地與幅射安全和保護相關的適用規定與條例。

- 請勿開啟或是取下本設備的蓋板。
- 請勿將本設備暴露在液體、水氣或是噴液下。將本設備暴露在液體中可能會導致電擊或是損壞系統。
- 請勿將清潔劑噴灑在本設備上，因為這可能會造成火災。
- 請勿在易於爆炸的環境中使用本設備。
- 請勿在本設備附近放置易燃物質。
- 絕對不要在觸碰 SIP/SOP 接頭的同時觸碰病患。
- 絕對不要嘗試改造本設備，包括電線或是纜線。改造本設備可能會造成損毀而無法修復。
- 除非當地有其他適用的幅射防護協定，否則我們建議病患與操作員都穿鉛防護衣。
- 兒童和孕婦必須在照 X 光片之前先諮詢醫師。
- 在特定檢驗或是治療期間，該區域其他設備之間的電磁干擾 (例如噪音) 可能會造成嚴重危險。
- 必須將電池充電器放在容易取得的區域，使其可以輕易地從電源拔除插頭。

電池使用

- 請務必在病患以外的環境為電池充電。
- 請務必僅使用 VATECH 所提供或核准的電池。如果使用非標準或是損毀的電池，將會有火災或是爆炸的風險。
- 請務必僅使用 VATECH 所提供或核准的電池充電器。使用未授權的充電器可能會導致電池損毀。
- 請勿將電池暴露在熱源或火中。避免直接存放在陽光下。
- 請勿將電池短路、壓扁、刺穿、毀損或是分解。
- 請勿將電池任意放在盒子或是抽屜中，因為這樣做可能會導致短路或是被其他金屬物體造成短路。
- 請遵循在電池與設備上的加號 (+) 與減號 (-)，並確保正確使用。
- 除非需要使用，否則請勿將電池從其原始包裝取下。
- 請勿將電池用於機械衝擊試驗。
- 如果發生電池洩漏，請勿讓液體接觸到皮膚或眼睛。如果已接觸到該液體，請使用大量的清水沖洗沾到的身體部分，並尋求醫療建議。
- 請勿讓電池變溼或是將它放在水中。請將電池保持乾淨和乾燥。
- 請將電池放在遠離兒童和寵物的地方。
- 如果將電池吞下，請立即尋求醫療建議。
- 請勿將電池當成一般垃圾丟棄。請將已放電的電池交給當地的供應商，或是根據當地政府的法規來丟棄或回收電池。
- 電池可由使用者自行更換。
- 請在更換電池之前，先關閉裝置的電源。
- 為電池充電時，會鎖住曝光功能。
- 不使用時，請勿將電池長時間充電。
- 如果有很長的時間未使用本設備，建議在使用之前先將電池充電。
- 在長時間的存放後，可能需要將電池充電與放電數次，才能獲得最大的效能。
- 如果不使用本設備，請務必關閉其電源。這將可協助確保電池的壽命。
- 請務必經常將電池充電。這將可協助確保電池的壽命。
- 如果未使用的設備已經有很長的時間開啟其電源，有可能會使電池完全放電。
 - 視電池的放電狀態而定，大約需要 1 天的時間來將電池充滿。如果在將電池充電大約 1 天後，仍然無法開啟裝置的電源，這表示電池已完全放電。請洽詢服務代表以更換電池。

- 請勿將完全放電的電池充電，因為這可能會造成火災或是爆炸。請務必更換電池 (VATECH 提供)。

輻射安全




使用本設備時，為了使用者和病患的安全，建議所有使用者都遵循下列輻射安全指南。

- 所有的使用者與病患都應穿戴保護設備，例如鉛衣、鉛護頸等等。
- 此設備應在遠離其他人員 (例如助理或是其他病患) 的區域操作。如果他們待在 6 英尺以內的區域，建議他們穿鉛衣、鉛護頸或是待在鉛防護的後面。
- 除非真的有必要，否則孕婦不應該暴露於 X 光下。
- 所有使用者都應遵守政府所制定的輻射防護政策。
- 當選擇位置指示裝置時，應該考慮是否可將 PID 與反散射防護搭配使用 (防護附接在椎體外端) 以使操作員獲得最大的保護。

3. 操作

3.1 電源開啟/關閉

1. 請參閱下圖，開啟系統。



2. 會顯示下列項目，而且指示燈會亮起：

- 目前的角度/時間顯示
- 牙齒類型選擇顯示
- 成人/兒童選擇顯示
- 剩餘的電池指示器
- X 光曝光指示器


3. 請確定至少一個電池指示燈亮起。



電池電量 1

NOTICE

當電池指示器有一個燈閃爍時，請使用電池充電器將電池立即充電。



如需詳細資訊，請參閱「3.6 使用電池」。

3.2 輸入密碼

1. 使用旋鈕輸入 3 位數字密碼。(預設密碼：000)



2. 按下旋鈕以輸入下一位數，接著按住旋鈕。



3.3 操作模式

本系統可以使用「手動模式」與「自動模式」來操作，

手動模式

1. 當牙齒類型選擇區域閃爍時，請轉動旋鈕以選擇牙齒類型。若要在選擇前後查看「控制面板」，請參閱下圖。

選擇牙齒類型之前



選擇牙齒類型之後



牙齒類型

符號	類型
	門牙
	犬齒
	臼齒/前臼齒
	咬翼片

3. 操作

- 選擇牙齒類型後，應該選擇病患類型。當「成人/兒童」選擇區域閃爍時，請轉動旋鈕以選擇病患類型。若要在選擇後查看「控制面板」，請參閱下圖。

選擇病患類型之後



病患類型

符號	類型
	成人
	兒童

NOTICE

選擇牙齒類型與病患類型後，會自動顯示曝光時間。

- 如果您要變更曝光時間，請轉動旋鈕將曝光時間從 0.05 調整至 1.0 秒 (增量：0.01 秒)

NOTICE

如果在「手動模式」調整曝光時間後按旋鈕，則會將曝光時間還原為預設值。


若要在「手動模式」將曝光時間儲存為預設值，請按住旋鈕大約 3 秒鐘。

3.4 定位


將病患定位

若要獲得高品質且含最多細節的口內 X 光照片，請對於拍攝 X 光程序的所有步驟特別小心：將病患與 X 光成像系統定位；露出磷光片或口內感測器。

1. 將鉛防護衣放在病患的胸前。
2. 讓病患坐在椅子上，並讓縱切面保持垂直。
 - 拍攝上顎的 X 光照片時，法蘭克福 (Frankfort) 平面必須是水平。




- 拍攝下顎的 X 光照片時，咬合平面必須是水平。



3. 將真空管頭椎放在您要拍照的區域。

當您握住裝置時，建議用一隻手握住把手，然後將另一隻手放在「曝光按鈕」與圓椎之間的內側，如下圖所示。




NOTICE

曝光時間會隨成像角度而異。由於必須讓病患僅接受低劑量的 X 光，並且讓使用者位於受保護的區域，請讓病患的頭稍微傾斜，若有需要請抬起或降低下巴。請參閱「**2.2 警告和安全指示**」。


如需病患定位以及每個模式的光束角度的詳細資訊，請參閱下列**定位指示**。

定位指示

平行法：磷光片或感測器會放在用以將磷光片或感測器平行對準牙齒長軸的固定架中。



分角線法：讓病患使用手指握住磷光片或感測器。X 光的光束會垂直對準假想線，這會將磷光片或感測器平面與牙齒長軸之間的角度對分。



使用公認的標準定位程序，將真空管頭對準病患。


以下是為了拍出特定牙齒的最佳影像，真空管頭的特定角度與方向 (例如，**分角線法**)。



請小心定位接收器，不要弄傷病患口內區域的軟組織。

■ 上顎門牙


將 X 光的光束以 45° 度的角度向下對準。



牙齒		傾斜角度
門牙	上顎	$+45^{\circ}$

■ 下顎門牙


將 X 光的光束以 25° 度向上對準。



牙齒		傾斜角度
門牙	下顎	-25°

- 上顎犬齒


將 X 光的光束以 45° 度的角度向下對準。



牙齒		傾斜角度
犬齒	上顎	$+45^\circ$

- 下顎犬齒


將 X 光的光束以 20° 度的角度向上對準。



牙齒		傾斜角度
犬齒	下顎	-20°

■ 上顎臼齒與前臼齒


將 X 光的光束以 30° 度的角度向下對準。



牙齒		傾斜角度
臼齒與前臼齒	上顎	$+30^\circ$

■ 下顎臼齒與前臼齒

將 X 光的光束以 5° 度的角度向上對準。



牙齒		傾斜角度
臼齒與前臼齒	下顎	-5°

- 咬翼片

對於咬翼片曝光，病患在曝光期間應將牙齒咬在磷光片或感測器定位器上。

將 X 光的光束以 $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$ 度的角度向下對準。



牙齒	傾斜角度
咬翼片曝光	$+5^{\circ} \sim +8^{\circ}$

定位成像感測器

使用 **VEX-P300** 牙科 X 光系統，您可在不同類型的造影接收器上產生 X 影像：

- 數位感測器
- 磷光片


若要確保影像品質，必須將數位成像感測器正確定位 (如需正確放置成像感測器的資訊，請參閱「定位指示」)。

- 無法正確定位成像感測器可能會導致 X 光照片上產生錯誤，例如扭曲的牙齒與牙根、延長、放大以及重疊接觸。


NOTICE

平行法通常可以降低這類錯誤的風險，但是如果您未正確定位感測器，可能會發生角度錯誤 (對牙齒本身的感測器角度)。


- 無法將成像感測器對準 X 光光束的出口圖樣，可能會導致 X 光照片上的圓椎切口。圓椎切口是當某部分的 X 光照片未受到幅射的曝光時，顯示在 X 光照片上的明亮區域。請參閱下圖中的圓椎切口範例。



下圖透過顯示成像感測器的位置以及雷達區域，來指出發生的圓椎切口。




若要確保成像感測器與 X 光光束之間正確對準，建議使用下圖所示的 PID (位置指出裝置)。



3. 操作

使用 PID 時，X 光裝置的出口圖樣應該垂直對準目標接收器，如下圖所示。



NOTICE


在正確對準 PID 後，請指示病患不要再移動。

3.5 曝光

IMPORTANT

操作員必須指示病患在整個曝光期間不要移動。

1. 指示病患不要移動。
2. 按「曝光按鈕」以持續進行曝光。



3. 在進行 X 光曝光期間，
 - X 光曝光指示器會亮起，並且會產生可聽見的聲音。
 - 持續按住，直到 X 光曝光指示燈熄滅以及可聽見的聲音停止為止。



綠色：就緒



黃色：X 光開啟

IMPORTANT

只要可以聽到聲音訊號，請持續按住「曝光按鈕」或是開關。否則曝光會產生問題，而且在控制面板上會產生錯誤訊息。

3.5.1 遙控曝光開關

遙控曝光開關可讓操作員從 X 光室的外面控制影像的產生。

按住遙控曝光開關，直到完成影像產生為止。過早釋放遙控曝光開關，將會中止影像產生。

按遙控曝光開關會使 X 光曝光指示燈變成黃色。這個顏色表示正在放射 X 光。



IMPORTANT

遙控曝光開關是可分離的。請確保在操作期間未將遙控曝光開關纜線不小心與裝置分離。

IMPORTANT

在曝光期間，請保持與病患的口頭上/視覺上的接觸。如果在曝光期間發生任何問題，請立即釋放遙控曝光開關。

3.6 使用電池

具有剩餘電量的電池電量指示器會顯示在控制面板的左邊。當電池指示器有一個燈閃爍 (電量 1) 時，請立即將電池充電。請參閱如下所示的電池電量。



電量 3



電量 2



電量 1



IMPORTANT

如果電池大約有一個小時未充電，電池電壓會變低。在此電量下，除了錯誤碼 A.10 以外，會關閉所有的顯示 (如下圖所示)，因此無法執行曝光。在將裝置連接到電池充電器後，電池電量會變成「電量 1」，所有的功能都會恢復正常作業。



隨電池電量而定的系統狀態

項目		系統狀態			
		電池電量 3、2	電池電量 1		電力偏低
開啟電腦時	操作	正常	正常	正常	未操作
	電池電量指示器	正常	正常	閃爍	未顯示
	電池充電指示器	未顯示	未顯示	閃爍	未顯示
	控制面板的亮度	正常	正常	變暗	正常 (僅會顯示錯誤碼 A.10)
操作系統時	操作	正常	正常	正常	未操作
	電池電量指示器	正常	正常	閃爍	未顯示
	電池充電指示器	未顯示	未顯示	閃爍	未顯示
	控制面板的亮度	正常	正常	正常	正常 (僅會顯示錯誤碼 A.10)



如果電池充電指示器閃爍 (或是顯示錯誤碼 A.10)，請務必將電池充電。如果裝置開啟很久後仍然顯示錯誤碼 A.10，則電池可能遭到放電。




請勿將完全放電的電池充電，因為這可能會造成火災或是爆炸。請務必更換電池 (VATECH 提供)。




在將裝置連接到電池充電器時，除了將電池完全放電以外，否則會一直顯示電池充電指示燈。

將電池充電

1. 如下圖所示，將電池充電器連接至電池充電器接頭。



2. 連接充電器時，電池充電 LED 指示燈會亮起。將電池充電，直到三個 LED 指示燈全部都亮起。



NOTICE

通常在完全放電後，大約需要 3 個小時才能將電池充滿。

3. 在完成電池充電時，請將電池充電器從裝置取下。

NOTICE

將電池充電器連接至裝置時，您無法執行曝光。

CAUTION

請僅使用本裝置隨附的最新充電器，因為它的充電規格與舊款充電器不同。使用舊款充電器對本裝置進行充電可能會毀損裝置。

電池使用週期

電池是一種消耗零件。它會逐漸降低儲存電量，因此會愈來愈需要充電。相較於新電池，當電池使用時間降低至一半或少於一半時，請洽詢服務代表以購買新電池。

若要查看如何更換電池，請參閱「電池更換」。


電池更換

NOTICE


電池可由使用者自行更換。

若要更換電池，請洽詢服務代表以購買電池套件（包括新電池與十字螺絲刀）。

1. 人員
 - 1 人，3 分鐘
2. 需要的工具
 - 十字螺絲刀 (大小：T20)
3. 取下程序
 - 1) 使用十字螺絲刀手，鬆開電池蓋。



- 2) 提起電池蓋，然後取下電池。



- 3) 如下圖所示，按下電池纜線接頭，中斷電池纜線與裝置的连接。



請勿過度拉電池纜線。

- 4) 請以取下的相反順序來安裝新電池。

睡眠模式 1

為了降低電池電量消耗，當系統有一分鐘未使用時，會啟動「睡眠模式 1」。

1. 啟動「睡眠模式 1」時，「控制面板」會變得微暗，如下圖所示（右邊）。



亮度：一般

亮度：微暗

2. 若要返回正常操作，請移動系統或是按下任何按鈕（X 光「曝光按鈕」除外）。

NOTICE

如果您不使用本系統，請關閉它以降低電池消耗。

睡眠模式 2

如果在啟動「睡眠模式 1」後，系統 (未使用) 已經開啟 5 分鐘，將會啟動「睡眠模式 2」。

IMPORTANT

若有連接電池充電器，會維持處於「睡眠模式 1」。

1. 啟動「睡眠模式 2」時，在「控制面板」上會關閉所有的顯示，如下圖所示 (右)。



亮度：微暗

亮度：暗

2. 若要返回正常操作，請移動系統或是按下任何按鈕 (X 光「曝光按鈕」除外)。

NOTICE

不使用系統時，請關閉系統以降低電池電量消耗。

電源關閉模式

如果在啟動「睡眠模式 2」後，系統 (未使用) 已經開啟 5 小時，將會啟動「電源關閉模式」。


IMPORTANT

若有連接電池充電器，會維持處於「睡眠模式 1」。

1. 在「控制面板」上會關閉所有的顯示。



2. 若要在「電關閉省模式」下返回一般操作，**必須**關閉系統，並將它再次開啟。



此頁面特意留白。

4. 清潔和維護

4.1 清潔



在清潔設備之前，請務必關閉本設備的電源。

- 可以使用軟布沾酒精型且非腐蝕性的清潔液，來清潔本設備表面。若有必要，請使用消毒劑來擦拭表面。
- 若有必要，請使用消毒劑來擦拭表面。
- 請遵循磷光片掃描器製造商的衛生指示。



清潔表面時，請務必確定本設備未連接至電池充電器。



- 請勿將本設備暴露在任何液體中。
- 請勿將清潔劑或是消毒劑直接噴在設備上，因為這將可能造成火災。

NOTICE

軟布應該沾溼，但不是滴水。

NOTICE

無法重複使用此軟布或抹布。

4.2 維護

VATECH 需要定期持續測試，以確保影像品質以及病患和操作員的安全。

只有 **VATECH** 授權的技師可以執行本設備的檢查和服務。如需技術協助，請洽詢

VATECH 服務中心或是您當地的 **VATECH** 代表。

請遵循磷光片掃描器製造商的衛生指示。

警告與附註



請勿將本設備或是其零件放在潮溼的地方或是靠近液體物質之處。



避免將設備放在靠近化學存放場地以及充滿瓦斯的儲存設備。



如果有很長的一段時間沒有使用此設備，請將電池充滿，並在存放之前先將電池從裝置取下。

4.2.1 維護工作檢查清單



在執行任何維護之前，請總是關閉本設備。

工作	期間
在操作之前，請務必確定本設備是乾淨且已就緒可使用。	每日
在使用本設備後，請務必確定已關閉本設備。	每日
在每日操作完後，請用乾布擦拭本設備的外殼。	每日
 請勿使用清潔劑或是溶劑，來清潔本設備的外殼。	
請確保訊號是可聽到的，以及當您曝光時，X 光放射燈是可見的。	每日
按「曝光按鈕」時，請務必確定黃色（曝光）指示燈為開啟狀態。	每日
為電池充電時，請務必確定電池充電 LED 指示燈已亮起。	每日
請務必確定電池指示燈顯示至少兩格（電池電量 2）。如需更多有關電池電量的資訊，請參閱「3.6 使用電池」。	每日
請確定所有可看見的標籤都完整無缺且易讀。	每個月



如果有找到任何瑕疵，請勿操作本設備，因為必須由合格的人員來處理它。請洽詢服務代表。

此頁面特意留白。

附錄

A.1 使用三腳架連接定位器和裝置

NOTICE

部份國家不提供可攜式 X 光系統。欲於此等國家使用 X 光系統，Vatech 提供附曝光開關的定位器，作為使用選項。

如下圖所示，托架是以獨立包裝/出貨。



取出盒內所有組件並遵循下列連接托架的程序。（備註：不包括三腳架）

NOTICE

請以連接的相反順序來取下訂位器。


1. 用十字螺絲刀連接 EzRay Air Portable 和性別纜線和隨附的螺絲。




2. 將定位器連接至三腳架。請參考「三腳架使用手冊」，瞭解連接三腳架的方法。



3. 如下圖所示，將 EzRay Air Portable 機體連接至附三腳架的定位器。



4. 將性別纜線的一端連接至 EzRay Air Portable 裝置。




5. 將性別纜線的一端連接至定位器，再連接曝光纜線。



A.2 使用旋轉矩形蓋


旋轉矩形蓋可旋轉 360 度。

旋轉矩形蓋由外側環和內側環組成。




外側環可按照 90 度增量來旋轉。

IMPORTANT



內側環可按照 10 度增量來旋轉。



1. 將旋轉矩形蓋組裝到主體圓椎。

NOTICE

如需將旋轉矩形蓋組裝到圓椎，請將旋轉矩形蓋旋轉 45 度，並且確認發出喀一聲，以確定組裝完成。

2. 轉動旋轉矩形蓋的外側環，大致調整角度。
3. 轉動旋轉矩形蓋的內側環，以便微調角度。

NOTICE

旋轉矩形蓋的拆卸方法與組裝方法相同。請參閱以下階段 1 提及的附註。

此頁面刻意留白。

版權所有 © 2017 VATECH Co., Ltd.

保留所有權利。

在本手冊中所使用的文件、品牌名稱與標誌均享有著作權。

若無製造商的明確的書面允許，不得將本手冊的任何部分重製、傳輸或是轉錄。

我們保留因為技術改良可能需要進行任何修改的權利。如需最新的資訊，請洽詢 VATECH 代表。

由 VATECH Co., Ltd. 製造

電話：(+82) 1588 9510

電子郵件：gcs@vatech.co.kr

網站：www.vatech.co.kr

總部地址：13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea

工廠地址：13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea



CE 符號認可本產品符合歐洲醫療器材 93/42/EEC 指令，並由 2007/47/EC 修訂為類別 IIb 裝置。



獲得授權的歐盟代表：Vatech Global France (SARL)

51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France

電話：+33 1 64 11 43 30

傳真：+33 1 64 11 43 39

تركت هذه الصفحة خالية عن قصد

العربية

i	ملحوظة.....
ii	المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل.....
1	1. نظرة عامة على الجهاز.....
1	1.1 تعليمات الاستخدام.....
1	1.2 مبادئ التشغيل.....
1	1.3 المكونات.....
4	1.4 نظرة عامة على المعدة.....
7	2. تعليمات السلامة.....
7	2.1 إرشادات السلامة العامة.....
8	2.2 التحذيرات وتعليمات السلامة.....
11	3. التشغيل.....
11	3.1 تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة.....
12	3.2 أدخل كلمة المرور.....
13	3.3 وضع التشغيل.....
15	3.4 تحديد الموضع.....
25	3.5 التعرض للأشعة.....
26	3.5.1 مفتاح التعرض عن بُعد.....
27	3.6 استخدام البطارية.....
37	4. التنظيف والصيانة.....
37	4.1 التنظيف.....
38	4.2 الصيانة.....
39	4.2.1 قائمة اختيار مهام الصيانة.....
41	الملحق.....
41	A.1 الجمع بين الحامل والأجهزة باستخدام حامل ثلاثي.....
44	A.2 استخدام الدورية غطاء مستطيل.....

تركت هذه الصفحة خالية عن قصد

ملحوظة

إن جهاز **VEX-P300** هو جهاز قابل للنقل مختص بالأشعة السينية للأسنان.

ويحتوي هذا الدليل على توضيحات وإرشادات تشغيلية وإجراءات التصوير بالأشعة السينية لجهاز **VEX-P300** المختص بالأشعة السينية للأسنان. ينصح بقراءة هذا الدليل بدقة لتحقيق أقصى استفادة من هذا الجهاز. يجب مراعاة جميع التنبيهات، ورسائل السلامة، والتحذيرات التي تظهر في هذا الدليل.

حافظ على وجود هذا الدليل مع الجهاز في كل الأوقات وراجع إجراءات التشغيل وتعليمات السلامة عند الحاجة.

التوضيحات أو الصور للجهاز الواردة في هذا الدليل هي للأغراض التوضيحية فقط. قد يختلف الجهاز الفعلي قليلاً.

نتيجة للتحسينات التكنولوجية المستمرة، قد لا يحتوي هذا الدليل على المعلومات المحدثة. لمزيد من المعلومات غير المغطاة في هذا الدليل، يُرجى الاتصال بنا على:

VATECH Co., Ltd.

هاتف: (+82) 1588 9510

البريد الإلكتروني: gcs@vatech.co.kr

هذا المستند مكتوب في الأصل باللغة الإنجليزية.

يشار إلى جهاز **VEX-P300** في هذا الدليل "بالجهاز".

رقم المستند: **VDH-UM-067**

اسم الدليل: **EzRay Air Portable** (الطراز: **VEX-P300**) دليل المستخدم

الإصدار: 1.45

تاريخ النشر: 02-2020

المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل

تستخدم الرموز التالية في هذا الدليل. تأكد من أنك تستوعب كل رمز على حدة تمامًا واتبع التعليمات المصاحبة له.

للحول دون حدوث إصابات جسدية و/أو تلف للجهاز، يُرجى الأخذ في الاعتبار كل التحذيرات ومعلومات السلامة الواردة في هذا الدليل.

يشير إلى أن هناك خطر محدد معروف وقوعه نتيجة للإجراءات أو الظروف غير المناسبة والذي قد يتسبب في: • الإصابات الجسدية الخطيرة (على المشغل أو المريض) • تلف ملموس في الممتلكات.	
يشير إلى أن هناك خطر محتمل معروف قد يقع نتيجة للإجراءات أو الظروف غير المناسبة والذي يمكن أن يتسبب في: • إصابات طفيفة • تلف في الممتلكات.	
يشير إلى أن هناك مشكلة محتملة قد تقع نتيجة للإجراءات أو الظروف غير المناسبة والذي يمكن أن يتسبب في: • تلف في الممتلكات.	
يشير إلى الإجراءات الاحتياطية أو التوصيات التي ينبغي استخدامها عند تشغيل الجهاز وعلى وجه التحديد: • استخدام هذا الدليل • الملاحظات الخاصة بالتأكيد على نقطة ما أو توضيحها.	

1. نظرة عامة على الجهاز

يعمل جهاز VEX-P300 القابل للنقل والمختص بالأشعة السينية للأسنان من خلال V d.c. بجهد كهربائي 21.6 فولت والمزود بحزمة بطاريات ليثيوم أيون بوليمر القابلة لإعادة الشحن. وجهاز الأشعة السينية القابل للنقل هذا هو جهاز يقوم بتوليد الأشعة السينية والمصممة خصيصًا لفحص الأسنان (الأسنان والفك). يتكون جهاز الأشعة السينية القابل للنقل من الجزء المخصص لتوليد الأشعة السينية بالإضافة إلى أنبوب الأشعة السينية الذي يتضمن جزء التحكم في الجهاز وجزء التحكم في الطاقة وواجهة المستخدم وجزء الحد من الأشعة ودرع التشتت الارتدادي ومفتاح التعرض عن بُعد الاختياري. تم تصميم جهاز VEX-P300 لتشخيص الأسنان والفك من خلال التعرض للأشعة السينية باستخدام مستقبلات الصورة داخل التجويف الفمي.

1.1 تعليمات الاستخدام

EzRay Air Portable (الطراز: VEX-P300) هو مصدر للأشعة السينية التشخيصية المختصة بالأسنان ويعمل خارج التجويف الفمي لالتقاط صور بالأشعة السينية باستخدام مستقبلات الصور داخل التجويف الفمي. يُوصى باستعماله على يد طبيب أسنان أو فني أسنان لكل من المرضى البالغين والأطفال.


1.2 مبادئ التشغيل

وتصدر الأشعة السينية عند تزويد مجموعة أنابيب الأشعة السينية بجهد كهربائي عالي والذي يعمل على تحرير الإلكترونات من الكاثود. وتصطدم الإلكترونات بالأنود من أجل إصدار الأشعة السينية. وتحصل المعدة على الصور من خلال إصدار الأشعة السينية بصورة مستمرة على الأسنان البشرية.



1.3 المكونات

الرقم	المكون	قياسي	الخيار	الكمية
1	الهيكل الأساسي (يشمل درع التشتت الارتدادي والغطاء الدائري)	●		1
2	شريط اليد/الرقبة	●		1
3	الغطاء مُستطيل الشكل (4×3)	●		1
4	كبل الطاقة	●		1
5	شاحن البطارية	●		1
6	دليل المستخدم	●		1

الرقم	المكون	قياسي	الخيار	الكمية
7	الحامل		●	1
8	الغطاء مُستطيل الشكل (3×2)		●	1
9	الغطاء مُستطيل الشكل الدوّار (4×3)		●	1
10	الغطاء مُستطيل الشكل الدوّار (3×2)		●	1
11	مفتاح التعرض عن بُعد		●	1
12	حامل القاعدة		●	1



عناصر الخيارات المتوفرة

الرقم	الشكل	اسم الخيار
1		الغطاء مستطيل الشكل 3x2 (2x3) مساحة العرض: 3x2 سم، 2x3 سم (يمكن استخدام هذا الغطاء كـ 3x2 و 2x3).
2		مفتاح التعرض عن بُعد
3		الدورية غطاء مستطيل 4x3 (4x3) مساحة العرض: 4x3 سم، 3x4 سم (يمكن استخدام هذا المحول كـ 3x4 و 4x3).
4		الدورية غطاء مستطيل 2x3 (3x2) مساحة العرض: 2x3 سم، 3x2 سم (يمكن استخدام هذا المحول كـ 2x3 و 3x2).
5		حامل القاعدة*
6		الحامل


*في حالة استخدام حامل ثلاثي مع حامل القاعدة، راجع المواصفات الموضحة أدناه.

- حجم مسمار الضبط: 8/3 بوصة
- الحد الأقصى للوزن المعتمد: 5 كجم تقريباً
- الحد الأدنى للارتفاع: < 130 سم
- يلزم وجود أكثر من ثلاثة أعمدة.
- عند استخدام حامل ثلاثي يحتوي على ثلاثة أعمدة، تأكد من وجود مساحة لا تقل عن 1 متر في العرض ناحية القاعدة.

راجع الملحق A.2 "استخدام الدورية غطاء مستطيل" لتعليمات الاستخدام.

NOTICE


1.4 نظرة عامة على المعدة الجسم الأساسي



الوصف	المكون	الرقم
العمل كدرع للحماية من الإشعاعات الارتدادية.	درع التشتت الارتدادي	1
العمل على الحد من منطقة التعرض للأشعة السينية. النوع الافتراضي: المخروط الدائري + الغطاء الدائري (مساحة العرض: Ø 6 سم)	جهاز الحد من الأشعة السينية	2
اضغط على الزر للتعرض للأشعة السينية.	زر التعرض للأشعة السينية	3
أمسك المقبض بإحكام عند استخدام الجهاز.	المقبض	4
زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة	زر الطاقة	5
بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن	البطارية	6
توصيل المحول الشاحن.	وصلة المحول	7
يعمل على توصيل مفتاح كبل التعرض للأشعة السينية. أو يمكن استخدامه كمنفذ للخدمة	منفذ مفتاح التعرض للأشعة السينية عن بُعد	8
يعمل على توصيل الشريط.	قفيز الشريط	9

الرقم	المكون	الوصف
10	لوحة التحكم	تعرض إعدادات التعرض للأشعة السينية وظروف التشغيل
11	مولد الأشعة السينية	يتضمن أنبوب الأشعة السينية ومولد الجهد الكهربائي العالي.

لوحة التحكم



الرقم	المكون	الوصف
1	65kVp / 2.5mA	يشير إلى الجهد الكهربائي للأنبوب والتيار للأنبوب الواصل للجهاز.
2	8.88	تعرض وقت التعرض للأشعة السينية ورمز الخطأ ووقت التبريد وزاوية التعرض.
3	Adult, Child, Pregnant Woman icons	يشير إلى نوع المريض (البالغ أو الطفل).

الوصف	المكون	الرقم
يشير إلى مستوى الطاقة المتبقية.	مؤشر الطاقة المتبقية بالبطارية	4
(1) يشير إلى أن شاحن البطارية متصل بالجهاز. (2) يشير إلى أن البطارية ينبغي إعادة شحنها عند وميضه.	مؤشر شحن البطارية	
يعيد ضبط زاوية التعرض للأشعة السينية.	زر إعادة الضبط	5
يصدر صوتًا تنبيهيًا للتعرض للأشعة السينية	مكبر الصوت	6
يحدد نوع الأسنان.	تحديد نوع الأسنان	7
يشير إلى حال التعرض للأشعة السينية. (الأخضر: جاهز / أصفر: صدور الأشعة السينية)	مؤشر التعرض للأشعة السينية	8
قم بلف قرص الاهتزاز ناحية اليسار (-) أو ناحية اليمين (+) لتحديد إعداد التعرض للأشعة السينية، واضغط على قرص الاهتزاز لتأكيد إعداد التشغيل.	قرص الاهتزاز	9
يحدد السنة ووقت التعرض بشكل تلقائي وفقًا لزاوية التعرض للأشعة السينية.	زر الضبط التلقائي	10

2. تعليمات السلامة

2.1 إرشادات السلامة العامة

- وضع التشغيل: التشغيل المستمر بتحميل متقطع 60 مرة من وقت التعرض ينتظر قبل بدأ التعرض التالي.
- تم تصميم وتصنيع هذا الجهاز لضمان الحد الأقصى من سلامة التشغيل. قم بتشغيل هذا الجهاز وصيانته بالتزام شديد باحتياطات السلامة وتعليمات التشغيل الموجودة في هذا الدليل.
- لا يُسمح بتشغيل هذا الجهاز إلا لشخص مؤهل قانونيًا، أي أخصائي الأشعة أو أخصائي الأشعة التشخيصية أو تقني الأشعة الطبية أو مختصي الرعاية الصحية المتخصصين في تصوير التشريح البشري لتشخيص وعلاج الأمراض، في بيئة خاضعة للرقابة.
- يجب مراعاة جميع اللوائح المحلية للحرائق. احتفظ دائمًا بطفاية حريق قرب الجهاز.
- يجب تثبيت هذا الجهاز وصيانته وتقديم خدماته عن طريق موظفي الخدمة المؤهلين وفقًا لإجراءات وجدول الصيانة الوقائية. يمكن أن يقوم المستخدمون بتبديل البطاريات فقط.
- تأكد أن مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل على وضع الإيقاف عند عدم استخدام الجهاز.
- قم بفصل مصدر الطاقة دائمًا قبل تنظيف الجهاز.
- لا تضع الجهاز أو أي من أجزائه في مكان رطب أو في مادة سائلة.
- تجنب وضع الجهاز قرب المخازن الكيميائية أو مرافق التخزين المليئة بالغاز.
- يتم شحن هذا الجهاز من خلال درع تشتت ارتدادي (مثبت بإحكام)، وبالتالي لا يمكن أن يقوم المستخدمون بتبديله. في حالة إذا كان الجهاز تالفًا أو معيَّبًا، اتصل بممثل الخدمة لاستبداله.
- يقوم درع التشتت الارتدادي بحماية المستخدمين من إشعاع التشتت الارتدادي الذي يمكن أن يتعرضوا له أثناء التعرض للأشعة السينية. تشغيل الجهاز بدرع التشتت الارتدادي يتيح للمستخدم التعرض لإشعاع أقل مقارنةً بالتشغيل بدون.

2.2 التحذيرات وتعليمات السلامة

قد تكون وحدة الأشعة السينية هذه خطرة على المريض والمشغل ما لم تراعى عوامل التعرض وتعليمات التشغيل وجداول الصيانة. من المهم قراءة هذا الدليل بعناية والالتزام الدقيق بكل التحذيرات والتنبيهات الموضحة به.	
لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربية، لا يجب توصيل هذا الجهاز إلا بمأخذ إمداد رئيسي موجود على أرض محصنة.	
نظرًا لأن القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة من الإشعاع تختلف من دولة لأخرى، فإن مسؤولية الالتزام بجميع القوانين واللوائح المطبقة فيما يتعلق بالسلامة والحماية من الإشعاع لهذا الجهاز في هذه المنطقة تقع على المالك و/أو المشغل.	

- لا تقم بفتح أو إزالة ألواح التغطية لهذا الجهاز.
- يحظر مطلقًا تعريض هذا الجهاز إلى السوائل أو الرطوبة أو البخاخات. تعريض هذا الجهاز إلى السوائل قد يتسبب في حدوث صدمة كهربية أو تلف النظام.
- لا تستخدم بخاخات التنظيف، لأنها قد تسبب الحرائق.
- يحظر مطلقًا استخدام هذا الجهاز في بيئة قابلة للانفجار.
- لا تضع أي مواد قابلة للاشتعال بالقرب من هذا الجهاز.
- يحظر مطلقًا لمس المريض أثناء لمس وصلات SIP/SOP.
- يحظر مطلقًا محاولة تعديل هذا الجهاز، بما في ذلك الأسلاك والكابلات. تعديل هذا الجهاز قد يؤدي إلى تلف لا يمكن إصلاحه.
- نوصي بأن يرتدي المريض والمشغل المآزر الرصاصية المبطنة، وإلا يتم تطبيق بروتوكولات أخرى للحماية من الإشعاع محليًا.
- يجب على الأطفال والحوامل استشارة طبيب قبل التعرض للأشعة السينية.
- يمكن التعرض لمخاطر جسيمة بسبب التداخل الكهرومغناطيسي (تداخل الموجات) مع أجهزة أخرى في المنطقة أثناء إجراء فحوصات معينة أو تلقي العلاج الطبي.
- يجب شحن البطارية في مكان يسهل الوصول إليه بحيث يمكن فصله بسهولة عن مصدر التيار الكهربائي.

استخدام البطارية

- تأكد من شحن البطارية في البيئة الخارجية بالنسبة للمريض.
- تأكد من استخدام البطارية المعتمدة أو المُقدمة من VATECH فقط. في حالة بطاريات غير قياسية أو تالفة، يصبح الجهاز عرضة للاحتراق أو الانفجار.
- تأكد من استخدام شاحن البطارية المعتمد أو المُقدم من VATECH فقط. استخدام شاحن غير مصرح به، قد يؤدي إلى تلف البطارية.
- لا تعرض البطاريات للحرارة أو النيران. تجنب التخزين في أشعة الشمس المباشرة.
- لا تقم بتحطيم أو ثقب أو تشويه أو فك البطارية.
- لا تقم بتخزين البطاريات بشكل عشوائي في صندوق أو درج حيث قد تؤثر كل واحدة بقصر دائرة الأخرى أو أن يحدث قصر دائرة كل واحدة من خلال أشياء معدنية أخرى.
- لاحظ علامتي الجمع (+) والطرح (-) الموجودتين على البطارية والمعدة وتأكد من استخدامهما بشكل صحيح.
- لا تقم بإزالة البطارية من تغليفها الأصلي حتى تكون مطلوبة للاستخدام.
- لا تقم بتعرض البطاريات لأي صدمة ميكانيكية.
- وفي حالة حدوث تسريب للخلية، لا تسمح للسائل بلامسة الجلد أو العينين. وفي حالة حدوث الملامسة، اغسل المنطقة المتأثرة بكميات غزيرة من الماء واحصل على استشارة طبية في هذا الصدد.
- لا ترطب البطارية أو تضعها في الماء. حافظ على البطاريات نظيفة وجافة.
- ضع البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- احصل على استشارة طبية على الفور في حالة ابتلاع البطارية.
- لا تتخلص من البطارية مع القمامة العادية. إرجاع البطاريات للإمداد المحلي أو إعادة تدويرها أو التخلص منها يكون وفقًا للوائح الحكومية المحلية لديك.
- يمكن أن يستبدل المستخدمون البطاريات.
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال البطارية.
- تأكد من إغلاق وظيفة التعرض عند شحن البطارية.
- لا تترك البطارية مشحونة لفترة طويلة عند عدم استخدامها.
- إذا لم يُستخدم الجهاز لفترات طويلة، يوصى بشحن البطارية قبل الاستخدام.

- بعد فترات طويلة من التخزين، قد يكون من الضروري شحن الخلايا أو البطاريات وتفريغ شحنها لمرات عديدة حتى تحصل على أفضل أداء.
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم الاستخدام. يساعد ذلك في الحفاظ على عمر البطارية.
- تأكد من شحن البطارية بشكل متكرر. يساعد ذلك في الحفاظ على عمر البطارية.
- قد تفرغ البطارية بالكامل في حالة عدم استخدام الجهاز ثم تشغيله لفترات طويلة.
- - قد يستغرق شحن البطارية يومًا واحدًا حسب حالة تفريغ البطارية. إذا لم يتم تشغيل الجهاز بعد شحن البطارية لمدة يوم واحد تقريبًا، فذلك يشير إلى فراغ البطارية بالكامل. اتصل بممثل الخدمة لاستبدال البطارية.
- - لا تشحن بطارية فارغة تمامًا، لأن ذلك قد يسبب الاحتراق أو الانفجار. تأكد من استبدال البطارية (المقدمة من VATECH).

السلامة من الإشعاع

عند استخدام الجهاز، يوصى بالتزام جميع المستخدمين بإرشادات السلامة التالية، وذلك لسلامة المرضى والمستخدمين.




- يجب أن يرتدي جميع المستخدمين والمرضى أدوات الحماية مثل المآزر الرصاصية وأطواق حماية الغدة الدرقية وما إلى ذلك.
- يجب تشغيل هذا الجهاز في أماكن تبعد أكثر من 6 أقدام عن الموظفين الآخرين، مثل المساعدين أو المرضى الآخرين. وإذا كان يجب بقاؤهم في مدى أقل من 6 أقدام، يوصى بارتداء المئزر الرصاصي وأطواق حماية الغدة الدرقية أو البقاء خلف درع رصاصي.
- يجب ألا تتعرض الحوامل إلى الأشعة السينية إلا في حالات الضرورة القصوى.
- يجب أن يلتزم جميع المستخدمين بسياسات الحماية من الإشعاع التي تضعها الحكومة.
- عند اختيار جهاز الإشارة إلى الموضع، فينبغي وضعه في الاعتبار إذا كان الجهاز يمكن استخدامه مع درع التشتت الارتدادي المرفق في النهاية الخارجية للمخروط وذلك للحصول على أفضل حماية للمشغل.

3. التشغيل

3.1 تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

1. قم بتشغيل الجهاز بالرجوع إلى الشكل الموجود أدناه.



2. يتم عرض ما يلي وتضيء المؤشرات:


- شاشة عرض الزاوية/الوقت الحالي
- شاشة تحديد نوع الأسنان
- شاشة تحديد البالغ/الطفل
- مؤشر الطاقة المتبقية بالبطارية
- مؤشر التعرض للأشعة السينية

3. تأكد من إضاءة مؤشر بطارية واحد على الأقل.



مستوى البطارية 1

عند وميض مؤشر بطارية واحد، قم بشحن البطارية في الحال من خلال استخدام شاحن البطارية.



لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة '3.6 استخدام البطارية'.

NOTICE

3.2 أدخل كلمة المرور

1. أدخل كلمة المرور المُكونة من 3 أرقام باستخدام قرص الاهتزاز. (كلمة المرور الافتراضية: 000)



2. اضغط على قرص الاهتزاز لإدخال الرقم التالي، ثم اضغط باستمرار على قرص الاهتزاز.



3.3 وضع التشغيل


يمكن تشغيل هذا الجهاز في الوضع اليدوي أو الوضع التلقائي.

الوضع اليدوي

1. عند وميض منطقة تحديد نوع الأسنان بصورة متقطعة، قم بلف قرص الاهتزاز لتحديد نوع الأسنان. لمشاهدة لوحة التحكم قبل التحديد وبعده، راجع الصور الموضحة أدناه.

بعد تحديد نوع الأسنان

قبل تحديد نوع الأسنان



نوع الأسنان

النوع	الرمز
قاطع	♥
نابي	♥
طاحن/ضاحك	☺
رقيقة العض	☺

2. بعد تحديد نوع الأسنان، ينبغي تحديد نوع المريض. عند وميض منطقة تحديد البالغ/الطفل بصورة متقطعة، قم بلف قرص الاهتزاز لتحديد نوع المريض. لمشاهدة لوحة التحكم قبل التحديد، راجع الصورة الموضحة أدناه.

بعد تحديد نوع المريض



نوع المريض

النوع	الرمز
بالغ	
طفل	

بعد تحديد نوع الأسنان ونوع المريض، يتم عرض وقت التعرض بشكل تلقائي.

NOTICE

3. إذا كنت تريد تغيير وقت التعرض، قم بلف قرص الاهتزاز لتعديل وقت التعرض من 0.05 إلى 1.0 ثانية (الزيادات: 0.01 ثانية)

إذا قمت بالضغط على قرص الاهتزاز بعد تعديل وقت التعرض في الوضع اليدوي، يتم الرجوع إلى الإعداد الافتراضي. لحفظ وقت التعرض كافتراضي في الوضع اليدوي، اضغط مع الاستمرار على قرص الاهتزاز لمدة 3 ثوانٍ.


NOTICE

3.4 تحديد الموضع


تحديد وضع المريض

للحصول على صورة أشعة عالية الجودة داخل التجويف الفمي بأقصى درجة من التفاصيل، انتبه كثيرًا في جميع الخطوات الخاصة بعملية تصوير الأشعة: تحديد وضعية المريض وجهاز التصوير بالأشعة السينية، لتعريض وضع الصفيحة الفسفورية أو المستشعر داخل التجويف الفمي.

1. ضع منزر الحماية الرصاصي على صدر المريض.
 2. اجعل المريض يجلس على الكرسي على أن يكون المستوى السهمي في وضع عمودي.
- للحصول على صور أشعة لل الفك العلوي، ينبغي أن يكون مستوى فرانكفورت في وضع أفقي.



- للحصول على صور أشعة لل فك السفلي، ينبغي أن يكون المستوى الإطباقي في وضع أفقي.



3. ضع مخروط رأس الأنبوب فوق المنطقة التي تريد التقط صورة بالأشعة لها. عندما تمسك بالجهاز، من المستحسن إمساك المقبض بيد واحدة ووضع اليد الأخرى على الجانب السفلي بين زر التعرض والمخروط كما هو موضح في الصورة التالية.




تختلف أوقات التعرض للأشعة بناءً على زوايا التصوير بالأشعة. ولأنه من الضروري المحافظة على تعرض المريض لجرات قليلة من الأشعة السينية وأن يكون المريض في منطقة الحماية، ينبغي إمالة رأس المريض قليلاً ورفع الذقن أو تقليل ارتفاعها عند الحاجة. يُرجى مراجعة '2.2 التحذيرات وتعليمات السلامة'.

NOTICE


لمزيد من المعلومات حول تحديد وضعية المريض وزاوية الإشعاع لكل وضع، راجع تعليمات تحديد وضعية المريض التالية.

تعليمات تحديد وضعية المريض

أسلوب الموازنة: يتم وضع الصفيحة الفسفورية أو المستشعر في الماسك، والذي يتم استخدامه لإمالة الصفيحة الفسفورية أو المستشعر بصورة موازية للمحور الطولي من الأسنان.



أسلوب الزاوية المشطورة: يمسك المريض بالصفيحة الفسفورية أو المستشعر في المكان المراد بإصبعه. يتم توجيه الأشعة السينية بشكل رأسي نحو خط تصوري، والذي يقسم الزاوية بين الصفيحة الفسفورية أو مستوى المستشعر والمحور الطولي للسنة.



ضع رأس الأنبوب داخل فك المريض باستخدام إجراءات تحديد الوضعية القياسية المقبولة.


فيما يلي بعض إجراءات وتوجيهات التزوي المحددة لرأس الأنبوب من أجل التقاط أفضل الصور الخاصة بسنة معينة (وهذا يعني أسلوب الزاوية المشطورة).

ضع المستقبل بحرص بما لا يؤدي إلى تلف النسيج الرقيق في المنطقة داخل التجويف الفمي للمريض.



■ الأسنان القاطعة في الفك العلوي


يتم توجيه الأشعة السينية لأسفل بزاوية 45 درجة.



زاوية الميل	السنة	
45+ درجة	الفك العلوي	قاطع

■ سن قاطعة في الفك السفلي


يتم توجيه الأشعة السينية لأعلى بزاوية 25 درجة.



زاوية الميل	السنة	
25- درجة	الفك السفلي	قاطع

■ الأسنان النابية في الفك العلوي


يتم توجيه الأشعة السينية لأسفل بزاوية 45 درجة.



زاوية الميل	السنة	
45+ درجة	الفك العلوي	نابي


■ الأسنان النابية في الفك السفلي

يتم توجيه الأشعة السينية لأعلى بزاوية 20 درجة.




زاوية الميل	السنة	
20- درجة	الفك السفلي	نابي

- الطواحن والضواحك في الفك العلوي
يتم توجيه الأشعة السينية لأسفل بزاوية 30 درجة.



زاوية الميل	السنة	
30+ درجة	الفك العلوي	الطواحن والضواحك

- الطواحن والضواحك في الفك السفلي
يتم توجيه الأشعة السينية لأعلى بزاوية 5 درجة.



زاوية الميل	السنة	
-5 درجة	الفك السفلي	الطواحن والضواحك

■ رقيقة العَض

بالنسبة لتعرض الأسنان للأشعة، يغلق المريض أسنانه أثناء التعرض للصفحة الفسفورية/حامل المستشعر.

يتم توجيه الأشعة السينية لأسفل بزاوية من 5 درجة إلى 8 درجة.



السنة	زاوية الميل
تعرض الأسنان رقيقة العَض	5+ درجة ~ 8+ درجة

وضع مستشعر التصوير

باستخدام نظام VEX-P300 للأشعة السينية المُختصة بالأسنان، يمكنك التقاط صورة بالأشعة السينية على أنواع مختلفة من مستقبلات الصور:

- المستشعرات الرقمية
- الصفيحة الفسفورية


لضمان جودة الصورة، ينبغي وضع مستشعر تصوير الأشعة الرقمي بشكل سليم (لمزيد من المعلومات حول الوضع الملائم لمستشعر تصوير الأشعة، راجع 'إرشادات تحديد الوضعية'.

- إن عدم القدرة على وضع مستشعر التصوير بالأشعة بشكل سليم يمكن أن ينتج عنه أخطاء في الصورة المأخوذة، مثل تشويش الجذور والأسنان والاستطالة والتضخيم والملاسمات المتداخلة.

إن التوازي بصورة عامة يقلل مخاطر حدوث هذه الأخطاء ولكن إذا قمت بوضع المستشعر بشكل غير ملائم، فقد تحدث مشاكل التزوي (تحديد زاوية المستشعر بالنسبة للسنة نفسها).


NOTICE

- يمكن أن ينتج عن عدم محاذاة مستشعر التصوير بالأشعة مع نمط الخروج الخاص بالأشعة السينية، تقطعات في صورة الأشعة. وتقطعات صور الأشعة هي مناطق خالية موضحة في صورة الأشعة عندما يكون هناك جزء من الصورة غير معرض للأشعة. يُرجى الرجوع إلى الصور التالية كأمثلة على التقطعات.




التقطع


تشير الصورة التالية إلى كيفية حذوق التقطع من خلال عرض موضع مستشعر التصوير بالأشعة ومنطقة التعرض للأشعة.



لضمان إعمال المحاذاة الملائمة بين مستشعر التصوير بالأشعة والأشعة السينية، من المستحسن استخدام جهاز الإشارة إلى الموضع كما هو موضح في الصورة التالية.



عند استخدام جهاز الإشارة إلى الموضع، ينبغي أن تتم محاذاة نمط الخروج الخاص بجهاز الأشعة السينية ليكون عموديًا مع المستقبل الهدف كما هو موضح في الصورة التالية.



وبمجرد محاذاة جهاز الإشارة إلى الموضع بصورة ملائمة، ينبغي توجيه التعليمات للمريض بعد التحرك.


NOTICE

3.5 التعرض للأشعة

على مشغل الجهاز إرشاد المريض بعدم التحرك أثناء عملية التعرض للأشعة بالكامل.

IMPORTANT

1. وجه إرشاداتك إلى المريض بعدم التحرك.
2. اضغط على مفتاح التعرض لعرض مدة التعرض للأشعة.



3. أثناء التعرض للأشعة السينية،

- يضيء مؤشر التعرض للأشعة السينية ويصدر صوت مسموع عن الجهاز.
- استمر في الضغط حتى خفوت ضوء مؤشر التعرض للأشعة السينية وتوقف صدور الصوت المسموع.

	
الأصفر: صدور الأشعة السينية	الأخضر: جاهز

اضغط على زر التعرض أو المفتاح طالما تتمكن من سماع الإشارة. وإذا كان الوضع غير ذلك، فسيكون التعرض للأشعة معيئاً وتظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم.

IMPORTANT

3.5.1 مفتاح التعرض عن بُعد

يسمح مفتاح التعرض عن بُعد للمشغل بالتحكم في النقاط الصورة من خارج غرفة الأشعة السينية.

اضغط باستمرار على مفتاح التعرض عن بُعد حتى الانتهاء من النقاط الصورة. يتسبب تحرير مفتاح التعرض عن بُعد قبل الألوان في إيقاف النقاط الصورة قبل الاكتمال.

يؤدي الضغط على مفتاح التعرض عن بُعد إلى تنشيط مؤشر التعرض للأشعة السينية ليتحول إلى اللون الأصفر. يشير هذا اللون إلى أنه جاري انبعاث الأشعة السينية.



يكون مفتاح التعرض عن بُعد قابلاً للفصل عن الجهاز. تأكد أن كابل مفتاح التعرض عن بُعد غير مفصول عن الوحدة عن طريق الخطأ أثناء التشغيل.

IMPORTANT

حافظ على الاتصال الصوتي والمرئي مع المريض أثناء التعرض. في حالة حدوث مشكلة أثناء التعرض، قم بتحرير مفتاح التعرض عن بُعد على الفور.

IMPORTANT

3.6 استخدام البطارية

يتم عرض مؤشر مستوى البطارية بكمية الطاقة المتبقية على الجانب الأيسر من لوحة التحكم. وعند وميض مؤشر البطارية لمرة واحدة (المستوى الأول)، قم بشحن البطارية على الفور. راجع مستويات البطارية الموضحة أدناه.



المستوى 1 المستوى 2 المستوى 3

إذا لم يتم شحن البطارية لمدة ساعة تقريبًا، سيصبح جهد البطارية منخفضًا. وعند هذا المستوى، يتم إيقاف تشغيل جميع الشاشات ما عدا الشاشة التي تعرض رمز الخطأ **A.10** كما هو موضح في الصورة التالية، لذا يتعذر إصدار الأشعة كما هو متوقع. وبعد توصيل الجهاز بشاحن البطارية، ووصول مستوى البطارية إلى "المستوى 1"، ستعود جميع الوظائف إلى وضعها الطبيعي في التشغيل.

IMPORTANT



حالة الجهاز بناءً على مستويات البطارية

حالة النظام			المكون	
البطارية منخفضة	مستوى البطارية 1	مستوى البطارية 2 و 3		
عدم التشغيل	طبيعي	طبيعي	التشغيل	عند تشغيل الجهاز
غير معروضة	مصباح الوميض	طبيعي	مؤشر مستوى البطارية	
غير معروضة	مصباح الوميض	غير معروضة	مؤشر شحن البطارية	
طبيعي (يتم فقط عرض رمز الخطأ A.10)	قائم	طبيعي	سطوع لوحة التحكم	
عدم التشغيل	طبيعي	طبيعي	التشغيل	عند تشغيل الجهاز
غير معروضة	مصباح الوميض	طبيعي	مؤشر مستوى البطارية	
غير معروضة	مصباح الوميض	غير معروضة	مؤشر شحن البطارية	
طبيعي (يتم فقط عرض رمز الخطأ A.10)	طبيعي	طبيعي	سطوع لوحة التحكم	

تأكد من شحن البطارية عند وميض مؤشر شحن البطارية (أو عند عرض رمز الخطأ A.10). عند تشغيل الجهاز لفترات زمنية طويلة مع عرض رمز الخطأ A.10، فقد يتم إفراغ شحن البطارية.



لا تقم بشحن بطارية فارغة تمامًا لأن ذلك قد يؤدي إلى التسبب في الحريق أو الانفجار. تأكد من استبدال البطارية (يتم ذلك من خلال VATECH).




عند توصيل الجهاز بشاحن البطارية، يتم عرض مؤشر شحن البطارية في كل الأوقات فيما عدا الوقت الذي تكون فيه البطارية فارغة تمامًا من الشحن.

NOTICE

شحن البطارية

1. قم بتوصيل الشاحن بوصلة الشحن في البطارية كما هو موضح في الصورة التالية.



2. عند توصيل شاحن البطارية، يصدر ضوء عن مؤشر LED الخاص بشاحن البطارية. اشحن البطارية حتى تمتلئ جميع مؤشرات LED الثلاثة.



عادة ما يستغرق الأمر 3 ساعات تقريبًا لشحن البطارية بشكل كامل بعد فراغ الشحن التام.

NOTICE

3. وعند اكتمال شحن البطارية، أزل شاحن البطارية من الجهاز.

لن تتمكن من إجراء التصوير بالأشعة عند توصيل شاحن البطارية بالجهاز.

NOTICE

يُرجى استخدام أحدث شاحن متوفر مع هذا الجهاز فقط، نظرًا لاختلاف مواصفات الشحن عن الشاحن القديم. إذ قد يؤدي شحن هذا الجهاز باستخدام شاحن قديم إلى تلفه.

CAUTION

دورة استخدام البطارية

إن البطارية هي جزء قابل للاستهلاك. ومن المتوقع أن تقل طاقتها تدريجيًا، لذا ينبغي أن تتم إعادة شحنها لمرات عديدة. وعند انخفاض معدل عمل البطارية إلى النصف أو أقل من النصف مقارنة بحالة البطارية عندما تكون جديدة، اتصل بممثل الخدمة لديك للحصول على بطارية جديدة.


للتحقق من كيفية استبدال البطارية، راجع 'استبدال البطارية'.

استبدال البطارية


يمكن استبدال البطاريات بواسطة المستخدمين.
لاستبدال البطارية، اتصل بممثل الخدمة لديك للحصول على
مجموعة البطاريات (التي تتضمن بطارية جديدة ومفك براغي من
(Phillips).

NOTICE

1. العمالة البشرية
شخص واحد لثلاثة دقائق
2. الأدوات المطلوبة
مفك البراغي من Phillips (الحجم: T20)
3. إجراء الإزالة
1) استخدم مفك البراغي من Phillips ثم فك باب الوصول إلى تجويف البطارية.



- 2) اسحب الباب وأزل البطارية.



(3) قم بفصل كبل البطارية من الجهاز من خلال الضغط على وصلة كبل البطارية كما هو موضح في الصورة التالية.



لا تسحب كبل البطارية بشكل زائد عن الحد.



(4) قم بتركيب البطارية الجديدة بترتيب معكوس عن ترتيب الإزالة.

وضع السكون 1

لتقليل استهلاك البطارية، يتم تشغيل وضع السكون 1 حين لا يتم استخدام الجهاز لدقيقة واحدة.

1. وعند بدء وضع السكون 1، تصبح لوحة التحكم قائمة قليلاً كما هو موضح في الصورة التالية (على اليمين).



السطوع: قاتم قليلاً

السطوع: عادي

2. للرجوع إلى التشغيل الطبيعي، قم بتحريك الجهاز أو اضغط على أي زر (فيما عدا زر التعرض للأشعة السينية).

إذا لم تكن تستخدم الجهاز، فقم بإيقاف تشغيله لتقليل استهلاك البطارية.

NOTICE

وضع السكون 2

في حال تشغيل الجهاز (غير المُستخدم) لمدة 5 دقائق منذ بدء وضع السكون 1، سيتم بدء تشغيل وضع السكون 2.

في حال توصيل شاحن البطارية، فإن وضع السكون 1 يبقى مستمرًا.

IMPORTANT

1. عند بدء تشغيل وضع السكون 2، سيتم إيقاف تشغيل جميع الشاشات على لوحة التحكم كما هو موضح في الصورة التالية (على اليمين).



السطوع: قائم

السطوع: قائم قليلاً

2. للرجوع إلى التشغيل الطبيعي، قم بتحريك الجهاز أو اضغط على أي زر (فيما عدا زر التعرض للأشعة السينية).

عند عدم استخدام الجهاز، قم بإيقاف تشغيله لتقليل استهلاك البطارية.

NOTICE

وضع إيقاف الطاقة

في حال تشغيل الجهاز (غير المُستخدم) لمدة 5 ساعات منذ بدء وضع السكون 2، سيتم بدء وضع إيقاف الطاقة.


في حال توصيل شاحن البطارية، فإن وضع السكون 1 يبقى مستمرًا.

IMPORTANT

1. سيتم إيقاف تشغيل جميع الشاشات على لوحة التحكم.



2. للعودة إلى التشغيل الطبيعي في وضع إيقاف الطاقة، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله مرة أخرى.



تركت هذه الصفحة خالية عن قصد

4. التنظيف والصيانة

4.1. التنظيف

قبل تنظيف المعدة، تأكد من إيقاف تشغيلها.



- ويمكن تنظيف أسطح المعدة باستخدام قطعة قماش ناعمة رطبة وضعت في سائل تنظيف معتمد على الكحول وغير مسبب للتآكل. وعند الضرورة، امسح الأسطح باستخدام مادة مطهرة.
- وعند الضرورة، امسح الأسطح باستخدام مادة مطهرة.
- يُرجى مراعاة الإرشادات الصحية التي وضعتها الشركة المصنّعة للصفائح الفسفورية للماسح الضوئي.

عند تنظيف الأسطح، تأكد من أن المعدة غير متصلة بشاحن البطارية.



- لا تعرض المعدة لأية سوائل.
- لا تستخدم منظف رشاش أو مادة مطهرة بصورة مباشرة في المعدة لأن ذلك قد يتسبب في حدوث حريق.



ينبغي أن تكون قطعة القماش الناعمة رطبة، إلا أنها لا تقطر بطلاً.



ينبغي أن لا يتم إعادة استخدام القماش أو أقمشة المسح.



4.2 الصيانة

تتطلب VATECH إجراء اختبارات دورية للثبات لضمان جودة الصورة وسلامة المريض والمشغل.

ويمكن فقط للفنيين المخولين من VATECH إجراء الفحص والخدمات الأخرى على هذه المعدة. للحصول على المساعدة الفنية، اتصل بمركز خدمة VATECH أو ممثل VATECH المحلي.

يُرجى مراعاة الإرشادات الصحية التي وضعتها الشركة المصنّعة للصفائح الفسفورية للماسح الضوئي.

التحذيرات والملاحظات

لا تضع الجهاز أو أي من أجزائه في مكان رطب أو بالقرب من مادة سائلة.	
تجنب وضع الجهاز قرب المخازن الكيميائية أو مرافق التخزين المليئة بالغاز.	
عندما لا تكون المعدة قيد الاستخدام لفترة طويلة، اشحن البطارية بالكامل وأزلها من الجهاز قبل التخزين.	

4.2.1 قائمة اختيار مهام الصيانة

أغلق دائماً المعدة قبل إجراء أية عمليات صيانة.		
المهام	الفترة	
قبل التشغيل، تأكد من أن المعدة نظيفة وجاهزة للاستخدام.	يوميًا	
بعد استخدام المعدة، تأكد من أن المعدة قد تم إيقاف تشغيلها.	يوميًا	
قم بمسح الأغطية الخارجية للمعدة بقطعة قماش جافة في نهاية كل يوم يتم فيه التشغيل.	يوميًا	
لا تستخدم المنظفات أو المذيبات لتنظيف الأغطية الخارجية الخاصة بالمعدة.	يوميًا	
تأكد من أن الإشارة يمكن سماعها وأن ضوء انبعاث الأشعة السينية مرئي عند قيامك بعملية تصوير بالأشعة.	يوميًا	
تأكد من تشغيل ضوء المؤشر الأصفر (التعرض للأشعة) عند الضغط على زر التعرض.	يوميًا	
تأكد من وجود مؤشر LED الخاص بشحن البطارية عند شحنها.	يوميًا	
تأكد من عرض مؤشر مستوى البطارية لمستويين على الأقل (مستوى البطارية 2 لمزيد من المعلومات حول مستويات البطارية، راجع '3.6 استخدام البطارية').	يوميًا	
تأكد من أن جميع العلامات المرئية سليمة وواضحة.	شهريًا	
إذا تم العثور على أية عيوب، لا تقم بتشغيل المعدة حيث أنه ينبغي التعامل معها من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك. اتصل بممثل الخدمة.		

تركت هذه الصفحة خالية عن قصد

A.1 الجمع بين الحامل والأجهزة باستخدام حامل ثلاثي

إن أجهزة الأشعة السينية القابلة للنقل غير متاحة في بعض الدول. ولاستخدامها في هذه الدول، توفر Vatech الحامل مع مفتاح التعرض كخيار. يتم شحن/تعبئة الحامل في صندوق منفصل كما هو موضح بالصورة أدناه.



NOTICE

أزل كل المكونات الموجودة في الصندوق واتبع الإجراءات أدناه لربط الحامل. (ملاحظة: الحامل الثلاثي غير متضمن)

لإزالة الحامل، نَفِّذ إجراء التركيب بالعكس.

NOTICE


1. باستخدام مفك البراغي من Phillips، وصل EzRay Air Portable وكبل النوع بالبراغي المتوفرة.



2. اربط الحامل بحامل ثلاثي. راجع دليل الحامل الثلاثي لمعرفة كيفية الربط بحامل ثلاثي.



3. اربط وحدة EzRay Air Portable بالحامل مع وجود الحامل الثلاثي كما هو موضح بالصورة أدناه.



4. وصل أحد طرفي كبل النوع بجهاز EzRay Air Portable.



5. وصل الطرف الآخر لكبل النوع المتصل بالحامل بكبل التعرض المتوفر.



استخدام الدورية غطاء مستطيل

A.2


يدور الغطاء مستطيل الشكل الدوار 360 درجة.
يتكون الغطاء مُستطيل الشكل الدوار من حلقة خارجية وحلقة داخلية.

الحلقة الخارجية
الحلقة الداخلية



تدور الحلقة الخارجية بمقدار 90 درجة.


الحلقة الخارجية



IMPORTANT

تدور الحلقة الداخلية بمقدار 10 درجات.

الحلقة الداخلية



1. قُم بتركيب الغطاء مُستطيل الشكل الدوّار في مخروط الهيكل الأساسي.

لتركيب الغطاء مُستطيل الشكل الدوّار بالمخروط، أدر الغطاء مُستطيل الشكل الدوار 45 درجة وتحقق من صوت الطقطة للتأكد من اكتمال التركيب.

NOTICE

2. أدر الحلقة الخارجية للغطاء مُستطيل الشكل الدوّار لضبط الزاوية بالتقريب.

3. أدر الحلقة الداخلية للغطاء مُستطيل الشكل الدوّار لضبط الزاوية بدقة.

طريقة تفكيك الغطاء مُستطيل الشكل الدوّار هي طريقة التركيب نفسها. راجع الملحوظة المذكورة أدنى المرحلة الأولى.

NOTICE

تركت هذه الصفحة خالية عن قصد

تركت هذه الصفحة خالية عن قصد

حقوق النشر مملوكة لـ VATECH Co., Ltd © 2017.

جميع الحقوق محفوظة.

حقوق التوثيق، واسم العلامة التجارية، والشعار المستخدم في هذا الدليل مملوكة للشركة. لا يجوز إصدار نسخة طبق الأصل من أي جزء من هذا الدليل، أو نقله، أو نسخه دون إذن خطي صريح من الشركة المصنعة. نحفظ بالحق في إجراء أي تعديلات قد تكون مطلوبة، بسبب التحسن التقني. للحصول على أحدث المعلومات، يُرجى الاتصال بممثل VATECH لديك.

تم تصنيعه بواسطة VATECH Co., Ltd.

الهاتف: (+82) 1588 9510

البريد الإلكتروني: gcs@vatech.co.kr

الموقع الإلكتروني: www.vatech.co.kr

عنوان المقر الرئيسي: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea

عنوان المصنع: 13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, Korea

يمنح الرمز CE هذا المنتج ميزة الامتثال بالتوجيه الأوروبي الخاص بالأجهزة الطبية رقم 93/42/EEC والذي تم تعديله بالتوجيه رقم 2007/47/EC كجهاز من الفئة IIb.



ممثل الاتحاد الأوروبي المخول له: شركة Vatech Global France (SARL) (ذات مسؤولية محدودة)

51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France

الهاتف: +33 1 64 11 30 43

فاكس: +33 1 64 11 39 43

