

NOUVEAU

Tecno-Gaz S.p.A. Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy  
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

Documentation d'informations d'entreprises réalisées par  
Tecno-Gaz S.p.A. Pour recevoir plus d'informations contactez:  
info@tecnogaz.com - www.tecnogaz.com

# TECNO-GAZ NEWS

Octobre 2014  
Numéro 2

Informations et opportunités  
directement du fabricant  
à l'utilisateur final

## LE CABINET CHIRURGICAL DU FUTUR

Tout intégré et  
en un seul click.  
est-ce possible?

OUI AVEC  
TECNO-GAZ Page 2



A L'INTERIEUR  
DES OFFRES  
IMMANQUABLES!!!  
RENOUVELEZ VOS  
EQUIPEMENTS SANS  
TROP DEPENSER!!!

Page 8

RECEVEZ  
CE CADEAU  
AVEC L'ACHAT D'UNE  
DES OFFRES PACK



### FOCUS ON

#### Projet Cabinet Chirurgical Intégré

Nous vous présentons  
de nouvelles solutions,  
pensées et conçues par  
Tecno-Gaz, qui s'adaptent  
à vos besoins pour vous  
permettre d'être plus  
performants.

page 2

### FOCUS ON

#### ONYX B

L'autoclave intelligent  
qui répond aux  
nouvelles attentes.

page 6

#### Tout est plus simple

avec Ekstra Plus  
et le Multisteril

page 7

#### Stérilisation

Tous ces dispositifs, inclus  
en peu d'étapes plus simples  
et automatisées, qui  
permettent aux protocoles  
de stérilisation de se  
dérouler correctement,  
en optimisant la  
durée et les coûts.

page 10

### PACKS

#### Offres Tecno-Gaz

Qualité  
maximale,  
épargne maximale.  
Technologie et  
sécurité pour tous.

page 8

ADF comixdent

26 -29 Novembre

TECNO-GAZ VOUS ATTEND  
À L'ADF AVEC DES  
NOUVEAUTÉS ÉTONNANTES!

VISITEZ NOTRE STAND:  
2M42B



www.tecnogaz.com

Tous les droits sont réservés. Variations des images ou du contenu peuvent être effectuées sans aucun avis. Tecno-Gaz S.p.A. a socio unico n'est pas responsable des dommages découlant de toute information erronée ou incomplète fournie dans cette publication. Les images des produits sont à des fins d'illustration seulement.

## FOCUS ON

Performant

Modulaire

Evolutif

Accueillant

Intégré

Personnalisé



## Cabinet Chirurgical intégré

Une nouvelle façon de concevoir votre espace!

**Vos équipements**  
**SONT-ILS PRÊTS À VOUS**  
**DONNER LE MAXIMUM?**

Tecno-Gaz propose des ressources modulaires utiles pour améliorer le potentiel de votre cabinet



## Kyri

page

4

### Fauteuil chirurgical

La combinaison parfaite d'un lit chirurgical opératoire et d'un fauteuil dentaire.

## Kyri Cart

page

4

### Le cart chirurgical qui permet de réaliser tous les actes dentaires

Idéal pour la chirurgie, il peut être équipé de liquide physiologique et d'une pompe péristaltique. Ses 5 logements permettent une configuration pour tout type de traitement.

## Kyri Water Unit

page

5

**Système intégré pour le rinçage** de la bouche du patient et l'aspiration centralisée.

## Smart Pendant

page

5

**Une solution chirurgicale suspendue**, idéal pour ceux qui désirent un maximum d'ergonomie.

## Orion 40Ds

page

5

### Lampe équipée de la technologie Led

Le premier scialytique chirurgical multifonctions, spécialement conçu pour répondre aux caractéristiques dentaires.

**Le monde dentaire évolue** et la façon de concevoir les espaces et l'ergonomie également.

Le chirurgien recherche une salle équipée avec les dispositifs qui lui garantissent **la meilleure performance possible**.



**Le patient** est de plus en plus exigeant et **mérite une attention particulière**



**Kyri** Unité de traitement chirurgical

# Dentisterie et Chirurgie, voici la réponse

Prêt à accueillir vos patients

Kyri représente l'axe autour duquel se construit l'espace de travail idéal. Les 5 mouvements patient, ajoutés aux mouvements 3D de la tête orbitale, permettent un niveau de flexibilité impossible à atteindre avec un fauteuil traditionnel.

## Unique de conception

La combinaison parfaite entre le lit chirurgical hospitalier et le fauteuil dentaire.

## Conception ergonomique


Chaque composant, au moment de sa conception, a été pensé pour que le confort soit le plus élevé possible et en même temps, garantir la meilleure ergonomie possible pour le personnel soignant.

## Patient plus détendu

En plus, une position adéquate réduit les tensions cervicales du patient et augmente le confort postural.

Angles multiples pour une accessibilité totale du champ opératoire.

Course tête orbitale: 200mm



Travailler mieux

## Appui tête 3 axes


Formes enveloppantes, grand champ de mouvement, et rotule sphérique permettent d'obtenir un meilleur positionnement, et plus stable.

Beaucoup plus qu'un fauteuil

Un lit chirurgical qui a l'aspect d'un fauteuil dentaire classique. Accueillez votre patient sans le traumatiser, en le soignant de la meilleure des façons.



**3DLOCK** SYSTEM



**KyriCart**

De la chirurgie à l'implantologie

# Intégration maximale, flexibilité maximale!


Une plus grande liberté dans l'utilisation de vos instruments.

Kyri Cart consent une possibilité de personnalisation infinie. Grâce aux 5 logements, il est possible de combiner le meilleur mix possible d'instruments et de dispositifs. Depuis une configuration de base, idéale pour marier les dispositifs chirurgicaux, déjà disponibles au cabinet, par exemple un micromoteur chirurgical, ou une configuration chirurgicale de haut niveau avec un double moteur de chirurgie, une pompe péristaltique ou une régulation de torque.

Kyri Cart grâce à sa structure, peut être ajusté en hauteur pour plus de confort pour l'utilisateur et permet aussi d'avoir de l'espace sous le plan de travail.

Beaucoup plus qu'un fauteuil

Possibilité de travailler de façon opérationnelle et constructive grâce à Kyri Cart. 5 logements pour l'instrumentation et le contrôle total de Kyri pour mémoriser et enregistrer vos positions préférées.



Tout sous contrôle

Toutes les commandes sont sous une membrane pour assurer le nettoyage en un temps record.

Kyri Cart est doté d'une alimentation séparée qui garantit une autonomie totale, l'usage de solutions de désinfection continue, ou de liquides particuliers pour les instruments.





**Pendant**

Meuble pour logement

# Le confort vous suit partout

L'espace de travail s'adapte à vos besoins

Présent dans les salles de chirurgies hospitalières modernes, le Pendant a substitué l'ameublement traditionnel en apportant des avantages concrets en terme d'hygiène, d'encombrement limité et d'ergonomie opérationnelle. Il s'intègre dans toutes les spécialités chirurgicales médicales et dentaires pour lesquelles l'usage de l'instrumentation dynamique est quotidienne et continue. En dentisterie, de plus en plus de structures, qui souhaitent équiper les salles avec un objectif principalement chirurgical, sont séduites par ce dispositif révolutionnaire.

Pour les exigences du chirurgien dentiste

Dimensions compactes, facilité d'installation, et structure constructive, font de Smart Pendant un dispositif d'assistance idéal pour la chirurgie buccale.



L'efficacité arrive d'en haut

Aucun encombrement au sol. Et une liberté de mouvement totale dans des espaces réduits. Pendant est la solution idéale pour rendre accessible les instruments en les faisant arriver d'en haut!

- Branchement électrique
- Branchement pneumatique
- Branchement gaz médicaux
- Branchement réseau (LAN)

► Smart Pendant peut être facilement installé dans n'importe quelle structure structure dentaire.



**Kyri WaterUnit**

Système intégré pour le rinçage de la bouche patient, connecté à l'aspiration centralisée

# Parfait dans votre cabinet

Grande utilité, dimensions réduites, design modern et élégant

**Kyri Water Unit**  
et le tour est joué!

Le complément idéal qui rend multi-fonctionnel un cabinet équipé Kyri et Kyri Water Unit. Permet un cycle de rinçage ainsi que la gestion d'une aspiration chirurgicale, grâce à une tablette de support à canules, équipée de deux canules. Kyri Water Unit est un élément compatible avec les systèmes d'aspiration du cabinet. La structure télescopique s'adapte à l'ergonomie opératoire et vous permet de ranger Kyri Water Unit sous les plans de travail.



Kyri Water Unit peut être équipé de deux canules d'une aspiration et d'une seringue pour pulvériser 3 à 6 fonctions.

**Orion40DS**

Lampe chirurgicale odontologique LED

# Le bon éclairage pour vos yeux

ORION 40 DS est la première lampe chirurgicale spécialement conçue pour une utilisation dentaire, grâce à des paramètres spécialement adaptés: Focus à 80 cms, champ illuminé de 15 cms de largeur et de 20 cms grâce à la fonction extended view, intensité lumineuse 20.000 à 60.000 lux et température de couleur de 4500/5000° K. ORION 40 DS est la première lampe multifonctionnelle pour la pratique dentaire. Grâce à la technologie exclusive E-Dentalight, ORION 40DS est polyvalente et peut être utilisée dans une salle omnipratique ou dans une salle de chirurgie dédiée.

**E-Dentalight**

Cette fonction fait de Orion 40 DS la lampe scialytique la plus polyvalente du marché. Elle permet de faire de l'implantologie dans la salle de soin en permettant d'allumer seulement deux modules et régler l'intensité et la température de la couleur.

**Champ éclairé:**

15 cm (20 cm con extended view) Idéal pour une utilisation Odontologique, réduit l'éblouissement et permet une vision parfaite, des incisives aux molaires avec une excellente profondeur de champ.

de 20.000 à 130.000 Lux de qualité

Orion 40DS permet d'améliorer le diagnostic et met à votre disposition toutes les fonctionnalités pour une intervention parfaite. Grâce à Orion 40DS, les dentistes disposent d'une illumination idéale pour leur champ d'action: La bouche.





**Onyx B****Autoclave pour la stérilisation  
des charges de type B**

# Plus de charge, moins de cycles Voici l'autoclave intelligent

Zéro déchet et une efficacité maximale



## Un produit unique et déterminant

L'autoclave est un produit unique et déterminant à l'intérieur de chaque structure, dans l'organisation de la pratique dentaire. Par conséquent il est primordial de pouvoir choisir un produit connu, référencé et diffusé par un réseau étendu et maintenu par une équipe technique nationale. Onyx B est le nouvel autoclave de Tecno-Gaz, entreprise qui est leader sur de nombreux marchés européens et au niveau mondial.

## SD CARD

Le système de carte SD assure l'enregistrement et la sauvegarde des données de tous les cycles réalisés, lesquels peuvent être chargés sur PC et étudiés. Le système SD Card offre la possibilité d'actualiser constamment l'appareil, simplement en téléchargeant la mise à jour sur la carte et en l'insérant ensuite sur l'autoclave. Une option extraordinaire qui permet d'avoir constamment le stérilisateur actualisé.



## Un cycle pour chaque exigence.

La flexibilité est fondamentale pour rationaliser le travail et créer de l'efficacité opérationnelle. Onyx B dispose d'un choix de cycles élargis, étudiés pour vous aider dans votre pratique quotidienne.

Consommation  
minimum **-20%**

## Double charge... même temps

Avec un autoclave de taille standard, il est possible de stériliser en moyenne 4 kg, avec Onyx B, il est possible de stériliser 7,5 kg d'instruments emballés. Avec un cycle, et une charge presque deux fois supérieure, la réduction de temps est donc de 50%.

Réduction  
des temps **-50%**

## Meilleure gestion de l'instrumentation

Disposer d'un autoclave de grande charge aide à optimiser le flux de l'instrumentation et augmente l'efficacité de votre organisation. Efficacité signifie gains, Onyx B vous apporte également une réponse à ce niveau.

## Plateaux plus longs

**+30%****1****B Test Plus**  
Art. 200-S**Spore**  
Art. TSO02ZBK**2****SteamPlus**  
Art. 216-S • 100 pz.**VaporLine**  
Art. 200-S • 250 pz.**3****Bowie&Dick**  
Art. 269/S**4****Helix Test**  
Art. TSO01ZHT  
(package 50 Strip)

## Tests de stérilisation

# Efficacité contrôlée

**1**

## Incubateur biologique

**Preamble:** Ils permettent d'évaluer la capacité de l'autoclave à détruire tous les microorganismes y compris les spores.

**Matériel à utiliser:** Incubateur biologique et flacons à spores. Avertissement important! Les spores doivent être incubés dans l'heure de la procédure de stérilisation.

**Fréquence:** Recommandation: tous les 90 jours.

**Conforme aux normes:** EN ISO 11138 -1

**2**

## Compléments chimiques

**Preamble:** Les intégrateurs chimiques sont des dispositifs adéquats pour le contrôle de la stérilisation à vapeur, car ils interagissent avec tous les paramètres de cycle (pression, température, temps) et certifient la stabilité correcte.

**Matériel à utiliser:** VaporLine et SteamPlus: Ils permettent d'évaluer la capacité de virage de l'autoclave à travers les paramètres de l'autoclave temps température - pression.

**Fréquence:** Recommandation: une fois par jour

**Conforme aux normes:** EN ISO11140-1 Classe 5



# Tout est plus simple avec Ekstra Plus et le Multisteril

**Ekstra Plus**

Dispositif pour maintenance  
des turbines, pièces  
à main et contre-angles

**MultiSteril**

Bac multifonction

## Sans restriction de marques

Le système est en mesure de nettoyer, désinfecter, lubrifier et sécher de façon automatique toutes les combinaisons d'instruments dynamiques possibles. Ekstra Plus a besoin d'une connexion électrique et un raccordement air. Les réservoirs pour le liquide désinfectant et pour l'huile sont intégrés.

## Phases automatiques

Toutes les phases de désinfection, détergence, séchage et huilage ont lieu automatiquement, grâce à un procédé géré par un microprocesseur puissant.

## SD card

Ekstra Plus est équipé d'un LOGICIEL capable de contrôler les phases du processus et mémoriser toutes les caractéristiques du traitement en les envoyant sur une carte SD.



Ekstra Plus est recommandé aux professionnels qui souhaitent minimiser les risques professionnels et optimiser le fonctionnement et le prestige du cabinet dentaire.



## Les avantages d'un dispositif multifonctions

Nouveau dispositif révolutionnaire qui se charge automatiquement des principales étapes de préparation du cycle de stérilisation désinfection, nettoyage, rinçage et séchage sans aucune intervention humaine, sans aucun risque professionnel et dans des délais très courts. Un dispositif unique au monde, indispensable dans toutes les structures pratiquant la stérilisation.

## Délais de travail des assistantes

Les assistantes consacrent beaucoup de temps à préparer la stérilisation des instruments en raison de procédures manuelles multiples et complexes. Multisteril ne nécessite aucune présence humaine.

## Gestion du protocole

La stérilisation n'a lieu que si la procédure de préparation des matériels est réalisée correctement: dans le cas contraire, l'ensemble du processus est vain. Multisteril effectue tout le cycle correctement.



## Tests obligatoires pour les autoclaves de type B

L'utilisateur d'un dispositif médical a le devoir de vérifier périodiquement l'efficacité de l'appareil, suivant des procédures fixées par les instances, normes ou lignes directrices.



3

### Test physique: Bowie&Dick

**Prealable:** sert à évaluer la capacité de pénétration de la vapeur dans les corps poreux.

**Matériel à utiliser:** Bowie&Dick, test physique applicable uniquement aux autoclaves permettant de stériliser des charges poreuses.

**Fréquence:** Recommandation: tous les 30 jours.

**Conforme aux normes:** 11140-4

4

### Test physique: Helix Test

**Prealable:** Sert à évaluer la capacité de pénétration de la vapeur dans les corps creux.

**Matériel à utiliser:** Helix Test, test physique pour autoclaves destinés à stériliser des corps creux.

**Fréquence:** Recommandation: tous les 30 jours.

**Conforme aux normes:** EN ISO 11138 -1


### Vacuum Test

**Prealable:** Vacuum test est un test d'étanchéité qui démontre qu'il n'y a pas de perte de la chambre.

**Matériel à utiliser:** Intégré dans l'autoclave

**Fréquence:** Recommandé tous les 7 jours

**Conforme aux normes:** EN ISO 11138 -1





# Profitez des avantages!

La combinaison des équipements Tecno-Gaz **vous permet de répondre aux exigences de vos protocoles** tout en réalisant de fortes économies.



**Espressgo est la première machine espresso** qui permet de réaliser un authentique espresso italien en voiture, en camping-car, en bateau, ou ailleurs. Il vous suffit d'avoir une alimentation de 12 V. **Espressgo est une machine fonctionnelle et compacte.** Elle fonctionne exclusivement avec les capsules A MODO MIO et s'insère facilement dans le porte-bouteille de la voiture.

Valeur commerciale EspressGo euro 149,00 • Offre valable dans la limite des stocks disponibles



## PACK 1



Art. 203352 **Europa B Evo**  
Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Prix standard  
~~5.340€~~ TTC  
**4.990€** TTC Prix offre



Art. 22005 **Multisteril**  
Bac multifonction

Prix standard  
~~4.468€~~ TTC  
**3.990€** TTC Prix offre



RECEVREZ IMMÉDIATEMENT



Si vous achetez le **Pack** vous économisez...

Prix standard ~~9.808€~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**8.890€** TTC Prix du Pack

## PACK 2



Art. 20405 **Europa B Pro**  
Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Prix standard  
~~5.820€~~ TTC  
**5.490€** TTC Prix offre



Art. 22005 **Multisteril**  
Bac multifonction

Prix standard  
~~4.468€~~ TTC  
**3.990€** TTC Prix offre



RECEVREZ IMMÉDIATEMENT



Si vous achetez le **Pack** vous économisez...

Prix standard ~~10.288€~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**9.390€** TTC Prix du Pack



► **Packs** Validité jusqu'au 31/01/2015



## PACK 3

Si vous achetez le pack,  
les **rouleaux**  
sont **gratuits!**



Art. 2200S **Multisteril**  
Bac multifonction

Prix standard  
~~4.468€~~ TTC  
**3.990€** TTC Prix offre



**Rouleaux gratuits!**

Art. CS002Z01 - CS003Z01  
CS004Z01 - CS006Z01

**Rouleaux pour stérilisation**

mm 50x200 8pz. • mm 75x200 8pz.  
mm 100x200 4pz. • mm 200x200 2 pz.

Prix standard  
~~339€~~ TTC  
**209€** TTC Prix offre

**Gratuit  
pack**



**= Gratuit**

Prix standard ~~4.875€~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**3.980€** TTC Prix du Pack

## PACK 4

Si vous achetez le pack,  
**Clean** est **gratuit!**



Art. 2200S **Multisteril**  
Bac multifonction

Prix standard  
~~4.468€~~ TTC  
**3.990€** TTC Prix offre



Art. 2070S **Clean**  
Appareil de nettoyage

Prix standard  
~~124€~~ TTC

**Gratuit  
pack**



**= Gratuit**

Prix standard ~~4.592€~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**3.990€** TTC Prix du Pack



## PACK 5



Art. ABO12ZXZ **Onyx B**  
Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Prix standard  
~~6.660 €~~ TTC  
**6.490 €** TTC Prix offre

Art. 2065-S-2 **Pura Plus**  
Système à osmose

Prix standard  
~~1.020 €~~ TTC  
**890 €** TTC Prix offre



Si vous achetez en pack...



Prix standard ~~7.680 €~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**6.990 €** TTC Prix du Pack

## PACK 6



Art. ABO12ZXZ **Onyx B**  
Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Prix standard  
~~6.660 €~~ TTC  
**6.490 €** TTC Prix offre



Art. PTOOITM **Ekstra Plus**  
Dispositif pour maintenance des turbines, pièces à main et contre-angles

Prix standard  
~~5.596 €~~ TTC  
**4.490 €** TTC Prix offre



Si vous achetez le pack...



Prix standard ~~12.256 €~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**10.490 €** TTC Prix du Pack

## PACK 7



Art. LCOOILRD **Orion 40DS**  
Lampe équipée technologie LED

Prix standard  
~~7.902 €~~ TTC  
**5.190 €** TTC Prix offre



Art. SA2IOZSA **SterilAir Pro**  
Appareil de stérilisation de l'air

Prix standard  
~~1.399 €~~ TTC  
**890 €** TTC Prix offre



Si vous achetez le pack...



Prix standard ~~9.301 €~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**5.990 €** TTC Prix du Pack



► **Packs** Validité jusqu'au 31/01/2015



## PACK 8



Art. PM002ZMM **Vital Monitor**  
Monitor multiparametrique

Prix standard  
~~839€~~  
**690€** Prix offre



Art. AE001Z12 **TecnoHeart Plus**  
Defibrillateur semi automatique

Prix standard  
~~1.788€~~  
**1.590€** Prix offre

Si vous achetez  
le pack...



Prix standard ~~2.627€~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**2.190€** TTC Prix du Pack

## PACK 9



Art. I1250 **Vital Test**  
Pulsoxymetre

Prix standard  
~~483€~~ TTC  
**390€** TTC Prix offre



Art. AE001Z12 **TecnoHeart Plus**  
Defibrillateur semi automatique

Prix standard  
~~1.788€~~ TTC  
**1.590€** TTC Prix offre

Si vous achetez  
le pack...



Prix standard ~~2.271€~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**1.890€** TTC Prix du Pack

## PACK 10



Art. AE001Z12 **TecnoHeart Plus**  
Defibrillateur semi automatique

Prix standard  
~~1.788€~~ TTC  
**1.590€** TTC Prix offre

Gratuit  
pack

Art. AE801Z12  
Armoire avec vitre pour  
controle, sans alarme.

Prix standard  
~~180€~~ TTC



Prix standard ~~1.968€~~ TTC

Validité jusqu'au 31/01/2015

**1.590€** TTC Prix du Pack

# LES SERVICES ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE

IMPLANTATION ACTUELLE DE NOS DISTRIBUTEURS ET SERVICE APRÈS-VENTE

Agent exclusif et Responsable Commercial:

Yann Le Rat • Société X-Care  
Tél : +33(0) 4 88 19 20 21  
Tél : +33(0) 6 99 35 00 12  
e-mail : yann.lerat@gmail.com



**1 ARCADE DENTAIRE**  
Agence de Nantes  
Parc d'activité Exapole Bat F  
275, boulevard Marcel Paul  
44800 Saint-Herblain  
tél.: +33 02 28 21 84 71  
e-mail: arcade.dentaire@wanadoo.fr

**2 ARCADE DENTAIRE**  
Agence de Brest  
90, rue Ernest Hemingway  
29200 Brest  
tél.: +33 02 98 80 31 08  
e-mail: arcade.dentaire@wanadoo.fr

**3 ARCADE DENTAIRE**  
Agence de Rennes- (Siège social)  
6, rue du Bordage  
35510 Cesson-Sévigné  
tél.: +33 02 99 83 88 89  
e-mail: arcade.dentaire@wanadoo.fr

**4 FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES**  
181, Rue Marie Curie  
14200 Hérouville-Saint-Clair  
tél.: 02 31 53 61 29

**5 COMPTOIR DENTAIRE LORRAIN**  
Agence de Nancy  
6, rue Cyfflé  
54000 Nancy  
tél.: +33 03 83 32 83 09  
e-mail: cdl@cdlorrain.com

**6 INNOVE DENTAIRE**  
1, rue Rhin et Danube  
94500 Champigny Sur Marne  
tél.: +33 01 41 81 65 50  
e-mail: infos@innove-dentaire.fr

**7 CIME DENTAIRE**  
ZA du Champ Lamet  
Rue André Citroën  
63430 Pont du Chateau  
tél.: +33 04 73 91 26 72  
e-mail: cimedentaire@wanadoo.fr

**8 SOCIÉTÉ GORRIZ**  
9, rue Viguerie  
31300 Toulouse  
tél.: +33 05 34 51 48 98  
e-mail: gorriz@gorriz.fr

**9 COMPTOIR DENTAIRE LORRAIN**  
Agence de Metz  
21, rue des Garennes  
ZA Les Garennes Sud  
57153 Marly  
tél.: +33 03 87 63 50 00  
e-mail: cdl@cdlorrain.com

**10 AZUR DENTAL**  
231, av. Saint Just espace Mercure I  
83130 La Garde  
tél.: +33 04 94 28 49 68  
e-mail: azur.dental@orange.fr

**11 AZUR DENTELEC ROMEO**  
4, Avenue de la Vallière  
06100 Nice  
tél.: +33 04 93 54 81 66  
e-mail: azurdentelec@wanadoo.fr

**12 SAFIR DENTAIRE**  
10, rue Faraday - ZI du Phare  
33700 Merignac  
tél.: +33 05 56 50 94 94  
e-mail: jproulee@wanadoo.fr

**13 GROUPE LMD - LMD MONTPELLIER**  
La Maintenance Dentaire  
Rond Point Julius Estève  
34400 Lunel  
tél.: +33 04 67 42 55 91  
e-mail: lmd34@lmdfrance.fr

**14 GROUPE LMD - LMD AVIGNON**  
Le Monde Dentaire  
Clos De La Cristole, 354 rue Du Bon Vent  
84140 Montfavet  
tél.: +33 04 90 23 90 29  
e-mail: lmd84@lmdfrance.fr

**15 GROUPE LMD - LMD MARSEILLE**  
La Méditerranéenne Dentaire  
42, rue Liandier  
13008 Marseille  
tél.: +33 04 91 32 62 27  
e-mail: lmd13@lmdfrance.fr

**16 DENTAL CONCEPT**  
Groupe Cime Dentaire  
73800 Montmélian  
tél.: +33 06 0 83 27 308  
e-mail: contact@dentalconcept.fr

**17 DENTAIRE SAFIR CENTRE**  
60-62, rue Paul Claudel - ZI Romanet  
87000 Limoges  
tél.: +33 05 55 30 49 41  
e-mail: c.lenoir@safirdentaire.fr

**18 GOLD CONSEIL**  
Neuf Dentaire  
4, rue Lafayette  
67100 Strasbourg  
tél.: 03 88 40 10 17 • 03 88 79 29 49  
email : mail@goldconseil.fr

**BVF CONSEILS**  
11, rue Traverse  
29800 Landerneau  
tél.: +33 09 81 92 65 51  
e-mail: bvf-conseils@orange.fr



Tecno-Gaz S.p.A. Strada Cavalli, 4  
43038 Sala Baganza (PR) Italy  
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

Tous les droits sont réservés. Variations des images ou du contenu peuvent être effectués sans aucun avis.  
Tecno-Gaz S.p.A. a socio unico n'est pas responsable des dommages découlant de toute information erronée ou incomplète fournie dans cette publication. Les images des produits sont à des fins d'illustration seulement.



Pour recevoir plus informations contactez **+39.0521.8380** [www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)