

TECNO-GAZ


NEWS

Octobre 2016
Numéro 6

Infos et opportunités en direct
entre le fabricant et l'utilisateur

ADF2016 VENEZ DECOUVRIR NOTRE SALLE DE CHIRURGIE

INTÉGRÉE
SUR NOTRE
STAND 2M48



*Liberté de mouvements
Liberté de choix*

> P. 6

Projet KYRI:
choisissez le meilleur
pour vous et pour vos patients



> P. 8

KYRI CART: unité
d'instruments mobile
KYRI DSS: aspiration chirurgicale



> P. 10

Orion 40DS: lampe
Scialytique étudiée pour
la chirurgie dentaire



> P. 12

Smart-Trolley:
Unités opérationnelles conçues
pour satisfaire vos exigences



DANS CE NUMÉRO

Projet de stérilisation Tecno-Gaz:
peu d'entreprises
comme la notre!

P. 2



Défibrillateur: obligatoire ou
non obligatoire? TecnoHeart,
simple et sur

P. 15



Gamme de fauteuils
dentaires Tygi

P. 16

TYGI



Profitez de nos offres
commerciales très
attractives!

P. 18



SMARTBLOX

P. 14



SYSTÈME
SMART BLOX
2115

*Après 35 ans de présence et de travail continu,
nous sommes devenus une "réalité globale"
pour votre cabinet.*



Solutions à 360°



Tecno-Gaz: Entreprise leader de son secteur



Nous connaissons vos besoins et répondons à vos attentes

Spécialiste de la solution
chirurgicale intégrée

KYRI

Unité pour traitements
chirurgicaux et soins dentaires
de longue durée




Tecno-Gaz

La seule qui vous apporte autant de solutions complètes *pour la dentisterie*

Zones Opérationnelles: Premiers secours



Chirurgie: Cabinet Chirurgical polyvalent



Omnipratique: fauteuils dentaires



Zones Opérationnelles: stérilisation



**Retrouvez
nous à l'ADF**

Stand N° 2M48

STÉRILISATION

PEU DE SOCIÉTÉS COMME LA NOTRE



Peu de sociétés comme **Tecno-Gaz** sont en mesure de proposer un projet complet permettant d'affronter tous les aspects liés à la prévention du risque biologique en cabinet dentaire.



PLUS DE
106 000

AUTOCLAVES
VENDUS DANS LE
MONDE ENTIER



PLUS DE
5 000

CABINETS
DENTAIRES
ÉQUIPÉS



1 000+

DES MILLIERS
DE DENTISTES
UTILISENT
NOS CUVES À
ULTRASONS

DEPUIS PLUS DE
20 ANS

TECNO-GAZ ÉCRIT
L'HISTOIRE DE LA
STÉRILISATION EN
EUROPE.

MULTISTERIL CD

Liquide concentré pour la
désinfection et le nettoyage



1

MULTISTERIL

Procédé entièrement automatisé:
**désinfection, nettoyage, rinçage,
et séchage.** Sécurité, gain de
temps, économies.

MULTISTERIL + MULTISTERIL CD

Le premier système certifié qui garantit:

Nettoyage certifié
Désinfection certifiée
Intégrité des instruments

DÉSINFECTION

STAND-BY **NOUVEAUTÉ!**

NETTOYAGE PAR
ULTRASONS

VIDANGE
AUTOMATIQUE

SÉCHAGE

1

2

3

4

5

VOUS SOUHAITEZ UNE SOLUTION FAST:

ADOPTÉZ LE PROTOCOLE
TECNO-GAZ! AVEC
SEULEMENT 3 APPAREILS,
METTEZ EN PLACE LE
PROTOCOLE LE PLUS
RAPIDE EN STÉRILISATION.

Optimisation et rationalisation des charges

UNE CHARGE
DE LA CUVE
MULTISTÉRIL

EST IDENTIQUE
À UNE CHARGE
D'ONYX



LAVEUR DÉSINFECTEUR
MULTISTÉRIL



SOUDEUSE À DÉFILLEMENT
TECNOSEAL



AUTOCLAVE DE CLASSE B
ONYXB

Système
cuve pleine

7 cycles
automatiques
pour chaque
besoin

SD
card

Système
PID



Solution complète
à partir de

152 €

PAR MOIS

Solution complète

2

TECNOSEAL

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE
PAR PHOTO-CELLULE

PRODUCTIVITÉ ET
ÉCONOMIES ÉLEVÉES

CARTE ÉLECTRONIQUE DE
CONTRÔLE ET DE GESTIONS
DES PARAMÈTRES



3

ONYXB

GRANDE CAPACITÉ
DE CHARGE

CYCLES PLUS
RAPIDES

NOUVELLE TECHNOLOGIE
INNOVATRICE

FACILITÉ
D'UTILISATION



PROJET KYRI

Solution chirurgicale
polyvalente

Solution complète
à partir de

507 €

PAR MOIS

Le projet Kyri peut être conçu uniquement pour la chirurgie implantaire, ou configuré pour également réaliser des soins de dentisterie omni-pratique en ajoutant un cart d'instruments mobile et un crachoir.

**Une modularité qui vous permet
de configurer et faire évoluer
votre structure selon vos besoins.**



ERGOSEAT

Un dispositif étudié pour garantir une posture correcte grâce au système de compensation dynamique.



KYRI CART

Cart d'instruments mobile offrant une large possibilité de configurations et une grande flexibilité opérationnelle:


- Cinq logements pour instruments.
- Contrôle des paramètres de l'instrumentation dynamique.
- Pilotage des mouvements fauteuils et mémoire de positions.
- Hauteur variable pour rangement sous plan de travail

Tête orbitale



Pour travailler mieux

70% des implants sont posés en remplacement de molaires et prémolaires, ce qui signifie des chirurgies latérales. Une meilleure position et moins de pression musculaire pour le patient facilite grandement le travail du dentiste.



KYRI WATER UNIT

Le complément idéal qui rend polyvalent et multifonctionnel l'ensemble fauteuil Kyri. Il permet la gestion de l'aspiration chirurgicale grâce à la tablette porte-canules équipée de deux canules. Kyri Water unit est l'élément de jonction entre l'aspiration et le cabinet. La colonne télescopique s'adapte à l'ameublement opérationnel et permet de ranger Kyri Water sous un plan de travail.



Positions infinies sur 5 axes

Kyri vous assiste dans chaque situation. Grâce à ses cinq mouvements, il peut atteindre n'importe quelle position nécessaire à une chirurgie et également dans des cas imprévus ou insolites.

Odontologie



Positions de confort et d'urgence

Orthopnoïque
ou demi-siège



Trendelemburg



Fowler



Table chirurgicale

Hauteur variable



Solution chirurgicale

à partir de

289€

PAR MOIS

ORION 40DS



Lampe Scialytique Chirurgicale avec système d'illumination indirecte breveté garantissant une excellente maîtrise des ombres portées. Orion40DS propose deux tailles de champ adaptées aux exigences de la chirurgie implantaire.

KYRI

Kyri est le seul fauteuil chirurgical étudié et conçu spécifiquement pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité opérationnelle en chirurgie dentaire. Les 5 mouvements indépendants sont rendus possibles grâce aux 4 motorisations, permettant d'atteindre toutes les positions possibles, facilitant le travail de l'opérateur et augmentant le confort du patient. Il est possible d'ajouter une tablette d'aspiration avec canules, et de fixer sur les rails latéraux de nombreux accessoires tels que les accoudoirs, des perches à solution physiologique ou un support d'appui pour la technique PRF.

SMART TROLLEY

La première ligne de meubles techniques, permettant d'améliorer l'ergonomie et l'efficacité de vos chirurgies quotidiennes. La vraie innovation et évolution du mobilier dentaire.

80+

Plus de 80 configurations possibles



TABLE PONT

La table est un dispositif simple dont la position dans l'espace ergonomique commun au docteur et à l'assistante est stratégique, et contribue au succès des chirurgies entreprises.



KYRI DSS

Nouvelle aspiration chirurgicale avec puissance d'aspiration modulable, double récipient, pédale de commande, et riche dotation usage unique (sacs, flexibles, et canules).



Un client partage avec vous son expérience: Dr Erwan Kerboeuf

Le secteur de l'implantologie connaît un développement important et se démocratise au sein de notre profession. Il est cependant indispensable de respecter des protocoles rigoureux afin de ne pas compromettre l'asepsie d'une intervention et ainsi assurer l'ostéointégration de nos implants et leur pérennité. Selon la Haute autorité de santé, une salle de soins adaptée suffit à la pratique de l'implantologie. Il

est toutefois évident qu'une salle d'intervention spécifique devient fortement recommandée lorsque notre pratique devient plus engagée et plus régulière. L'intérêt d'une salle opératoire dédiée est le nettoyage facile et reproductible, la simplicité dans l'ergonomie, la facilité de rationalisation et de planification, le confort accru et la réduction du temps de préparation. Le concept Tecno-Gaz avec son aménagement

complet, modulable, évolutif et sécurisant répond parfaitement aux différents besoins du chirurgien dentiste et de son équipe. Je suis particulièrement attaché à leur ergonomie et leur créativité.

Dr. Erwan KERBOEUF
Chirurgien Dentiste, Implantologue, Aubagne

Unité d'instruments mobile

KYRI CART



Kyri Cart offre des possibilités de personnalisation élevées: **Les 5 emplacements d'instruments permettent de multiples configurations possibles.** La configuration de base (seringue, turbine, moteur, et ultrasons) peut être associée à un micro-moteur chirurgical déjà présent dans la salle chirurgicale. **Il est également possible d'ajouter à la configuration de base un deuxième micro-moteur associé à une pompe péristaltique en créant ainsi une dotation de haute performance.** Kyri Cart est fabriqué avec des matériaux nobles afin de résister à l'utilisation intensive des salles chirurgicales. Facile à désinfecter, la partie supérieure en céramique peut être utilisée comme support pour l'instrumentation chirurgicale.

Une configuration optimale

Seringue, Micro-moteur, Turbine, Ultrasons, espace supplémentaire pour micro-moteur. Jusqu'à 5 logements **pour une libre configuration des instruments dynamiques.**

Solution opérationnelle

Associé au Kyri, Kyri Cart permet de **piloter les mouvements du fauteuil et de mémoriser jusqu'à trois positions.**



Pédale de commande

Pédale de commande intuitive pour commander facilement les rotations et le spray.

Matériaux nobles = Solidité et Durabilité

Kyri Cart est fabriqué avec des matériaux nobles conformes à une utilisation intensive en salle opératoire. Il offre une désinfection élevée et la partie supérieure peut être utilisée comme support chirurgical.

Un dispositif idéal

Très compact, équipé de roues de 10 cm pour une mobilité aisée dans de petits espaces, hauteur variable pour un rangement facilité sous plan de travail, à côté des autres meubles mobiles Smart Trolley.

Ecran de contrôle

Ecran/Clavier avec commandes touch très intuitives. **Commande des positions du fauteuil. 3 mémoires de position.** Contrôle des paramètres du micromoteur électrique NSK Led Nano, vitesses, torque etc.

Potences pour solution physiologique et **plan de travail en céramique = Support solide** pour positionner un moteur chirurgical indépendant.

Système Clean Water Alimentation en eau:

Kyri Cart est alimenté par une bouteille de 2 litres, contenance qui équivaut à une journée de travail. Il est également possible de le raccorder directement à l'alimentation hydrique du réseau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES KYRI CART	
Dimensions	500x500x800-900(h) mm
Poids	20 Kg
Alimentation électrique	Tension: 230 V Fréquence: 50/60 hZ
Alimentation air	Pression: 36 x 101 (h) x 44 cm Consommation MAX N/L: 80l/min.
Micromoteur	NSK Nano Led NSK Nano Led Plus
Ultrasons	EMS SATELEC

Aspiration chirurgicale

KYRI DSS



Aspiration et Précision

Lors des interventions chirurgicales, chaque élément présent dans la salle doit être le plus efficace possible. En chirurgie implantaire, le système d'aspiration dédié Kyri DSS aspirera avec précision le sang, les tissus, les fragments d'os, et de dentine grâce à sa dépression élevée.

Fonctionnalités et Ergonomie de travail

La concentration de l'opérateur est la clé du succès de l'acte chirurgical. L'ensemble de l'équipe clinique doit s'appuyer sur un dispositif performant et flexible, en mesure de répondre à toutes les éventualités qui surviennent. Aspiration continue ou sur demande, puissance réglable, l'ensemble des fonctions peuvent être activées par le chirurgien en commandant depuis la pédale, ou par l'assistante directement sur le panel de contrôle.

Hygiène et Design

Tecno-Gaz place la sécurité, le confort et la tranquillité du patient en tête de ses premières priorités. Les bords arrondis du Kyri DSS évite un aspect préoccupant et réduisent le stress visuel. Sa taille contenue permet un rangement facile sous plan de travail. Sa conception et la forme des capots permettent une désinfection aisée de toute la surface. Enfin la dotation usage unique (sacs, tuyaux flexibles et canules) spécialement conçue évite toute possibilité de contamination croisée.

L'aspiration chirurgicale en implantologie et en chirurgie dentaire

	Système "Switch"
	Commande à pédale pour un réglage double
	Système de récipients de récupération avec poche
	Chariot à roues à glissement élevé et frein de sécurité

- Volume d'aspiration réglable jusqu'à 90 L/min et dépression élevée de 900 mbar**
L'unité d'aspiration chirurgicale Kyri DSS fait face à toutes les exigences chirurgicales grâce à son débit d'aspiration de 90 L/min et une dépression élevée constante allant jusqu'à 900 mbar.

- Design élégant et compact**
Rangement aisé sous plan de travail. Bords arrondis pour un aspect élégant, discret et aseptique.

- Pompe à rendement élevée et très silencieuse**
En ne produisant que 46 dB, elle occupe une place de choix sur le marché. Un niveau sonore faible représente un confort supplémentaire pour le patient, ce qui réduit considérablement les nuisances et apporte un grand confort au chirurgien et à son équipe soignante.



Grâce à un sélecteur, on dévie le flux aspiré entre les récipients en garantissant ainsi un fonctionnement ininterrompu.

Ce système permet d'activer la commande de l'aspiration. Les deux réglages disponibles permettent une utilisation ininterrompue, ou l'activation ou la désactivation par la pression exercée sur la pédale garantissant un contrôle optimal.

Grâce au système innovant de récipient à poche à usage unique intégrée et de robinet de fermeture de sécurité, l'opérateur n'a plus aucun contact avec les sécrétions, ce qui garantit une hygiène et une aisance maximales.

Pour une commodité maximale d'utilisation et d'intégration ambidextre à l'intérieur du cabinet dentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES KYRI DSS

Typologie	Dispositif médical de classe II A
Modèle	Kyri DSS
Alimentation	230 V/50 Hz
Dépression	900 mBar
Aspiration	90 L/min
Poids	20 Kg
Dimensions	36 x 101 (h) x 44 cm
Emission sonore	46 dB

Bien voir-Mieux voir

Avec une lampe scialytique dentaire

Intensité lumineuse jusqu'à:

130.000 Lux

Pour la chirurgie dentaire:

56.000 Lux

Température couleur:

4.500/5.000 K

Campo iluminado:

15 cm et 20 cm

A partir de

99 €

PAR MOIS

Lampe Scialytique étudiée pour la chirurgie dentaire

Pourquoi une lampe scialytique dentaire?

L'éclairage doit garantir la fidélité des informations reçues par le chirurgien dentiste lors de l'intervention. Il doit également fournir une quantité de lumière suffisante dans toutes les positions de la bouche du patient, notamment lors d'angulations à 45°.



Orion 40 DS

Plafond


Art. LC102LRD

Mur

Art. LC101LRD

Statif

Art. LC103LRD



Dommages visuels possibles d'un éclairage traditionnel

Puisque la lumière est le support de la vue, il est nécessaire de s'en occuper dès le début de sa carrière, et non lorsque les problèmes apparaîtront.





Éclairage
parabolique
indirect



Double plage d'éclairage

Les plages d'intensité lumineuse de la Lampe Orion 40DS change selon les besoins de l'opérateur:

- Fonction E-Dental Light: de 20000 Lux à 55000 Lux avec fonction de General Practice Lamp.
- Fonction ORION Light: de 40000 Lux à 130000 Lux avec fonction de Lampe Chirurgicale.



Champ
éclairé

20 cm

Champ
éclairé

15 cm

L'unique lampe scialytique dentaire!

Orion 40DS est la première lampe scialytique spécialement conçue pour un usage dentaire grâce à l'étude des contraintes et des exigences liées à la chirurgie dentaire. Champs éclairés de 15 cm et 20 cm permettant d'illuminer toutes les positions d'une bouche angulée jusqu'à 45°. Intensité lumineuse calibrée à 56000 lux en usage dentaire. Double température de couleurs de 4500° et 5000° K pour distinguer les tissus durs des tissus mous. Orion 40DS concentre toutes les caractéristiques et spécifications adaptées à la chirurgie buccale.

E-Dentalight

Cette fonction permet de seulement allumer deux modules de 6 LEDS, générant un champ illuminé de 15 cm avec une intensité lumineuse maximum calibrée à 56000 Lux.

Lumière froide

L'augmentation du rayonnement thermique sur le champ opératoire est proportionnelle à la quantité et à la puissance des LED utilisées. Grâce à son concept de lumière indirecte, Tecno-Gaz utilise un nombre réduit de LED.

Orion 60



Intensité
lumineuse:

130 000 Lux

Température
couleur:

4500/5000 K

Diamètre extérieur
du réflecteur:

Ø 630 mm

Orion 80



Intensité
lumineuse:

130 000 Lux

Température
couleur:

4500/5000 K

Diamètre extérieur
du réflecteur:

Ø 630 mm

SMART TROLLEY

Tecno-Gaz a créé le concept SMART TROLLEY en changeant ce qui semblait immuable. **SMART TROLLEY révolutionne le meuble dentaire en modifiant totalement sa fonction.** "LE MOBILIER" n'est plus uniquement un élément visuel esthétique et un placard de rangement. Il devient un dispositif dynamique d'organisation, d'assistance et optimise le temps de rangement et de préparation. SMART TROLLEY devient un élément essentiel de la solution chirurgicale intégrée.

80+

Plus de 80 configurations possibles

Configurations infinies



LE MOMENT EST VENU DE TRANSFORMER VOTRE CABINET EN SALLE D'OPERATION



- ✓ Conçus pour rendre le travail facile et productif
- ✓ Rangements uniquement destinés à la chirurgie
- ✓ S'adaptent à tous les cabinets: faciles à intégrer et à configurer

Le début de l'intervention est un moment fondamental pour le patient et le dentiste, en dépendent la tranquillité ou la tension du patient, ou bien le déroulement serein de soins de qualité. Un environnement cliniquement accueillant offre une prédisposition positive au patient et garantit au dentiste une ergonomie opérationnelle sans précédent.



Plus les unités de service

Distributeur matériel jetable



Lavabo



ils peuvent être facilement intégrés et sont *complètement configurables*

Le patient doit être accueilli dans la zone de soins sans que cela ne provoque stress, ni tension, il est important d'offrir un **visuel accueillant**, qui aide le patient à surmonter ses appréhensions et ses peurs du traitement dentaire. Des lignes nettes, aucun dispositif imposant, de l'ordre, de l'harmonie, de l'hygiène, une perception maximale de qualité.



Netteté visuelle
Ligne pure

Facile à nettoyer
et à désinfecter

Flexibilité maximale
pour tous les soins

Porte-instruments dentaires escamotable


Tablette porte-instruments dentaires avec trois compartiments escamotables grâce auxquels vous pourrez avoir tout ce dont vous avez besoin a portée de main, avec l'avantage de pouvoir également "cacher" le tout d'un simple geste.

Panneau accessible pour le câblage

Commande pour régler l'inclinaison des étagères

Perche porte-sérum physiologique

Smart Trolley électro-médical offre la possibilité d'être équipé d'une perche porte-sérum physiologique. À vos côtés le chariot chirurgical qui en utilisation dynamique met tout à disposition.



Smart Trolley
Préopératoire



Chaque salle opératoire doit mettre à la disposition du dentiste tout ce dont il a besoin, de façon constante et indépendante. Tout est contenu dans le Smart Trolley Intra-opératoire qui, lorsqu'il n'est pas utilisé renferme tout le nécessaire. Une fois extrait de son box, il devient un dispositif opérationnel.

Guides HQ avec tiroir détachable



Smart Trolley
Électro-médical



La quantité d'instruments électro-médicaux que l'équipe soignante utilise pendant les interventions dentaires est conséquente. La solution Smart Trolley Électro-médical, grâce au système d'alimentation centralisé, offre la modularité et la capacité de stoker des pédales de commande volumineuses, il se transforme en élément fonctionnel et indispensable.

Étagères orientables

Une meilleure position et moins de stress musculaire pour le praticien se traduisent par plus de facilité pour exercer votre travail.



Smart Trolley
Post-opératoire



Pour faciliter la gestion des déchets et du matériel contaminé et optimiser le temps de préparation et de rangement, nous avons conçu Smart Trolley Post-Opératoire qui, grâce à son bac de décontamination incorporé et aux compartiments de tri sélectif, représente une plate-forme de récupération et de tri du matériel infecté.



NOUVEAUTÉ!

Ameublement Technique Professionnel

SMART BLOX

L'ensemble de meubles que vous pouvez configurer selon vos exigences

Choisissez le KIT MEUBLES SMART BLOX, et ensuite décidez si positionner le lavabo à droite ou à gauche, si installer tous les éléments sous plan de travail ou monter également une colonne, si insérer également un ou plusieurs éléments mobiles, si fixer les éléments au mur, les appuyer sur pieds, et ajouter également une planche de protection.



Encore une fois, Tecno-Gaz a imaginé une solution pour vous aider dans la gestion de votre cabinet.



CERTAINES CONFIGURATIONS POSSIBLES



Meuble mobile à tiroirs

Meuble mobile électromédical



UNIVERSEL ET MODULAIRE

Un mur, 2115 mm d'espace disponible. Voici tout ce qui est nécessaire pour une solution complète Smart Blox. **Concevez votre ergonomie en toute liberté.** Concevez les différents modules Smart Blox pour répondre plus précisément à votre ergonomie de travail.



MODULABLE

Gérer l'espace selon vos exigences d'aujourd'hui et modifiez les dans le futur si le besoin surgit. Grâce à la logique du système **Smart Blox 2115**, tous les éléments sont pensés pour être positionnés et repositionnés librement à tous moments.

SYSTÈME
SMART BLOX
2115

DÉFIBRILLATEUR

UNE OBLIGATION?

Les obligations sont toujours vues comme des contraintes discutables pour lesquelles nous recherchons toutes les interprétations possibles, en fonction de nos meilleurs intérêts. En revanche, lorsqu'il s'agit de dispositifs d'assistance qui préservent la vie, il faut oublier le concept d'obligations et penser à l'éthique et au bon sens. **Il est évident que chaque structure dentaire qui pratique des soins chirurgicaux invasifs doit être équipée de dispositifs adaptés aux premiers soins du patients en cas d'état critique. L'oxymètre de pouls, l'oxygène et le défibrillateur DAE, deviennent des instruments indispensables.**



TECNOHEART PLUS

TecnoHeart Plus gère toutes les fonctions de façon autonome, en informant l'utilisateur de la fonction sélectionnée. La décision de la décharge est prise de façon autonome, précédée d'une indication verbale, sans intervention de l'opérateur. Ceci évite les retards, les hésitations, et chaque activité exclue l'intervention humaine.

UN DÉFIBRILLATEUR
A CARACTÉRISTIQUES
UNIQUES

VITAL TEST

Oxymètre de pouls professionnel, étudié pour l'utilisation en cabinet dentaire.



E POINT

Unité mobile de premiers soins.



Les défibrillateurs DAE sont des équipements conçus pour être utilisés par tous. Le DAE réalise de façon automatique le contrôle, le diagnostic et guide l'opérateur, par des commandes vocales, pendant les phases de l'urgence. Un instrument obligatoire et indispensable pour tous les cabinets dentaires.

Il existe des centaines de défibrillateurs, choisir est difficile. Au moment d'adopter un dispositif de premiers soins qui permet de sauver des vies, il faut avoir une sensibilité particulière et penser à choisir le meilleur.

TECNOHEART PLUS LE DÉFIBRILLATEUR TECNO-GAZ

- **3 niveaux de contrôle et d'auto-diagnostic** qui garantissent une efficacité constante.
- **Des électrodes toujours connectés et prêt à l'usage**
- **Première décharge certifiée**
- **Garantie intégrale 5 ans**
- **Rapport qualité prix imbattable**
- **Electrodes universelles adulte/ enfant**
Vous ne devez pas acheter d'électrodes supplémentaires couteux et si difficiles à connecter au moment de l'urgence
- **Sélecteur de puissance**
Energie délivrée Adulte/Enfant




Gamme de fauteuils dentaires TYGI



TYGI **B**

Le fauteuil modèle B avec mécanisme d'élévation traditionnelle pantographique assure un confort de travail optimal. Le design conique de la base permet un travail agréable du personnel soignant, en facilitant les déplacements autour du fauteuil.



Struttura **100%**
PFL
Plastic Free Logic

Les fauteuils Tecno-Gaz vous offrent une qualité élevée indépendamment du type de modèle choisi.

Dotation de série sans compromis:

- Lampe Opératoire LED
- Accoudoir bras gauche
- Système de désinfection des cordons
- Appui tête orbital
- Anti Compression abdominale
- Anti dévêtement
- Siège Opérateur Orthopédique
- 10 mémoires
- Crachoir rotatif
- Matériaux nobles sans plastique
- Pédale multifonctions
- 5 instruments minimum
- Sellerie sur dossier arrière



TYGI100B

TYGI100L

Plusieurs aspects peuvent être considérés au moment de la sélection d'un fauteuil. Certainement, trouver le produit qui répondra aux exigences propres revêt un aspect fondamental et non négociable. Les détails font la différence et déterminent l'unicité et la qualité. Il est toujours plus appréciable d'avoir la possibilité de choisir que devoir s'adapter, et Tecno-Gaz vous offre la possibilité de le faire. La logique que vous suivrez pour sélectionner votre fauteuil devra répondre à vos attentes en matière d'ergonomie et d'organisation de travail. C'est pourquoi nous vous donnons la possibilité de choisir la version qui s'adaptera le mieux à vos besoins.

TYGI^L

Le fauteuil modèle L avec mécanisme d'élévation vertical offre aux opérateurs une grande accessibilité grâce à un espace au sol réduit au maximum, facilitant d'autant l'hygiène, l'asepsie et le nettoyage.



**TYGI 300
EVO B**

**TYGI 300
EVO L**

**TYGI 500
EVO B**

**TYGI 500
EVO L**



Profitez de nos **offres commerciales** très attractives!

La **complémentarité** des équipements Tecno-Gaz vous permet de **répondre aux exigences de vos protocoles** tout en réalisant de fortes économies.



PACK 1

Onyx B 5.0 +
Pura Plus =

Prix
standard

~~6.574€~~

Prix du Pack

4.790^{TTC} €



Art.
AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation
des charges de type B



Art.
O1002NPU

Pura Plus

Osmoseur

PACK 2

Onyx B 7.0 +
Pura Plus =

Prix
standard

~~7.186€~~

Prix du Pack

5.390^{TTC} €



Art.
AB012ZXZ

Onyx B 7.0

Autoclave pour la stérilisation
des charges de type B



Art.
O1002NPU

Pura Plus

Osmoseur



PACK 3

**Onyx B 8.0 +
Pura Plus =**

Prix
standard

~~7.723€~~

Prix du Pack

5.590^{TTC}€



Art. AB017ZXZ

Onyx B 8.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B



Art. OI002NPU

Pura Plus

Osmoseur

PACK 4

**Onyx B 5.0 +
Multisteril =**

Prix
standard

~~9.900€~~

Prix du Pack

6.990^{TTC}€



Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B



Art.2200S

Multisteril

Bac multifonctions

PACK 5

**Multisteril +
Multisteril CD =**

Prix
standard

~~4.762€~~

Prix du Pack

3.690^{TTC}€



Art.
2200S

Multisteril

Bac multifonctions



Art. DM401ALP
6 pcs.

Multisteril CD

Concentré liquide pour le nettoyage et la désinfection

X 6



Art.
TA001TAU

TecnoSeal
Soudeuse Défilieuse

Art.
2110S

TecnoPrint
Imprimante traçabilité

Art.
3ELNL0001

Lecteur Optique
Lecteur Optique code barres

PACK 6

TecnoSeal +
TecnoPrint +
Lecteur optique =

Prix standard ~~3.584€~~ TTC

Prix du Pack

2.490€ TTC



Art.
2110S

TecnoPrint
Imprimante traçabilité

Art.
3ELNL0001

Lecteur Optique
Lecteur Optique code barres

PACK 7

TecnoPrint +
Lecteur optique =

Prix standard ~~1.232€~~

Prix du Pack

990€ TTC



Art.
TA001TAU

TecnoSeal
Soudeuse Défilieuse

PACK 8

TecnoSeal =

Prix standard ~~2.364€~~

Prix du Pack

1.590€ TTC



Art.
LC102LRD

Orion 40 DS

Lampe équipée technologie LED



Art.
SA210ZSA

SterilAir Pro

Appareil de
stérilisation de l'air

PACK 9

**Orion 40DS +
SterilAir Plus**

Prix
standard

~~9.679€~~

Prix du Pack

6.790^{TTC}€



Art. LC102LRD

Orion 40 DS

Lampe équipée
technologie LED



Art. SA002ZSA

SterilAir Pro

Appareil de
stérilisation
de l'air



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Système d'aspiration
chirurgicale

Art. SB1A314

**40 Kits
usage unique**

avec couvercle et
canules

PACK 10


**Orion 40DS +
SterilAir Plus +
Kyri DSS + 40 sacs**

Prix
standard

~~11.959€~~

Prix du Pack

8.890^{TTC}€



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Système d'aspiration
chirurgical

Art. SB1A314

**40 Kits usage
unique**

avec couvercle et
canules

PACK 11

**Kyri DSS +
40 sacs**

Prix
standard

~~2.690€~~

Prix du Pack

1.990^{TTC}€



Art.
AE003Z12

TecnoHeart Plus

Defibrillateur semi automatique

Art.
11250

Vital Test

Oxymètre de pouls

PACK 12

TecnoHeart Plus + Vital Test =

Prix standard

~~2.272€~~

Prix du Pack

1.890^{TTC}€

Art.
LC102LRD

Orion 40 DS

Lampe équipée technologie LED



Art.
PCI01POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec pédale sans fil



**SALLE CHIRURGICALE
INTÉGRÉE POUR UNE PARFAITE
ERGONOMIE DE TRAVAIL**

Art.
MO001STY

Smart Trolley électromédical



Art.
SD999SED + nuancier
à la commande

ErgoSeat

Siège orthopédique professionnel



PACK 13

Orion 40 DS + Kyri + Smart Trolley Électro-médical + ErgoSeat =

Prix standard

~~22.624€~~

Prix du Pack

15.900^{TTC}€



Art.
PC101POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil



Art.
LC102LRD

Orion 40 DS

Lampe équipée
technologie LED



**SALLE CHIRURGICALE
INTÉGRÉE POUR UNE PARFAITE
ERGONOMIE DE TRAVAIL**

Art. MO001STY+MO002STY+MO003ST

Smart Trolley

Ensemble 3 Smart Trolley,
Electromédical, Intra et Post

Art. MO004STY

Station Parking pour Smart Trolley

Préopératoire Électro-médical Post-opératoire



Art. SD999SED + nuancier
à la commande

ErgoSeat

Siège orthopédique professionnel



PACK 14

- Orion 40 DS +
- Kyri +
- ErgoSeat +
- 3 SmartTrolleys +
- Station Parking
pour Smart
Trolley =

Prix
standard ~~27.469€~~

Prix du Pack

19.900€^{TTC}

PACK 15

- Orion 40 DS + Kyri +
- ErgoSeat + 3 Smart
Trolleys + Station Parking
pour Smart Trolley +
- Table Pont + Kyri DSS
=

Prix
standard ~~30.565€~~

Prix du Pack

21.900€^{TTC}

Pack 14 + Table Pont + Kyri DSS

Table Pont



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Système
d'aspiration
chirurgicale





Art. PC101POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec pédale sans fil



Art. LC102LRD

Orion 40 DS

Lampe équipée technologie LED



**SALLE CHIRURGICALE
INTÉGRÉE POUR UNE PARFAITE
ERGONOMIE DE TRAVAIL**

Art. M0001STY+M0002STY+M0003ST

Smart Trolley

Ensemble 3 Smart Trolley,
Electromédical, Intra et Post

Art. SD999SED + nuancier
à la commande

ErgoSeat

Siège orthopédique
professionnel

Art. M0004STY

Station Parking pour Smart Trolley

Préopératoire

Électro-médical

Post-opératoire



Table Pont



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Système
d'aspiration
chirurgicale



PACK 16

- Orion 40 DS +
- Kyri +
- Table Pont +
- ErgoSeat +
- 3 SmartTrolleys +
- Station Parking pour
smart Trolley +
- Kyri Cart avec Seringue
3F, Turbine, Contre Angle
NSK Nano et Ultrasons
Satelec

Prix
standard

~~35.864€~~

Prix du Pack

27.900€^{TTC}

Art. CA001K01+
CA801K01+
CA803K01+
CA804K01+
CA805K01

Kyri Cart

avec Seringue 3F,
Turbine,
Contre Angle NSK
Nano et Ultrasons
Satelec

