

TECNO-GAZ

NEWS

Numéro 8

Infos et opportunités en direct
entre le fabricant et
l'utilisateur

ÉLARGISSEZ VOTRE VISION AMÉLIOREZ VOTRE TRAVAIL AVEC LES

PROJETS TECNO-GAZ

LA TECHNOLOGIE
SE CONSTRUIT
AVEC VOUS

Salle Chirurgicale KYRI
PROJET KYRI

Protocoles de
Stérilisation
**PROJETS
STERILISATION**

Projet Premiers
Secours
**GAMME DE
PRODUITS POUR
PREMIERS SOINS**

Tecno-Gaz est en mesure d'offrir une
gamme de solutions, de traiter, de
gérer et de développer les opérations
de votre cabinet. Nos solutions
ne se limitent pas à vous fournir
simplement un produit, mais incluent
toute une gamme de services, de
compétences et d'expertises.

REGARDSUR

Le Nouveau Multisteril Fast

Procédé entièrement automatisé:
désinfection, nettoyage, rinçage, et séchage.
Sécurité, gain de temps, économies avec le
dispositif unique Tecno-Gaz



Page 3

KYRI Fauteuil de chirurgie

Une approche
révolutionnaire de la
chirurgie dentaire



Page 5

LE PROJET INTÉGRÉ
TECNO-GAZ

UN MONDE CONSTRUIT AUTOUR DE NOTRE CLIENT

Nous vous offrons
une *gamme complète*.

Tecno-Gaz est en mesure d'offrir une gamme de solutions, de traiter, de gérer et de développer les opérations de votre cabinet. Nos solutions ne se limitent pas à vous fournir simplement un produit, mais incluent toute une gamme de services, compétences et expertises.



LE NOUVEAU MULTISTERIL FAST



Avec **Multisteril Fast**, votre
stérilisation dure seulement **10'**



- + Exactement le temps de de trier et d'emballer vos kits d'instruments.
- + La présence de l'assistante n'est requise que pour l'emballage.
- + Multisteril Fast, est totalement automatique et autonome, il exécutera toutes les phases de pré-désinfection.
- + Demandez à votre revendeur une démonstration, vous économiserez un temps précieux.

Plus rapide ✓
Plus sûr ✓
Plus propre ✓

LE PROJET DE
STERILISATION
TECNO-GAZ

Stérilisation FAST



25'

CYCLE COMPLET

1
STAND-BY DÉSINFECTION NOUVEAUTÉ

2
NETTOYAGE PAR ULTRASONS

3
VIDANGE AUTOMATIQUE

4
SÉCHAGE

Cycle
Complet

25'

NOUVEAUTÉ

MULTISTERIL FAST
CYCLE COMPLET
en 25 minutes!

1

**MultiSteril
Fast**



MULTISTERIL CD


Liquide concentré pour la
désinfection et le nettoyage

Multisteril + Multisteril CD

Procédé entièrement automatisé: **désinfection, nettoyage, rinçage, et séchage.** Sécurité, gain de temps, économies.

Le premier système
certifié qui garantit:

**Nettoyage certifié
Désinfection certifiée
Intégrité des instruments**



ADOPTEZ LE PROTOCOLE TECNO-GAZ!



AVEC SEULEMENT
3 APPAREILS
METTEZ EN PLACE
LE PROTOCOLE LE
PLUS RAPIDE EN
STÉRILISATION!

OPTIMISATION
ET RATIONALISATION
DES CHARGES

① LAVEUR DÉSINFECTEUR
MULTISTERIL

② SOUDEUSE À DÉFILEMENT
TECNOSEAL

③ AUTOCLAVE DE CLASSE B
ONYXB

UNE CHARGE DE LA
CUVE MULTISTÉRIL

EST IDENTIQUE À UNE
CHARGE D'ONYX



GAIN DE TEMPS

+50%



TecnoSeal

Onyx B



Breveté P.I.D. Système
d'auto-ajustement

Carte SD pour la traçabilité et les
mises à niveau de l'autoclave

Validation à chaque cycle utilisateur

Alignement barrique

Grande capacité de charge

Cycles plus rapides

Nouvelle technologie
innovatrice

Facilité d'utilisation



Système d'entraînement
automatique par
photo-cellule

Productivité et économies
élevées

Carte électronique de
contrôle et de gestion
des paramètres



KYRI

Têteière orbitale

70% des implants sont posés en remplacement de molaires et prémolaires, ce qui signifie des chirurgies latérales. Une meilleure position et moins de pression musculaire pour le patient apporte une importante amélioration du travail pour le dentiste.



Positions infinies sur 5 axes

Kyri vous assiste dans chaque situation. Grâce à ses cinq mouvements, il peut atteindre n'importe quelle position nécessaire à une chirurgie et également dans des cas imprévus ou insolites.

Positions de confort et d'urgence

Odontologie

Orthopnoïque ou demi-siège

Trendelemburg

Fowler

Table chirurgicale

Hauteur variable

Ce projet peut être utilisé uniquement pour la chirurgie implantaire ou bien pour réaliser des soins de dentisterie omni-pratique en ajoutant un cart d'instruments mobile.

+

KYRI

Kyri est le seul fauteuil chirurgical étudié et conçu spécifiquement pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité opérationnelle en chirurgie dentaire. Les 5 mouvements indépendants sont rendus possibles grâce aux 4 motorisations, permettant d'atteindre toutes les positions possibles, facilitant le travail de l'opérateur et augmentant le confort du patient. Il est possible d'ajouter une tablette d'aspiration avec canules, et de fixer sur les rails latéraux de nombreux accessoires tels que les accoudoirs, des perches à solution physiologique ou un support d'appui pour la technique PRF.

●

Solution
chirurgicale
polyvalente

●

Solution
chirurgicale
dédiée

Une modularité qui vous permet de configurer et faire évoluer votre structure selon vos besoins.

+ Ergoseat

Un dispositif étudié pour garantir une posture correcte grâce au système de compensation dynamique.



+ Smart Trolley

La première ligne de meubles techniques, permettant d'améliorer l'ergonomie et l'efficacité de vos chirurgies quotidiennes. La vraie innovation et évolution du mobilier dentaire.



80+

Plus de
80 configurations
possibles



+ Orion 40Ds

Lampe Scialytique Chirurgicale avec système d'illumination indirecte breveté garantissant une excellente maîtrise des ombres portées. Orion40DS propose deux tailles de champ adaptées aux exigences de la chirurgie implantaire.



+ KYRI CART

Cart d'instruments mobile offrant une large possibilité de configurations et une grande flexibilité opérationnelle:

- Cinq logements pour instruments.
- Contrôle des paramètres de l'instrumentation dynamique.
- Pilotage des mouvements fauteuils et mémoire de positions.
- Hauteur variable pour rangement sous plan de travail



+ Kyri Water Unit

Le complément idéal qui rend la clinique intégrée Kyri multifonctionnelle. La structure à hauteur variable, s'adapte à l'ergonomie de fonctionnement et permet de stocker l'unité d'eau Kyri sous les plans de travail.



+ Kyri Dss

Nouvelle aspiration chirurgicale avec puissance d'aspiration modulable, double récipient, pédale de commande, et riche dotation usage unique (sacs, flexibles, et canules).



+ Table pont

La table est un dispositif simple dont la position dans l'espace ergonomique commun au docteur et à l'assistante est stratégique, et contribue au succès des chirurgies entreprises.



80+
Plus de 80
configurations
possibles

SMART TROLLEY

Configurations
infinies



Tecno-Gaz a créé le concept SMART TROLLEY en changeant ce qui semblait immuable. **SMART TROLLEY révolutionne le meuble dentaire en modifiant totalement sa fonction.** "LE MOBILIER" n'est plus uniquement un élément visuel esthétique ou un placard de rangement. Il devient un dispositif dynamique d'organisation, d'assistance et optimise le temps de rangement et de préparation. SMART TROLLEY devient un élément essentiel de la solution chirurgicale intégrée.

LE MOMENT
EST VENU DE
**TRANSFORMER
VOTRE CABINET
EN SALLE
D'OPERATION**

- ✓ **Conçus pour rendre le travail facile et productif**
- ✓ **Rangements uniquement destinés à la chirurgie**
- ✓ **S'adaptent à tous les cabinets: faciles à intégrer et à configurer**

Le début de l'intervention est un moment fondamental pour le patient et le dentiste, en dépendent la tranquillité ou la tension du patient, ou bien le déroulement serein de soins de qualité. Un environnement cliniquement accueillant offre une prédisposition positive au patient et garantit au dentiste une ergonomie opérationnelle sans précédent.



+ SMART TROLLEY Intra-opératoire



Chaque salle opératoire doit mettre à la disposition du dentiste tout ce dont il a besoin, de façon constante et indépendante. Tout est contenu dans le Smart Trolley Intra-opératoire qui, lorsqu'il n'est pas utilisé, renferme tout le nécessaire. Une fois extrait de son box, il devient un dispositif opérationnel.

Guides HQ
avec tiroir
détachable



+ SMART TROLLEY Électro-médical



Étagères
orientables

La quantité d'instruments électro-médicaux que l'équipe soignante utilise pendant les interventions dentaires est conséquente. La solution Smart Trolley Électro-médical, grâce au système d'alimentation centralisé, offre la modularité et la capacité de stoker des pédales de commande volumineuses, il se transforme en élément fonctionnel et indispensable.

+ SMART TROLLEY Post-opératoire



Pour faciliter la gestion des déchets et du matériel contaminé et optimiser le temps de préparation et de rangement, nous avons conçu Smart Trolley Post-Opératoire qui, grâce à son bac de décontamination incorporé et aux compartiments de tri sélectif, représente une plate-forme de récupération et de tri du matériel infecté.

BIEN VOIR-MIEUX VOIR

**Avec une lampe
scialytique dentaire**

Intensité lumineuse jusqu'à:

130,000 Lux

Température couleur:

4,500/5,000 K


Taille de champs:

15 cm and 20 cm

**Lampe Scialytique étudiée
pour la chirurgie dentaire**

Pourquoi une lampe scialytique chirurgicale?

L'éclairage doit garantir la fidélité des informations reçues par le chirurgien dentiste lors de l'intervention. Il doit également fournir une quantité de lumière suffisante dans toutes les positions de la bouche du patient, notamment lors d'angulations à 45°.



» Éclairage parabolique indirect



Champ
éclairé

20 cm

Champ
éclairé

15 cm

L'unique scialytique dentaire conçu pour la chirurgie buccale!

Orion 40DS est la première lampe scialytique spécialement conçue pour un usage dentaire grâce à l'étude des contraintes et des exigences liées à la chirurgie dentaire. Champs éclairés de 15 cm et 20 cm permettant d'illuminer toutes les positions d'une bouche angulée jusqu'à 45°. Intensité lumineuse calibrée à 56000 lux en usage dentaire. Double température de couleurs de 4500° et 5000° K pour distinguer les tissus durs des tissus mous. Orion 40DS concentre toutes les caractéristiques et spécifications adaptées à la chirurgie buccale.

E-Dentalight

Cette fonction permet d'allumer seulement deux modules de 6 LEDs, générant un champ illuminé de 15 cm avec une intensité lumineuse maximum calibrée à 56000 Lux.

Lumière froide

L'augmentation du rayonnement thermique sur le champ opératoire est proportionnelle à la quantité et à la puissance des LED utilisées. Grâce à son concept de lumière indirecte, et un nombre réduit de LED, l'émission de chaleur est extrêmement réduite.

Double plage d'éclairage

Les plages d'intensité lumineuse de la Lampe Orion 40DS changent selon les besoins de l'opérateur:

- Fonction E-Dental Light: de 20000 Lux à 55000 Lux avec fonction Lampe de Pratique Générale.
- Fonction ORION Light: de 40000 Lux à 130000 Lux avec fonction de Lampe Chirurgicale.

ORION40 DS

Plafond
Art. LC103LRD

Mur
Art. LC101LRD

Statif
Art. LC102LRD

Fixation plafond avec support
pour caméra
Art. LC106LRD



ORION60

Intensité
lumineuse:

160,000 Lux

Température
couleur:

4,500/5,000 K



Diamètre extérieur
du réflecteur:
Ø 630 mm


ORION80

Intensité
lumineuse:

160,000 Lux

Température
couleur:

4,500/5,000 K



Diamètre extérieur du
réflecteur:
Ø 790 mm

Des dispositifs
qui sauvent la vie
PREMIERS SECOURS

UNE OBLIGATION LÉGALE?

Défibrillateur

Les obligations sont toujours vues comme des contraintes discutables pour lesquelles nous recherchons toutes les interprétations possibles, en fonction de nos meilleurs intérêts. En revanche, lorsqu'il s'agit de dispositifs d'assistance qui préservent la vie, il faut oublier le concept d'obligations et penser à l'éthique et au bon sens. Il est évident que chaque structure dentaire qui pratique des soins chirurgicaux invasifs doit être équipée de dispositifs adaptés aux premiers soins du patients en cas d'état critique. L'oxymètre de pouls, l'oxygène et le défibrillateur DAE, deviennent des instruments indispensables.

Les défibrillateurs DAE sont des équipements conçus pour être utilisés par tous. Le DAE réalise de façon automatique le contrôle, le diagnostic et guide l'opérateur, par des commandes vocales, pendant les phases de l'urgence. Un instrument obligatoire et indispensable pour tous les cabinets dentaires.

Il existe de nombreux défibrillateurs, choisir est difficile. Au moment de sélectionner un dispositif de premiers soins qui permet de sauver des vies, il faut avoir une sensibilité particulière et penser à bien choisir.

- **3 niveaux de contrôle et d'auto-diagnostic** qui garantissent une efficacité constante.
- **Des électrodes connectées et**
- **Première décharge certifiée**
- **Garantie intégrale 5 ans**
- **Rapport qualité prix imbattable**
- **Electrodes universelles adulte/enfant**
Vous ne devez pas acheter d'électrodes supplémentaires coûteux et si difficiles à connecter au moment de l'urgence
- **Sélecteur de puissance**
Energie délivrée Adulte/Enfant



LE SEUL
DEFIBRILLATEUR AUX
CARACTERISTIQUES
EXCLUSIVES!

+ Tecnoheart Plus

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIC

TecnoHeart Plus gère toutes les fonctions de façon autonome, en informant l'utilisateur du choix. La décision de la décharge est prise de façon indépendante, précédée d'une indication verbale, sans intervention de l'opérateur. Ceci évite les retards, les hésitations, et chaque décharge exclue l'intervention humaine.

+ E Point

Unité mobile de premiers soins.




+ Vital Test

Oxymètre de pouls professionnel, étudié pour l'utilisation en cabinet dentaire.



+ Air-Ox

AIR-OX est un appareil de réanimation complet, livré sans bouteille d'oxygène.



Profitez de nos
offres commerciales
très attractives!



Art. AB015ZXY
OnyxB 5.0
Autoclave pour la
stérilisation des
charges de type B



Art. VM013ZVM
Multisteril Fast
Bac multifonctions



Art. 2070S
Clean
Dispositifs pour
nettoyer les
instruments



Art. TA001TAU
TecnoSeal
Thermosoudeuse
automatique

PACK 1

**Multisteril Fast +
TecnoSeal +
Onyx B 5.0 + Clean =**

Prix standard ~~11.331€~~

Prix du Pack

8.900€



Art. AB012ZXZ
Onyx B 7.0
Autoclave pour la stérilisation
des charges de type B



Art. TA001TAU
TecnoSeal
Thermosoudeuse automatique



Art. 2110S
Tecno-Print



Art. OI002NPU
Pura Plus
Osmoseur



Art. 3ELNL0001
Lecteur Optique

PACK 2

Lecteur Optique +
Tecno-Print + Pura Plus +
TecnoSeal + Onyx B 7.0 =

Prix standard ~~9.998€~~

Prix du Pack

7.900€



Art. VM013ZVM
Multisteril Fast
Bac multifonctions



Art. 2070S
Clean
Dispositifs pour nettoyer
les instruments



Art. TA001TAU
TecnoSeal
Thermosoudeuse
automatique

PACK 3

**Multisteril Fast +
TecnoSeal + Clean**

Prix standard ~~6.559€~~

Prix du Pack

4.700€



Art. 1600AS

MasterFlux Plus
Appareil pour sédation

PACK 4

**MasterFlux Plus +
Vital Test +
TecnoHeart Plus**

Prix standard ~~7.552€~~

Prix du Pack

6.500€



Art. AE003Z12

TecnoHeart Plus
Défibrillateur semi automatique



Art. 11250

Vital Test
Oxymètre de pouls



Art. 1600AS
MasterFlux Plus
Appareil pour sédation

Art. MF835ZMF, MF836ZMF, MF837ZMF,
MF820ZMF, MF824ZMF
**Kit masque nasal complet
et circuit complet**

PACK 5

**MasterFlux Plus +
Vital Test + Kit
masque nasal
complet et Circuit complet**

Prix standard ~~6.548€~~

Prix du Pack

5.400€



Art. 11250
Vital Test
Oxymètre de pouls



Art. MF835ZMF, MF836ZMF, MF837ZMF, MF820ZMF, MF824ZMF

Kit masque nasal complet et circuit complet

Art. 1600AS
MasterFlux Digital
Appareil pour sédation



Art. 11250
Vital Test
Oxymètre de pouls

PACK 6

**MasterFlux Plus
Electronic + Vital Test +
Kit masque nasal
complet et Circuit complet**

Prix
standard

~~8.708€~~

Prix du Pack

7.056€



Art. AE003Z12
TecnoHeart Plus
Défibrillateur semi
automatique



Art. MO002MPS
E-Point
Unité mobile de
premiers soins



Art. 3002-E
Air-Ox
Réanimateur



Art. 930325
Monitor MD
Moniteur électronique
multi-paramètres

PACK 7

**E-Point + Air-Ox +
TecnoHeart Plus +
Monitor MD**

Prix
standard

~~7.693€~~

Prix du Pack

5.000€



Art. AE003Z12

TecnoHeart Plus

Defibrillateur semi automatique



Art. AE004ZAE

Armoire murale

pour Tecno-Heart

PACK 8

**TecnoHeart +
Armoire murale =**

Prix
standard

~~2.004€~~

Prix du Pack

1.700€



Art. LC102LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED

PACK 9

**Orion 40DS +
Kyri DSS +
Table pont =**

Prix
standard

~~11.804€~~

Prix du Pack

8.000€



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Système d'aspiration chirurgical

Art. SB1A305+1ZB3A0006

**Kit 50 sacs
usage unique + 5
connecteurs Flovac**



Art. 1498E

Table pont



Art. LC102LRD
Orion 40DS
Lampe équipée technologie LED

Art. AC001ZB3
Kyri DSS
Système d'aspiration
chirurgical

Art. SB1A305+1ZB3A0006
Kit 50 sacs
usage unique + 5
connecteurs Flovac

PACK 10

**Orion 40DS +
Kyri DSS =**

Prix standard ~~10.988€~~

Prix du Pack

7.500€



Art. LC102LRD
Orion 40DS
Lampe équipée technologie LED



Art. AC001ZB3
Kyri DSS
Système d'aspiration
chirurgical

Art. SB1A305+1ZB3A0006
Kit 50 sacs
usage unique + 5
connecteurs Flovac

Art. M0001STY
Smart Trolley
Electromédical

Art. 1498E
Table pont



PACK 11

**Smart Trolley +
Orion 40DS + Kyri
DSS + Table pont =**

Prix standard ~~13.626€~~

Prix du Pack

9.400€



PACK 12

**Kyri + Orion40DS
+ Kyri DSS + Table
pont + ErgoSeat**

Prix
standard

~~25.333€~~

Prix du Pack

17.900€



Art. LC102LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED



Art. PC1..POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Système d'aspiration
chirurgical

Art. SB1A305+1ZB3A0006

**Kit 50 sacs
usage unique + 5
connecteurs Flovac**



Art. 1498E

Table pont



Art. SD1..SED + SD999SED

ErgoSeat

Siège orthopédique
professionnel



Art. PC1..POC
Kyri
Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil



Art. LC102LRD
Orion 40DS
Lampe équipée technologie LED

PACK 13

**Kyri + Orion 40DS +
Kyri DSS + Table pont +
ErgoSeat + 3 Smart
Trolleys + Structure
Parking x 4 =**

Prix
standard **~~32.608€~~**

Prix du Pack

22.900€



Art. AC001ZB3
Kyri DSS
Système d'aspiration chirurgical



Art. 1498E
Table pont

Art. SB1A305+1ZB3A0006
**Kit 50 sacs
usage unique + 5
connecteurs Flovac**



Art. SD1..SED + SD999SED
ErgoSeat
Siège orthopédique
professionnel



Art. M0006STY
**Station Parking pour
Smart Trolley x 4**

Electromédical

Intra-opératoire

Post-opératoire



Art. M0001STY+M0002STY+M0014STY
Smart Trolley
3 Smart Trolley,
Electromédical, Pré-opératoire et Post-opératoire



Art. LC102LRD
Orion 40DS
Lampe équipée
technologie LED



Art. PC1..POC
Kyri
Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil

PACK 14

**Kyri + Kyri Cart +
Orion 40DS + Kyri
DSS + Table pont +
ErgoSeat**

Prix
standard ~~36.395€~~

Prix du Pack

26.900€



Art. CA001K01+CA801K01+CA803K01
+CA804K01+CA805K01
Kyri Cart
avec seringue 3F, cordon Turbine, cordon
Micromoteur NSK LED, et détartreur
SATELEC avec pièce à main



Art. AC001ZB3
Kyri DSS
Système d'aspiration
chirurgical



Art. 1498E
Table pont



Art. SD1..SED + SD999SED
ErgoSeat
Siège orthopédique
professionnel

Art. SB1A305+1ZB3A0006
**Kit 50 sacs
usage unique + 5
connecteurs Flovac**



PACK 15

Kyri + Kyri Cart +
Kyri DSS + Table
pont + Orion 40DS +
ErgoSeat + 2 Smart
Trolleys + Structure
Parking x4 =

Prix
standard

~~41.848€~~

Prix du Pack

29.900€

Art. PC1..POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil

Art. LC102LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED

Art. CA001K01+CA801K01+CA803K01
+CA804K01+CA805K01

Kyri Cart

avec seringue 3F, cordon Turbine, cordon
Micromoteur NSK LED, et détartreur
SATELEC avec pièce à main

Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Système d'aspiration chirurgical

Art. SB1A305+IZB3A0006

**Kit 50 sacs
usage unique + 5
connecteurs Flovac**

Art. M0006STY

Structure Parking x 4

Art. M0002STY+M0014STY

Smart Trolley

2 Smart Trolley,
Pré-opératoire et Post-opératoire

Intra-opératoire

Post-opératoire

Art. SD1..SED + SD999SED

ErgoSeat

Siège orthopédique
professionnel

Art. 1498E

Table pont



Art. LC102LRD
Orion 40DS
Lampe équipée technologie LED



Art. PCL..POC
Kyri
Fauteuil chirurgical avec pédale sans fil



Art. SD1..SED + SD999SED
ErgoSeat
Siège orthopédique professionnel



Art. 1498E
Table pont



Art. AC001ZB3
Kyri DSS
Système d'aspiration chirurgical



Art. CA001K01+CA801K01+CA803K01+CA804K01+CA805K01
Kyri Cart
avec seringue 3F, cordon Turbine, cordon Micromoteur NSK LED, et détartreur SATELEC avec pièce à main



Art. GI001K02
Kyri Water Unit

PACK 16

Kyri + Orion40DS + Kyri DSS + Kyri Cart + Kyri Water Unit + Table pont + ErgoSeat

Prix standard ~~40.459€~~

Prix du Pack

30.000€

Anticiper, conseiller et guider le changement.

NOUS CONSTRUISONS L'AVENIR

*CONSTRUIRE L'AVENIR,
JOUR APRÈS JOUR,
IDÉE APRÈS IDÉE.*



SIÈGE SOCIAL



USINE 2



CHAÎNE DE PRODUCTION AUTOCLAVES



Tecno- Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy

Ph. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Tous droits réservés Tecno- Gaz S.p.A. Les changements d'images ou de contenu peuvent être effectués sans préavis. Tecno-Gaz S.p.A. n'est pas responsable des dommages résultant d'une information incorrecte ou incomplète rapportée dans ce document. Les images utilisées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif.

Visitez notre site Web

www.tecnogaz.com

Pour plus d'informations:

00 39 0521.8380

