

TECNO-GAZ

NEWS

Numéro 9

Infos et opportunités
en direct entre le fabricant
et l'utilisateur



REGARDSUR ▼

PROJET
SALLE
CHIRURGICALE

PROJET
STERILISATION

PROJET
PREMIERS
SECOURS

PROJET
DENTAL LAB

Le Nouveau Multisteril Fast

Procédé entièrement automatisé: désinfection, nettoyage, rinçage, et séchage. Sécurité, gain de temps, économies avec le dispositif unique Tecno-Gaz.



Page 4

KYRI Fauteuil de chirurgie

Une approche révolutionnaire de la chirurgie dentaire.



Page 8

Tecno-Gaz est en mesure d'offrir une gamme de solutions, de traiter, de gérer et de développer les opérations de votre cabinet. Nos solutions ne se limitent pas à vous fournir simplement un produit, mais incluent toute une gamme de services, de compétences et d'expertises.

PROJET
STÉRILISATION

Stérilisation

Peu de sociétés *comme la notre*



PLUS DE

112 000

AUTOCLAVES
VENDUS DANS
LE MONDE
ENTIER



Peu de sociétés comme **Tecno-Gaz** sont en mesure de proposer **un projet complet** qui permet d'aborder toutes les particularités liées à la prévention du risque biologique en cabinet dentaire.



PLUS DE

5 600

CABINETS
DENTAIRES ÉQUIPÉS



1 000+

DES MILLIERS
DE DENTISTES
UTILISENT
NOS CUVES À
ULTRASONS



DEPUIS
PLUS DE

20 ANS

TECNO-GAZ ÉCRIT
L'HISTOIRE DE LA
STÉRILISATION EN
EUROPE


Tecno-Gaz

Une gamme de
solutions uniques pour
le cabinet dentaire

Zones Opérationnelles:
Premiers secours



Chirurgie: Cabinet
Chirurgical polyvalent



Zones Opérationnelles:
Stérilisation



PROJET
STERILISATION

Stérilisation...



FAST



1. MULTISTERIL

CYCLE
COMPLET

18'

MULTISTERIL FAST CYCLE COMPLET EN 18 minutes!

Procédé entièrement automatisé:
désinfection, nettoyage, rinçage, et
séchage. Sécurité, gain de temps,
économies.



MULTISTERIL CD

Liquide concentré pour la
désinfection et le nettoyage

Multisteril + Multisteril CD

Le premier système certifié
qui garantit:

- Nettoyage certifié
- Désinfection certifiée
- Intégrité des instruments

18'

CYCLE COMPLET

STAND-BY
DÉSINFECTION

NOUVEAUTÉ!

NETTOYAGE PAR
ULTRASONS

VIDANGE

SÉCHAGE

Productivité et
économies élevées

Carte électronique
de contrôle et
de gestions des
paramètres

VOUS SOUHAITEZ UNE SOLUTION FAST:

ADOPTÉZ LE PROTOCOLE TECNO-GAZ!
AVEC SEULEMENT 3 APPAREILS, METTEZ
EN PLACE LE PROTOCOLE LE PLUS RAPIDE
EN STÉRILISATION.

LAVEUR DÉSINFECTEUR MULTISTÉRIL

SOUDEUSE À DÉFILLEMENT TECNOSEAL

AUTOCLAVE DE CLASSE B ONYXB

Optimisation et rationalisation des charges

UNE CHARGE
DE LA CUVE
MULTISTÉRIL



EST IDENTIQUE
À UNE CHARGE
D'ONYX



Système
cuve pleine

7 cycles
automatiques
pour chaque
besoin

SD
card

Système
PID



2.TECNOSEAL

GAIN DE
TEMPS

+50%

3.ONYX B



Système
d'entraînement
automatique par
photo-cellule



Grande capacité
de charge

Cycles plus rapides

Nouvelle technologie
innovatrice

Facilité d'utilisation



Pour vos besoins

La Gamme Onyx se met en

Choisissez l'autoclave spécialement
développé pour répondre aux
besoins de votre cabinet

Tecno-Gaz a développé la nouvelle gamme d'autoclaves ONYXB, pour faire face à n'importe quelle exigence opérationnelle. Flexibilité, adaptation, modularité et économie sont les principes clés autour desquels tourne le projet ONYXB. Tout cela sans renoncer à la qualité ni à la fiabilité, prérogatives grâce auxquelles Tecno-Gaz s'affirme constamment comme leader dans le secteur.

5 kg

ONYXB 5.0


7 kg

ONYXB 7.0



7 cycles de stérilisation

Le bon cycle pour chaque exigence opérationnelle



LA PREMIÈRE LIGNE D'AUTOCLAVES QUI ANNONCE LA CAPACITÉ EN KG.

Quelle charge
devez vous
stériliser?

5 kg > 7 kg >

- Consommation
+ Charge



P.I.D. Système

P.I.D. est l'acronyme de proportionnel intégral dérivé et c'est l'expression maximale des contrôles à chaîne fermée. La structure de ce contrôle sophistiqué est simple et flexible. **Assure un contrôle constant et un monitoring de tout le système fonctionnel de l'autoclave, en intervenant automatiquement en cas d'anomalies sur les paramètres techniques et électroniques incorrects. Un dispositif qui se comporte comme "un véritable technicien" avec une capacité de diagnostic et d'intervention en temps réel.** Une solution qui limite anomalies et alarmes, et tout arrêt de la machine, en garantissant la plus grande fiabilité.



SD card

Le système SD card assure l'enregistrement et l'archivage des données de tous les cycles exécutés, qui peuvent ensuite être téléchargés sur un pc et gérés. Le système SD CARD permet la mise à jour permanente de l'appareil. Celles-ci sont téléchargées sur votre ordinateur, puis il suffit de la réinsérer la carte dans votre autoclave. Une option extraordinaire pour avoir toujours le dispositif efficace et mis à jour.



Alignement barrique

Installation en altitude sans calibration. Alignement automatique de pression extérieure, qui se calibre automatiquement lors de la première mise en route sans aucune intervention technique.



Basse consommation d'énergie

La gamme Onyx B a une consommation d'énergie contenue et un rapport consommation/charge imbattable. Économie et bénéfice pour l'environnement.



Préchauffage stand by

Système de préchauffage avec stand by, pour le maintien de la température minimum et réduction consécutive des durées des cycles de stérilisation.



Connexion directe au réseau hydrique

L'autoclave est alimenté en eau de façon complètement autonome. Il est équipé d'un double réservoir: un d'eau pure, un d'eaux usées il est conçu pour être connecté au réseau hydraulique par le système à osmose mod.PURA Plus.



Validation opérateur cycle

Un pas supplémentaire dans la traçabilité en fin de cycle d'associer l'opérateur au chargement stérilisé et d'avoir également la confirmation visuelle de l'opérateur.



*Une modularité qui vous permet
de configurer et faire évoluer
votre structure selon vos besoins.*

ERGOSEAT

Un dispositif étudié pour
garantir une posture correcte
grâce au système de compensation
dynamique.



KYRI CART

Cart d'instruments mobile offrant une large possibilité de
configurations et une grande flexibilité opérationnelle:

- Cinq logements pour instruments.
- Contrôle des paramètres de l'instrumentation dynamique.
- Pilotage des mouvements fauteuils et mémoire de positions.
- Hauteur variable pour rangement sous plan de travail.



KYRI WATER UNIT

Le complément idéal qui rend polyvalent et
multifonctionnel l'ensemble du fauteuil Kyri. Il permet
la gestion de l'aspiration chirurgicale grâce à la tablette
porte canules équipée de deux canules. Kyri Water unit est
l'élément de jonction entre l'aspiration et le cabinet. La
colonne télescopique s'adapte à l'ameublement opérationnel
et permet de ranger Kyri Water sous un plan de travail.

Tête orbitale



Pour travailler mieux

70% des implants sont posés en
remplacement de molaires et
prémolaires, ce qui signifie des
chirurgies latérales. Une meilleure
position et moins de pression
musculaire pour le patient facilite
grandement le travail du dentiste.



Positions infinies sur 5 axes

Kyri vous assiste dans chaque
situation. Grâce à ses cinq
mouvements, il peut atteindre
n'importe quelle position
nécessaire à une chirurgie et
également dans des cas imprévus
ou insolites.




Odontologie



Orthopnoïque
ou demi-siège



Trendelenburg



Fowler



Table chirurgicale
Hauteur variable

Solution chirurgicale

ORION 40DS



Lampe Scialytique Chirurgicale avec système d'illumination indirecte breveté garantissant une excellente maîtrise des ombres portées. Orion40DS propose deux tailles de champ adaptées aux exigences de la chirurgie implantaire.

KYRI

Kyri est le seul fauteuil chirurgical étudié et conçu spécifiquement pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité opérationnelle en chirurgie dentaire. Les 5 mouvements indépendants sont rendus possibles grâce aux 4 motorisations, permettant d'atteindre toutes les positions possibles, facilitant le travail de l'opérateur et augmentant le confort du patient. Il est possible d'ajouter une tablette d'aspiration avec canules, et de fixer sur les rails latéraux de nombreux accessoires tels que les accoudoirs, des perches à solution physiologique ou un support d'appui pour la technique PRF.



SMART TROLLEY

La première ligne de meubles techniques, permettant d'améliorer l'ergonomie et l'efficacité de vos chirurgies quotidiennes. La vraie innovation et évolution du mobilier dentaire.

80+

Plus de 80
configurations
possibles



TABLE PONT

La table est un dispositif simple dont la position dans l'espace ergonomique commun au docteur et à l'assistante est stratégique, et contribue au succès des chirurgies entreprises.

KYRI DSS

Nouvelle aspiration chirurgicale avec puissance d'aspiration modulable, double récipient, pédale de commande, et riche dotation usage unique (sacs, flexibles, et canules).



SMART

80+
Plus de 80
configurations
possibles



Configurations
infinies



TROLLEY

Tecno-Gaz a créé le concept SMART TROLLEY en changeant ce qui semblait immuable. **SMART TROLLEY révolutionne le meuble dentaire en modifiant totalement sa fonction.** "LE MOBILIER" n'est plus uniquement un élément visuel esthétique ou un simple placard de rangement. Il devient un dispositif dynamique d'organisation, d'assistance et optimise le temps de rangement et de préparation. SMART TROLLEY devient un élément essentiel de la solution chirurgicale intégrée.

- ✓ Conçus pour rendre le travail facile et productif
- ✓ Rangements uniquement destinés à la chirurgie
- ✓ S'adaptent à tous les cabinets: faciles à intégrer et à configurer

Le début de l'intervention est un moment fondamental pour le patient et le dentiste, en dépendent la tranquillité ou la tension du patient, ou bien le déroulement serein de soins de qualité. Un environnement cliniquement accueillant offre une prédisposition positive au patient et garantit au dentiste une ergonomie opérationnelle sans précédent.

LE MOMENT EST VENU DE
**TRANSFORMER VOTRE
CABINET EN SALLE
D'OPÉRATION**



Plus les
unités
de service

Distributeur
matériel jetable



Lavabo



Faciles à intégrer, ils sont
configurables à souhait

Le patient doit être accueilli dans la zone de soins sans que cela ne provoque stress, ni tension, il est important d'offrir un visuel accueillant, qui aide le patient à surmonter ses appréhensions et ses peurs du traitement dentaire. Des lignes nettes, aucun dispositif imposant, de l'ordre, de l'harmonie, de l'hygiène, une perception maximale de qualité.

Netteté visuelle
Ligne pure

Facile à nettoyer
et à désinfecter

Flexibilité maximale
pour tous les soins



Unité d'instruments mobile

KYRI | CART



Kyri Cart offre des possibilités de personnalisation élevées: **Les 5 emplacements d'instruments permettent de multiples configurations.** La configuration de base (seringue, turbine, moteur, et ultrasons) peut être associée à un micro-moteur chirurgical déjà présent dans la salle chirurgicale. **Il est également possible d'ajouter à la configuration de base un deuxième micro-moteur associé à une pompe péristaltique en créant ainsi une dotation de haute performance.** Kyri Cart est fabriqué avec des matériaux nobles afin de résister à l'utilisation intensive des salles chirurgicales. Facile à désinfecter, la partie supérieure en céramique peut être utilisée comme support pour l'instrumentation chirurgicale.



Pédale de commande

Pédale de commande intuitive pour commander facilement les rotations et le spray.



Un dispositif idéal

Très compact, équipé de roues de 10 cm pour une mobilité aisée dans de petits espaces, hauteur variable pour un rangement facilité sous plan de travail, à côté des autres meubles mobiles Smart Trolley.



Matériaux nobles = Solidité et Durabilité

Kyri Cart est fabriqué avec des matériaux nobles conformes à une utilisation intensive en salle opératoire. Il offre une désinfection élevée et la partie supérieure peut être utilisée comme support chirurgical.



Système Clean Water Alimentation en eau:

Kyri Cart est alimenté par une bouteille de 2 litres, contenance qui équivaut à une journée de travail. Il est également possible de le raccorder directement à l'alimentation hydrique du réseau.



Aspiration chirurgicale

KYRI | DSS



Aspiration et Précision

Lors des interventions chirurgicales, chaque élément présent dans la salle doit être le plus efficace possible. En chirurgie implantaire, le système d'aspiration dédié Kyri DSS aspirera avec précision le sang, les tissus, les fragments d'os, et de dentine grâce à sa dépression élevée.



Fonctionnalités et Ergonomie de travail

La concentration de l'opérateur est la clé du succès de l'acte chirurgical. L'ensemble de l'équipe clinique doit s'appuyer sur un dispositif performant et flexible, en mesure de répondre à toutes les éventualités qui surviennent. Aspiration continue ou sur demande, puissance réglable, l'ensemble des fonctions peuvent être activées par le chirurgien en commandant depuis la pédale, ou par l'assistante directement sur le panel de contrôle.



Hygiène et Design

Tecno-Gaz place la sécurité, le confort et la tranquillité du patient en tête de ses premières priorités. Les bords arrondis du Kyri DSS évite un aspect préoccupant et réduisent le stress visuel. Sa taille contenue permet un rangement facile sous plan de travail. Sa conception et la forme des capots permettent une désinfection aisée de toute la surface. Enfin la dotation usage unique (sacs, tuyaux flexibles et canules) spécialement conçue évite toute possibilité de contamination croisée.

Système "Switch"

Commande à pédale pour un réglage double

Système de récipients de récupération avec poche

Chariot à roues à glissement élevé et frein de sécurité

Volume d'aspiration réglable jusqu'à 90 L/min et dépression élevée



**SOLUTION
CHIRURGICALE
ORION 40 DS**

Bien voir - Mieux voir

ORION 40DS

Intensité lumineuse jusqu'à:
130000 Lux

Pour la chirurgie dentaire:
56 000 Lux

Température couleur:
4500/5000 K

Taille de champs:
15 cm y 20 cm

Nombre de Leds:
30





Spécifique pour l'utilisation dentaire

Pourquoi une lampe scialytique chirurgicale?

L'éclairage doit garantir la fidélité des informations reçues par le chirurgien dentiste lors de l'intervention. Il doit également fournir une quantité de lumière suffisante dans toutes les positions de la bouche du patient, notamment lors d'angulations à 45°.

L'unique scialytique dentaire conçu pour la chirurgie buccale!

Orion 40DS est la première lampe scialytique spécialement conçue pour un usage dentaire grâce à l'étude des contraintes et des exigences liées à la chirurgie dentaire. Champs éclairés de 15 cm et 20 cm permettant d'illuminer toutes les positions d'une bouche angulée jusqu'à 45°. Intensité lumineuse calibrée à 56000 lux en usage dentaire. Double température de couleurs de 4500° et 5000° K pour distinguer les tissus durs des tissus mous. Orion 40DS concentre toutes les caractéristiques et spécifications adaptées à la chirurgie buccale.



Éclairage parabolique indirect

Lumière froide

L'augmentation du rayonnement thermique sur le champ opératoire est proportionnelle à la quantité et à la puissance des LED utilisées. Grâce à son concept de lumière indirecte, et un nombre réduit de LED, l'émission de chaleur est extrêmement réduite.

E-Dentalight

Cette fonction permet de seulement allumer deux modules de 6 LEDS, générant un champ illuminé de 15 cm avec une intensité lumineuse maximum calibrée à 56000 Lux.

Double plage d'éclairage

Les plages d'intensité lumineuse de la Lampe Orion 40DS changent selon les besoins de l'opérateur:

- Fonction E-Dental Light: de 20000 Lux à 55000 Lux avec fonction de General Practice Lamp.
- Fonction ORION Light: de 40000 Lux à 130000 Lux avec fonction de Lampe Chirurgicale.

ORION40 DS

Plafond
Art. LC103LRD

Mur
Art. LC101LRD

Statif
Art. LC102LRD

ORION60

Intensité lumineuse:
160,000 Lux

Température couleur:
4,500/5,000 K




Diamètre extérieur du réflecteur:
Ø 630 mm

ORION80

Intensité lumineuse:
160 000 lux

Température couleur:
4 500/5 000 °K



Diamètre extérieur du réflecteur:
Ø 790 mm



ORION TECH

Intensité lumineuse jusqu'à:

130.000 Lux

Température de couleur:

4.500/5.000°K

Champ lumineux:

**Champ rectangulaire 19 x 12 cm:
intensité de 0 à 60.000 lux
à 70 cm de distance**

**Champ circulaire de 27 cm:
intensité de 40.000 à 60.000 lux
à 100 cm de distance**


Spécifique pour l'utilisation dentaire

Pourquoi utiliser une lampe chirurgicale dentaire?

L'éclairage doit assurer la transmission précise des informations visuelles de la zone de travail au chirurgien pendant l'opération, tout en garantissant la protection oculaire. La technologie unique de Orion Tech permet d'atteindre ces deux objectifs.

Orion Tech est une évolution du très réputé scialytique Orion 40 DS, dédié aux besoins cliniques du chirurgien dentiste implantologue.

Orion Tech est lampe chirurgicale spécifiquement développée pour l'usage dentaire, grâce à des caractéristiques calibrées selon les besoins du dentiste: A une distance de 70 cm, le champ éclairé rectangulaire de 19 cm x 12 cm propose une intensité lumineuse de 0 à 60.000 lux et une double température de couleur de 4.500 et 5.000° K. Orion Tech est une lampe multifonctionnelle qui permet de varier les tailles de champs, donnant la possibilité par simple click de passer du champ dentaire (19 x 12) au champ chirurgical (27 cm circulaire). Le champ chirurgical propose également deux températures de couleurs de 4.500° et 5.000° K, et une intensité lumineuse qui variable de 40.000 à 130.000 lux.



27 cm

Champ éclairé

19 cm

Champ éclairé

E-Dentalight

Cette fonction permet d'allumer deux modules de 6 LEDS, produisant alors un champ illuminé de 19 x 12 cm avec une intensité lumineuse maximum calibrée à 60.000 Lux.

Illumination indirecte brevetée

Orion Tech intègre la technique brevetée d'illumination indirecte. 30 leds inversées illuminent 30 coupôles individuelles qui maximisent l'effet scialytique, assurant une parfaite maîtrise des ombres portées et garantissent une incroyable illumination en fond de bouche malgré la présence des instruments. Cette technique unique permet également de travailler debout, sous la lampe, tout en illuminant la cavité orale.

Système anti oscillation et Double fourche


Orion Tech propose une qualité de positionnement unique, grâce à un bras très solide qui garantit le maintien du positionnement et évite toute oscillation une fois la position choisie et arrêtée. La maniabilité de Orion Tech, unique et commode avec la version simple fourche, devient encore plus confortable et sans contrainte avec le système unique de double fourche, permettant une préhension aisée par tous les intervenants, que l'on travaille à 4 ou à 6 mains.

NOUVEAU DESIGN

NOUVEAU MOUVEMENT À DOUBLE FOURCHE

DIAMÈTRE ET CHAMP VISUEL DE PLUS GRANDE DIMENSION

Éclairage parabolique indirect



Solutions pour l'urgence



Les défibrillateurs DAE sont des équipements conçus pour être utilisés par tous. Le DAE réalise de façon automatique le contrôle, le diagnostic et guide l'opérateur, par des commandes vocales, pendant les phases de l'urgence. Un instrument obligatoire et indispensable pour tous les cabinets dentaires.

Il existe des centaines de défibrillateurs, choisir est difficile. Au moment d'adopter un dispositif de premiers soins qui permet de sauver des vies, il faut avoir une sensibilité particulière et penser à choisir le meilleur.



UNE OBLIGATION?

Les obligations sont toujours vues comme des contraintes discutables pour lesquelles nous recherchons toutes les interprétations possibles, en fonction de nos meilleurs intérêts. En revanche, lorsqu'il s'agit de dispositifs d'assistance qui préservent la vie, il faut oublier le concept d'obligations et penser à l'éthique et au bon sens. Il est évident que chaque structure dentaire qui pratique des soins chirurgicaux invasifs doit être équipée de dispositifs adaptés aux premiers soins du patients en cas d'état critique. L'oxymètre de pouls, l'oxygène et le défibrillateur DAE, deviennent des instruments indispensables.

DÉFIBRILLATEUR DAE



TECNOHEART PLUS

TecnoHeart Plus gère toutes les fonctions de façon autonome, en informant l'utilisateur de la fonction sélectionnée. La décision de la décharge est prise de façon autonome, précédée d'une indication verbale, sans intervention de l'opérateur. Ceci évite les retards, les hésitations, et chaque activité exclue l'intervention humaine.

- **3 niveaux de contrôle et d'auto-diagnostic** qui garantissent une efficacité constante.
- **Des électrodes toujours connectés et prêts à l'usage**
- **Première décharge certifiée**
- **Garantie intégrale 5 ans**
- **Rapport qualité prix imbattable**
- **Electrodes universelles adulte/enfant**
Vous ne devez pas acheter d'électrodes supplémentaires coûteuses et si difficiles à connecter au moment de l'urgence
- **Sélecteur de puissance**
Energie délivrée Adulte/Enfant

UN
DÉFIBRILLATEUR AUX
CARACTÉRISTIQUES
UNIQUES!

VITAL TEST

Oxymètre de pouls professionnel, étudié pour l'utilisation en cabinet dentaire.



E POINT

Unité mobile de premiers soins.



Les Usineuses Tecno-Gaz

Axya

SIGMA5 DELTA5
DELTA6 GAMMA5

La philosophie constructive gagnante

A l'origine de la conception de la ligne d'usineuses Sigma5, Delta5, Delta6, Gamma5 des principes simples, concrets et novateurs, qui se retrouvent dans chaque détail de cette extraordinaire gamme de produits.

axya
Gamma5




axya
Sigma5




axya
Delta5




axya
Delta6




+ Le concept professionnel

L'usineuse est au centre de la production de tout laboratoire de prothèse, la première source de revenus et de services, de fait elle constitue le dispositif le plus important.

L'aspect de la solidité, de la durabilité, de la précision et de l'efficacité sont les fondamentaux sur lesquels Tecno-Gaz a construit tous les produits qui constituent sa gamme. Tecno-Gaz a suivi la même logique de conception et fabrication pour tous les modèles produits, sans lésiner sur la qualité et les composants, même sur les machines entrées de gamme, ce qui peut se vérifier très facilement dès le premier regard.



**Mandrin Jäger 0,7 kw
de puissance maximale
à 60.000 tours
minute.**



Pour les travaux avec des matériaux tels que l'oxyde de Zirconium, il faut produire à sec, mais les poussières peuvent endommager les composants en mouvements. Voilà pourquoi la machine est dotée de soufflets de protections sur chaque axe. La connexion à l'aspiration centralisée évite que la poussière soit rejetée dans l'air ambiant de la salle.

+ Solidité et Robustesse

Supports en granit sur les 3 axes cartésiens. Sur les 4 modèles.

Un dispositif tel qu'une usineuse, qui a pour mission de réaliser une fabrication de haut niveau et d'être extrêmement productive, avec une rotation de 60.000 tours/mn, a le devoir d'être solide, robuste, et surdimensionnée face à la charge de production demandée. Pour ce motif toutes les usineuses Tecno-Gaz s'appuient sur une logique de construction permettant de réaliser des produits solides, construits pour durer dans le temps.



La production de matériaux durs comme le Titane et Cr-Co nécessite une lubrification; la machine est dotée de deux filtres et d'un récipient de récupération avec une pompe de recirculation en continu. Le niveau de liquide est indiqué sur l'écran de la tablette PC.

+ Transmission directe

La transmission de commandes mécaniques interne à la machine, n'a pas de renvois gérés avec des engrenages et des courroies de transmission. Tous les entraînements sont directs.

Ces solutions sont adoptées pour éviter des maintenances fréquentes et routinières, des arrêts machine, des problèmes de calibration, des interférences, et pour améliorer le confort sonore.

Profitez de nos **offres commerciales très attractives!**

Sollicitez auprès de votre distributeur des offres individuelles et convenez avec lui les conditions d'installation et de service!



Stérilisation PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE

Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Art. 2165S

One

Scelleuse

PACK 1

Onyx B 5.0 + One =

Prix standard ~~5.396~~ TTC €

Prix du Pack

4.400 TTC €

Stérilisation PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE

Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Art. 01002NPU

Pura Plus

Osmoseur

PACK 2

Onyx B 7.0 + Pura =

Prix standard ~~6.406~~ TTC €

Prix du Pack

4.950 TTC €



Stérilisation

PRÉVENTION DU
RISQUE BIOLOGIQUE



Art. AB012ZXZ
Onyx B 7.0
Autoclave pour la
stérilisation des
charges de type B



Art. 3ELNL0001
Lecteur Optique



Art. 2110S
Tecno-Print
Imprimante traçabilité



Art. OI002NPU
Pura Plus
Osmoseur

PACK 3

Lecteur Optique +
Tecno-Print + Pura Plus +
Onyx B 7.0 =

Prix
standard

~~7.646€~~ TTC

Prix du Pack

5.950€ TTC



Stérilisation

PRÉVENTION DU
RISQUE BIOLOGIQUE

PACK 4

**Onyx B 5.0 + CTL ALT +
Multisteril Fast**

Prix standard ~~9.146~~^{TTC}€

Prix du Pack

6.950^{TTC}€



Art. AB012ZXZ

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation
des charges de type B



Art. VM013ZVM

Multisteril Fast

Bac multifonctions

Art. DM401ALP

CTL ALT

Concentré liquide
pour le nettoyage
et la désinfection






Stérilisation

PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE

Art. AB012ZXZ
Onyx B 7.0
Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Art. OI002NPU
Pura Plus
Osmoseur

Art. TA007TAU
TecnoSeal
Thermosoudeuse automatique

PACK 5

Onyx B 7.0 + Pura Plus + TecnoSeal =

Prix standard ~~8.758€~~ TTC

Prix du Pack

6.650€ TTC



Stérilisation

PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE

Art. VM013ZVM
Multisteril Fast
Bac multifonctions

Art. DM401ALP
CTL ALT
Concentré Liquide pour le nettoyage et la désinfection

PACK 6

Multisteril Fast + CTL ALT =

Prix standard ~~4.373€~~ TTC

Prix du Pack

3.050€ TTC



Stérilisation

PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE

Art. VM013ZVM
Multisteril Fast
Bac multifonctions

Art. DM401ALP
CTL ALT
Concentré Liquide pour le nettoyage et la désinfection

Art. TA007TAU
TecnoSeal
Thermosoudeuse automatique

PACK 7

Multisteril Fast + CTL ALT + TecnoSeal =

Prix standard ~~6.725€~~ TTC

Prix du Pack

4.750€ TTC



Premiers secours

DES DISPOSITIFS QUI
SAUVENT LA VIE



Art. AE801Z12

Boitier mural

Art. AE006Z12

TecnoHeart Plus

Defibrillateur semi automatique

PACK 8

**TecnoHeart +
Boitier mural**

Prix standard ~~2.004~~^{TTC}€

Prix du Pack

1.650^{TTC}€

Premiers secours

DES DISPOSITIFS QUI
SAUVENT LA VIE



Art. AE003Z12

TecnoHeart Plus

Defibrillateur semi automatique



Art. 11250

Vital Test

Oxymètre de pouls

PACK 9

**TecnoHeart +
Vital Test**

Prix standard ~~2.272~~^{TTC}€

Prix du Pack

1.850^{TTC}€



Premiers secours

DES DISPOSITIFS QUI
SAUVENT LA VIE



Art. M0002MPS

E-Point

Centrale mobile de
secourisme

PACK 10

E-Point + Air-Ox +
TecnoHeart Plus +
Monitor MD =

Prix
standard

~~7.693€^{TTC}~~

Prix du Pack

4.350€^{TTC}



Art. AE003Z12

TecnoHeart Plus

Defibrillateur semi automatique



Art. 3002-E

Air-Ox

Réanimateur

Art. 930325

Monitor MD

Moniteur électronique
multi-paramètres





Cabinet Chirurgical



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions: plafond,
murale ou mobile.



Art. SA210ZSA

Sterilair Pro

Appareil de stérilisation de l'air

PACK 11

**Orion 40DS +
Sterilair Pro =**

Prix
standard

~~9.679^{TTC}€~~

Prix du Pack

6.850^{TTC}€

Cabinet Chirurgical



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions: plafond,
murale ou mobile.



Art. 1498E

Table Pont



Art. SA210ZSA

Sterilair Pro

Appareil de stérilisation de l'air

PACK 12

**Orion 40DS +
Sterilair Pro +
Table Pont =**

Prix
standard

~~10.495^{TTC}€~~

Prix du Pack

7.450^{TTC}€





Cabinet Chirurgical



Art. LC...LRD
Orion 40DS
Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions: plafond, murale ou mobile.

Art. 1498E
Table Pont

PACK 13

Orion 40DS +
Table Pont =

Prix standard ~~9.096€^{TTC}~~

Prix du Pack

6.200€^{TTC}



Cabinet Chirurgical

ÉCLAIRAGE



Art. LC...LRD
Orion 40DS
Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions: plafond, murale ou mobile.

Bras multimedia pour camera

PACK 14

Orion 40DS + Bras
multimedia pour camera =

Prix standard ~~11.412€^{TTC}~~

Prix du Pack

10.507€^{TTC}



Cabinet Chirurgical

ÉCLAIRAGE



une hauteur de 2.6 m
entre le sol et le
plafond est fortement
recommandée.

Art. LC001LRE
Orion Tech
Lampe équipée technologie LED.

PACK 15

Orion Tech =

Prix standard ~~9.936€~~

Prix du Pack

7.000€^{TTC}



Cabinet Chirurgical



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions: plafond,
murale ou mobile.



Art. PC1..POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil



Art. 1498E

Table Pont



Art. SD1..SED + SD999SED

ErgoSeat

Siège orthopédique
professionnel

PACK 16

Kyri + Orion 40DS +
Table Pont +
ErgoSeat =

Prix
standard

~~22.625€^{TTC}~~

Prix du Pack

15.750€^{TTC}



Cabinet Chirurgical



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions: plafond,
murale ou mobile.

PACK 17

Kyri + Orion 40DS +
Table Pont +
ErgoSeat + Kyri DSS =

Prix
standard

~~26.732 €^{TTC}~~

Prix du Pack

18.950 €^{TTC}



Art. 1498E

Table Pont



Art. PC1..POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil



Art. SD1..SED + SD999SED

ErgoSeat

Siège orthopédique
professionnel



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Système d'aspiration
chirurgicale

Art. SB1A305+1ZB3A0006

**kit 50 sacs usage unique
+ 5 connecteurs Flovac**



PACK 18

**Kyri + Kyri Cart +
Kyri DSS + Table
Pont + Orion 40DS +
ErgoSeat + 3 Smart
Trolleys + Structure
Parking x4 =**

Prix standard ~~32.608€^{TTC}~~

Prix du Pack

22.750€^{TTC}



Art. LC...LRD
Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions: plafond, murale ou mobile.



Art. PC1..POC
Kyri
Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil



Art. AC001ZB3
Kyri DSS
Système d'aspiration
chirurgicale

Art. SB1A305+1ZB3A0006
**kit 50 sacs usage unique
+ 5 connecteurs Flovac**



Art. SD1..SED + SD999SED
ErgoSeat
Siège orthopédique
professionnel



Art. M0006STY
**Station Parking pour
Smart Trolley x4**

Art. 1498E
Table Pont



Electromedical



Intraopératoire



Post Opératoire



Art. M0001STY+M0002STY+M0014STY
Smart Trolley
3 Smart Trolley,
Electromedical, Intraopératoire et Post Opératoire



PACK 19

Kyri + Orion 40DS + Sterilair Pro + Kyri Cart + Table Pont + ErgoSeat

Prix standard

~~35.088€^{TTC}~~

Prix du Pack

26.750€^{TTC}



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions: plafond, murale ou mobile.



Art. PCL..POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil



Art. SD1..SED + SD999SED

ErgoSeat

Siège orthopédique
professionnel



Art. 1498E

Table Pont

Art. SA210ZSA

Sterilair Pro

Appareil de stérilisation de l'air



Art.
CA001K01+CA801K01+CA803K01
+CA804K01+CA805K01

Kyri Cart

avec seringue 3F, cordon
Turbine, cordon Micromoteur
NSK LED, et détartreur SATELEC
avec pièce à main



Solutions pour cliniques dentaires

Après plusieurs années de longues recherches, nous sommes en mesure d'apporter à votre clinique la solution "globale".



Solutions à 360°



Tecno-Gaz: une société leader dans l'industrie



Nous connaissons votre profession



Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italia
Tel. +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

Tous droits réservés Tecno-Gaz S.p.A. Les changements d'images ou de contenu peuvent être effectués sans préavis. Tecno-Gaz S.p.A. n'est pas responsable des dommages résultant d'une information incorrecte ou incomplète rapportée dans ce document. Les images utilisées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif.

Visitez notre site Web

www.tecnogaz.com

Pour plus d'informations:

00 39 0521.8380

