

TECNO-GAZ

news

Septembre 2018
Numéro 11

Infos et opportunités en direct du
fabricant à l'utilisateur

CABINET
DENTAIRE

Intégral

Compétences, technologies et
services mis à votre disposition



Équipements zones
opérationnelles

Zones
opérationnelles
Risque biologique

Zones
opérationnelles

Vêtements

Inventeurs d'un nouveau système

MultiSteril Fast évolue grâce à l'application de nouvelles technologies qui garantissent une réduction des temps de traitement (désinfection statique, désinfection thermique, nettoyage ultrasons, rinçage, séchage) de 50%. **Un appareil innovant indispensable à votre cabinet.**

Découvrir
la stérilisation
FAST
page 2

Tecno-Gaz S.p.a. sera *présent au*:



CONGRÈS
ADF
2018

DU 28 NOVEMBRE
AU 1^{er} DÉCEMBRE

Porte Maillot
Palais des Congrès de Paris

Stand 2L-32 • Zone 2L

Cycle Fast

DE STÉRILISATION

INSTALLEZ LE PROTOCOLE
LE PLUS RAPIDE DE LA
STÉRILISATION

-20MIN. qu'un cycle traditionnel

Avec le système de stérilisation intégré, Tecno-Gaz réduit les temps et les coûts de stérilisation, obtenant ainsi la qualité certifiée maximale.

Cuve multifonctionnelle automatique

1

Multisteril Fast

Préparation de
la stérilisation

standby

ultrasons

vidange

séchage

Grâce au nouveau Multisteril Fast, le processus de stérilisation est possible en réalisant toutes les phases en seulement 20 minutes.



-10MIN. qu'un cycle traditionnel



Rapidité, préparation des instruments emballés en seulement 10 minutes.

2

Soudeuse à défilement

Tecnoseal

Emballage

sachets
prédecoupés et
soudés sur 3 côtés

vitesse 10
mètres/minute

double bande de
soudage 12 mm

TECHNOLOGIE
ROTATIVE
RÉVOLUTIONNAIRE



TecnoEasy



TecnoSupport

Autoclave

3

ONYX 5.0

-10MIN. qu'un cycle traditionnel

Stérilisation

7 cycles
automatiques

Système de
contrôle PID

Système de
préchauffage
PHD

SD card assure
l'enregistrement
des cycles

Un raccordement
au système
osmose

Processus rapide, système de préchauffage gain de temps.



-40 minutes

QU'UN CYCLE DE
STÉRILISATION
TRADITIONNEL!!!

PASSEZ AU NOUVEAU MULTISTERIL FAST

Remplacez votre ancien Multisteril ou
votre ancienne cuve à ultrasons avec
le nouveau Multisteril Fast

augmentez
l'efficacité de
votre cabinet



TECNOSEAL SOUDEUSE À DÉFILEMENT

Enfin une solution qui réduit le temps
de scellement de 50%

Changez pour une soudeuse
rotative à un prix incomparable

Reduisez
le temps
d'emballage



AUTOCLAVE ONYX B 5.0

Choisissez l'autoclave
approprié à vos besoins



pour plus d'informations:
marketing@tecnogaz.com

LA SEULE SOCIÉTÉ À AVOIR CRÉÉ LE
CYCLE DE STÉRILISATION RAPIDE

Multisteril

Fast

**CYCLE COMPLET
EN 20 MINUTES!**

20'
CYCLE
COMPLET

Procédé entièrement automatisé:
désinfection, nettoyage, rinçage,
et séchage. Sécurité, gain de
temps, économies.

MULTISTERIL FAST EST UN CONCENTRÉ
DE TECHNOLOGIES ET D'INNOVATIONS. PRÉCURSEUR
DE CET EXTRAORDINAIRE DISPOSITIF, AUJOURD'HUI
NOUS INNOVONS TOUJOURS PLUS EN LE DOTANT D'UN
PROGRAMME PLUS RAPIDE, PLUS SÛR, PLUS QUALITATIF.



Avantages évidents

Cycle terminé en 20 minutes seulement.

**Meilleure rotation et disponibilité des instruments et plus
grande souplesse de travail**

Aucune intervention humaine

Suppression des risques de contamination

Economie de temps

Réduction considérable des coûts

Parfaite gestion de toutes les phases



MULTISTERIL CD

Liquide concentré pour la désinfection
et le nettoyage

Multisteril Fast + Multisteril CD

Le premier système certifié qui garantit:

- Nettoyage certifié
- Désinfection certifiée
- Intégrité des instruments

ONLYXB

LA PREMIÈRE LIGNE
D'AUTOCLAVES À
INDIQUER LA
CAPACITÉ
EN KG.

Choisissez l'autoclave spécialement conçu pour répondre aux besoins de votre cabinet

Tecno-Gaz a développé la nouvelle gamme d'autoclaves ONLYXB, pour faire face à n'importe quelle exigence opérationnelle. Flexibilité, adaptation, modularité et économie sont les principes clés autour desquels tourne le projet ONLYXB. Tout cela sans renoncer à la qualité ni à la fiabilité, prérogatives grâce auxquelles Tecno-Gaz s'affirme constamment comme leader dans le secteur.




5KG

ONLYX 5.0

7KG

ONLYX 7.0

7
CYCLES DE
STÉRILISATION



Projet KYRI

Solution
chirurgicale
polyvalente




**Une modularité qui vous permet
de configurer et faire évoluer votre
structure selon vos besoins.**



ERGOSAT

Un dispositif étudié pour
garantir une posture correcte grâce au système de
compensation dynamique.



KYRI CART

Cart d'instruments mobile offrant une large possibilité de
configurations et une grande flexibilité opérationnelle:

- Cinq logements pour instruments.
- Contrôle des paramètres de l'instrumentation dynamique.
- Pilotage des mouvements fauteuils et mémoire de positions.
- Hauteur variable pour rangement sous plan de travail.
- Ecran tactile full touch intuitif
- Pédale sans fil (option)
- Mode endo, paro, et chirurgie

**Nouveau
Produit**



KYRI WATER UNIT

Le complément idéal qui rend polyvalent et multifonctionnel
l'ensemble du fauteuil Kyri. Il permet la gestion de l'aspiration
chirurgicale grâce à la tablette porte canules équipée de deux canules.
Kyri Water unit est l'élément de jonction entre l'aspiration et le cabinet.
La colonne télescopique s'adapte à l'ameublement opérationnel et permet
de ranger Kyri Water sous un plan de travail.



Positions infinies sur 5 axes

Kyri vous assiste dans chaque
situation. Grâce à ses cinq
mouvements, il peut atteindre
n'importe quelle position nécessaire
à une chirurgie et également dans
des cas imprévus ou insolites.

Positions de confort et d'urgence



Table chirurgicale
Hauteur variable

Solution chirurgicale

ORION 40DS



Lampe Scialytique Chirurgicale avec système d'illumination indirecte breveté garantissant une excellente maîtrise des ombres portées. Orion40DS propose deux tailles de champ adaptées aux exigences de la chirurgie implantaire.

KYRI

Kyri est le seul fauteuil chirurgical étudié et conçu spécifiquement pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité opérationnelle en chirurgie dentaire. Les 5 mouvements indépendants sont rendus possibles grâce aux 4 motorisations, permettant d'atteindre toutes les positions possibles, facilitant le travail de l'opérateur et augmentant le confort du patient. Il est possible d'ajouter une tablette d'aspiration avec canules, et de fixer sur les rails latéraux de nombreux accessoires tels que les accoudoirs, des perches à solution physiologique ou un support d'appui pour la technique PRF.

SMART TROLLEY

La première ligne de meubles techniques, permettant d'améliorer l'ergonomie et l'efficacité de vos chirurgies quotidiennes. La vraie innovation et évolution du mobilier dentaire.

80+
Plus de 80 configurations possibles



KYRI BRIDGE

Nouveau Produit



La table est un dispositif simple dont la position dans l'espace ergonomique commun au docteur et à l'assistante est stratégique, et contribue au succès des chirurgies. Nouvelle table pont sans barre sous plateau, avec plateau simple apposé pour une meilleur hygiène.

KYRI DSS



Nouvelle aspiration chirurgicale avec puissance d'aspiration modulable, double récipient, pédale de commande, et riche dotation usage unique (sacs, flexibles, et canules).



Têtière orbitale

70% des implants sont posés en remplacement de molaires et prémolaires, ce qui signifie des chirurgies latérales. Une meilleure position et moins de pression musculaire pour le patient facilite grandement le travail du dentiste.



ORION40DS

Dédié à la pratique chirurgicale en cabinet dentaire

Intensité lumineuse jusqu'à:

130000 LUX

Pour la chirurgie dentaire:

56 000 LUX

Température couleur:

4500/5000 K

Taille de champs:

15 cm y 20 cm

Nombre de Leds:

30



Bien voir
Mieux voir




Éclairage parabolique indirect

Pourquoi une lampe scialytique chirurgicale?

L'éclairage doit garantir la fidélité des informations reçues par le chirurgien dentiste lors de l'intervention. Il doit également fournir une quantité de lumière suffisante dans toutes les positions de la bouche du patient, notamment lors d'angulations à 45°.

L'unique scialytique dentaire conçu pour la chirurgie buccale!


Orion 40DS est la première lampe scialytique spécialement conçue pour un usage dentaire grâce à l'étude des contraintes et des exigences liées à la chirurgie dentaire. Champs éclairés de 15 cm et 20 cm permettant d'illuminer toutes les positions d'une bouche angulée jusqu'à 45°. Intensité lumineuse calibrée à 56000 lux en usage dentaire. Double température de couleurs de 4500° et 5000° K pour distinguer les tissus durs des tissus mous. Orion 40DS concentre toutes les caractéristiques et spécifications adaptées à la chirurgie buccale.



Champ éclairé
20 cm



Champ éclairé
15 cm



Lumière froide

L'augmentation du rayonnement thermique sur le champ opératoire est proportionnelle à la quantité et à la puissance des LED utilisées. Grâce à son concept de lumière indirecte, et un nombre réduit de LED, l'émission de chaleur est extrêmement réduite.

E-Dentalight

Cette fonction permet de seulement allumer deux modules de 6 LEDS, générant un champ illuminé de 15 cm avec une intensité lumineuse maximum calibrée à 56000 Lux.

Double plage d'éclairage

Les plages d'intensité lumineuse de la Lampe Orion 40DS changent selon les besoins de l'opérateur:

- Fonction E-Dental Light: de 20000 Lux à 55000 Lux avec fonction de General Practice Lamp.
- Fonction ORION Light: de 40000 Lux à 130000 Lux avec fonction de Lampe Chirurgicale.



Orion40 DS

Plafond
Art. LC103LRD

Mur
Art. LC101LRD

Statif
Art. LC102LRD

Orion60

Intensité lumineuse:
160,000 LUX

Température couleur:
4,500/5,000 °K

Diamètre extérieur du réflecteur:
Ø 630 mm



Orion80

Intensité lumineuse:
160 000 LUX

Température couleur:
4.500/5.000 °K

Diamètre extérieur du réflecteur:
Ø 790 mm



ORIONTECH

Dédié à la pratique chirurgicale en cabinet dentaire

NOUVEAUTÉ



HAUTEUR SOUS PLAFOND 250 CM

Intensité lumineuse jusqu'à:

160000 LUX


Température couleur:

4500/5000 K

Champ lumineux:

Champ rectangulaire 20 x 12 cm:
intensité de 0 à 60.000 lux à 70 cm de distance

Champ circulaire de 27 cm:
intensité de 40.000 à 60.000 lux à 100 cm de distance



Champ éclairé
27 CM



Champ éclairé
20x12 CM

Pourquoi une lampe scialytique chirurgicale?

L'éclairage doit garantir la fidélité des informations reçues par le chirurgien dentiste lors de l'intervention. Il doit également fournir une quantité de lumière suffisante dans toutes les positions de la bouche du patient, notamment lors d'angulations à 45°.

Illumination indirecte brevetée

Orion Tech intègre la technique brevetée d'illumination indirecte. 30 leds inversées illuminent 30 coupoles individuelles qui maximisent l'effet scialytique, assurant une parfaite maîtrise des ombres portées et garantissent une incroyable illumination en fond de bouche malgré la présence des instruments. Cette technique unique permet également de travailler debout, sous la lampe, tout en illuminant la cavité orale.

Nouveau design

Nouveau mouvement à double fourche

Diamètre et champ visuel de plus grande dimension


Orion Tech est une évolution du très réputé scialytique Orion 40 DS, dédié aux besoins cliniques du chirurgien dentiste implantologue.

Orion Tech est lampe chirurgicale spécifiquement développée pour l'usage dentaire, grâce à des caractéristiques calibrées selon les besoins du dentiste: A une distance de 70 cm, le champ éclairé rectangulaire de 20 x 12 cm propose une intensité lumineuse de 0 à 60.000 lux et une double température de couleur de 4.500° et 5.000° K. Orion Tech est une lampe multifonctionnelle qui permet de varier les tailles de champs, donnant la possibilité par simple click de passer du champ dentaire (20 x 12) au champ chirurgical (27 cm circulaire). Le champ chirurgical propose également deux températures de couleurs de 4.500° et 5.000° K, et une intensité lumineuse qui variable de 40.000 à 130.000 lux.

Système anti oscillation et Double fourche

Orion Tech propose une qualité de positionnement unique, grâce à un bras très solide qui garantit le maintien du positionnement et évite toute oscillation une fois la position choisie et arrêtée. La maniabilité de Orion Tech, unique et commode avec la version simple fourche, devient encore plus confortable et sans contrainte avec le système unique de double fourche, permettant une préhension aisée par tous les intervenants, que l'on travaille à 4 ou à 6 mains.

Éclairage parabolique indirect



SMART TROLLEY

MOBILIER TECHNIQUE
PROFESSIONNEL

Tecno-Gaz a créé le concept SMART TROLLEY en changeant ce qui semblait immuable. SMART TROLLEY révolutionne le meuble dentaire en modifiant totalement sa fonction. "LE MOBILIER" n'est plus uniquement un élément visuel esthétique ou un simple placard de rangement. Il devient un dispositif dynamique d'organisation, d'assistance et optimise le temps de rangement et de préparation. SMART TROLLEY devient un élément essentiel de la solution chirurgicale intégrée.

Le moment
est venu de
transformer votre
cabinet en salle
d'opération

80+

Plus de 80
configurations
possibles

Configurations
infinies



- ▶ Conçus pour rendre le travail facile et productif
- ▶ Rangements uniquement destinés à la chirurgie
- ▶ S'adaptent à tous les cabinets: faciles à intégrer et à configurer

Le début de l'intervention est un moment fondamental pour le patient et le dentiste, en dépendent la tranquillité ou la tension du patient, ou bien le déroulement serein de soins de qualité. Un environnement cliniquement accueillant offre une prédisposition positive au patient et garantit au dentiste une ergonomie opérationnelle sans précédent.



**Plus les unités
de service**

Distributeur
matériel jetable



Lavabo

Faciles à intégrer, ils sont
configurables à souhait

Le patient doit être accueilli dans la zone de soins sans que cela ne provoque stress, ni tension, il est important d'offrir un visuel accueillant, qui aide le patient à surmonter ses appréhensions et ses peurs du traitement dentaire. Des lignes nettes, aucun dispositif imposant, de l'ordre, de l'harmonie, de l'hygiène, une perception maximale de qualité.

Netteté visuelle
Ligne pure

Facile à nettoyer
et à désinfecter

Flexibilité maximale
pour tous les soins



Secours Premiers

UNE SOLUTION INDISPENSABLE POUR VOTRE CLINIQUE

DANS CHAQUE CLINIQUE IL EST NECESSAIRE DE GERER LA SECURITE DES PATIENTS A TRAVERS DES MOYENS ADAPTES. TECNO-GAZ PROPOSE UN PROJET COMPLET EN METTANT A DISPOSITION DES DENTISTES TOUS LES DISPOSITIFS NECESSAIRES.

1

Surveillance
MONITEUR MD
PULSOXYMETRE VITAL TEST

2

Réanimation avec Oxygène
SYSTEME
AIR OXYGENE

3

Defibrillation
DEFIBRILLATEUR
TECNOHEART



4

Pas seulement des appareils, mais aussi un protocole opérationnel efficace et vital.

Dans tous les centres où des actes chirurgicaux invasifs sont pratiqués, il est impératif en cas d'urgence d'être équipé de dispositifs adaptés aux premiers soins du patient, afin de faire face à toute éventualité.

Mobile complet
E-POINT



Profitez de nos **offres commerciales très attractives!**

Contactez votre distributeur sans tarder!



PACK 1

Onyx B 5.0 + One =

Prix standard ~~5.396€~~ TTC

Prix du Pack

4.490€ TTC



Stérilisation
PRÉVENTION DU
RISQUE BIOLOGIQUE

Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation
des charges de type B

Art. 2165S

One

Soudeuse




PACK 2

Onyx B 5.0 +
Distiller =

Prix standard ~~5.056€~~ TTC

Prix du Pack

4.150€ TTC



Stérilisation
PRÉVENTION DU
RISQUE BIOLOGIQUE

Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation
des charges de type B



Art. 250S2

Distiller

Système de
dépuración de l'eau



Stérilisation

PRÉVENTION DU
RISQUE BIOLOGIQUE

Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation
des charges de type B

Art. 2165S

One

Soudeuse

Art. 250S2

Distiller

Système de
dépuratlon de l'eau

PACK 3

Onyx B 5.0 +
One + Distiller +
Artica 2 (Gratuit!!) =

Prix
standard

~~5.806 €~~ TTC

Prix du Pack

4.690 € TTC

Art. 2087-S-3

Artica 2

GRATUIT!

Stérilisation

PRÉVENTION DU
RISQUE BIOLOGIQUE

Art. AB012ZXZ

Onyx B 7.0

Autoclave pour la stérilisation
des charges de type B

Art. OI002NPU

Pura Plus

Osmoseur

PACK 4

Onyx B 7.0 + Pura =

Prix
standard

~~6.406 €~~ TTC

Prix du Pack

4.890 € TTC



PACK 5

Lecteur Optique+
Tecno-Print+
Pura Plus+Onyx B 7.0=

Prix standard

~~7.646€^{TTC}~~

Prix du Pack

5.890€^{TTC}



Art. AB012ZXZ

Onyx B 7.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B



Art. OI002NPU

Pura Plus

Osmoseur



Art. 3ELNL0001

Lecteur Optique



Art. 2110S

Tecno-Print

Imprimante traçabilité

Stérilisation PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE



Art. AB012ZXZ

Onyx B 7.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B



Art. OI002NPU

Pura Plus

Osmoseur



Art. TA007TAU

TecnoSeal

Thermosoudeuse automatique



Art. TA003TAU

TecnoEasy
GRATUIT!



Art. TA008TAU

TecnoSupport
GRATUIT!

PACK 6

Onyx B 7.0+
Pura Plus+TecnoSeal+
TecnoEasy (GRATUIT!) +
TecnoSupport (GRATUIT!) =

Prix standard

~~9.088€^{TTC}~~

Prix du Pack

6.490€^{TTC}



Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Art. VM013ZVM

Multisteril Fast

Bac multifonctions

Stérilisation

PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE



Art. DM401ALP

CTRL ALT

GRATUIT!

PACK 7

Onyx B 5.0 + Multisteril Fast + 6 bouteilles CTRL ALT (GRATUIT!) =

Prix standard

~~9.146€^{TTC}~~

Prix du Pack

6.990€^{TTC}



Art. VM013ZVM

Multisteril Fast

Bac multifonctions

Stérilisation

PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE



Art. DM401ALP

CTRL ALT

GRATUIT!

PACK 8

Multisteril Fast + 6 bouteilles CTRL ALT (GRATUIT!) =

Prix standard

~~4.373€^{TTC}~~

Prix du Pack

3.490€^{TTC}



Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Art. VM013ZVM

Multisteril Fast

Bac multifonctions

Art. TA007TAU

TecnoSeal

Thermosoudeuse automatique

Stérilisation

PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE



Art. TA008TAU

TecnoSupport

GRATUIT!



Art. TA003TAU

TecnoEasy

GRATUIT!

PACK 9

Onyx B 5.0 + Multisteril Fast + TecnoSeal + TecnoEasy (GRATUIT!) + TecnoSupport (GRATUIT!) =

Prix standard

~~11.733€^{TTC}~~

Prix du Pack

8.490€^{TTC}



Art. AE006Z12

TecnoHeart Plus

Defibrillateur semi automatique

Premiers secours

DES DISPOSITIFS QUI SAUVENT LA VIE



Art. AE801Z12

Boitier mural

PACK 10

**TecnoHeart +
Boitier mural =**

Prix standard ~~2.004€~~ ^{TTC}

Prix du Pack

1.590€ ^{TTC}



Art. SA210ZSA

Sterilair Pro

Appareil de stérilisation de l'air

Cabinet Chirurgical



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions:
plafond, murale ou mobile.

PACK 11

**Starilair Pro +
Orion 40DS =**

Prix standard ~~9.679€~~ ^{TTC}

Prix du Pack

6.490€ ^{TTC}



Art. 1498E

Kyri Bridge



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions:
plafond, murale ou mobile.

PACK 12

**Kyri Bridge +
Orion 40DS =**

Prix standard ~~9.096€~~ ^{TTC}

Prix du Pack

5.990€ ^{TTC}



Cabinet Chirurgical



Art. PC1..POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec pédale sans fil



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED. Disponible dans les versions: plafond, murale ou mobile.



Art. 1498E

Kyri Bridge



Art. SD1..SED + SD999SED

ErgoSeat

Siège orthopédique professionnel

PACK 13

Kyri + Orion 40DS +
Kyri Bridge +
ErgoSeat =

Prix standard ~~22.625€~~ TTC

Prix du Pack

14.990€ TTC

Cabinet Chirurgical



Art. PC1..POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec pédale sans fil



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED. Disponible dans les versions: plafond, murale ou mobile.



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Système d'aspiration chirurgicale

Art. SB1A305+1ZB3A0006

kit 50 sacs usage unique + 5 connecteurs Flovac



Art. SD1..SED + SD999SED

ErgoSeat

Siège orthopédique professionnel



Art. 1498E

Kyri Bridge

PACK 14

Kyri + Orion 40DS +
Kyri Bridge +
ErgoSeat + Kyri DSS =

Prix standard ~~25.333€~~ TTC

Prix du Pack

17.350€ TTC



Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions:
plafond, murale ou mobile.



Art. PCL..POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil



Art. SD1..SED + SD999SED

ErgoSeat

Siège orthopédique
professionnel




Art. 1498E

Kyri Bridge

Art. CA001TYG+CA803TYG+
CA805TYG+CA808TYG+CA818TYG

Kyri Cart

avec seringue 3F, cordon Turbine,
cordon Micromoteur, détartreur
LM ULTRALED



PACK 15

**Kyri+ Kyri Cart+
Kyri Bridge+
Orion 40DS+
ErgoSeat =**

Prix
standard

~~33.686€^{TTC}~~

Prix du Pack

23.990€^{TTC}



PACK 16

**Kyri+Kyri Bridge+
Orion 40DS+ErgoSeat
+3 Smart Trolley+
Structure Parking x3**

Prix
standard

~~29.291 €^{TTC}~~

Prix du Pack

19.990 €^{TTC}

Art. LC...LRD

Orion 40DS

Lampe équipée technologie LED.
Disponible dans les versions:
plafond, murale ou mobile.

Art. PC1...POC

Kyri

Fauteuil chirurgical avec
pédale sans fil



Art. SD1...SED + SD999SED

ErgoSeat

Siège orthopédique
professionnel



Art. 1498E

Kyri Bridge



Art. M0004STY

Station Parking pour Smart Trolley x3



Art. M0001STY+M0002STY+M0014STY

Smart Trolley

3 Smart Trolley,
Electromedical, Intraopératoire et Post Opératoire

Electromedical



Intraopératoire



Post Opératoire



NOUS VOUS ATTENDONS

sur notre stand!!

Evenement

Tecno-Gaz S.p.A.
sera présent au:



DU 28 NOVEMBRE
AU 1^{er} DÉCEMBRE

Porte Maillot
Palais des Congrès de Paris

Stand 2L-32 • Zone 2L

Nous vous
attendons sur
notre stand!

Un espace dédié à la **gamme complète**
des produits Tecno-Gaz.



Tecno- Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy

Ph. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Tous droits réservés Tecno- Gaz S.p.A. Les changements d'images ou de contenu peuvent être effectués sans préavis. Tecno-Gaz S.p.A. n'est pas responsable des dommages résultant d'une information incorrecte ou incomplète rapportée dans ce document. Les images utilisées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif.



Tecno-Gaz Spa.

www.tecnogaz.com

