





ORION 40 DS
Ref LC103LRD

DATI TECNICI



Prestazioni a 80cm di distanza	
ORION 40 DS	
Intensità luminosa a 80cm (Ec)	130klx (5000K) 60klx (con DENTAL CARE)
Temperatura di colore (K)	4500/5000
Indice di resa cromatica (CRI)	96
R9	90
Sorgente luminosa	n°30Led x1,4W
Focalizzazione	Fissa
Profondità campo luminoso	49 cm
Diametro campo luminoso d ₁₀ (con selezione diametro piccolo)	13 cm
Diametro campo luminoso d ₁₀ (con selezione diametro grande)	21 cm
Energia irradiata nel campo (Ee)	299 W/m ²
Dati elettrici	
Tensione primaria (Vac)	110/230 V
Tensione secondaria (Vdc)	24 V
Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento elettrico	70 VA

DISTANZA DI LAVORO



Per avere l'ottimizzazione dell'intensità luminosa, si consiglia l'utilizzo del prodotto ad una distanza di 80cm.

Tuttavia, il prodotto garantisce una buona intensità luminosa anche se usato ad una distanza compresa tra 70cm e 130cm.