


Kyri Cart Evo

MOBILES INSTRUMENTENCART



Maximale Flexibilität, vollständige Vernetzung.

KYRI EVO UND KYRI CART EVO.

Vollständige Integration mit dem Kyri Evo-Stuhl.

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit und bieten Sie Ihren Patienten mehr Komfort mit einer perfekt vernetzten Behandlungsstation.

Geschwungene und elegante Linien

Neues Design

Kompakte Abmessungen,
geringer Platzbedarf.


Instrumentenkühlung

Elektronische Kühlung

Mit proportionaler Ventilsteuerung
und Echtzeitanzeige.

KYRI EVO UND KYRI CART EVO. DIE INTEGRIERTE LÖSUNG.

Es richtet sich nach Ihnen. Immer.



Metallschutz

Neue Flasche

Mit Metallaufsatz und Schutzhülle für mehr Stabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit im täglichen Gebrauch.



Anpassung an das Benutzerprofil

Variable Höhe von 83 bis 103 cm

Verbesserte Ergonomie, einfaches Positionieren.

Vernetzung

WLAN Anbindung

Überragende WLAN-Leistung für stabile und sofortige Vernetzung.

NEUE BENUTZEROBERFLÄCHE

Intuitive und ästhetische Benutzeroberfläche.

Jeder Profi kann das System an seinen eigenen Arbeitsstil anpassen: Übertragungsverhältnisse, Geschwindigkeit, Drehmoment und Sprühleistung sind vollständig konfigurierbar, entsprechend den spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Vorgangs.

Smarte Schnittstelle

Neues 9-Zoll-Farb-Touchscreen-Display


Hochauflösendes Display für bessere Sichtbarkeit und Kontrolle



Höhere Vielseitigkeit

Unbegrenzte Anzahl von Benutzerprofilen

Einfacher Wechsel von einem Benutzer zum anderen



Einbindung in Kyri Evo

Smartes Pedal Drahtlos

Verbessern Sie Ihre Ergonomie durch freihändige Bedienung. Drahtlos oder kabelgebunden. Einzelpedal Kyri Cart Evo / Kyri Evo.



** Das NOK-Pedal ist verfügbar.

VERNETZUNG

Maximale Flexibilität, vollständige Vernetzung.

Variable Anschlussmöglichkeiten:

- Direkter Anschluss an den Kyri Evo-Stuhl
- Schnellanschlussbox
- Beidhändige Anschlussmöglichkeit



Hohe Hygienestandards

Hygiene Funktion

Entwickelt, um die Reinigung
von Instrumente-Schläuchen zu
optimieren und zu vereinfachen.

Zusätzliche Steckplätze

Drei Steckplätze für Mikromotoren

Schneller Zugriff auf mehrere Instrumente.
Option zum Hinzufügen eines chirurgischen Mikromotors.
Oder zur Kombination von 2 Mikromotoren und 1
chirurgischen Mikromotor.

Maximale Flexibilität


Funktionale Mobilität

Autark oder an das zentrale System
angeschlossen, gewährleistet
fortschrittliche Funktionalität und maximale
Mobilität in jeder zahnärztlichen Umgebung.



DIE VIELSEITIGE LÖSUNG

Unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kyri Cart Evo



Min./max. Höhe	630 mm – 830 mm
Frequenz	50/60 Hz
Maximale Aufnahmekapazität	400 VA
Einlassluftdruck	0.45-0.8 MPa
Einlasswasserdruck	0.3-0.6 Mpa
Nettogewicht	43 kg (+ max 5kg.)
Breite	500 mm
Tiefe	495 mm
Stromversorgung	220-240 V
Schutzart gegen elektrischen Schlag	Schutzklasse 1
Schutzart der Abdeckung	IP21

Kyri Cart Evo



MOBILES INSTRUMENTENCART

Maximale Flexibilität, vollständige Vernetzung.



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia
Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Alle Rechte vorbehalten Tecno-Gaz S.p.A. Wir behalten uns das Recht vor, Bilder oder Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Tecno-Gaz S.p.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlende oder ungenaue Informationen in diesem Dokument entstehen.
Die in diesem Dokument verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

