



Smart Trolleys Evo

Die cleveren Möbel

Ein revolutionäres Möbelkonzept. OP-Einheiten konzipiert, um Ihren Anforderungen zu entsprechen.

ST Evo
SMART TROLLEY





Be **Smart.**

**Wählen Sie die
Tecno-Gaz Ergonomie**



Quality & Design
MADE IN ITALY


Anpassungsfähigkeit. Der Schlüssel zur Entwicklung.

Das Projekt Smart Trolleys wurde ins Leben gerufen, um die Arbeit einfach und produktiv zu gestalten. Der logische Schritt bestand darin, das Möbelstück von einem einfachen Container in ein zu 100 % funktionsfähiges Gerät zu verwandeln. Der große Vorteil ist die "Flexibilität" des Trolleys, die die Arbeit des Zahnarztes erleichtert. Dieser kann sich frei bewegen, um zu den für seine Bedürfnisse am besten geeigneten Geräte zu greifen und sie nach Bedarf zusammenzustellen.



**Die fortschrittlichen
technischen Möbel,
die Sie effizienter
arbeiten lassen.**





Einfach clever.

Im Handumdrehen verwandelt sich Ihr Arbeitsbereich. Mit dem Smart Trolley EVO ist Ihre Arbeit flexibel, effizient und produktiv. Ihre Zeit und die Ihres Teams wird optimiert. In den Augen des Patienten dauert es nur wenige Sekunden, um von einer beruhigenden Konfiguration mit ordentlich angeordneten Möbeln (und mit minimaler Sicht auf Instrumente und Geräte) in eine funktionsfähige überzugehen, in der die Möbel den Bedürfnissen des zahnärztlichen Teams entsprechen.



Top Qualität

Hochwertige Materialien und Konstruktionstechniken dank der besten traditionellen Herstellung Made-in-Italy.

Optische Aufgeräumtheit und und Funktionalität

Die Smart Trolley EVO-Möbel wurden entworfen, um ein professionelles Erscheinungsbild und direkten Zugang zu Ihren Instrumente zu gewährleisten.

Flexibilität ist der Schlüssel

Arbeiten Sie, so wie Sie es wünschen und mit völliger Bewegungsfreiheit. Lassen Sie Ihr Umgebung sich an Sie anpassen und nicht umgekehrt.

Intraoperativer Trolley Für einen guten Start.



Obere niedrigere
Schublade mit 8 Fächern

Mittlere höhere
Schublade: mit 4 Fächern

Untere Schublade
ohne Fächer für
Aufbewahrung von
Verbrauchsmaterial

Jeder Arbeitsbereich ist so konzipiert, dass er dem Bediener wiederholt und unabhängig das bietet, was er braucht.

All dies findet seinen Platz im Intraoperativen Smart Trolley, der wenn er nicht benutzt wird, alles verstaut, und wenn er im OP-Einsatz ist, also offen, zu einem unverzichtbaren Instrument wird.

- Alle für die Chirurgie notwendigen Instrumente und Materialien stehen bereit und sind logisch zusammengestellt
- Gewährleistet die Kontrolle über alles, was verwendet wird
- Leicht zu bewegen, maximaler Komfort

intra.elektro.post.



**Organisieren
Sie Ihren
Arbeitsbereich**



Das Modell Smart Trolley Präoperativ wird durch eine Version mit 4 Schubladen und einem ausziehbaren und schwenkbaren Tablett bereichert.

Das ermöglicht Instrumente und Verbrauchsmaterialien in die Nähe des Behandlungsbereichs an der Seite der Assistenz zu bringen, die während der Operation oder der zahnärztlichen Behandlung verwendet werden können, um unnötige Bewegungen zu vermeiden und Zeit zu sparen.

Modulare Schubladen mit Platz für Instrumente und Materialien

- Die Instrumente sind ordentlich in einer logischen Weise angeordnet.
- Professionell organisiert.

Instrumentenablage

- Kann als Mehrzweck-Trolley verwendet werden.
- Komfortables und flexibles Arbeiten für das Personal.

Organisatorische Flexibilität

- Kann für maximale Funktionalität nach Wunsch konfiguriert werden.
- Komfortable Arbeitsbedingungen für das Personal und maximale organisatorische Flexibilität.

Elektromedizinischer Trolley. Lassen Sie uns auf die beste Weise arbeiten.




Die Anzahl der elektromedizinischen Instrumente, die das zahnärztliche Personal bei Eingriffen verwendet, ist beträchtlich.

Die Lösung ist der elektromedizinische Smart Trolley, der dank seines zentralen Stromversorgungssystems, seiner Modularität und seiner Fähigkeit sperrige Steuerpedale unterzubringen, zu einem unverzichtbaren funktionalen und organisatorischen Zentralelement wird.

- Er kann problemlos chirurgische Motoren, Piezo-Scaler und andere Instrumente aufnehmen
- Gewährleistet eine einfache Kontrolle und Integration von Steuerpedalen und ermöglicht einen direkten Blick auf das Bedienfeld
- Die Kabel verschwinden und ein Bild von Ordnung und Sauberkeit wird vermittelt

intra.elektro.post.

Abnehmbare
Blende



Maximale
Flexibilität



Rückwand mit Platz für Kabel

- Die Kabel hängen nicht herunter, was ein Bild von Ordnung und Sauberkeit vermittelt.
- Klinisches Bild.

Halterungen für Kochsalzbeutel

- Perfekte Integration mit dynamischen Instrumenten für die Chirurgie.
- Angenehmes Arbeitsumfeld für das Personal.

Kippbare Einlegeböden

- Direkter Blick auf das Instrumentenbedienfeld.
- Komfortables Arbeiten für das Personal.
- Kippbare Regale mit geringerer Größe, aber mehr Platz für größere Motoren.

Postoperativer Trolley

Bringen wir die Arbeit auf die beste Weise zu Ende.



Um Zeit zu sparen und das Management von Abfall und kontaminiertem Material zu rationalisieren, haben wir den Postoperativ Smart Trolley entwickelt.

Mit seinem eingebauten Dekontaminationsbehälter und verschiedenen Sammelfächern ist der Smart Trolley Postoperativ die Sammel- und Sortierzentrale für kontaminiertes Material.

- Getrennte Sammlung von Einweginstrumenten und potenziell kontaminierten Instrumenten.
- Prädesinfektion gebrauchter chirurgischer Instrumente und Kassetten vor der Desinfektion.
- Optimierung der Klinikabläufe dank des tadellosen Bildes, das dem Patienten geboten wird.
- Perfektes Management des Instrumenten-Workflows und Optimierung der Verfügbarkeit des Operationssaals.

intra.elektro.post.



Sicherheit und
Funktionalität



9-Liter-Tank zum Einfüllen von Desinfektionslösungen

- Sofortige Vordesinfektion der verwendeten Instrumente und Operationskassetten.
- Funktionelle Effizienz.


Getrennte Mülltonne für Recycling

- Entsorgung von potenziell kontaminierten Einwegartikeln.

9-Liter-Tank und separater Abfallbehälter

- Schrittweise und gleichzeitige Entfernung von kontaminierten Instrumenten in der Chirurgie.
- Einfache Vorbereitung des Raums für die nächste Operation.

Ergänzt den Betriebsablauf Ihres Raumes auf die bestmögliche Weise.



Kniegesteuerte Spüleinheit mit Edelstahltank Perfekte Integration und Komfort.

Produktivität und Effizienz durch die Optimierung der vielen “einfachen Handlungen”, die wir an einem Tag oft wiederholen. Mit der Spüleinheit hat das Praxisteam eine effiziente Ergänzung zum SmartTrolley Evo-System und kann sich verlassen auf:

- Leichten Zugang zu Einweginstrumenten und deren Recycling nach Gebrauch.
- Einfachen Zugang zum Abfalleimer mit einer Kniestuerung.
- Hochwertige Mischer, Instrumente und Baustandards für minimalen Wartungsaufwand und vereinfachte Hygiene.

+plus.



Effizienz
bis ins kleinste
Detail



Spülbecken aus Edelstahl bündig mit dem Regal eingebaut

- Kombiniert die hygienischen Eigenschaften von Stahl mit der Funktionalität der hoch belastbaren Laminatplatte.
- Ästhetisch und leicht zu reinigen.

Abfallbehälter mit Kniesteuerung

- Großes, leicht zugängliches Fach für mehr Ordnung während der Arbeiten.
- Öffnung per Druck.

Spender für Einwegmaterial

- Individuell gestaltbare Boxen für tägliche Einwegartikel.
- Drei Fächer an der Vorderseite und Zugang an der Unterseite für Handtücher und Gläser.

Was ist neu? Was ist besser?



Hochqualitative Schienen mit herausnehmbarer Schublade



Sehr leichtgängiger und sanfter Schließmechanismus (gedämpfte Endklappe). Die Auszüge werden im Dauereinsatz getestet, wobei sie sich mit einer Frequenz von 7 Zyklen pro Minute öffnen und schließen. Diese Tests garantieren den Betrieb der Schienen für 60.000 Zyklen, d.h. für einen Dauereinsatz von mehr als 20 Jahren.


Hochwertige Räder



Leichtgängige Schwenkräder mit Feststellbremse. Montiert auf Kugellagern mit einer Tragfähigkeit von 100 kg. Dank ihres großen Durchmessers (100 mm) sind sie in der Lage, Hindernisse zu überwinden, wie z. B. undichte Stellen, Verbindungsbereiche auf unterschiedlichen Höhen, kleine Hindernisse.

Sicherer für die Verwendung in der zahnärztlichen Umgebung.

Antibakterielle Farbe



Die Lackierung, das letzte Element eines qualitativ hochwertigen Produktionsprozesses, wird mit antibakteriellen Epoxidpulvern durchgeführt. Die Epoxid-Pulverlackierung wird mit strengen Beständigkeitstests (Kratzer und versehentliches Fallenlassen von Gegenständen) getestet und zertifiziert, um die Unversehrtheit der Verwendung zu gewährleisten. Außerdem verhindert die hohe Qualität der verwendeten Farben eine Verfärbung durch die Einwirkung von UV-Strahlen. Diese Farbe schützt die Struktur vor aggressiven Substanzen und verhindert das Ausbleichen der Oberfläche.





Technische Daten

MO065STY

Smart Trolley Intraoperativ



- Obere Schublade: niedrige Einlage mit 8 Fächern
- Mittlere Schublade: höhere Einlage mit 4 Fächern
- Untere Schublade ohne
- Fächer für Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial



MO068STY

Smart Trolley Intra operativ 4 Schubladen Mit schwenkbarem Tablett

- 2 Schubladen: niedrige Einlage mit 8 Fächern
- 2 Schubladen: höhere Einlage mit 4 Fächern





MO070STY

Intra 4 Schubladen ohne schwenkbares Tablett

MO066STY

Smart Trolley Elektromedizinisch

- 2 kippbare Regale
- Halterungen für Kochsalzlösungsbeutel
- Elektrifizierungsset





Technische Daten

MO067STY

Smart Trolley **Postoperativ**

- Obere Schublade:
1 x 9 Liter Behälter mit Deckel
- Untere Schublade: 1 Halterung für
Abfallbehälter und
2 Behälter für scharfkantige Abfälle




MO804STY

Behälter für scharfkantige Abfälle


MO033TY

Smart Trolley **Korpus**



MO009STY

Spender



MO034STY


Korpus für Parkstellung 2 Smart Trolleys

MO036STY

Korpus für Parkstellung 3 Smart Trolleys


MO008STY

Spülbecken mit **Sockel**



MO007STY

Spülbecken Zum **Aufhängen**



Smart Trolleys Evo

Die cleveren Möbel

DE 
3. Ausgabe

Ein revolutionäres Möbelkonzept. OP-Einheiten
konzipiert, um Ihren Anforderungen zu entsprechen.



Unser Unternehmen für eine
NACHHALTIGE ZUKUNFT



Scannen Sie
den QR und
laden Sie die
Broschüre
herunter



Tecno-Gaz S.p.A.

www.tecnogaz.com

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia
Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com
Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Alle Rechte sind Tecno-Gaz S.p.A. vorbehalten. Änderungen an Bildern oder Inhalten können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Tecno-Gaz S.p.A. haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Fehlen oder der Ungenauigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben. Die in diesem Dokument verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.



★ M T G Z D 0 3 0 0 ★