



# Smart Trolleys Evo

## les meubles intelligents

Un concept révolutionnaire de rangement des unités  
de travail créées pour répondre à vos demandes

**ST Evo**  
SMART TROLLEY





# Soyez **Smart.**

**Choisissez l'ergonomie  
Tecno-Gaz!**



Quality & Design  
**MADE IN ITALY**


# Adaptabilité. La clef de l'évolution.

Le projet Smart Trolleys est né pour rendre le travail simple et productif. L'étape logique était de transformer les meubles qui sont perçus comme de simples contenants, en de véritables dispositifs opérationnels à 100 %. Le grand avantage est celui de "l'adaptabilité" des chariots pour faciliter le travail du dentiste qui peut se déplacer à sa guise en cherchant les dispositifs les plus adaptés à ses exigences et en les configurant selon ses besoins.



**L'ameublement  
technique avancé  
qui fait évoluer  
votre efficacité.**





## Smart.

En un clin d'œil, votre zone de travail se transforme. Grâce aux Smart Trolley EVO, votre travail est flexible, efficace et productif. Votre temps et celui de votre équipe est optimisé. Aux yeux du patient, la configuration est immédiatement rassurante, grâce à tous les meubles rangés soigneusement (et avec une visibilité minimale sur les instruments et le matériel) pour une zone complètement opérationnelle où les meubles répondent aux besoins de l'équipe de soignants.



### **Top qualité**

Matériel et technique de construction de haute qualité grâce à la meilleure tradition du made-in-Italy.

### **Ordre visuel et Opérationnel**

Les meubles Smart Trolley EVO sont conçus pour renvoyer une image professionnelle et fournir un accès immédiat à vos instruments.

### **La clef est la flexibilité**

Travaillez comme vous préférez et en totale liberté de mouvement. Laissez votre environnement s'adapter à vous.

# Mobilier de préparation

## Commençons de la meilleure façon.



**Chaque zone de travail a pour but de mettre à disposition ce dont l'opérateur a besoin, de manière répétée et indépendante.**

Tout trouve sa place sur le Smart Trolley Intra-opérateur. Quand il n'est pas utilisé, tout se trouve à l'intérieur, et quand il est utilisé, c'est à dire ouvert, il devient un instrument indispensable.

- Tous les instruments et le matériel nécessaires sont prêts et organisés de manière logique.
- Garantit un contrôle de tout ce qui est utilisé.
- Facile à bouger et à déplacer, confort maximum.

# intra.electro.post.



**Organisez  
votre espace  
de travail**



**Le modèle Smart Trolley Intra s'enrichit d'une version à 4 tiroirs, et d'un bras porte plateau, rétractable et orientable, qui permet d'approcher de la zone de traitement, du côté assistant, des instruments et consommables, pouvant être utilisés éventuellement pendant l'acte chirurgical ou le soin dentaire, évitant des mouvements inutiles et offrant un gain de temps important.**

## **Tiroirs modulables avec espace pour les instruments et le matériel**

- Les instruments sont tous rangés et disposés de manière logique.
- Organisation du travail.

## **Plateau de support pour les instruments**

- Peut être utilisé comme chariot pour tous les usages.
- Confort de travail pour le personnel.

## **Flexibilité de travail**

- Peut être configuré selon vos envies pour une fonctionnalité maximale.
- Confort de travail pour le personnel et flexibilité de travail maximale.

# Meuble électromédical

## Travaillons de la meilleure manière.




### La quantité d'instruments électromédicaux que le personnel dentaire utilise pendant les interventions dentaires est conséquente.

La solution est le Smart Trolley Électromédical qui, grâce à son système d'alimentation centralisé, à sa modularité et à sa possibilité d'accueillir les pédales de commandes encombrantes, devient un élément central fonctionnel et organisationnel indispensable.

- Il permet facilement aux moteurs chirurgicaux, piézos, et autres instruments d'avoir leur place.
- Garantit un contrôle simple de l'intégration des pédales de commande et permet une vision directe sur le panneau de commande.
- Il cache les câbles et renvoie une image d'ordre et de propreté.

# intra.electro.post.

Panneau avant  
amovible



Le maximum  
de la  
flexibilité



## Parois arrière avec espace pour les câbles

- Les câbles ne pendent pas et cela renvoie une image d'ordre et de propreté.
- Image clinique.

## Supports pour les poches de sérum physiologique

- Parfaite intégration avec les instruments dynamiques liés à la chirurgie.
- Confort de travail pour le personnel.



## Étagères inclinables

- Vue directe sur le tableau de bord des instruments.
- Confort de travail pour le personnel.
- Étagères inclinables à taille réduite mais plus d'espace pour accueillir de plus gros moteurs.

# Meuble post opératoire

## Terminons le travail de la meilleure manière.



### Pour réduire le temps et rationaliser la gestion des déchets et du matériel contaminé, nous avons développé le Smart Trolley Post opératoire

Grâce à son bac de décontamination incorporé et à ses compartiments de collecte séparée, le Smart Trolley postopératoire représente le centre de collecte et de tri du matériel infecté.

- Collecte séparée des instruments à usage unique et potentiellement contaminés.
- Immersion en pré-désinfection des instruments chirurgicaux et cassettes usagées.
- Optimisation du flux de la clinique grâce à l'image impeccable qui est renvoyée au patient.
- Gestion parfaite des flux des instruments et optimisation de la disponibilité de la salle de chirurgie.

# intra.electro.post.



Sécurité et  
fonctionnalité



## Réservoir de 9 litres pour contenir les solutions désinfectantes

- Prédésinfection immédiate des instruments et des cassettes chirurgicales utilisées.
- Efficacité fonctionnelle.

## Poubelle séparée pour traitement des déchets

- Élimination des produits à usage unique potentiellement contaminés.

## Réservoir de 9 litres et poubelle séparée

- Évacuation progressive et simultanée des instruments contaminés utilisés en chirurgie.
- Préparation simple de la salle pour la prochaine intervention.

# Complète au mieux le fonctionnement de votre espace.



## Unité évier-distributeur avec réservoir en acier inoxydable et ouverture au genou Intégration parfaite et praticité

Productivité et efficacité grâce à l'optimisation des nombreux "gestes simples" que nous répétons maintes fois en une journée. Grâce à l'unité évier-distributeur, l'équipe dentaire dispose d'un complément efficace du système de meubles SmartTrolley Evo et peut compter sur:

- Accès facile aux instruments à usage unique et à leur recyclage quand ils sont utilisés.
- Accès facile à la poubelle avec une ouverture "au genou".
- Haute qualité du mitigeur, des instruments et des normes de constructions pour un minimum d'entretien et pour simplifier l'assainissement.

+plus.



Efficacité  
dans tout



### Évier en acier inoxydable apposé avec rebord

- Allie les qualités hygiéniques de l'acier avec la fonctionnalité du plateau laminé à haute résistance.
- Esthétique et simplicité d'assainissement.

### Poubelle avec commande au genou

- Grand compartiment facilement accessible pour maintenir l'ordre tout en travaillant rapidement.
- Ouverture à pression.

### Distributeur pour matériel à usage unique

- Boîtiers personnalisables pour vos instruments à usage unique quotidiens.
- Trois fentes avant et accès inférieur pour les serviettes et les verres.

# Qu'y a-t-il de nouveau? Qu'y a-t-il de mieux?



## Coulisses HQ avec tiroir amovible



Grande fluidité et mécanisme Soft Close (rabat final amorti du tiroir). Les coulisses sont testées en usage continu, à travers des cycles d'ouvertures et de fermeture à une fréquence de 7 cycles par minute. De tels tests garantissent le fonctionnement des coulisses pour 60.000 cycles, soit un usage continu supérieur à 20 ans.


## Roues de haute qualité



Roues pivotantes, très fluides avec frein de stationnement. Montées sur roulement à billes avec une résistance de charge de 100 kg, grâce à leur grand diamètre (100 mm) elles sont en mesure de surmonter des obstacles tels que, fuites, zones de jonction à différentes hauteurs, petits obstacles.

# Plus sûres pour une utilisation en dentisterie

## Peinture antibactérienne



La peinture, élément final d'un processus de production de haute qualité, est effectuée avec des poudres époxy antibactériennes.

La peinture à la poudre époxy est testée et certifiée avec des tests de résistance stricts (rayure et chute accidentelle d'objets) afin de garantir l'intégrité d'usage. De plus, la haute qualité des peintures utilisées empêche la décoloration causée par l'action des rayons UV. Cette peinture protège la structure contre les substances agressives et empêche la décoloration de la surface.





# Données techniques

MO065STY

## Smart Trolley Intra opératoire



- Tiroir supérieur: conteneur bas à 8 compartiments
- Tiroir intermédiaire: conteneur haut à 4 compartiments
- Tiroir inférieur sans compartiments pour rangement du matériel



MO068STY

## Smart Trolley Intra opératoire 4 tiroirs avec plateau pivotant

- 2 tiroirs conteneur bas à 8 compartiments
- 2 tiroirs conteneur haut à 4 compartiments





MO070STY

## Intra 4 tiroirs sans plateau pivotant

MO066STY

## Smart Trolley Électromédical

- 2 étagères inclinables
- Supports pour poches de solution saline
- kit d'électrification



# Données techniques


MO067STY

## Smart Trolley **Post opératoire**

- Tiroir supérieur: 1 bac de 9 litres avec couvercle
- Tiroir inférieur: 1 porte-déchets + 2 conteneurs déchets tranchants


MO804STY

## Conteneur déchets tranchants



MO033TY

## Parking pour 3 Smart Trolleys



MO034STY


## Parking pour 2 Smart Trolleys

MO036STY

## Parking pour 4 Smart Trolleys


MO009STY

## Dispenser




MO008STY

## Lavabo **sur pied**



MO007STY

## Lavabo **suspendu**



# Smart Trolleys Evo

## les meubles intelligents

FR   
3<sup>ème</sup> Édition

Un concept révolutionnaire de rangement des unités  
de travail créées pour répondre à vos demandes



Notre entreprise pour un  
**AVENIR DURABLE**



Scannez  
le QR et  
téléchargez  
la brochure



**Tecno-Gaz S.p.A.**

[www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia  
Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - [www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)  
Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Tous droits réservés à Tecno-Gaz S.p.A. Nous nous réservons la possibilité de modifier des images ou des contenus sans obligation de préavis.  
Tecno-Gaz S.p.A. décline toute responsabilité pour tout dommage découlant d'une absence ou d'une inexactitude des informations fournies dans  
le présent document. Les images utilisées dans le présent document sont données seulement à titre d'illustration.

