



Smart Trolley Evo i mobili intelligenti

L'evoluzione nell'arredamento clinico.
Unità operative nate per agevolare le vostre esigenze.

ST Evo
SMART TROLLEY



**Sono così
intelligenti
che sanno...**

Smm



art. ...come farvi
guadagnare
tempo.



Quality & Design
MADE IN ITALY

Smart Trolley Evo. L'evoluzione dell'operatività quotidiana grazie alla nuova linea di mobili professionali per l'odontoiatria. Ancora più efficienti. Ancora più... smart.


Adattabilità. La chiave dell'evoluzione.

Il progetto Smart Trolley Evo nasce per rendere i processi lavorativi facili ed efficaci. L'evoluzione implica la trasformazione dei mobili che vengono percepiti come semplici contenitori, in veri e propri dispositivi operativi al 100%. Il grande plus è quello dell'«adattività» dei trolleys, a vantaggio dell'operatività dell'odontoiatra che può muoversi in modo funzionale progettando i dispositivi più adatti alle sue esigenze personalizzando le configurazioni.



Smart Trolley Evo. L'arredamento tecnico evoluto al servizio della vostra efficienza.





Smart.

Con pochi e semplici gesti la vostra area operativa si trasforma. Grazie agli Smart Trolley EVO il vostro lavoro è flessibile, efficiente e produttivo. Il vostro tempo e quello del vostro staff è ottimizzato. L'impatto visivo per il paziente è di un ambiente ordinato, pulito, con tutto lo strumentario riposto negli appositi vani e non visibile. Tutte le configurazioni agevolano l'operatività e le esigenze dell'equipe odontoiatrica.



Qualità Top

Materiali e tecniche costruttive di alta qualità derivati dalla migliore tradizione del Made in Italy.

Ordine visivo ed operativo

I mobili Smart Trolley EVO sono pensati per dare un look professionale e consentire l'accesso immediato ai vostri strumenti.

La chiave è la flessibilità

Lavorate in modo funzionale e nella totale libertà di movimento. Lasciate che sia il vostro ambiente ad adattarsi a voi.

Mobile intra-operatorio. Iniziamo nel modo migliore.



**La strumentazione medica deve essere accessibile
nel corso delle procedure operatorie.**

- Permette che tutta la strumentazione ed il materiale necessario per l'intervento siano preparati ed organizzati in modo logico.
- Garantisce controllo di tutto ciò che viene utilizzato.
- Facile da spostare e da muovere, massima comodità.

intra.elettro.post.



Organizzate il vostro spazio operativo



Il modello Smart Trolley Intra si arricchisce di una versione a 4 cassetti con un braccio a vassoio retrattile e rotante, che consente di avvicinare all'area di trattamento dal lato dell'assistente strumenti e materiali di consumo, utilizzabili durante l'intervento chirurgico/odontoiatrico, evitando spostamenti inutili risparmiando tempo e risorse.

Cassetti modulari con spazio per strumenti e materiale

- Gli strumenti sono tutti ordinati e disposti in maniera funzionale.
- Professionalità organizzativa.

Vassoio appoggio strumenti

- Con funzione di servomobile a tutti gli effetti.
- Comodità di lavoro per tutti gli operatori.

Flessibilità organizzativa

- Può essere configurato secondo le proprie esigenze per la massima funzionalità.
- Comodità di lavoro per il personale e massima flessibilità organizzativa.

Mobile Elettromedicale. Lavoriamo nel modo migliore.




Gli strumenti elettromedicali che lo staff odontoiatrico utilizza durante gli interventi, devono essere necessariamente accessibili.

La soluzione Smart Trolley Elettromedicale con il suo sistema di alimentazione centralizzato e la sua modularità ha la possibilità di accogliere ingombranti pedaliere di comando.

- Permette l'accessibilità ai motori chirurgici, piezo ed altri strumenti.
- Garantisce controllo semplice e integrazioni di pedali di comando e permette la visione diretta dei pannelli di controllo.
- Nasconde i cavi e trasmette immagine di ordine e pulizia.

intra.elettro.post.

Pannello
frontale
asportabile



Il massimo
della
flessibilità



Parete posteriore con spazio per i cablaggi

- I cavi non pendono e si trasmette sensazione di ordine e pulizia.
- Si configura un assetto clinico.

Supporti per le sacche fisiologiche

- Integrazione perfetta con gli strumenti dinamici legati alla chirurgia.
- Comodità di lavoro per gli operatori.

Mensole orientabili

- Visione diretta sul pannello di comando degli strumenti.
- Ripiani inclinabili di dimensioni ridotte, spazio più ampio per accogliere motori più grandi.

Mobile post-operatorio. Terminiamo il lavoro nel modo migliore.



Per ridurre i tempi e rendere funzionale la gestione dei rifiuti e del materiale contaminato abbiamo sviluppato Smart Trolley Post-operatorio.

Smart Trolley post-operatorio, grazie alla vasca di decontaminazione e agli scomparti di raccolta differenziata rappresenta l'hub di raccolta e smistamento del materiale infetto.

- Raccolta differenziata di prodotti monouso utilizzati e potenzialmente contaminati.
- Immersione in predisinfezione degli strumenti e cassette chirurgiche usate.
- Ottimizzazione del flusso della clinica mediante immagine di sicurezza che si trasmette al paziente.
- Perfetta gestione degli strumenti e dei flussi di lavoro e dei processi lavorativi.

intra.elettro.post.



Sicurezza e
funzionalità



Vasca 9 litri per inserire soluzione disinfettante

- soluzione disinfettante
- Predisinfezione immediata degli strumenti e cassette chirurgiche utilizzati.
- Efficacia funzionale.

Gestione sicura dei rifiuti. Contenitori per riciclaggio e raccolta differenziata

- Eliminazione dei prodotti monouso potenzialmente contaminati.

Contenitori per raccolte differenziate

- Evacuazione progressiva e simultanea degli strumenti contaminati impiegati in chirurgia.
- Facile preparazione della sala per l'intervento successivo.

Completa al meglio l'operatività del tuo spazio.



Gruppo lavello-dispenser con vasca in acciaio inox a filo e apertura a ginocchio. Perfetta integrazione e praticità.

Produttività ed efficienza derivano dall'ottimizzazione dei tanti "gesti semplici" che si ripetono molte volte al giorno. Grazie al gruppo lavello-dispenser l'equipe odontoiatrica dispone di un efficiente completamento del sistema di mobili SmartTrolley Evo e può contare su:

- Facile accesso ai materiali monouso e al loro ripristino quando esauriti.
- Facile accesso al vano gettarifiuti con apertura "a ginocchio".
- Alta qualità del miscelatore, dei materiali e degli standard costruttivi per ridurre la manutenzione e semplificare la sanificazione.

+plus.



Efficienza in
ogni dettaglio



Lavello acciaio inox applicato a filo ripiano

- Combina le qualità igieniche dell'acciaio con la funzionalità del piano in laminato ad alta resistenza.
- Estetica e facilità di sanificazione.

Portarifiuti a ginocchio

- Ampio vano facilmente accessibile per mantenere ordine mentre si lavora rapidamente.
- Apertura a pressione.

Dispenser per materiali monouso

- Alloggiamenti personalizzabili per i prodotti monouso di uso quotidiano.
- Tre feritoie frontali e accesso inferiore per tovaglioli e bicchieri.

Cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di meglio?

Guide HQ con cassetto staccabile



Elevata scorrevolezza e meccanismo Soft Close (richiamo finale ammortizzato del cassetto). Le guide sono testate in uso continuo attraverso cicli di apertura e chiusura con una frequenza di 7 cicli per minuto. Tale test garantisce le funzionalità delle guide per 60.000 cicli pari ad un uso continuo superiore a 20 anni.

Ruote di alta qualità



Ruote girevoli, ad alta scorrevolezza con freno di stazionamento. Montate su cuscinetti a sfere con resistenza al carico di 100 Kg. Grazie al grande diametro (100mm) sono in grado di superare ostacoli quali: fughe, aree di congiunzione fra diverse pavimentazioni, piccoli ostacoli.

Più sicuri per l'utilizzo in ambienti odontoiatrici

Verniciatura antibatterica



La verniciatura, elemento finale di un processo produttivo di alta qualità, è effettuata con polveri epossidiche antibatteriche. La verniciatura a polveri epossidiche è testata e certificata con rigide prove di resistenza (graffio e caduta accidentale di oggetti) per garantirne l'integrità d'uso. Inoltre l'alta qualità delle vernici utilizzate evita la decolorazione determinata dall'azione dei raggi UV. Tale verniciatura protegge la struttura da sostanze aggressive e scongiura la decolorazione superficiale.





Dati tecnici

MO065STY

Smart Trolley Intra operatorio



- Cassetto superiore: bacinella bassa 8 scomparti
- Cassetto intermedio: bacinella alta 4 scomparti
- Cassetto inferiore grande per stoccaggio materiale



MO068STY

Smart Trolley Intra-operatorio 4 cassette con vassoio retraibile e regolabile

- 2 cassette bacinella bassa 8 scomparti
- 2 cassette con bacinella alta 4 scomparti





MO070STY

Intra 4 cassette con vassoio retraibile e regolabile

MO066STY

Smart Trolley Elettromedicale

- 2 Piani inclinabili
- Supporti sacche fisiologica
- kit elettrificazione



Dati tecnici


MO067STY

Smart Trolley Post operatorio

- Cassetto superiore:
1 vasca 9lt con coperchio
- Cassetto inferiore: 1 porta rifiuti
+ 2 contenitori rifiuti taglienti


MO804STY

Contentore rifiuti taglienti




MO033TY

Parking per 3 Smart Trolley



MO009STY

Dispenser



MO034STY


Parking per 2 Smart Trolley

MO036STY

Parking per 4 Smart Trolley


MO008STY

Lavabo con base



MO007STY

Lavabo pensile



Smart Trolley Evo i mobili intelligenti

IT 
3ª Edizione

L'evoluzione nell'arredamento clinico.

Unità operative nate per agevolare le vostre esigenze.



La nostra azienda per un
FUTURO SOSTENIBILE



Scansiona il
QR Code
e scarica
la Brochure



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia

Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Tutti i diritti sono riservati a Tecno-Gaz S.p.A. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno-Gaz S.p.A., non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.



www.tecnogaz.com

