

RIUNITI DENTALI

DENTAL UNITS

UNIDAD DE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO



TYGI

Cartella colori

Color chart

Tabla Colores

TYGI

Cartella colori

Color chart

Tabla Colores




30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46




50



51



52




53



54



55



57




58



59



60



61



62

Composizione

Peso ca. 610 g/m² copertura PVC
540 g/m² PEF/ Viscosa jersey

Composition

Weight ca. 610 g/m² PVC coatingca.
540 g/m² PEF/ Viscose jersey

Composición

Peso ca. 610 g/m² tapicería PVC
540 g/m² PEF/ Viscosa

Caratteristiche

- Simil pelle
- Morbido
- Elastico
- Anti graffio
- Non abrasivo
- Di lunga durata
- Fiamma ritardante
- Secondo mvss 302/en 1021-1 2
- Resistente ai disinfettanti*
- Resistente uv
- Resistente all'acqua salata

Characteristics

- Leather-like
- Soft
- Elastical
- Scratch-proof
- Non-abrasive
- High durability
- Flame retardant
- Acc.To mvss 302/en 1021-1 2
- Resistant to disinfectants*
- Uv-resistant
- Saltwater resistant

Características

- Imitación Piel
- Suave
- Elástico
- Resistente al rayado
- No abrasivo
- De larga duración
- Retrasa la acción del fuego
- Según MVSS 302/EN 1021-1 2
- Resistente a los desinfectantes
- Resistente UV
- Resistente al agua salada

Pulizia e Disinfezione

La poltrona può essere pulita con detersivi di uso comune. È necessario prestare attenzione che gli agenti pulenti non penetrino nella poltrona. Pulire con un panno dopo aver lavato. In caso di contaminazione accidentale della simil pelle della poltrona con materiale biologico come il sangue, pulire e disinfettare con disinfettanti ad effetto antivirale come INCIDIN FOAM di HENKEL - ECOLAB.

Cleaning and Disinfecting

The chair can be cleaned by means of common detergents. It is necessary to take care that the cleaning agents should not penetrate into the chair. Wipe off thoroughly after washing! When the leatherette of the chair is contaminated with biological material accidentally, mainly with blood, clean and disinfect the chair by means of common disinfecting agents with antiviral effect, e.g. INCIDIN FOAM by the firm HENKEL - ECOLAB.

Limpieza y desinfección

El sillón tiene se limpia con detergentes de uso común. Es importante que los agentes limpiadores no penetren en el interior del sillón. Limpiar con un pañuelo después de lavar. En caso de contaminación accidental de la imitación de piel con sangre o material biológico, limpiar y desinfectar con detergentes antivirales como INCIDIN FOAM de HENKEL - ECOLAB.

Attenzione!

Il rivestimento della poltrona non deve essere pulito con agenti ad effetto dannoso per la similpelle:

- acetone
- tricloro
- percloro
- alcol (contenuto sopra 10%)
- agenti pulenti abrasivi
- agenti liquidi brillantanti

Caution!

The chair upholstery must not be cleaned with agents with detrimental effect on the leatherette structure:

- acetone
- trichloro
- perchloro
- alcohol (alcohol content over 10%)
- abrasiv cleaning agents
- liquid polishing agents

Atención!

La tapicería del sillón no debe limpiarse con agentes que dañan la imitación de piel:

- acetona
- tricloro
- percloruro
- alcohol (contenuto >10%)
- agentes limpiadores abrasivos
- agentes líquidos abrillantadores