



# KyriEvo

**La solución para  
una sala de cirugía multidisciplinar**



# KyriEvo

**La solución para  
una sala de cirugía  
multidisciplinaria**



  
Qualité & Design  
**MADE IN ITALY**

# Sala de cirugía integrada y multidisciplinaria.

## Espacio de trabajo digital


### Requisitos

gestionar de forma eficaz el intercambio de información, facilitar el procedimiento diagnóstico y satisfacer las necesidades en términos de fabricación de productos.

### Soluciones

Puesta en marcha de tecnologías integradas y de un marco operativo flexible.





## Espacio de esterilización

### Requisitos

Incrementar la productividad mediante la reducción de los tiempos muertos y la asignación al personal de tareas con un mayor valor añadido.

### Soluciones

Puesta en marcha de ciclos de esterilización rápidos («FAST») gracias a los autoclaves de nueva generación y las cubas multifuncionales.



## Espacio de trabajo polivalente

### Requisitos

Garantizar la flexibilidad necesaria para la disponibilidad de los instrumentos y la gestión del ciclo de lavado «Limpio/ Sucio».

### Soluciones


Kyri Evo  
Kyri Cart  
Smart Trolley Evo  
Mesa puente

# Flexibilidad operativa en las clínicas dentales.

Ergonomía

Multidisciplinariedad

Organización



## Tecnología.


Kyri Evo es la solución flexible que satisface todas las necesidades de la clínica dental moderna.



# Kyri Evo:

## La referencia en términos de polivalencia.

Un sistema multifuncional con capacidad de adaptación a las necesidades operativas del día a día.



## Kyri Evo. Las posiciones.

Sentado



Fowler



Trendelenburg



Mesa de operaciones

Altura regulable desde 50 hasta 81 cm





# Sistema integrado.



Recepción

Cirugía

Endodoncia

Higiene

Emergencia

Implantología

Prótesis

# Kyri Evo: con características únicas.

**Riel de fijación para el reposabrazos y los accesorios** (rieles desmontables por petición previa)

Brazo de aspiración



**Bloqueo de seguridad** para el reposapiernas

**Memorias programables por el operador** que permiten un posicionamiento automático del sillón



**Estructura del respaldo más fina** que facilita el posicionamiento de las piernas del dentista

## El sillón multifuncional

El sillón multifuncional Kyri Evo se ha diseñado, creado, desarrollado y fabricado siguiendo los consejos y las opiniones de cirujanos-dentistas de renombre que se enfrentan cada día a las limitaciones ergonómicas e higiénicas así como al estrés del paciente. Los 4 motores existentes permiten ajustar la posición para alcanzar la mayor comodidad del paciente.

Reposacabezas con  
alzador para **posición  
pediátrica**



**Kyri Evo está disponible  
en 20 colores nuevos**  
con tapicerías confort y  
estándar.



**Respaldo envolvente**  
para un mejor soporte  
de los brazos y las  
lumbares

Tapicería sin  
costuras para una  
**higiene máxima**

**Reposa piernas elevado**



**Reposacabezas 3D**  
el reposacabezas  
orbital garantiza la  
comodidad de los  
pacientes durante  
la cirugía lateral

**La altura mínima de 50 cm**  
facilita el acceso incluso  
para las personas con  
movilidad reducida

**Nuevo brazo de aspiración**  
Utilización ambidiestra.  
Posibilidad de colocar  
hasta 3 instrumentos. Filtro  
de fácil acceso para su  
limpieza. Versión de pared  
disponible.



**Reposabrazos  
desmontable  
y rotatorio**



# Kyri Evo: Una clínica con imagen profesional.


El sillón que satisface las necesidades específicas de cada disciplina dental.



## Ideal para todos

Kyri Evo es la elección perfecta para todos los profesionales del sector dental. Polivalente, ergonómico e integrado, supera las todas expectativas, ya que ofrece una experiencia de trabajo muy superior a la propuesta por una unidad dental tradicional. Kyri Evo es la mejor opción para las clínicas dentales modernas que desean maximizar su rendimiento mediante la optimización del modo operativo.


# Kyri Evo: Ergonomía operativa.



## Comodidad y ergonomía para el personal

El diseño del sillón dental Kyri Evo se ha centrado en la ergonomía y la comodidad del paciente. Gracias a sus funciones ajustables y a su amplia gama de posiciones, garantiza una postura óptima para el dentista y una experiencia confortable para el paciente. La mejora de la ergonomía contribuye también a reducir el cansancio durante los tratamientos prolongados, lo que se traduce en una mayor eficacia y precisión del tratamiento.

# El sùmmum de la ergonomía para procedimientos de alto nivel.



## Todo a la vista.

Kyri Evo cambia radicalmente el concepto de espacio de trabajo. El dentista puede posicionarse en modo cirugía sin perder de vista la boca del paciente y teniendo a mano todo el instrumental necesario con movimientos de 1ª, 2ª y 3ª clase.

# Kyri Evo: Trabajo a cuatro y seis manos.



## **Una libertad de movimiento máxima sin restricciones.**

La accesibilidad extrema que ofrece el sillón Kyri Evo permite organizar el trabajo a 4 y 6 manos de forma muy sencilla gracias a los dispositivos KyriCart, Smart Trolley Evo y Mesa puente.

# La solución Kyri Evo.

## Una sala de cirugía multidisciplinar.

### Kyri DSS

Aspiración quirúrgica



### Kyri Cart

Carro de instrumentos



KyriEvo



### ErgoSeat

Asiento ortopédico profesional







**ST Evo**  
SMART TROLLEY

## Smart Trolley Evo

Línea de mobiliario profesional  
para el sector dental



## Orion línea para cirugía

Lámparas dentales LED




Orion DS



Orion Tech



Orion Light



## Kyri Bridge

Mesa puente



# La solución Kyri Evo. Organización del espacio de trabajo.



# La solución Kyri Evo. Gestión de los flujos.

1

## La recepción

La sala pluridisciplinar está configurada para recibir al paciente en un espacio que mantiene el instrumental oculto. De esta forma, se reduce el impacto emocional.



2

## Utilización

El dentista y su personal auxiliar pueden utilizar libremente los Smart Trolley Evo, el carro y el equipo de sedación MasterFlux Smart en función de sus necesidades.



3

## Esterilización

Una vez finalizada la intervención, el Smart Trolley Evo se desplaza a la sala de esterilización para el tratamiento de los instrumentos y la eliminación del material desechable.



4

## El carro vuelve con instrumental limpio y reabastecido con nuevo material desechable

De esta forma, el Smart Trolley intra-operatorio se puede utilizar para el reabastecimiento con instrumentos del almacén.



La gestión de los flujos de trabajo en el seno de la clínica dental se simplifica considerablemente gracias a la movilidad de los equipos complementarios Carro de Kyri, Smart trolley Evo y Mesa puente.

# Smart Trolley Evo: una imagen de orden y limpieza.

Una sala con características específicas, ordenada y equipada con material y dispositivos profesionales permite instalar al paciente cómodamente en un entorno agradable.



# Smart Trolley Evo: un sistema modulable, racional y dinámico.



# intra.electro.post.



## Libertad de movimiento y gestión de los flujos

Smart Trolley Evo. La evolución de los procesos cotidianos gracias a la nueva línea de mobiliario profesional para el sector dental. Más eficaz. Más inteligente... La flexibilidad es la clave. Trabajar de forma funcional con una libertad de movimiento total. Lograr que el entorno se adapte a usted.

# Iluminación quirúrgica

## Orion DS

Lámpara LED de doble función para iluminar durante las intervenciones quirúrgicas y dentales. Cuenta con 30 reflectores elípticos divididos en 6 módulos de 5 LED cada uno para alcanzar una intensidad lumínica de 140 000 lux. Área iluminada circular de 24 cm y elíptica, de 20×14 cm.



### Intensidad lumínica

de 40.000 a 140.000 Lux

### Temperatura de color

4.500°K y 5.000°K

### Área iluminada

Circular 24 cm  
Elíptica 20×14 cm

## Orion Light

La más ligera y manejable. Presenta una doble función para iluminación en intervenciones quirúrgicas y dentales. Intensidad lumínica de 140 000 lux con un área iluminada circular de 24 cm y elíptica de 20×14 cm. Esto permite desplazar la boca del paciente sin necesidad de manipular la lámpara.



### Intensidad lumínica

de 40.000 a 140.000 Lux

### Temperatura de color

4.500°K y 5.000°K

### Área iluminada

Circular 24 cm  
Elíptica 20×14 cm

## Orion Tech

Orion Tech es una lámpara quirúrgica diseñada específicamente para el sector dental que cuenta con todas las prestaciones necesarias para el tratamiento odontológico.



### Intensidad lumínica

de 40.000 a 130.000 Lux

### Temperatura de color

4.500°K y 5.000°K

### Área iluminada

Circular 27 cm  
Elíptica 20×14 cm

# Aspiración quirúrgica

## Kyri DSS

Gracias a la movilidad de Kyri DSS se puede colocar el brazo de aspiración más cerca y mejor en el espacio de trabajo. Además, facilita la limpieza en la sala de esterilización. Cuando no se utiliza, el aspirador se puede guardar bajo la superficie de trabajo.



## Brazo de aspiración

Versión sillón o pared



## Kyri Cart

Kyri Cart ofrece un alto grado de personalización. Sus 5 compartimentos para instrumental permiten multitud de configuraciones. La configuración de base (jeringa, turbina, motor y ultrasonidos) puede combinarse con un micromotor para cirugía.



## Kyri Mesa puente

Carro de instrumental móvil para implantología y cirugía. Representa un elemento natural de unión y de comunicación entre el dentista y su auxiliar. El auxiliar posiciona los instrumentos según la secuencia predeterminada y el médico los utiliza progresivamente.

## Ergoseat

Asiento ortopédico profesional con sistema de movimiento compensado entre el asiento y el respaldo que permite una posición activa en todo momento y evita lesiones posturales.



## Tecno Stool

Taburete tipo silla

Asiento auxiliar



## La solución para una sala de cirugía multidisciplinar.



MTGZD0359 Rev. 00/11/2023 GraphoServiceParma



**Kyri Evo**

Scan the QR to  
download the  
PDF brochure



Nuestra empresa para un  
**FUTURO SOSTENIBLE**



Escanea  
el QR y  
descarga el  
folleto



### Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy

Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - [www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061



[www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)

