

*UNITÀ DI TRATTAMENTO
ODONTOIATRICO*



TYGI **100**

- Accessibile, senza compromessi
- Versatile ed affidabile
- Pronto ad accompagnarvi nel lavoro quotidiano



TYGI

I riuniti costruiti attorno alle
vostre esigenze. *Costruiti per voi.*



NOI COSTRUIAMO, GLI ALTRI ASSEMBLANO.

STUDIAMO, PROGETTIAMO E PRODUCIAMO OGNI COMPONENTE.
ALL'INTERNO DELLO STESSO STABILIMENTO. ASSEMBLIAMO
E TESTIAMO TUTTO PER GARANTIRE UN PRODOTTO UNICO, DURATURO
E CHE RISPETTI LE VOSTRE ESIGENZE.

Il mondo odontoiatrico si sta evolvendo e con esso si evolve il modo di concepire gli spazi e l'operatività. Il paziente è sempre più esigente e merita attenzioni particolari. Il professionista odontoiatrico svolge attività specialistiche e per farlo ha bisogno del massimo delle performance dal proprio ambiente operativo.



100% Factory made.



100% Struttura Plastic Free Logic

Struttura **100%**



Plastic Free Logic



100% Materiali nobili.



Materiali nobili

I riuniti Tecno-Gaz serie Tygi sono realizzati con la logica Plastic Free, ovvero con l'utilizzo di materiali di alto valore ed elevata compatibilità con gli ambienti operativi odontoiatrici:

- **Poliuretani**
- **Varie leghe di Alluminio**
- **Acciaio**
- **Ceramiche**
- **Vetro**

Ecologico

L'uso di materiali nobili è stato anche ispirato da criteri di rispetto ambientale. Al termine del suo ciclo di vita la quasi totalità del riunito può essere riciclata.

Unici.

Come le vostre esigenze.

Strumenti che ispirano il vostro successo



TYGI **100**

TYGI **300^{evo}**

TYGI **500^{evo}**

Nessun compromesso su tutta la gamma.

I riuniti Tecno-Gaz TYGI sono gli unici che vi offrono il massimo della qualità indipendentemente dal modello che scegliete.



TYGI **100**

Come scegliere il vostro riunito ideale?

Vi stiamo presentando un prodotto di alta qualità. **Qualità che si manifesta sotto diversi aspetti. Materiali, struttura, funzionalità e supporto.**

Ogni aspetto che analizzeremo vi parlerà di eccellenza.

Nella scelta di un prodotto si possono valutare molti aspetti. Sicuramente **trovare il prodotto che soddisfa le vostre esigenze è un aspetto fondamentale e irrinunciabile.**

Perché i dettagli fanno la differenza e determinano **un prodotto unico e di qualità.** Avere la possibilità di scegliere è sempre meglio che doversi adattare. **Noi vi diamo la possibilità di scegliere.**

IL PRODUTTORE È FONDAMENTALE
SCEGLIETE LA FILOSOFIA DELLA QUALITÀ TOTALE

STRUTTURE PLASTIC FREE. MATERIALI NOBILI. MASSIMA COMPETENZA E ATTENZIONE
ALLE ESIGENZE DEI PROFESSIONISTI DELL'ODONTOIATRIA. SCEGLIETE CHI CONOSCE IL
VOSTRO MONDO E PUÒ ASSICURARVI UN REALE RITORNO DELL'INVESTIMENTO

PRETENDETE CARATTERISTICHE DI ALTO LIVELLO
LE VOSTRE PRESTAZIONI NON DEVONO SCENDERE A COMPROMESSI

CARATTERISTICHE UNICHE DANNO VITA AD UN PRODOTTO
IN GRADO DI AGEVOLARE E MIGLIORARE IL VOSTRO LAVORO

- **Poltrona con posizioni memorizzabili:** per garantire la massima ergonomia operativa.
- **Unità dentista con minimo 5 alloggiamenti per strumenti:** per una configurazione veramente personalizzata.
- **Lampada a LED:** no touch con intensità e temperatura del colore regolabile. La scelta giusta per tutelare i vostri occhi e lavorare con la luce migliore.
- **Sistema di disinfezione** degli strumenti integrato: per la massima tutela dei pazienti e dello staff.
- **Gruppo idrico con bacinella rotante:** per la massima comodità del paziente.
- **Alimentazione autonoma agli strumenti:** per una totale autonomia operativa.

FATTI GUIDARE DALLA TUA ERGONOMIA

LA VOSTRA ERGONOMIA E IL VOSTRO MODO UNICO
DI LAVORARE NON DEVONO AVERE LIMITI. SCEGLIETE
LIBERAMENTE COME LAVORARE AL MEGLIO


A voi la scelta.

Struttura **100%**
PFL
Plastic Free Logic



I riuniti odontoiatrici non sono tutti uguali. **La logica con la quale scegliete il vostro riunito deve rispondere alle vostre esigenze operative.** Ed è per questo che vi diamo la possibilità di decidere l'allestimento che meglio si adatta alle vostre necessità.

L'acquisto di una apparecchiatura elettromedicale richiede di avere al proprio fianco aziende in grado di accompagnare, supportare e tutelare l'utilizzatore nel tempo attraverso **un sistema integrato di servizi in grado di garantirvi l'eccellenza: la vostra.**



Modello B: poltrona a sollevamento con braccio pantografato



Modello L: poltrona a sollevamento a colonna

SCEGLI IL MODELLO ALLESTITO SECONDO LE ESIGENZE GIUSTE PER TE

PERCHÉ L'ESIGENZA CLINICA GOVERNA LA SCELTA DEL PRODOTTO GIUSTO



5
SUPPORTO

IL PRODOTTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA SERVIZI PRE E POST VENDITA CHE GARANTISCANO NEL TEMPO LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Scegli liberamente *l'ergonomia che preferisci*

Dotazioni di serie su entrambi gli allestimenti:

- Poggiatesta orbitale 3D System
- Bracciolo sinistro
- 10 memorie
- Plastic Free
- Sistema antisvestimento
- Easy Fit



TYGI **100B**



La poltrona modello **B** con meccanismo di sollevamento a pantografo **garantisce un'ottima operabilità**. Grazie al disegno rastremato del basamento rende piacevole ed efficiente il lavoro dello staff odontoiatrico.

Scegliete in base al vostro modo di lavorare.

La scelta di un riunito non dovrebbe dipendere da fattori economici. È necessario guidare la scelta prima di tutto in base ai criteri operativi.

L'operabilità
prima di tutto



TYGI **100L**



La poltrona modello **L** con meccanismo di sollevamento verticale offre una grande facilità di accesso all'operatore ed allo staff e grazie ad una superficie di appoggio a terra, ridotta al minimo, rende l'ambiente facilmente igienizzabile.

TYGI **100B**

Prima di tutto,
le vostre *esigenze*.



Il paziente va accolto nell'area operativa senza generargli stress o tensioni, ed è opportunamente necessario offrirgli **un impatto visivo piacevole** in grado di aiutarlo nel superare le ancestrali paure legate all'intervento odontoiatrico. Grazie all'estrema precisione di accoppiamenti di materiali **TYGI100 offre: linee pulite, massima igienizzabilità, massima complanarità delle superfici grazie alla riduzione delle fessure.**



Qualità dei
materiali



Precisione degli
accoppiamenti



Massima
igienizzabilità



Riduzione
delle infezioni
crociate

Benefit
Massimo spazio
di accesso per
l'assistente



Benefit
Line morbide
e pulite



Benefit
Massima stabilità con una
superficie a terra ridotta al
minimo in grado di garantire
la massima operatività per
tutto lo staff



TYGI **100B**

Iniziare bene.
Il primo passo
per il successo.

Benefit

Bacinella rotante manuale
per il massimo comfort
anche per pazienti con
scarsa mobilità



3D LOCK
SYSTEM

Benefit

Rivestimento posteriore dello schienale
con **imbottitura** per aumentare il
comfort dell'operatore

Benefit

Poltrona con sistema "**Anti-Undress**" per la
prevenzione dello svestimento del paziente



Benefit

Lampada operatoria Xenos Led a tenuta stagna
(8.000/30.000 Lux) con temperatura del colore (5.500°K)
e snodo sferico. Accensione e regolazione "no touch"

Benefit

Struttura esterna riunito
PFL "Plastic Free Logic"
in materiali poliuretanici
ad alta densità verniciati

Struttura **100%**

PFL

Plastic Free Logic



Benefit

Freno manuale



Benefit

Unità dentista a **5 strumenti**
con braccio autobilanciato



**Ampia escursione operativa
su entrambi i modelli**

Ampia escursione operativa: da
una altezza **minima di 39 cm** per far
accomodare **bambini ed anziani**, ad una
massima di 79 cm per lavorare sempre
con il paziente nella giusta posizione



Benefit

10 memorie
programmabili

TYGI 100L

Comodità ed ergonomia come piace a voi.



Anche TYGI100L risponde ai requisiti di accoglienza garantendo **un impatto piacevole al paziente, mantenendo inalterate le caratteristiche costruttive** proprie della linea TYGI100.

Linee pulite, massima igienizzabilità, massima complanarità delle superfici grazie alla riduzione delle fessure.



Qualità dei materiali



Precisione degli accoppiamenti



Massima igienizzabilità



Riduzione delle infezioni crociate

TYGI100L caratterizzato dal sistema di sollevamento **Lift è stato studiato per offrire massima comodità per il paziente ed eccezionale accessibilità per lo staff odontoiatrico.** Inoltre la ridotta superficie di appoggio a terra garantisce la massima igienizzabilità degli ambienti operativi.



Benefit

Poltrona sollevata a grande escursione per la massima accessibilità dell'operatore.

TYGI 100^L

Esigenze in evoluzione.
Soluzioni evolute.

Benefit

Bacinella rotante manuale per il massimo comfort anche per pazienti con scarsa mobilità



Benefit

Rivestimento posteriore dello schienale con imbottitura per aumentare il comfort dell'operatore

Benefit

Poltrona con sistema "Anti-Undress" per la prevenzione dello svestimento del paziente



Benefit

Lampada operatoria Xenos Led a tenuta stagna
(8.000/30.000 lux) con temperatura del colore (5.500°K)
e snodo sferico. Accensione e regolazione "no touch"

Benefit

Struttura esterna riunito
PFL "Plastic Free Logic"
Poliuretani ad alta
intensità verniciati

Struttura **100%**

PFL

Plastic Free Logic



Benefit

Freno manuale

Benefit

Unità dentista a **5 strumenti**
con braccio autobilanciato



Benefit

10 memorie
programmabili



**Ampia escursione operativa
su entrambi i modelli**

Ampia escursione operativa: da una altezza
minima di **39 cm** per far accomodare **bambini ed**
anziani, ad una **massima di 79 cm** per lavorare
sempre con il paziente nella giusta posizione

TYGI **100**

Accessibilità.
Operatività.
Tutto al massimo.



Operare a 6 mani
Facile. *Facilissimo.*

+ Grande accessibilità
per il lavoro a 4 e 6 mani.

+ Facile accessibilità
per l'assistente



Iniziare bene,
continuare *meglio*.

TYGI **100**



Regolazione indipendente degli spray

Per la gestione di **ogni esigenza clinica**.



Maneggevolezza degli strumenti

Attraverso un sistema di bilanciamento che **compensa il peso degli strumenti non gravando sul polso dell'operatore**



Grande stabilità accompagnata ad un'estrema mobilità

Favorisce i movimenti di posizionamento della tavoletta da parte dell'operatore **eliminando movimenti indesiderati di ritorno**.



Tavoletta operatore

Tavoletta operatore a 5 posizioni completamente configurabili, bacchette reggistrumenti ad alta flessibilità e caratterizzate da carico di trazione neutro.



Benefit
Comandi
sottomembrana
Soft Touch

Supporto strumenti
sterilizzabile in autoclave

Coprimaniglia asportabile
ed autoclavabile

Portatray

Estraibile in acciaio inossidabile.

Design lineare a pratico grazie al quale può essere facilmente rimosso e pulito.

*Agevola il lavoro delle assistenti,
aumenta il comfort del paziente.*

TYGI **100**

Tavoletta assistente

La tavoletta strumenti offre una elevata possibilità di personalizzazione **grazie a 3 alloggiamenti per strumenti con possibilità di aggiunta di un modulo opzionale.**



Benefit

tutto sotto controllo
e a portata di mano





Gruppo idrico

Entrambi i modelli TYGI 100B e TYGI 100L sono forniti con un gruppo idrico di grande qualità e con un piacevole design. La bacinella è pivotante e permette quindi il massimo comfort anche a pazienti con limitata mobilità ed è compatibile con gli strumenti assistente.



Benefit

Bacinella per risciacquo completamente **scomponibile ed asportabile** per una perfetta igienizzazione.

Benefit

Facilmente accessibile per pazienti **destrorsi e mancini**.



Bacinella rotante ergonomica

Personalizzate
il vostro *successo*



3DLOCK
SYSTEM


Poggiatesta orbitale DI SERIE

Grazie all'articolazione tridimensionale sferica garantisce libertà assoluta di **posizionamento**, favorendo il corretto orientamento del capo del paziente.



Bracciolo destro OPTIONAL

Per migliorare il comfort del paziente





Infinite combinazioni di colore
grazie ad una tabella
con più di 30 colori

Xenos, lampada LED odontoiatrica. La massima qualità è di serie.

Xenos - Dental LED light

La lampada LED Xenos è stata disegnata appositamente per soddisfare **le esigenze dell'odontoiatria moderna**. Grazie ad un'intensità regolabile fra **8.000 e 30.000 Lux**, Xenos è l'alleato ideale durante le pratiche odontoiatriche. Illumina perfettamente il campo operatorio **enfaticizzando tutti i dettagli del cavo orale**. La temperatura di colore 5.500 °K fornisce una luce morbida e neutrale.

Completamente stagna, igienizzabile, evita il flusso "camino" degli spray.

3DSYSTEM



Snodo sferico

3DSYSTEM



Possibilità di orientare la lampada in qualsiasi direzione vi occorra. La regolazione su **3 assi** consente di inclinare la calotta e **indirizzare la luce con la massima semplicità**.



La lampada Xenos è dotata di un sistema no-touch che ne permette **l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità con un semplice gesto della mano**.

Temperatura colore

5.500 °K

Intensità luminosa

8.000 → 30.000 Lux

Comode impugnature ambidestre



Copriimpugnature asportabili, sostituibili ed autoclavabili



Sistemi di controllo a piede? Scegliete il più consono *alle vostre esigenze.*

UNO

Sistema di azionamento "orizzontale" in grado di controllare tutte le funzioni della poltrona e dell'unità. **Estremamente stabile e, grazie all'archetto superiore, facile nella gestione operativa.**



Controllo dell'intero riunito

Polifunzionale con reostato e comandi poltrona memorie comprese. **Possibilità di gestire flussi acqua e aria, e tutti gli strumenti montati a bordo del riunito.**

NOK

Per chi prediligesse un sistema ad azionamento "verticale" è disponibile una pedaliera in grado di controllare tutte le funzioni della poltrona e dell'unità.

Estremamente stabile e, grazie all'archetto superiore, facile nella gestione operativa.



Sistema di igienizzazione

Garantisce pulizia e disinfezione continua.



Efficace e costante controllo del rischio biologico

Sistemi di controllo del rischio biologico

- IDS Instruments Disinfection System
- SWS Separate Water Supply



Sistema di disinfezione

Sistema IDS "Instrument Disinfection System" semiautomatico per la prevenzione delle contaminazioni crociate di manipoli e turbine.

Sistema di disinfezione per strumenti rotanti



Attivazione a portata di mano

Tramite un comodo pulsante **posizionato nella parte posteriore della tavoletta operatore**, è possibile azionare il sistema di igienizzazione.



Filtro antilegionella

Filtro antilegionella con prefiltro modello Water Safety (optional).

TYGI 100 *adatto ad ogni situazione*

Trattare tutti i tipi di pazienti

Grazie ad una portata massima di 200 kg **trattare pazienti bariatrici** non sarà più un problema.



L'unico Lift che non necessita di fissaggio a terra

Tygi100 L rappresenta un modello unico nel suo genere. Infatti è l'unico Lift che non richiede alcun tipo di fissaggio. **Dispone di un basamento che lo rende autoportante e allo stesso tempo stabile.**



Dettagli di qualità



Materiali solidi

Ogni singolo segmento è caratterizzato da una attenta ricerca sui materiali da utilizzare.

Logica Plastic Free e un alto livello di stabilità. Vi accorgete immediatamente di avere davanti a voi **un prodotto di qualità.**



Sistema antisvestimento

Poltrona ad alte prestazioni con sistema "AU Anti Undress". Dotata, di serie, di sistema di protezione della tappezzeria zona piedi.



Imbottitura morbida

Presente nella parte posteriore dello schienale per il **massimo comfort dell' operatore.**

TYGI 100

Optional



Accessorio di protezione

Ideale per evitare danneggiamenti accidentali della zona della seduta determinati dal paziente.



Cuscino per pazienti pediatrici

Cuscino per pazienti pediatrici che agevola i trattamenti sui pazienti più piccoli.



Montaggio monitor multimediali

Possibilità di montaggio di monitor multimediali con braccio di supporto dedicato antirotazionale .

Riuniti TYGI con seduta Ergoseat: benessere ed efficienza

Seggiolino o seduta ortopedica professionale personalizzata?

Le sedute utilizzate dagli operatori in odontoiatria, sono una componente importante per l'ergonomia operativa, per questo devono permettere di avere una perfetta ergonomia corporea. Infatti **una buona ergonomia evita danni che possono essere causati da comportamenti non corretti conseguenti all'utilizzo di tecnologie inadeguate.**



Seduta passiva

La seduta passiva su un sedile piatto porta il bacino ad essere ruotato all'indietro provocando un appiattimento della curva lombare.



Seduta attiva

La seduta attiva su di un sedile piatto fa sì che il bacino sia mantenuto in posizione neutra. Questo richiede una costante azione di contrazione dei muscoli della schiena che tendono ad affaticarsi rapidamente.



Seduta scompensata

Nella seduta scompensata il bacino è ruotato anteriormente per effetto di un sedile regolato troppo angolato o per difetti congeniti e ciò è causa di lordosi e posture anomale.



Seduta passiva
con sgabelli
tradizionali



Seduta attiva
con ErgoSeat



Dotazioni

✓ Standard ★ Optional

Caratteristiche strutturali	Tygi 100B	Tygi 100L
Struttura esterna riunito PFL "Plastic Free Logic" in materiali poluretani ad alta densità verniciati	✓	✓
Verniciatura UVP "UV Proof" antinvecchiamento delle superfici	✓	✓
Sistemi controllo infezioni		
Sistema semiautomatico IDS "Instrument Disinfection System" per la prevenzione delle contaminazioni crociate di manipoli e turbine	✓	✓
Sistema SWS "Separate Water Supply" per l'alimentazione autonoma agli strumenti	✓	✓
Sistema di disinfezione per strumenti rotanti	★	★
Sistema Antilegionella mod. Water Safety	★	★
Poltrona		
Poltrona DM20 "Double Memory System" con 10 memorie (5 x 2 operatori)	✓	✓
Poltrona B Type sistema sollevamento a pantografo	✓	✗
Poltrona L Type sistema sollevamento Lift	✗	✓
Seduta, schienale, poggiatesta privi di cuciture	✓	✓
Poltrona con sistema "Anti-Undress" per la prevenzione dello svestimento del paziente	✓	✓
Grande escursione per la massima accessibilità dell'operatore	✓	✓
Pedana di supporto poltrona autoportante	✓	✓
Sistema di sicurezza antischiacciamento	✓	✓
Rivestimento posteriore dello schienale con imbottitura per il comfort dell'operatore	✓	✓
Bracciolo lato sinistro	✓	✓
Bracciolo lato destro	★	★
Cuscino per bambini	★	★
Protezione tappezzeria zona piedi	✓	✓
Protezione tappezzeria zona seduta	★	★
Poggiatesta 3D System su snodo sferico orbitale	✓	✓
Seduta e schienale larghi	★	★

Lampada operatoria	Tygi 100B	Tygi 100L
Lampada operatoria Xenos Led (8.000/30.000 lux) con temperatura colore (5.500°K) e snodo sferico a tenuta stagna	✓	✓

Unità dentista	Tygi 100B	Tygi 100L
Unità dentista a 5 strumenti con braccio autobilanciato	✓	✓
Tray in acciaio connesso all'unità dentista Tygi 100: 290x370 mm	✓	✓
Braccio con freno manuale	✓	✓

Unità assistente	Tygi 100B	Tygi 100L
Unità assistente a 3 alloggiamenti con 2 cannule aspirazione chirurgica	✓	✓
Modulo aggiuntivo per unità assistente	★	★

Gruppo idrico e bacinella	Tygi 100B	Tygi 100L
Gruppo idrico Lux con bacinella rotante manuale	✓	✓
Palo lampada antirotazionale per connessione monitor multimediali	★	★
Predisposizione per aspirazione ad anello umido	✓	✓
Boiler per il riscaldamento acqua al bicchiere	★	★
Valvola selezione cannula di aspirazione	★	★

Pedaliera	Tygi 100B	Tygi 100L
Pedaliera UNO multifunzionale ergonomica integrata ad azionamento orizzontale	✓	✓
Pedaliera NOK multifunzionale ergonomica integrata ad azionamento verticale	★	★

Dati tecnici e dimensioni



Parametri tecnici	Tygi 100B	Tygi 100L
Alimentazione	230 V \pm 10%	230 V \pm 10%
Frequenza	50 Hz \pm 2%	50 Hz \pm 2%
Pressione di alimentazione dell'aria	da 0,45 a 0,8 MPa	da 0,45 a 0,8 MPa
Pressione di alimentazione dell'acqua	da 0,3 a 0,6 MPa	da 0,3 a 0,6 MPa
Escursione della poltrona	390 \pm 10 mm ÷ 790 \pm 20 mm	390 \pm 10 mm ÷ 795 \pm 20 mm
Massimo carico	235 kg (comprese unità connesse)	200 kg
Livello sonoro	max. 54 dB	max. 54 dB

A richiesta possono essere forniti:

- Unità per operatori mancini
- Unità a cordoni pendenti



STRUTTURE AL SERVIZIO DEI CLIENTI TECNO-GAZ

Nessuno può darvi tutto questo

Creare SERVIZI e SUPPORTI territoriali è la strategia su cui TECNO-GAZ sta investendo tempo e risorse. Crediamo sia determinante *avvicinarsi* ai clienti e poter dare loro massimo supporto, vicinanza operativa, consulenza e supporti tecnici, commerciali, finanziari. L'efficienza è assolutamente subordinata alla vicinanza territoriale, per questo motivo abbiamo creato strutture in grado di affiancarVi giornalmente nel Vostro lavoro quotidiano. Acquistare un prodotto TECNO-GAZ, vuol dire avere a fianco una struttura commerciale e tecnica, in grado di darVi presenza e disponibilità.

Nascono così tre strutture di riferimento :

CONSULENTI TECNICO COMMERCIALI TECNO -GAZ

Struttura aziendale nazionale, specializzata su tutte le linee di prodotto, nata per dare consulenza e supporto agli studi odontoiatrici.



TECNO-GAZ-STORE

Le uniche strutture commerciali autorizzate alla vendita di TUTTI i prodotti TECNO-GAZ. Presso i loro showroom potrete visionare i prodotti ed avere le migliori condizioni di acquisto



TECNO-GAZ S.A.R.

Strutture di assistenza e servizi post-vendita a copertura nazionale, in grado di erogare qualsiasi tipo di montaggio, assistenza, manutenzione, consulenza tecnica.





Nati per garantire tutela giuridica ed efficienza tecnica

Centri TECNO-GAZ S.A.R

Installazione, manutenzione e controllo dei dispositivi

Secondo la definizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 ("Attuazione della direttiva 93/42/CEE"), tutte le apparecchiature utilizzate in ambito odontoiatrico rientrano nei dispositivi medici.

In base alla Direttiva 93/42CEE e al Dlgs 81/2008, nel momento in cui questi dispositivi vengono immessi sul mercato, devono mantenere inalterate nel tempo le proprie prestazioni e il loro standard di sicurezza.

Tali attività devono essere eseguite da tecnici autorizzati e qualificati dal produttore o da un suo delegato, i quali hanno assunto particolari competenze specifiche seguendo corsi formativi, durante i quali hanno preso conoscenza di tutte le indicazioni.

I Tecno-Gaz S.A.R. assicurano:

- a.** *rispetto normativo della direttiva 93/42*
- b.** *rispetto del DLGS 81/2008*
- c.** *mantenimento della garanzia e della responsabilità a carico del produttore*
- d.** *inappellabilità copertura assicurativa*

L'intervento eseguito da persone non abilitate, prefigura la manomissione e addossa al proprietario del bene ogni responsabilità giuridica conseguente.



Servizi esclusivi per i clienti Tecno-Gaz

PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONE

Dovete aprire una nuova struttura o rinnovarla?

Forniteci la vostra planimetria in DWG e provvederemo alla stesura di un progetto tecnico-ergonomico, con particolare attenzione all'operatività e all'efficienza della struttura.



RENDERING

Volete "vedere" come sarà la vostra struttura futura?

Sviluppiamo sulla base del progetto un rendering completo della struttura e avrete così la possibilità di poterla visionare anticipatamente.

SERVIZI COMMERCIALI



CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE

I nostri specialisti vi affiancheranno per personalizzare le configurazioni di ogni prodotto, adeguarlo alle vostre esigenze.



RITIRO E VALUTAZIONE USATO

Attraverso la struttura dei TECNO-GAZ Store valutiamo e ritiriamo le vostre vecchie apparecchiature.



SERVIZI FINANZIARI

Attraverso la struttura dei TECNO-GAZ Store siamo in grado di valutare ogni vostra esigenza e gestire i percorsi finanziari più adeguati alle vostre esigenze: leasing, finanziamenti, renting, ecc...



Per la tutela dei propri clienti, TECNO-GAZ S.p.A. ha creato un **network** di centri territoriali sparsi su tutto il territorio italiano, denominati Tecno-Gaz S.A.R. in grado di erogare assistenza, supporto e garantire il rispetto normativo.

SERVIZI TECNICI



MONTAGGI CERTIFICATI

Come richiesto dalle direttive e leggi vigenti, la nostra struttura TECNO-GAZ SAR può eseguire **montaggi certificati**, con il rilascio di apposito certificato da esibire alle autorità di controllo.



COLLAUDI

Possiamo eseguire **collaudi pratici**, con apparecchiature certificate e rilasciare attestati di idoneità



SCOLARIZZAZIONI

Come richiesto dalle direttive e leggi vigenti, siamo in grado di eseguire **scolarizzazioni in loco o differite con sistemi di videoconferenza**, che vengono certificate attraverso apposito attestato.

SERVIZI PERSONALIZZATI



ABBONAMENTI ANNUALI

Abbonamenti annuali per la gestione di assistenza programmata, manutenzioni ordinarie, manutenzioni straordinarie.



UNITÀ DI TRATTAMENTO
ODONTOIATRICO

TYGI 100



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391
info@tecnogaz.com

www.tecnogaz.com

Tutti i diritti sono riservati a Tecno- Gaz S.p.A. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno- Gaz S.p.A., non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

