

PTE Professional Technical Equipment
PTE Professionelle Technische Einrichtung

SmartTrolleys

A REVOLUTIONARY FURNITURE CONCEPT
OPERATING UNITS CREATED AROUND YOUR NEEDS

EIN REVOLUTIONÄRES EINRICHTUNGSKONZEPT
BETRIEBSEINHEITEN, DIE IHREN ANFORDERUNGEN GERECHT WERDEN



- **Created to make work easy and productive**
Für mühelose und effiziente Arbeitsabläufe
- **From containers to 100% operational devices**
Von Behältern zu Geräten 100% einsatzbereit
- **Suitable for all clinics: can be easily integrated and configured**
Für alle Praxen geeignet: leicht integrierbar und konfigurierbar

A NEW COPERNICAN REVOLUTION REACHES YOUR SPACE

EINE NEUE KOPERNIKUSREVOLUTION FÜR IHREN RAUM

The dental world is evolving and with it the way of designing space and operations. The patient is increasingly demanding, and deserves, special attention. The dental professional performs specialist activities and needs maximum performance from his operating environment.



Die zahnmedizinische Welt entwickelt sich, und mit ihr das Konzept von Raum und Effizienz. Der Patient wird immer anspruchsvoller und verdient besondere Aufmerksamkeit. Der Zahnarztprofi leistet Facharbeit und benötigt hierzu einen Arbeitsraum mit einem Höchstmaß an Leistung.

FUNCTIONAL OPERATING
UNITS THAT **REVOLVE**
AROUND YOUR NEEDS

BETRIEBSEINHEITEN,
DIE UM IHRE
ANFORDERUNGEN KREISEN



A REALLY SIMPLE AND YET *GENIUS IDEA*

DIE IDEE IST WIRKLICH EINFACH, *JEDOCH GENIAL*

Created to make work
easy and productive
from the container to the operating device

Für *mühelose und
effiziente* arbeitsabläufe
vom behälter zum einsatzbereiten gerät



Professional

Working in the best possible way, with the highest concentration and the certainty of being able to reach your true potential. All the tools at your disposal, all the equipment ready to follow you, just when you need them.

Professionell

Auf bestmögliche Weise arbeiten, mit höchster Konzentration und der Sicherheit, Ihr Potential ausschöpfen zu können. Alle Instrumente stehen zur Verfügung, die Ausrüstung ist genau dort, wo Sie gebraucht wird.

Versatile

Everything can change, everything does change. Even your needs and the way you designed your work environment. So the space must be able to adapt, grow, change according to your ideas and opportunities.

Vielseitig

Alles kann sich ändern, alles ändert sich. Auch Ihre Bedürfnisse und die Art, wie Sie Ihren Arbeitsbereich konzipiert haben. Aus diesem Grund muss der Raum sich Ihren neuen Ideen und Möglichkeiten anpassen können, er muss wachsen und sich ändern dürfen.

Modular

Modularity and organisation of space according to personal needs, clinical needs and patient perception.

Modular

Kombinierbarkeit und Raumorganisation entsprechen dem eigenen Bedarf, den klinischen Ansprüchen und den Wahrnehmungsbedürfnissen des Patienten.

Ready to grow with you

The innovative idea that we wanted to use in our design involves conceiving of the space and all the supporting structures in an organic and dynamic manner. For us, the furniture, treatment unit and devices should not limit the growth potential of the studio, but function as flexible resources. The environment we have in mind must adapt both to changing opportunities that arise over time, as well as to the urgent daily needs in dental practices. Everything without limits, without being an obstacle and maximising the talent of the professional.

Bereit, mit Ihnen zu wachsen

Die innovative Idee, die unserem Projekt zugrunde liegt, ist die einer organischen und dynamischen Konzeption des Raums und daher aller Ablagestrukturen. Für uns dürfen die Ausstattung, die Behandlungseinrichtungen und alle Geräte kein Hindernis für das Wachstumspotential der Praxis darstellen, sondern eine flexible Ressource. Den Raum, den wir im Sinn haben, muss sich den im Laufe der Zeit ergebenden veränderbaren Möglichkeiten und den täglich dringenden Bedürfnissen anpassen, die sich in der Zahnmedizin ergeben. Das Ganze ohne Grenzen zu setzen, ohne ein Hindernis darzustellen, jedoch mit der maximalen Hervorhebung des Profitalents.



You are starting to understand
its potential, aren't you?

Verstehen sie allmählich um
welches potential es geht?

Suitable for *all* clinics

First impressions and the first moments of any work represent the most important time for the patient and the operator. From the first moments, the levels are set for tension and the relative quality of the dental procedure to follow. A clinically welcoming environment **provides the patient with a positive experience** and the dentist with unprecedented ergonomic operation.

Für *alle* Praxen geeignet

Die ersten Augenblicke ab Beginn des Eingriffs stellen für den Patienten und den Bediener den wichtigsten Moment dar, da der Spannungsgrad und die entsprechende Qualität der nachfolgenden zahnärztlichen Erfahrung davon abhängen. Ein klinisch behaglicher Bereich **bietet dem Patienten eine positive Erfahrung** zu und garantiert dem Zahnarzt unübertroffene operative Ergonomie.



The patient is welcomed to the operating area without generating stress or tension. **A non-traumatic visual impact**, that can help your patients overcome the age-old fear of dental surgery, is both necessary and appropriate. Clean lines, no "looming" device, maximum order, maximum harmony, hygiene and the highest quality perception.

Der Patient muss im Arbeitsbereich empfangen werden, ohne dass ihm Stress oder Spannungen vermittelt werden, und es ist notwendig, ihm **einen nicht traumatisierenden visuellen Eindruck** zu bieten, um ihm bei der Überwindung seiner Urängste vor dem zahnärztlichen Eingriff zu helfen. Saubere Linien, keine "drohenden" Geräte, höchste Ordnung, Harmonie, Hygiene und Qualitätswahrnehmung.



as they can be easily integrated
and are *fully configurable*

Denn sie sind leicht integrierbar und
komplett konfigurierbar



Visual cleanliness
maximum linearity

Easy to clean
and sanitise

Maximum flexibility
for any treatment

Visuelle Sauberkeit
höchste Linearität

Leicht zu reinigen
und zu desinfizieren

Höchste Flexibilität
für alle Behandlungen

From passive element
to *active element*,
from container to
operating device

Vom passiven Element
zum *aktiven Element*,
vom Behälter zum *Gerät*



Tray compartments
Tablett mit Gehäuse

Rear handpiece
Hintere Handgriff



When proceeding with operations, the studio is transformed, everything assumes the correct functional position and ergonomics takes over. At this time, the patient is put at complete ease and the dental staff can work with the highest concentration to achieve the goal.

Wenn es zum Operieren kommt, verwandelt sich die Praxis, alles rückt in die korrekte und funktionelle Position und die Ergonomie wird vorrangig. In diesem Moment wird dem Patienten eine unübertroffene Bequemlichkeit reserviert und das zahnärztliche Team kann mit höchster Konzentration arbeiten.



From cost to *value*

The environment, spaces and each individual component of the operating room have a specific purpose in line with the needs of dental staff. Plus, each device is designed to provide patients with a positive experience featuring absolute comfort.

Von Unkosten zum *Wertezentrum*

Die Umgebung, die Räume und alle Komponenten des Operationssaals haben einen bestimmten, den Bedürfnissen des zahnärztlichen Teams entsprechenden Zweck. Zudem sind alle Vorrichtungen dazu geplant, dem Patienten eine positive und komfortable Erfahrung zu bieten.

The ergonomics of operator movements

Die Ökonomie der Bewegungen des Anwenders

First Class movements of the fingers	Second Class movements of the hands	Third Class movements of the arms	Fourth Class movements of the torso	Fifth Class movements of the body
Erste Klasse Bewegungen der Finger	Zweite Klasse Bewegungen der Hände	Dritte Klasse Bewegungen der Arme	Vierte Klasse Bewegungen des Rumpfes	Fünfte Klasse Bewegungen des Körpers

Everything is designed to
improve the operator's efficiency

Alles wurde für eine verbesserte
Leistungsfähigkeit des Anwenders
konzipiert

Don't furnish your clinic.
Make it productive.

Richten Sie nicht Ihre Praxis ein,
steigern Sie ihre Produktivität

Operating efficiency is the result of planning and the related organisation. A modern dental studio must enhance its operating efficiency to reduce costs and reduce waste. Smart Trolleys make a real contribution to achieving this result. Designed by taking the clinic into account, they transform the furniture, from containers to devices.

Die operative Leistungsfähigkeit resultiert aus der Planung und der entsprechenden Organisation. Eine moderne Zahnarztpraxis muss ihre Leistung steigern, um die Kosten und die Verschwendung zu reduzieren. Die Smart Trolleys stellen eine konkrete Hilfe bei der Verwirklichung dieses Ziels dar. Sie wurden unter Berücksichtigung der klinischen Anforderungen geplant und verwandeln die Behälter in Geräte.



They adapt to existing structures
and immediately make them functional,
efficient and productive

Sie passen sich den bestehenden Strukturen an
und verleihen ihnen umgehend Funktionalität,
Effizienz und Produktivität



"The Trolley" is no longer just a component of visual enhancement to the structure **but an element of organisation, order and efficiency, becoming an asset in daily work.**

"Das Möbel" wertet die Struktur nicht nur ästhetisch auf, sondern **ist ein Element, das der Organisation, Ordnung und Effizienz dient, indem es zum aktiven Teil bei den täglichen Arbeiten wird.**



First welcome, then treat

The patient, when asked to sit in the operating areas, should be in a very neat and clean space. He needs to feel, right from the very beginning, that he is in a facility that put him at the centre of its objectives. Nothing should be visible, but everything should be ready for use.

Erst empfangen, dann behandeln

Der Operationsbereich muss äußerst ordentlich sein und der Patient muss ab dem ersten Augenblick fühlen, dass er sich an einem Ort befindet, der ihn in den Mittelpunkt seiner Ziele setzt. Nichts ist sichtbar, aber alles steht für den Gebrauch bereit.



Maximum modularity

Smart Trolleys are a component of an integrated system that starts from the analysis of the clinical needs of each operating area in order to define the trolley type and the line composition.

Höchste Modularität

Die Smart Trolleys sind Teil eines integrierten Systems, das von der Untersuchung der klinischen Anforderungen jedes Betriebsbereiches ausgeht und bis zur Bestimmung der Art des Trolleys und zur Komposition der Linie reicht.



Your new *team*

Ihr neues *Team*

Intraoperative
Intraoperativ

Electromedical
Elektromedizinisch

Postoperative
Postoperativ



1M "Module 1" and "Module 3" drawers with trays for small parts and instruments

3M Schubladen "Modul 1" und "Modul 3" mit Schalen für Kleinteile und Instrumentation

3M Wide Module 3 for objects and materials
Großer Raum von Modul 3, um Gegenstände und Materialien abzulegen



Two tilting surfaces
with a retaining edge

Zwei neigbare Ablagen
mit Seitenbord

Easily removable foldaway
wiring panel

Verdecktes Paneel für Verkabelung
leicht abnehmbar

Lowered rheostat holder base
with wiring slots

Abgesenkte Rheostat-Halterung
mit Schlitzen für Verkabelung

Retractable cable with pedal control
Aufrollbares Kabel mit Pedalsteuerung



Module 2 drawer with two stainless steel tanks with a cover with an anti-lapping seal

Schublade Modul 2 mit zwei INOX-Schalen und Deckel mit Dichtung gegen Überschwappen

Module 4 drawer with recycling containers

Schublade Modul 4 mit Behältern für die Mülltrennung



Choose our
preconfigured solutions or...

Wählen Sie unsere
vorkonfigurierten Lösungen oder...



Intraoperative Intraoperativ



Any operating area needs to provide operators with what they need, repeatedly and independently. This is all encapsulated in the Intraoperative SmartTrolley: when it is not being used, everything remains hidden inside. When it is in use i.e. when removed from its box, it becomes an indispensable tool.

Jeder Arbeitsbereich muss dem Anwender wiederholt und unabhängig voneinander all das zur Verfügung stellen, was er braucht. All dies findet Platz im Intraoperativen Smart Trolley, der in Ruhestellung in seinem Innern alles verwahrt, sich beim Einsatz jedoch – d.h. bei seiner Entnahme aus der Box – als ein unverzichtbares Instrument erweist.



Electromedical Elektromedizinisch




Dental staff uses a large amount of electromedical tools during dental procedures. **The solution is Smart Trolley Electromedical which, with its centralised power supply system, modularity, the accommodation of bulky pedal commands becomes an indispensable organisational and functional element.**

Die Vielzahl an zahnärztlichen Instrumenten, die vom zahnmedizinischen Team bei Operationen zum Einsatz kommen, ist beachtenswert. **Die Lösung dafür ist der Elektromedizinische Smart Trolley, der mit seiner zentralen Versorgungsanlage, seiner Modularität und der Möglichkeit, sperrige Steuerpedale aufzunehmen, zu einer unverzichtbaren funktionellen und organisatorischen Gelenkeinheit wird.**



Postoperative Postoperativ



To save time and efficiently manage waste and contaminated material, we have developed the Postoperative Smart Trolley. Thanks to its built-in decontamination tank and recycling compartments, it is a hub for the collection and sorting of infected material.

Um die Zeiten zu reduzieren und die Beseitigung von Abfall und kontaminiertem Material rationell zu gestalten, haben wir den Postoperativen Smart Trolley entwickelt, der dank seiner eingebauten Dekontaminierungswanne und den Fächern für die getrennte Müllsammlung zum Hub für die Sammlung und Entsorgung von infiziertem Material wird.

Create your custom-made system
Komponieren Sie ein kundenspezifisches System

...create your Smart Trolley ...gestalten Sie Ihren Smart Trolley



Drawer 1M
Schublade 1M



Drawer 2M
Schublade 2M








Drawer 3M
Schublade 3M



Drawer 4M
Schublade 4M




Tilting surface
Neigbare Ablage



Starting from 5
basic elements

Ab 5
Basiselemente



**CONTACT OUR
EXPERTS**

Our consultants are at your service to offer you solutions suited to your professional needs.

**KONTAKTIEREN SIE
UNSERE FACHLEUTE**

Unsere Berater helfen Ihnen, geeignete Lösungen für Ihre Arbeitsbedürfnisse zu finden.



Integrated service units. *Integrierte Service-Einheiten.*

Floor-mounted
version
Bodenstehende
Version

Suspended
version
Hängende
Version

- Glove dispenser
- Mask dispenser
- Room for detergents
- Glass dispenser



Dispenser
cabinet for
material and
detergents

Material- und
Reinigungsmittelspender



- Handschuhspender
- Maskenspender
- Fächer für Reinigungsmittel
- Glasspender



Basin
Waschbecken



Details are not important. They're everything.
Details sind nicht wichtig! Sie bedeuten alles.



The best materials

The Smart Trolleys are made with electrogalvanised steel sheet with a low carbon content to minimise the risk of superficial perforation corrosion for which they are covered by a 15-year warranty.



Das beste Material

Die Smart Trolleys sind elektrolytisch verzinkte Erzeugnisse aus kohlenstoffarmem Stahlblech, um die Gefahr einer Oberflächenkorrosion auf ein Minimum zu senken und der Gefahr einer durchgehenden Korrosion vorzubeugen. Hierfür beträgt ihre Garantie 15 Jahre.





Antibacterial paint

Painting, which is the final element of a high quality process, is performed with **antibacterial epoxy powder**.

Paint with epoxy powder is tested and certified with strict resistance tests (scratch test and accidental fall of objects) to ensure it remains intact.

Plus, the high quality of the paint used prevents fading due to UV rays. The paint **protects the structure from aggressive substances** as well as protecting the surface from fading.

Moreover, the antibacterial paint ensures bacteria do not spread by **reducing bacteria** respectively by **99.93%** (test performed with Escherichia Coli compared with an inert surface) and by **66,6%** (test performed with Staphylococcus aureus compared with an inert surface).

Antibakterielle Lackierung

Der letzte Schritt eines hochwertigen Herstellungsprozesses ist die **antibakterielle Epoxyd-Pulverlackierung**.

Besagte Lackierung wird mittels strengen Widerstandsprüben (Kratzer und Herunterfallen von Gegenständen) getestet und zertifiziert, um deren Integritätsbedingungen zu garantieren.

Außerdem verhindert die hohe Qualität der verwendeten Lackfarben das durch UV-Strahlen bedingte Abfärben. Diese Lackierung **schützt die Struktur gegen aggressive Substanzen**

und wendet das Abfärben der Oberflächen ab. Zudem hemmt die antibakterielle Lackierung das Bakterienwachstum und **reduziert** es um jeweils **99.93%** (Test mit Escherichia Coli auf einer inerten Oberfläche) und **66,6%** (Test mit Staphylococcus aureus auf einer inerten Oberfläche).



Built-in cable winder

Thanks to this handy system, you can easily rewind the cable at the end of the job.

Integrierte Kabelaufwicklung

Dank dieses bequemen Systems kann das Kabel nach der Arbeit mit nur einer Handbewegung aufgewickelt werden.



Details are not important. They're everything.

Details sind nicht nur wichtig. Sie bedeuten alles.



Efficient expandable structure

The Smart Trolleys are made starting from a structure consisting of basic elements such as the upper shelves, the front panelling and the side guides, which can provide the highest level of customisation for the internal setup.

Ausdehnbarer rationeller Aufbau

Die Smart Trolleys bestehen aus Basiselementen wie oberen Ablagen, Frontpaneel und Seitenschienen, die das Höchstmaß an kundenspezifischer Gestaltung für Inneneinrichtungen bieten.



HQ guides with removable drawer

Featuring a very smooth movement, they are fitted with a Soft Close mechanism with a soft closing action. The guides are tested for continuous use with opening and closing cycles running at a frequency of 7 cycles per minute. This test ensures the guides work for 60000 cycles, equal to continuous use for more than 20 years.

HQ-Schienen mit entfernbarer Schublade

Sie zeichnen sich durch eine hohe Gleitfähigkeit aus und sind mit einem Soft Close Mechanismus ausgestattet (gedämpfter Einzug der Schublade). Die Schienen werden mit 7 Öffnungs- und Schließungszyklen pro Minute auf dauerhaften Gebrauch getestet. Dieser Test garantiert die Funktionstüchtigkeit der Schienen für 60000 Zyklen, d.h. für einen Gebrauch von mehr als 20 Jahren.



High quality wheels

Swivel TENTE wheel, great smoothness with parking brake. They are mounted on ball bearings with a load resistance of 100 kg. Thanks to their large diameter (100 mm) they can overcome obstacles like tile joints, joints between floors, small obstacles.




Hochwertige Räder

Drehbares TENTE Rad, mit hoher Gleitfähigkeit und Feststellbremse. Die Räder sind auf Kugellager mit Lastwiderstand von 100 kg montiert. Dank des breiten Durchmessers (100 mm) können sie Hindernisse wie Fugen, Verbindungsbereiche zwischen verschiedenen Fußböden und kleine Hemmnisse überwinden.



Foldaway handpiece holder

Handpiece holder table with three foldaway sections to ensure you always have what you need within easy reach, with the added benefit of "concealing" everything with a simple step.



Standby configuration
Ruhekonfiguration



Operational configuration
Einsatzkonfiguration

Verdeckter Handstückhalter

Halteplatte für Handstücke mit drei verdeckten Aufnahmen, mit der Sie alles griffbereit haben - mit dem Vorteil, alles mit nur einer Handbewegung "verstecken" zu können.

Knobs to adjust
the tilt of the
surfaces

Griffe für die
Neigungseinstellung
der Ablagen



Accessible
wiring panel

Zugängliches Paneel
für Verkabelung

Physiological
pole holder

Smart Trolley Electromedical can be fitted with a physiological pole holder. The perfect surgical trolley by your side at once set up providing operators with anything they need.

Haltestange für
physiologische Lösungen

Der Elektromedizinische Smart Trolley ist mit einer Haltestange für physiologische Lösungen ausstattbar. Ein chirurgischer Wagen an Ihrer Seite, der beim Einsatz alles griffbereit hält.



Cabling. We took care of *everything*.

Kabel. Wir haben an *alles* gedacht.



No-tool removable panels

Contained shape, ample range and the exclusive ball socket joint enable you to always obtain the best and most stable position.

Abnehmbare Paneele no-tool

Aufnahmefähige Form, breite Auslenkung und die exklusive Kugelverbindung gestatten stets die beste und stabilste Positionierung.



Wiring slots

A better position and less muscular stress for the patient results in greater ease for you in doing your work.

Schlitze für die Verkabelung

Eine bessere Position und weniger Muskelstress für den Patienten bedeuten für Sie weniger Mühe.



Fairlead holes with edges

In addition, a correct position reduces the patient's neck pressure, thus increasing postural comfort.

Gebördelte Einführöffnungen für Kabel

Außerdem reduziert eine korrekte Position die Spannungen an der Halswirbelsäule und macht die Körperhaltung komfortabler.



Dream drawers.

Ein *Traum* in den Schubfächern.



Recycling bins

The advantage of being able to throw away what you don't need any more immediately and without having to get up every time. This means you will avoid unnecessarily accumulating material on work surfaces.

Getrennte Müllbehälter

Der Vorteil, Unnützes sofort wegschmeißen zu können, ohne immer aufstehen zu müssen. Das Anhäufen von nutzlosem Material auf den Arbeitsflächen ist somit Vergangenheit.



Trays with compartments

Made with high density technopolymers (1.06 g/ cm³) in accordance with ISO 1183. This feature makes them particularly resistant to wear and ideal for intensive and continuous use.

Aufgeteilte Tableaus

Aus hochdichten Technopolymeren (1.06 g/ cm³) nach der Norm ISO 1183. Diese Eigenschaft macht sie besonders verschleißfest und somit ideal für einen intensiven Dauereinsatz.



Tanks with gasket

Pressed tanks made with AISI 304 18/10 stainless steel with a low carbon content to resist to corrosion and acid aggression of dental disinfectants.

Schalen mit Dichtung

Aus kohlenstoffarmem Edelstahl AISI 304 18/10 formgepresst als Schutz gegen Korrosion und Säureangriffe zahnärztlicher Desinfektionslösungen.



GET RID OF THE OLD WAY OF DESIGNING SPACE. BEFREIEN SIE SICH VOM ALTEN RAUMKONZEPT.

Someone said that, as much as he perfected them, the best candle maker would have never been able to make a light bulb. Basically, they needed a revolution. This is what we did when we thought of the SmartTrolleys. We did not want to improve an existing product, but we radically redesigned the way sector professionals work to make them more productive and efficient.

Jemand sagte, dass der beste Kerzenhersteller niemals imstande gewesen wäre, eine Glühbirne herzustellen, und dies trotz Perfektionierung. Was wir also brauchen ist eine Revolution. Und genau das haben wir entwickelt, als wir an die Smart Trolley dachten. Wir wollten nicht ein bereits bestehendes Produkt verbessern, sondern die Arbeitsweise der Branchenprofis radikal umgestalten, damit sie produktiver und effizienter werden.

From container...
Vom behälter...



...To device
...Zum gerät

A really simple,
but genius idea

Die idee ist wirklich einfach,
jedoch genial

Turn it into *reality*
in your clinic

Lassen sie sie *wirklichkeit*
werden - in ihrer praxis

GET RID OF YOUR OLD EQUIPMENT

BEFREIEN SIE SICH VON IHRER ALTEN EINRICHTUNG

Being less productive represents a cost. One hardly realises it because it seems that a handful of minutes wasted every day are an acceptable damage. It isn't. Every month, every year thanks to the quality of Tecno-Gaz's technical surgical equipment, you can regain productivity and competitiveness and you and your staff will work better as well. **Investing in efficiency and productivity is the only real opportunity to face an increasingly aggressive market.**

Eine geringere Produktivität kostet. Auf den ersten Blick hat man nicht den Eindruck, dass ein Zeitverlust von wenigen Minuten pro Tag einen großen Schaden anrichten kann! Das ist nicht so. Mit der Qualität der medizintechnischen Einrichtung Tecno-Gaz werden Sie monatlich und jährlich Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Und Ihr Team und Sie werden besser arbeiten. **Investitionen in Effizienz und Produktivität sind die einzige reale Chance, um einen immer härter werdenden Markt bewältigen zu können.**



This is the beginning of a new era for technical equipment

Leiten sie eine neue ära für die technische einrichtung ein



IT'S TIME TO GET RID OF TRADITIONAL EQUIPMENT

ES IST NUN AN DER ZEIT, DIE TRADITIONELLEN MÖBEL ZU VERSCHROTEN

CONTACT OUR EXPERTS

Our consultants are at your service to offer you solutions suited to your professional needs.

KONTAKTIEREN SIE UNSERE FACHLEUTE

Unsere Berater helfen Ihnen, geeignete Lösungen für Ihre Arbeitsbedürfnisse zu finden.



PROVIDE US WITH A PLAN
OF YOUR CLINIC WE WILL DESIGN
A CLINIC AROUND YOU!

LIEFERN SIE UNS DEN LAGEPLAN
IHRER PRAXIS WIR PLANEN FÜR SIE
DIE CHIRURGISCHE PRAXIS GENAU NACH IHREN VORSTELLUNGEN!



Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

All rights reserved by Tecno- Gaz S.p.A. Changes to images or the content may be made without prior notice. Tecno-Gaz S.p.A. is not liable for damage resulting from incorrect or incomplete information reported in this document. The images used in this document are for illustrative purposes only.

Alle Rechte sind Tecno-Gaz S.p.A vorbehalten. Bildliche oder inhaltliche Veränderungen sind ohne Vorankündigung der Fa. Tecno- Gaz S.p.A. möglich. Die Firma kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die auf mangelnde oder ungenaue Angaben dieses Dokuments rückführbar sind. Die im vorliegenden Dokument benutzten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

