

*ATP Arredamento
Tecnico Professionale*

Smart Trolleys

UN CONCETTO RIVOLUZIONARIO DI ARREDAMENTO
UNITÀ OPERATIVE NATE PER ASSECONDARE LE VOSTRE ESIGENZE



- Nati per rendere il lavoro facile e produttivo
- Da contenitori a dispositivi operativi al 100%
- Adatti a tutti gli studi: facilmente integrabili e configurabili

NEL VOSTRO SPAZIO ARRIVA UNA NUOVA RIVOLUZIONE COPERNICANA

Il mondo odontoiatrico si sta evolvendo e con esso si evolve il modo di concepire gli spazi e l'operatività. Il paziente è sempre più esigente e merita attenzioni particolari. Il professionista odontoiatrico svolge attività specialistiche e per farlo ha bisogno del massimo delle performance dal proprio ambiente operativo.



UNITÀ FUNZIONALI OPERATIVE
CHE RUOTANO ATTORNO
ALLE VOSTRE ESIGENZE



L'IDEA È DAVVERO SEMPLICE, MA GENIALE

Nati per rendere il lavoro
facile e produttivo
da contenitore a dispositivo operativo



1 Professionale

Lavorare nel modo migliore, con la massima concentrazione sul proprio lavoro e con la certezza di poter operare al meglio delle vostre potenzialità. Tutti gli strumenti a disposizione, tutte le attrezzature pronte a seguirvi proprio dove vi servono.

2 Modulare

Componibilità e organizzazione dello spazio secondo le proprie esigenze e secondo le esigenze cliniche e percettive del paziente.

3 Versatile

Tutto può cambiare, tutto cambia. Anche le vostre esigenze e il modo in cui avete concepito il vostro ambiente di lavoro. Per questo lo spazio deve potersi adattare, crescere, modificarsi, in funzione delle vostre nuove idee e opportunità.

Pronto a crescere con voi

L'idea innovativa che abbiamo voluto mettere nel nostro progetto è quella di concepire lo spazio e quindi tutte le strutture di supporto, in modo organico e dinamico. Per noi l'arredamento, le unità di trattamento e tutti i dispositivi non devono essere un limite al potenziale di crescita dello studio, ma una risorsa flessibile. L'ambiente che abbiamo in mente deve adattarsi tanto alle mutevoli opportunità che nascono col tempo, quanto alle esigenze impellenti che si manifestano quotidianamente nelle pratiche odontoiatriche. Il tutto senza porre limiti, senza essere di ostacolo e valorizzando al massimo il talento del professionista.



State iniziando a capire
le potenzialità, vero?

Adatti a *tutti* gli studi

I **primi istanti** dall'inizio dell'intervento rappresentano per il paziente e per l'operatore il momento più importante poichè da essi dipendono il grado di tensione e la relativa qualità dell'esperienza odontoiatrica che si svolgerà in seguito. Un ambiente clinicamente accogliente offre **un'esperienza positiva al paziente** e garantisce all'odontoiatra una ergonomia operativa senza precedenti.



Il paziente va accolto nell'area operativa senza generargli stress o tensioni, ed è opportunamente necessario offrirgli **un impatto visivo non traumatizzante** in grado di aiutarlo nel superare le ancestrali paure legate all'intervento odontoiatrico. Linee pulite nessun dispositivo "incombente", massimo ordine, massima armonia, massima igiene e massima percezione di qualità.



perché facilmente integrabili e
completamente configurabili



Pulizia visiva
massima linearità

Facili da pulire
e igienizzare

Massima flessibilità
per tutti i trattamenti

Da elemento passivo ad *elemento attivo*, da contenitore a *dispositivo*



Vassoio con alloggiamento

Maniglia posteriore



Quando si passa all'operatività lo studio si trasforma, tutto assume la corretta posizione funzionale e l'ergonomia prende il sopravvento. In questo momento al paziente viene riservata una comodità a lui sconosciuta e lo staff odontoiatrico può lavorare con la massima concentrazione sull'obiettivo.



Da costo a *centro di valore*

L'ambiente, gli spazi ed ogni singolo componente della sala operativa assumono una funzione definitiva coerente alle esigenze dello staff odontoiatrico. Unitamente a ciò ogni dispositivo è pensato per dare un'esperienza positiva al paziente, connotata da un comfort assoluto.

L'economia dei movimenti dell'operatore

Prima Classe movimenti delle dita	Seconda Classe movimenti delle mani	Terza Classe movimenti delle braccia	Quarta Classe movimenti del tronco	Quinta Classe movimenti del corpo
--	--	---	---	--

**Tutto è studiato per migliorare
l'efficienza dell'operatore**

Non arredate lo studio. *Rendetelo produttivo.*

L'efficienza operativa è figlia della pianificazione e della relativa organizzazione. Un moderno studio dentistico deve incrementare la propria efficienza operativa per ridurre i costi e ridurre gli sprechi.

Gli Smart Trolleys rappresentano un concreto aiuto per raggiungere questo risultato. Progettati tenendo in considerazione la clinica trasformano l'arredamento da contenitore a dispositivo.



Si adattano alle strutture esistenti
rendendole immediatamente
funzionali, efficienti e produttive



"Il mobile" non è più un solo componente di valorizzazione visiva della struttura, ma **diviene elemento di organizzazione, ordine ed efficienza, trasformandosi in un tassello attivo nelle pratiche di lavoro quotidiano.**



Prima accogliere, poi curare

Il paziente, quando viene fatto accomodare nelle aree operative deve godere di un ambiente estremamente ordinato e pulito deve percepire fin dal primo momento di essere in una struttura che lo mette al centro dei suoi obiettivi. Nulla deve essere visibile, ma tutto deve essere pronto ad essere utilizzato.



Modularità al massimo

Gli Smart Trolleys sono elemento di un sistema integrato che parte dall'analisi dell'esigenze cliniche di ogni area operativa per arrivare alla definizione della tipologia di trolley ed alla composizione della linea.



La vostra nuova *equipe*

Intraoperatorio



1M

Cassetti "Modulo 1" e "Modulo 3" con vassoi per minuteria e strumentario.

3M

3M

Ampio spazio di Modulo 3 per riporre oggetti e materiali

Elettromedicale



Due ripiani inclinabili con bordo di contenimento



Pannello per cablaggio a scomparsa facilmente asportabile



Base porta-reostato ribassata con feritoie per il cablaggio



Cavo avvolgibile con comando a pedale

Postoperatorio



2M

Cassetto Modulo 2 con due vasche INOX con coperchio con guarnizione anti-sciabordio

4M

Cassetto Modulo 4 con contenitori per la raccolta differenziata



Scegli le nostre soluzioni *preconfigurate* o....



Intraoperatorio



Ogni area operativa ha necessità di mettere a disposizione dell'operatore quanto serve, ripetutamente e indipendentemente. Tutto ciò trova il suo spazio nello SmartTrolley Intraoperatorio che a riposo cela al suo interno tutto quanto, mentre quando è in assetto operativo, cioè estratto dal suo box, diventa un strumento indispensabile.




Elettromedicale



La quantità di strumenti elettromedicali che lo staff odontoiatrico utilizza durante gli interventi odontoiatrici è rilevante. **La soluzione è Smart Trolley Elettromedicale che con il suo sistema di alimentazione centralizzato, la sua modularità e la possibilità di accogliere ingombranti pedalieri di comando, diventa elemento di snodo funzionale ed organizzativo indispensabile.**



Postoperatorio



Per ridurre i tempi e rendere razionale la gestione dei rifiuti e del materiale contaminato abbiamo sviluppato Smart Trolley Postoperatorio che grazie alla sua vasca di decontaminazione incorporata ed agli scomparti di raccolta differenziata rappresenta l'hub di raccolta e smistamento del materiale infetto.

Componi il tuo sistema personalizzato

...crea il tuo smart trolley



Cassetto 1M



Cassetto 2M






Cassetto 3M



Cassetto 4M



Ripiano
inclinabile



A partire da
5 elementi base



CONTATTA I NOSTRI ESPERTI

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per proporvi soluzioni adatte alle vostre esigenze di lavoro.



Unità di servizio *integrate*.

Versione a terra

Versione sospesa



Dispenser materiale e detergenti



- Dispenser per guanti
- Dispenser mascherine
- Alloggiamenti per detergenti
- Dispenser bicchieri



Lavabo



I dettagli non sono importanti. Sono tutto.



I materiali migliori

Gli Smart Trolley sono prodotti in lamiera di acciaio a basso tenore di Carbonio elettrozincati per minimizzare il rischio di corrosione superficiale ed eliminare il rischio della corrosione passante per la quale sono garantiti per 15 anni.





Verniciatura antibatterica

La verniciatura, elemento finale di un processo produttivo di alta qualità, è effettuata con **polveri epossidiche antibatteriche**.

La verniciatura a polveri epossidiche è testata e certificata con rigide prove di resistenza (graffio e caduta accidentale di oggetti) per garantirne l'integrità d'uso.

Inoltre l'alta qualità delle vernici utilizzate ne evita la decolorazione determinata dall'azione dei raggi UV. Tale verniciatura **protegge la struttura da sostanze aggressive** e ne scongiura la decolorazione superficiale. La verniciatura antibatterica, inoltre, garantisce una inibizione della proliferazione batterica con una **riduzione** rispettivamente del **99.93%** (test effettuato con Escherichia Coli in confronto ad una superficie inerte) e del **66,6%** (test effettuato con Staphilococcus aureus in confronto ad una superficie inerte).



Avvolgicavo integrato

Grazie a questo comodo sistema, con un semplice gesto è possibile riavvolgere il cavo al termine del lavoro.



I dettagli non sono importanti. Sono tutto.



Struttura razionale espandibile

Gli Smart Trolleys sono costruiti a partire da una struttura composta da elementi di base come i ripiani superiori, la pannellatura frontale e le guide laterali in grado di offrire il massimo livello di personalizzazione dell'allestimento interno.



Guide HQ con cassetto staccabile

Caratterizzate da una elevata scorrevolezza sono dotate di meccanismo Soft Close (richiamo finale ammortizzato del cassetto). Le guide sono testate in uso continuo attraverso cicli di apertura e chiusura con una frequenza di 7 cicli per minuto. Tale test garantisce la funzionalità delle guide per 60000 cicli pari ad un uso continuo superiore a 20 anni.



Ruote di alta qualità




Ruota TENTE girevole, ad alta scorrevolezza con freno di stazionamento. Montate su cuscinetti a sfere con resistenza al carico di 100 Kg. grazie al grande diametro (100mm) sono in grado di superare ostacoli quali: fughe, aree di congiunzione fra diverse pavimentazioni, piccoli ostacoli.



Porta manipoli a scomparsa

Tavoletta porta manipoli con tre alloggiamenti a scomparsa grazie al quale potrete avere a portata di mano quel che vi serve, con l'ulteriore vantaggio di poter "nascondere" il tutto con un semplice gesto.



Configurazione a riposo



Configurazione operativa

Manopole per la regolazione dell'inclinazione dei piani



Pannello accessibile per cablaggio

Asta porta fisiologica

Smart Trolley Elettromedicale offre la possibilità di essere allestito con asta porta fisiologica. Al vostro fianco il carrello chirurgico perfetto che in assetto operativo rende tutto disponibile all'operatore.



Cablaggi. Abbiamo pensato *a tutto*.



Pannelli asportabili no-tool

Forma contenitiva, ampia escursione e l'esclusivo giunto sferico vi consentono di ottenere sempre il posizionamento migliore e più stabile.



Feritoie per cablaggi

Una posizione migliore e meno stress muscolare al paziente si traducono in più facilità per voi nel praticare il vostro lavoro.



Fori passacavi bordati

Inoltre una corretta posizione riduce al paziente tensioni cervicali incrementando il comfort posturale.

Un sogno nei cassetti.



Getta-rifiuti differenziati

Il vantaggio di gettare nell'immediato e senza dovervi alzare ogni volta ciò che non serve più. Evitando accumuli di materiale inutile sulle superfici operative.



Vasche con guarnizione

Stampate in acciaio inox AISI 304 18/10 a basso tenore di Carbonio per resistere alla corrosione ed all'aggressione acida dei disinfettanti odontoiatrici.



Vassoi compartimentati

Prodotte in tecnopolimeri ad alta densità (1.06 g/cm³) secondo norma ISO 1183. Tale caratteristica le rende particolarmente resistenti all'usura ideali per un uso intensivo e continuato.



LIBERATEVI DEL VECCHIO MODO DI CONCEPIRE LO SPAZIO.

Un tale disse che il migliore tra i produttori di candele, per quanto le avesse perfezionate, non sarebbe mai riuscito a produrre una lampadina. Occorre una rivoluzione, insomma. Questo è ciò che abbiamo realizzato pensando agli SmartTrolley. Non abbiamo voluto migliorare un prodotto esistente, ma abbiamo radicalmente ridisegnato il modo di lavorare dei professionisti del settore per renderli più produttivi ed efficienti.

Da contenitore...



...A dispositivo

L'idea è davvero semplice,
ma geniale

Falla diventare *una realtà*
operativa nel tuo studio

LIBERATEVI DEL VOSTRO VECCHIO ARREDAMENTO

Essere meno produttivi è un costo. Si fa fatica ad accorgersene perchè sembra che qualche manciata di minuti persi ogni giorno sia un danno accettabile. Non è così. Ogni mese, ogni anno grazie alla qualità dell'arredamento tecnico chirurgico Tecno-Gaz potete recuperare produttività e competitività ed inoltre lavorate meglio voi e il vostro staff. **Investire in efficienza e produttività è l'unica reale opportunità per fronteggiare un mercato sempre più agguerrito.**



Inizia una nuova era per l'arredamento tecnico



È ORA DI ROTTAMARE I MOBILI TRADIZIONALI

CONTATTA I NOSTRI ESPERTI

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per proporvi soluzioni adatte alle vostre esigenze di lavoro.



FORNISCICI LA PLANIMETRIA
DEL TUO STUDIO *TI PROGETTEREMO*
LO STUDIO CHIRURGICO SU MISURA PER TE!

