



**La soluzione per
l'odontoiatria multidisciplinare**

Kyri**Evo**



KyriEvo

**studio
integrato
multi
disciplinare**



Qualità & Design
MADE IN ITALY

Soluzioni per la gestione delle aree nello studio odontoiatrico.



Area Workflow digitale



Necessità

Gestire con efficienza lo scambio di dati e favorire le esigenze della fase diagnostica e della produzione dei manufatti.



Soluzioni

Implementazione di tecnologie integrate tra loro e ambienti operativi flessibili.



Area Studio tradizionale




Necessità

Aumentare la produttività riducendo tempi morti e destinando il personale ad attività a maggior valore.



Soluzioni

Implementare soluzioni flessibili per il flusso pulito/sporco e sistemi di sterilizzazione Fast (Multisteril Fast/ Tecno Seal/Onyx B-Europa B Evo).



Area studio polifunzionale

Necessità

Garantire flessibilità nella disponibilità di strumenti e nella gestione del ciclo pulito/sporco.

Soluzioni

Kyri Evo
Kyri Cart
Smart Trolley Evo
Tavolo ponte

Area Sterilizzazione

Necessità

Garantire la produttività necessaria anche in presenza di elevati carichi di lavoro, tempo/operatore.

Soluzioni

Implementare cicli di sterilizzazione FAST col supporto di autoclavi e vasche multifunzione di nuova generazione.

Flessibilità operativa nello studio odontoiatrico.

Ergonomia

Multidisciplinarietà

Organizzazione




Tecnologie.

Kyri Evo è la soluzione flessibile che va incontro a tutte le esigenze del moderno studio odontoiatrico.



Kyri Evo: il cuore della multidisciplinarietà.

Un sistema polivalente pronto ad adattarsi
alle vostre esigenze operative.



Posizioni Kyri Evo

Seduta



Fowler



Trendelenburg



Lettino chirurgico
Altezza regolabile
da 50 a 81 cm



Sistema integrato.



Accoglienza

Chirurgia

Endodonzia

Igiene

Emergenza

Implantologia

Protesi

Kyri Evo: caratteristiche uniche.

Barre per accessori
bracciolo e porta flebo
(asportabili su richiesta)

Braccio
aspirazione



Sicurezza blocco
**antischacciamento
gambe**

Memorie programmabili
dall'operatore che
consentono il posizionamento
automatico della poltrona



**Struttura schienale
assottigliata:** per
facilitare l'ingresso delle
gambe dell'odontoiatra

La poltrona odontoiatrica multifunzionale

La poltrona Kyri Evo è stata progettata, sviluppata e prodotta sulla base dei consigli e dei feedback dei più grandi chirurghi e implantologi dentali, che si confrontano ogni giorno con le insidie ergonomiche, i vincoli igienici e lo stress del paziente. Kyri Evo è dotata di 4 motori che permettono di personalizzare la posizione per un miglior comfort del paziente.

Posizione pediatrica
del poggiatesta con
rialzo pediatrico.



Kyri Evo è disponibile
in 20 nuove colorazioni
con imbottiture
memory e standard



Schienale avvolgente che
consente il supporto dei
gomiti e della parte lombare

Imbottitura **senza
cuciture per la
massima igiene.**

**Sezione gambale
rialzata**



Poggiatesta 3D
Il poggiatesta
orbitale garantisce
comfort ai
pazienti durante
gli interventi
chirurgici laterali

Altezza minima 50 cm che
permette facile accesso anche
ai pazienti con mobilità ridotta

Nuovo braccio aspirazione.

Utilizzo ambidestro.
Possibilità alloggiamento
fino a 3 strumenti.
Filtro facilmente raggiungibile
per le operazioni di pulizia.
Disponibile versione a muro.




**Braccio
asportabile
e ruotabile.**



Kyri Evo: l'immagine professionale del tuo studio.


La poltrona odontoiatrica che risponde
alle esigenze specifiche di ogni
disciplina dentale.



Ideale per tutti

Kyri Evo è la scelta ideale per tutti i professionisti del settore dentale. Versatile, ergonomica ed integrata, supera le aspettative offrendo un'esperienza di lavoro decisamente superiore a quella fornita dal classico riunito odontoiatrico. Kyri Evo è la scelta migliore per i moderni studi odontoiatrici che vogliono ottimizzare le loro prestazioni cambiando il loro modus operandi.


Kyri Evo: ergonomia operativa.



Comfort ed ergonomia dello staff odontoiatrico

La Kyri Evo poltrona odontoiatrica è stata progettata con un'attenzione particolare all'ergonomia di lavoro e al comfort del paziente. Con funzioni regolabili e una vasta gamma di posizioni, garantisce una postura ottimale per il professionista e una comoda esperienza per il paziente. L'ergonomia migliorata contribuisce anche a ridurre l'affaticamento dei professionisti durante lunghi trattamenti, mantenendo al contempo l'efficienza e la precisione nel lavoro.

Il massimo dell'ergonomia per performance di alto livello.



Tutto a portata di vista.

Kyri Evo cambia radicalmente il concetto di spazi di lavoro. L'odontoiatra può posizionarsi in modalità operativa senza distogliere l'attenzione dalla bocca del paziente, avendo tutta la strumentazione necessaria a disposizione con movimenti di 1^a, 2^a e 3^a classe.

Kyri Evo: lavoro a quattro e sei mani.



Massima libertà di movimento senza impedimenti.

L'estrema accessibilità intorno alla poltrona Kyri Evo consente di organizzare il lavoro a 4 e 6 mani che, con l'ausilio dei dispositivi Kyri Cart, Smart Trolley Evo e tavolo ponte, diventa particolarmente agevole.

Soluzione Kyri Evo. La sala multidisciplinare.

Kyri DSS

Aspiratore chirurgico



Kyri Cart

Cart chirurgico



KyriEvo



ErgoSeat

Seduta ortopedica
professionale





ST Evo
SMART TROLLEY

Smart Trolley Evo

Linea di mobili professionali
per l'odontoiatria




Linea Orion


Lampade odontoiatriche a Led



Orion DS



Orion Tech



Orion Light




Kyri Bridge

Tavolo ponte



Soluzione Kyri Evo.

Organizzazione dello spazio di lavoro.



Soluzione Kyri Evo.

Gestione dei flussi.

1

Accoglienza

La sala multidisciplinare è configurata in modo da accogliere il paziente togliendo dalla vista gli strumenti e riducendo di conseguenza l'impatto emotivo.



2

Utilizzo

Il medico e lo staff dispongono liberamente gli Smart Trolley Evo, il cart ed il dispositivo di sedazione MasterFlux Smart secondo le esigenze del caso.



3

Sterilizzazione

Completata la fase operativa lo Smart Trolley Evo post-operatorio viene trasferito in sala sterilizzazione per il trattamento degli strumenti e lo smaltimento del materiale.



4

Ritorno strumenti puliti e reintegro materiali

Lo Smart Trolley post operatorio può essere usato per il reintegro dello strumentario dal magazzino.



La gestione dei flussi operativi all'interno dello studio odontoiatrico è resa molto semplice grazie alla mobilità su ruote garantita su tutti i dispositivi complementari: Kyri cart, Smart trolley Evo, tavolo ponte.

Smart Trolley Evo: Immagine di ordine e pulizia.

Una sala dedicata, ordinata, attrezzata con apparecchiature e dispositivi professionali mette il paziente a proprio agio creando un ambiente positivo.



Smart Trolley Evo: il sistema modulare, razionale e dinamico.



intra.elettro.post.



Libertà di movimento e gestione dei flussi

Smart Trolley Evo. L'evoluzione dell'operatività quotidiana grazie alla nuova linea di mobili professionali per l'odontoiatria. Ancora più efficienti. Ancora più... smart. La chiave è la flessibilità. Lavorate in modo funzionale e in totale libertà di movimento. Lasciate che sia il vostro ambiente ad adattarsi a voi.

illuminazione chirurgica

Orion DS

Lampada Led con doppia funzione per illuminazione chirurgica ed odontoiatrica. È composta da 30 riflettori ellittici suddivisi in 6 moduli da 5 led ciascuno per una intensità luminosa di 140.000 Lux. Con campo illuminato circolare di 24 cm ed ellittico di 20×14 cm.



Intensità luminosa

da 40.000 a 140.000 Lux

Temperatura colore

4.500°K e 5.000°K

Campo Illuminato

Circolare 24 cm
Ellittico 20 × 14 cm

Orion Light

La più leggera e maneggevole. Doppia funzione per l'illuminazione chirurgica ed odontoiatrica. Intensità luminosa di 140.000 Lux con campo illuminato circolare di 24 cm ed ellittico di 20×14 cm. Ciò consente di muovere la bocca del paziente, senza dover manipolare la lampada.



Intensità luminosa

da 40.000 a 140.000 Lux

Temperatura colore

4.500°K e 5.000°K

Campo Illuminato

Circolare 24 cm
Ellittico 20 × 14 cm

Orion Tech

Orion Tech è una lampada chirurgica sviluppata appositamente per il campo odontoiatrico, grazie alle caratteristiche calibrate secondo le necessità dell'odontoiatra.



Intensità luminosa

da 40.000 a 130.000 Lux

Temperatura colore

4.500°K e 5.000°K

Campo Illuminato

Circolare 27 cm
Ellittico 20 × 15 cm

Aspirazione chirurgica


Kyri DSS

La mobilità di Kyri DSS permette di avvicinare e posizionare meglio l'aspirazione nello spazio di lavoro e facilita la pulizia in sala di sterilizzazione.



Braccio aspirazione

Versione a poltrona o a parete.



Kyri Cart

Kyri Cart offre un'elevata possibilità di personalizzazione. I 5 vani strumenti permettono una molteplicità di configurazioni: la configurazione base (siringa, turbina, motore ed ultrasuoni) può essere associata ad un micromotore chirurgico.



Kyri Bridge

Carrello strumenti mobile per implantologia e chirurgia. Questo spazio rappresenta l'elemento di raccordo e comunicazione naturale tra il medico e l'assistente. L'assistente posiziona gli strumenti secondo la sequenza prestabilita e il medico li utilizza progressivamente.


Ergoseat

Seduta ortopedica professionale con sistema di movimento compensato fra seduta e schienale, che permette di assumere sempre una posizione attiva ed evitare problemi posturali.



La soluzione per l'odontoiatria multidisciplinare

KyriEvo



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia

Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Inscr. Reg. Impr. PR 10061



www.tecnogaz.com

