





ORION 60
Ref LC101LRB

DATI TECNICI



Prestazioni a 1mt di distanza	
	ORION 60
Intensità luminosa a 1m (Ec)	160klx
Temperatura di colore (K)	4500 / 5000
Indice di resa cromatica (CRI)	96
Sorgente luminosa	N°81 leds x 1,4W
Focalizzazione	Fissa
Profondità campo luminoso	43 cm
Diametro campo luminoso d ₁₀	19 cm
Energia irradiata nel campo (Ee)	392 W/m ²
Dati elettrici	
Tensione primaria (Vac)	110/230 V
Tensione secondaria (Vdc)	24 V
Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento elettrico	120 VA

DISTANZA DI LAVORO



Per avere l'ottimizzazione dell'intensità luminosa, si consiglia l'utilizzo del prodotto ad una distanza di 1mt.

Tuttavia, il prodotto garantisce una buona intensità luminosa anche se usato ad una distanza compresa tra 80cm e 140cm.